

din "15" septembrie 2021

## Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție <b>ocds-b3wdp1-MD-1649954286180 din 04.05.2022</b>						
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie deschisa						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Coloană cromatografică Luna C18 (2), 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana Producator:Phenomex	760101.46 761903.30 718966	Germania	MACHEREY-NAGEL	Vezi anunțul de participare	Coloană cromatografică EC HPLC column EC 250/4.6 NUCLEODUR C18 Gravity, 5µm, 250x4,6 mm, tip cartridge, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana  Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana . HPLC guard column EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity Column Protection System Guard Column Holder for EC 4 x 2 mm and 4 x 3 mm guard columns	CE,ISO

					<p>consisting of  Pore Size: 100Å  Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g  pH range 1.0-11.0  carbon load: 18%  Endcapped: yes</p>	
<p>Coloană cromatografică  Luna C18 (2), 5µm,  150x4,6 mm, tip  cartridge, cu set de  holdere si precoloane  corespunzatoare cu  coloana  Producator:Phenomex</p>	<p>760103.46  761903.30  718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-  NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de  participare</p>	<p>Coloană cromatografică EC HPLC  column  EC 150/4.6 NUCLEODUR C18 Gravity  5µm, 150x4,6 mm, tip cartridge, cu set de  holdere si precoloane corespunzatoare cu  coloana</p> <p>Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul  4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm,  cu set de holdere si precoloane  corespunzatoare cu coloana .</p> <p>HPLC guard column  EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity  Column Protection System Guard Column  Holder  Pore Size: 110Å  Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g  pH range 1.0-11.0  carbon load: 18.0%  Endcapped: yes</p>	<p>CE,ISO</p>
<p>Coloana cromatografica  XTerra MS C18  Column, 125Å, 5.0 µm,  4.6 mm X 250 mm, cu  set de holdere  corespunzatoare cu</p>	<p>760316.46  761927.30  718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-  NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de  participare</p>	<p>Coloana cromatografica C18 Column,  125Å, 5.0 µm, 4.6 mm X 250 mm, cu set  de holdere corespunzatoare cu coloana, si  set de precoloane</p>	<p>CE,ISO</p>

<p>coloana, si set de precoloane          Producator: Waters</p>					<p>Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5,0µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana .          HPLC guard column          EC 4/3 NUCLEODUR C18 HTec          Column Protection System Guard Column Holder</p> <p>Pore Size: 110 Å          Surface Area: 175 m<sup>2</sup>/g          pH range 1.0-11.0          temp. limits: 20-45,0°C          carbon load: 18 %          Endcapped: yes          Clasificare USP: L 1</p>	
<p>Coloana cromatografica XTerra MS C18 Column, 125Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane          Producator: Waters</p>	<p>760325.46          761926.30          718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>Coloana cromatografica EC HPLC column          EC 150/4.6 NUCLEODUR C18 HTec, 110Å, 3.5 µm, 4.6 mm X 150 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p> <p>Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 3,5 µm, cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana .</p> <p>HPLC guard column          EC 4/3 NUCLEODUR C18 HTec          Column Protection System Guard Column Holder</p>	<p>CE,ISO</p>

					<p>Pore Size: 125 Å  Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g  pH range 1.0-11.0  temp. limits: 20-60,0°C  carbon load: 18 %  Endcapped: yes  Clasificare USP: L 1</p>	
<p>Coloană cromatografică  Pentafluorophenyl  propyl  (Flourosep RP-Phenyl),  5µm, 250x4,0 mm, tip  cartridge, cu set de  holdere  corespunzatoare cu  coloana, si set de  precoloane</p>	<p>760459.4  761977.30  718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-  NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de  participare</p>	<p>Coloană cromatografică EC HPLC-  Column  EC 250/4 NUCLEODUR PFP, 5µm,  250x4,0 mm, tip cartridge, cu set de  holdere corespunzatoare cu coloana, si set  de precoloane</p> <p>Coloană tip cartridge cu lungimea 250  mm, diametrul 4,0 mm, dimensiunea  particulelor 5 µm, tip cartridge, cu set de  holdere si precoloane corespunzatoare cu  coloana.</p> <p>HPLC guard column  EC 4/3 NUCLEODUR PFP  Column Protection System Guard Column  Holder</p> <p>Ligand Type: Fluorophenyl  Pore Size: 110Å  Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g  pH range 2.0-8.0  temp. limits: 80°C  carbon load: 8%  Endcapped: no  Clasificare USP:L43</p>	<p>CE,ISO</p>

<p>Coloană cromatografică Aminopropylsilyl(NH<sub>2</sub>) silica gel , 150x4.6mm, 3,0 μm tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana          Producator: Merck</p>	<p>760742.46 761951.30 718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>Coloană cromatografică EC HPLC column            EC 150/4.6 NUCLEODUR 100-3 NH<sub>2</sub>-RP, 150x4.6mm, 3,0 μm tip cartridge cu set de holdere și precoloane corespunzatoare cu coloana</p> <p>Coloană tip cartridge cu lungimea 150 mm, diametrul 4.6 mm, dimensiunea particulelor 3,0 μm,cu set de holdere si precoloane corespunzatoare cu coloana .</p> <p>HPLC guard column            EC 4/3 NUCLEODUR 100-3 NH<sub>2</sub>-RP            Column Protection System Guard Column Holder</p> <p>Stationary Phase Category: amino            Ligand Type: aminopropylsilane            Particle: 3 μm or 5 μm, spherical            Pore Size: 110 Å            Carbon Load: 2%            End-Cap: no            Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g            pH Range: 2.0 to 8            Maximum Temperature: 60 °C            Clasificare USP: L8</p>	<p>CE,ISO</p>
<p>Coloană COSMOSIL 5C18-MS-I 250*4.6 mm.5 mkm cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p>	<p>760101.46 761903.30 718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>Coloană EC HPLC column            EC 250/4.6 NUCLEODUR C18 Gravity cu holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p>	<p>CE,ISO</p>

					<p>Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holderele</p> <p>HPLC guard column  EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity  Column Protection System Guard Column Holder  Pore Size: 110Å  Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g  pH range 2.0-11.0  carbon load: 18 %  Clasificare USP: L1</p>	
<p>Coloana cromatografica ACQUITY UPLC BEH C18 Column, 130Å, 1.7 µm 2.1 mm X 50 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p>	<p>760305.2  761925.3  718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>Coloana cromatografica EC HPLC column  EC 50/2 NUCLEODUR C18 HTec, 110Å, 1.8 µm 2 mm X 50 mm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p> <p>Coloană cu lungimea 50 mm, diametrul 2 mm, dimensiunea particulelor 1.8 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane  Stationary Phase Category: Reversed Phase  Particle: hybrid  Pore Size: 110 Å  Carbon Load: 18%  End-Cap: yes  pH Range: 1 to11  Clasificare USP: L1</p>	<p>CE,ISO</p>

<p>Coloana cromatografica C18 end-capped Solid Core , 2.1 mm X 150 mm,2.6 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p>	<p>763136.2 763110.2 718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>Coloana cromatografica EC HPLC column EC 150/2 NUCLEOSHELL RP 18, 2 mm X 150 mm,2.7 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p> <p>Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 2.1 mm, dimensiunea particulelor 2.6µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane</p> <p>HPLC guard column EC 4/2 NUCLEOSHELL RP 18 Column Protection System Guard Column Holder</p> <p>Stationary Phase Category: Reversed Phase Particle Shape: Spherical Solid Core Particle: 2.7 µm spherical Pore Size: 90 Å Carbon Load: 7.8 % End-Cap: Polar Surface Area: 130 m<sup>2</sup>/g pH Range: 1.0 to 11 Maximum Temperature: 60 °C Clasificare USP: L1</p>	<p>CE,ISO</p>
<p>Coloana cromatografica Column Supelcosil™ LC-SCX, 250 mm x 4.6</p>	<p>720097.46 721024.30 718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>Coloana cromatografica EC HPLC column EC 250/4.6 NUCLEOSIL 100-5 SA, 250 mm x 4.6 mm 5 µm, cu set de holdere</p>	<p>CE,ISO</p>

<p>mm 5 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p>					<p>corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p> <p>Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane</p> <p>HPLC guard column EC 4/3 NUCLEOSIL 100-5 SA Column Protection System Guard Column Holder</p> <p>Pore Size: 100 Å End-Cap: yes pH Range: 2.0 to 8.0 carbon load: 6.5 % Clasificare USP: L9</p>	
<p>Coloana cromatografica Symmetry C18 100Å, 250mm*4,6 mm,5 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p>	<p>760002.46 761932.30 718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>Coloana cromatografica EC HPLC column EC 250/4.6 NUCLEODUR 100-5 C18 ec 110Å, 250mm*4,6 mm,5 µm, cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p> <p>Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane</p> <p>HPLC guard column EC 4/3 NUCLEODUR 100-5 C18 ec</p>	<p>CE,ISO</p>



					<p>Column Protection System Guard Column Holder</p> <p>Pore Size: 110 Å  Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g  pH range 1.0-9.0  temp. limits: 20-60,0°C  carbon load: 17.5 %  Endcapped: yes  Clasificare USP: L 1</p>	
<p>Coloană cromatografică ACE5 C18-HL (high load) 250mm*4,6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p>	<p>760101.46  761903.30  718966</p>	<p>Germania</p>	<p>MACHEREY-NAGEL</p>	<p>Vezi anunțul de participare</p>	<p>EC HPLC column  EC 250/4.6 NUCLEODUR C18 Gravity</p> <p>Coloană cromatografică 250mm*4,6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane</p> <p>Coloană cu lungimea 250 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane  HPLC guard column  EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity,  Column Protection System Guard Column Holder</p> <p>Pore Size: 110 Å  Surface Area: 340 m<sup>2</sup>/g  pH range 2.0-8.0  Max. pressure:600 bar  carbon load: 18 %  Endcapped: yes</p>	<p>CE,ISO</p>

Coloană cromatografică NUCLEODUR 100-5 CN (cyano-nitrile) 150x4.6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane	760154.46 761944.30 718966	Germania	MACHEREY-NAGEL	Vezi anunțul de participare	Coloană cromatografică EC HPLC column EC 150/4.6 NUCLEODUR 100-5 CN-RP 150x4.6mm, 5 µm cu set de holdere corespunzatoare cu coloana, si set de precoloane  Coloană cu lungimea 150 mm, diametrul 4,6 mm, dimensiunea particulelor 5 µm, compatibilă cu holder de coloană si precoloane  HPLC guard column EC 4/3 NUCLEODUR 100-5 CN-RP Column Protection System Guard Column Holder Pore Size: 110 Å Surface Area: 340 m <sup>2</sup> /g pH range 1.0-8.0 carbon load: 7.0 % temp. limits: 60°C Endcapped: yes Clasificare USP: L 10	CE,ISO
Precoloane pentru coloane Luna C18 (2), 5µm (set)	761903.30	Germania	MACHEREY-NAGEL	Vezi anunțul de participare	Precoloane pentru coloane HPLC guard column EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity, 5µm(set)	CE,ISO
Holdere de coloană si precoloane compatibile cu coloanele Inertsil ODS-3V, 5µm(set)	761903.3 718966	Germania	MACHEREY-NAGEL	Vezi anunțul de participare	Holdere de coloană si precoloane compatibile cu coloanele Inertsil ODS-3V HPLC guard column EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity, 5µm(set)	CE,ISO

					Column Protection System Guard Column Holder	
Holdere de coloană si precoloane compatibile cu coloanele Hypersil BDS C18 5 μm	761903.3 718966	Germania	MACHEREY-NAGEL	Vezi anunțul de participare	Holdere de coloană si precoloane compatibile cu coloanele Hypersil BDS C18 HPLC guard column EC 4/3 NUCLEODUR C18 Gravity 5 μm	CE,ISO

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor

În calitate de: Director General

*Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2*