

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție 21522614/ocds-b3wdp1-MD-1765538732208 din 29.12.25						
Obiectul achiziției: SETURI DE DIAGNOSTIC PENTRU BIOLOGIE MOLECULARĂ						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
11. LOT Set de diagnostic gripa aviară	VetMAX™-Gold AIV Detection Kit, 4485261	SUA	Life Technologies (Thermo Fisher)	Set de diagnostic la influența Aviară prin real-time RT- PCR Testul detectează secvențe comune tuturor subtipurilor de AIV tip A. Două ținte de matrice virală și o țintă de matrice nucleoproteică sunt amplificate și detectate în timp real. Probe de tampon orofaringian/traheal de la păsări (pui/curcan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde): Multiplex RT-PCR Buffer concentrație minimă 2X Multiplex RT-PCR Enzyme Mix Influenza Virus Primerii Nuclease-free Water Pozitiv Control concentrație minimă 1,000 copies/μL Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentrație minimă 10,000 copies/μL Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) minimal 25 μL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC	Set de diagnostic la influența Aviară prin real-time RT- PCR Testul detectează secvențe comune tuturor subtipurilor de AIV tip A. Două ținte de matrice virală și o țintă de matrice nucleoproteică sunt amplificate și detectate în timp real. Probe de tampon orofaringian/traheal de la păsări (pui/curcan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde): Multiplex RT-PCR Buffer concentrație 2X Multiplex RT-PCR Enzyme Mix Influenza Virus Primerii Nuclease-free Water Pozitiv Control concentrație 1,000 copies/μL - Influenza Virus-Xeno™ RNA Control Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentrație 10,000 copies/μL Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) minimal 25 μL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC	ISO, CoA

				2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 1.Influența Aviara: Reporter – FAM, Quencher – Eclipse 2.IPC (Control extracției): Reporter – VIC, Quencher – Eclipse For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Pozitiv Control Intern (Exogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cyclor) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 1.Influența Aviara: Reporter – FAM, Quencher – Eclipse 2.IPC (Control extracției): Reporter – VIC, Quencher – Eclipse For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Pozitiv Control Intern (Exogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul este compatibil cu instrumentele QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cyclor) Oferta include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CoA pentru produsul propus. Oferta include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
13. LOT Set de diagnostic la pesta porcină africană	VetMAX™ African Swine Fever Virus Detection Kit, A28809	Laboratoire Service International 1 (LSI), Thermo Fisher	Franta	Set de diagnostic la pesta porcină africană prin real-time RT- PCR . Amplificarea PCR în timp real a genei P72 a virusului ASFV . Probe de la porcine - probe de țesuturi, sânge, ser sanguin. Probe de țesuturi și sânge pot fi prelucrate doar în mod individual. Probele de ser sanguin pot fi preparate în probe grupate 5-10 probe (5-10 pooled samples) Analiza duplex IPC exogen Master Mix – Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen)	Set de diagnostic la pesta porcină africană prin real-time RT- PCR . Amplificarea PCR în timp real a genei P72 a virusului ASFV . Probe de la porcine - probe de țesuturi, sânge, ser sanguin. Probe de țesuturi și sânge pot fi prelucrate doar în mod individual. Probele de ser sanguin pot fi preparate în probe grupate 5-10 probe (5-10 pooled samples) Analiza duplex IPC exogen Master Mix – Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen)	ISO, CoA

			Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 4.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 5.Control de extracție cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter - VIC 6.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 3.Virusului ASFV: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 4.IPC (Control extracției endogen, β-actină): Reporter – VIC, Quencher - Tamra Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Exogen) Validat și certificat de WOA (Registrul kiturilor de diagnostic – https://www.woah.org/en/what-we-offer/veterinary-products/diagnostic-kits/the-register-of-diagnostic-kits/) Reacția PCR este efectuată într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. Oferta va include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 4.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 5.Control de extracție cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter - VIC 6.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 3.Virusului ASFV: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 4.IPC (Control extracției endogen, β-actină): Reporter – VIC, Quencher - Tamra Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Exogen) Validat și certificat de WOA (Registrul kiturilor de diagnostic – https://www.woah.org/en/what-we-offer/veterinary-products/diagnostic-kits/the-register-of-diagnostic-kits/) Reacția PCR este efectuată într-un tub de reacție. Kitul este compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cycler) Oferta include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității COA pentru produsul propus. Oferta include informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
--	--	--	---	---	--

14. LOT Set de diagnostic la Febra West Nile	VetMAX™ West Nile Virus Kit, WNPEXO50	Laboratoire Service Internationa 1 (LSI), Thermo Fisher	Franta	Set de diagnostic la virusului West Nile prin real-time RT- PCR . Testul detectează detectarea WNV (virusul West Nile) la cabaline. Probe de sânge integral, ser și plasmă, supernatant de cultură celulară, fecale, tampoane traheale și cloacale, organe și lichid cefalorahidian. Analiza duplex Master Mix - Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) minimal 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC cu Pozitiv Control Intern (Exogen - valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) sau Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC cu Pozitiv Control Intern (Endogen) 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 1.Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 2.IPC (Control extracției endogen): Reporter – VIC, Quencher - TAMRA For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen) sau cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen).	Set de diagnostic la virusului West Nile prin real-time RT- PCR . Testul detectează detectarea WNV (virusul West Nile) la cabaline. Probe de sânge integral, ser și plasmă, supernatant de cultură celulară, fecale, tampoane traheale și cloacale, organe și lichid cefalorahidian. Analiza duplex Master Mix - Ready to use (include bufer, enzime, primerii și sonde) Pozitiv Control Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC/Control de extracție/Pozitiv Control) 25 µL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC cu Pozitiv Control Intern (Exogen - valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) sau Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC cu Pozitiv Control Intern (Endogen) 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 1.Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher - NFQ 2.IPC (Control extracției endogen): Reporter – VIC, Quencher - TAMRA For veterinary use only Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen) sau cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen). Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție.	ISO, CoA
---	--	--	--------	---	--	-------------

				Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cyclor) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Kitul este compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cyclor) Oferta include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității COA pentru produsul propus. În ofertă este indicată denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
15. LOT Set de diagnostic la Pesta micilor rumegătoare	VetMAX™ Peste des Petits Ruminants Virus Kit, PPRP50	Laboratoire Service Internationa l (LSI), Thermo Fisher	Franta	Set de diagnostic la PPR prin real-time RT- PCR duplex care amplifică simultan ținta PPRV și cu control intern endogen, cu sondă TaqMan. Setul să fie pentru detectarea calitativă a PPRV (virusul Pestei Micilor Rumegatoare) la rumegătoarele mici (ovine și caprine). Probe de sânge recoltat în tuburi cu EDTA, organe și țesuturi și tampoane (oculare și nazale). Toate probele trebuie prelucrate în mod individual. Componenta setului -Master mix, amestec de reacție pentru amplificare gata de utilizat, care conține transcriptaza reversă, polimeraza Taq și oligonucleotide (primeri și sonde) pentru amplificare, detectare și controlul intern, pentru o reacție într-un singur tub. -Pozitiv control țintă, liofilizat, comprehensiv, calibrat între 1-100x limita de detecție a metodei care să asigure întregul întregul proces (extracție + PCR). Validare completă end-to-end. Specificitate diagnostică - 100% Sensibilitate diagnostică - 100% Controale și validare:	Set de diagnostic la PPR prin real-time RT- PCR duplex care amplifică simultan ținta PPRV și cu control intern endogen, cu sondă TaqMan. Setul să fie pentru detectarea calitativă a PPRV (virusul Pestei Micilor Rumegatoare) la rumegătoarele mici (ovine și caprine). Probe de sânge recoltat în tuburi cu EDTA, organe și țesuturi și tampoane (oculare și nazale). Toate probele trebuie prelucrate în mod individual. Componenta setului -Master mix, amestec de reacție pentru amplificare gata de utilizat, care conține transcriptaza reversă, polimeraza Taq și oligonucleotide (primeri și sonde) pentru amplificare, detectare și controlul intern, pentru o reacție într-un singur tub. -Pozitiv control țintă,, comprehensiv, calibrat între 1-100x limita de detecție a metodei care să asigure întregul întregul proces (extracție + PCR). Validare completă end-to-end. Specificitate diagnostică - 100% Sensibilitate diagnostică - 100% Controale și validare:	ISO, CoA

			- No-template control (NTC/NAC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC/HEX - Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC - Pozitiv control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC. - Reacție one-step RT-PCR într-un singur tub. Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: - Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher – NFQ. Genă ID: FAM- NFQ. - IPC (Control extracției endogen) detectat pe VIC Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Endogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Setul să fie validat pe următoarele matrice: sânge integral EDTA (caprine, ovine), tampoane oculare, tampoane nazale, tampoane orale, tampoane rectale, organe (plămâni, splină, ganglioni, etc.), țesuturi. Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5 sau echivalentul acestuia ABI 7500 sau MIC și să asigure u program mai rapid. Setul să fie validat un laborator de referință al WOAHO/OIE la boala Pesta Micilor Rumegătoare. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	- No-template control (NTC/NAC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – VIC/HEX - Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter - VIC - Pozitiv control cu valoarea Ct (valorile Ct din Certificatul de Analiză pentru lotul de fabricație al setului) la Reporter – FAM și Reporter – VIC. - Reacție one-step RT-PCR într-un singur tub. Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: - Virusului PPR: Reporter – FAM, Quencher – TAMRA. Genă ID: FAM- TAMRA. - IPC (Control extracției endogen) detectat pe VIC Certificat de Analiza cu valorile Ct la Pozitiv Control și cu valorile Ct Control de extracție - Pozitiv Control Intern (Exogen) Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție. Setul este validat pe următoarele matrice: sânge integral EDTA (caprine, ovine), tampoane oculare, tampoane nazale, tampoane orale, tampoane rectale, organe (plămâni, splină, ganglioni, etc.), țesuturi. Kitul este compatibil cu instrument QuantStudio 5 sau echivalentul acestuia ABI 7500 sau MIC și să asigure u program mai rapid. Setul este validat un laborator de referință al WOAHO/OIE la boala Pesta Micilor Rumegătoare. Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CoA pentru produsul propus. În ofertă este indicată denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.
--	--	--	---	---

17. LOT Set de diagnostic la boala de Newcastle	VetMAX NDV Kit, NDV	Laboratoire Service Internationa l (LSI), Thermo Fisher	Franta	Set pentru detectarea Boala de Newcastle type 1 prin real-time RT- PCR. Tip de probă tampoane: tracheale, orofaringiene, cloacale (probe individuale sau grupuri) și țesut/organe: trahee, plămâni, splină, ficat, creier, amigdale cecale (probe individuale sau grupuri). Sistem de detecție sonda de hidroliză (TaqMan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde) NDV Primerii concentrație minimă 25X qRT-PCR Buffer concentrație minimă 2X qRT-PCR Enzyme Mix concentrație minimă 25X Pozitiv control NDV RNA concentrație minimă 25X Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentrație minimă 10,000 copies/μL Nuclease-free Water Analiza duplex Probe de tampon traheal/cloacal/fecale/ probe de țesuturi de la păsări de curte. Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) minimal 25 μL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 3.Boala de Newcastle: Reporter – FAM, Quencher – BHQ-1 4.IPC (Control extracției): Reporter – CAL Fluor Orange 560, Quencher – BHQ-1 For veterinary use only Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție.	Set pentru detectarea Boala de Newcastle type 1 prin real-time RT- PCR. Tip de probă tampoane: tracheale, orofaringiene, cloacale (probe individuale sau grupuri) și țesut/organe: trahee, plămâni, splină, ficat, creier, amigdale cecale (probe individuale sau grupuri). Sistem de detecție sonda de hidroliză (TaqMan). Master Mix (include bufer, enzime, primerii și sonde) NDV Primerii concentrație 25X qRT-PCR Buffer concentrație 2X qRT-PCR Enzyme Mix concentrație 25X Pozitiv control NDV RNA concentrație 25X Pozitiv Control Intern (Exogen) -IPC concentrație 10,000 copies/μL Nuclease-free Water Analiza duplex Probe de tampon traheal/cloacal/fecale/ probe de țesuturi de la păsări de curte. Volum de reacție (Master Mix + Proba/ NTC / Control de extracție / Pozitiv Control) 25 μL Criterii de validare reacției PCR: 1.No-template control (NTC) - Control fără șablon în locul ARN-ului probei cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 2.Control de extracție cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 3.Pozitiv Control cu valoarea Ct la Reporter – FAM și Reporter – CAL Fluor Orange 560 Metodă de detectare - Sondă primer Passive Reference Dye – Rox Folosind TaqMan fluorescent cu 2 țargete: 3.Boala de Newcastle: Reporter – FAM, Quencher – BHQ-1 4.IPC (Control extracției): Reporter – CAL Fluor Orange 560, Quencher – BHQ-1 For veterinary use only Revers transcripția și PCR sunt efectuate într-un tub de reacție.	ISO, CoA
--	---------------------------	--	--------	---	---	-------------

				Kitul să fie compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cyclor) Oferta v-a include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CE pentru produsul propus. În ofertă se indică denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	Kitul este compatibil cu instrument QuantStudio 5, MIC (Magnetic Induction Cyclor) Oferta include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru produsul propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență pentru produsul propus; - certificatul de control a calității CoA pentru produsul propus. În ofertă este indicată denumirea comercială a produsului, nr.de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albișoara 64/2