

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
19.10.2020



CODICE ARTICOLO: **1375**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



PROVETTA CILINDRICA DA 5ML, NON GRADUATA, SENZA BORDO

Prodotta in Polistirolo cristallo (PS) perfettamente trasparente

Dispositivo latex free

5ML CYLINDRICAL TEST TUBE, NOT GRADUATED, WITHOUT RIM

Manufactured in crystal polystyrene (PS) perfectly transparent

Latex free device

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

| CARATTERISTICHE PRINCIPALI | | TECHNICAL FEATURES |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| Stato microbiologico | NON STERILE / NOT STERILE | <i>Microbiological status</i> |
| Materiale impiegato | POLISTIROLO / POLYSTYRENE | <i>Raw material – Test tube</i> |
| Temperature tollerate | MIN -10°C MAX +70°C | <i>Temperature range - test tube</i> |
| Volume (ml) | 5,0 | <i>Volume (ml)</i> |
| Dimensioni (mm) | Ø 13 x 75 | <i>Dimensions - test tube (mm)</i> |
| Spessore (mm) | 1,0 | <i>Thickness (mm)</i> |
| Peso (gr) | 2,75 | <i>Weight - test tube (g)</i> |
| Validità del prodotto | 5 ANNI / YEARS | <i>Shelf life</i> |

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102 (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1896532/R

Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests.

For professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050301020102 (Samples analyses, plastic tubes without additives).

EDMA Code > 51091001 - Other containers for samples of human origin

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 3.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

For a maximum centrifuge speed of 3,000 r.p.m to be kept for 20" max

MBALLO / PACKING

Quantità (pz): 4.000
Quantity (pcs):

Confezione interna (pz): 1.000
Internal packing (pcs):

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 55,5 x 42,5 x 34
External box dimensions (cm):

Peso (Kg): 11,85
Weight (Kg):

Volume (m³): 0,087
Volume (m³):

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable