

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1675670209666 din <u>21.02.2023</u>
Obiectul achiziției: Reagenți, medii, consumabile de laborator și dezinfectanți

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1. Reagenți, calibratori materiale pentru analizator biochimic automat A25 sistem închis						
1.1 Glucoza (Glucose) cu ambalaj special pentru A-25				Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica GOD-PAP. Reagenți: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set, < 0,1 mmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 7,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3,0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7 mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de		

				identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni		
1.2 Bilirubina totala (Total Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25				250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni		
1.3 Bilirubina directa (direct Bilirubin) cu ambalaj special pentru A-25				250ml/set "Metoda de determinare: Fotometrica Iendrasec. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 1,8 mkmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,03 Coeficientul de variatie extraserial < 0,01 Interferente: Acid ascorbinic pina la		

				1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.4 ALAT (GPT) cu ambalaj special pentru A-25				"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 4,0 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 1,5 Coeficientul de variatie extraserial < 1.0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat A-		
1.5 ASAT (GOT) cu ambalaj special pentru A-25				"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 2 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 1.5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat A- 25		

				Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.6 Proteina Totala (Total Protein) cu ambalaj special pentru A-25				"Ambalaj 10x50 ml Metoda de determinare: Fotometrica cu biuret. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 5,0 g/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj		
1.7 Uree (Urea) cu ambalaj special pentru A-25				"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Ureaze UV. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 0,3 mmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3.5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A-25		

				Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.8 Creatinina (Creatinine) cu ambalaj special pentru A-25				"Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica Jaffe fara deproteinizare. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 15 mkmol/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,05 Coeficientul de variatie extraserial < 0.05 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibile cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat		
1.9 Albumina (Albumin) cu ambalaj special pentru A-25				"Ambalaj 5x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometricacu BCG Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 2 g/l Coeficientul de variatie intraserial < 0,15 Coeficientul de variatie extraserial < 0.15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l		

				Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.10 alfa-Amilaza (alfa-Amylase) cu ambalaj special pentru A-25				100ml/set "Metoda de determinare: Imunoturbidimetrica cantitativa fara predilutie Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 33 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 5,0 Coeficientul de variatie extraserial < 8.0 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.11 Fosfataza alcalina (Alkaline Phosphatase)) cu ambalaj special pentru A-25				Fotometrica fermentativa. Cinetica. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Bireagent Limita minima de detectie pentru set < 3,0 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 3,0 Coeficientul de variatie extraserial < 3.0 Interferente: Acid ascorbinic pina la		

				1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat A-25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.12 Acidul Uric (Uric Acid) cu ambalaj special pentru A-25				"Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25 Metoda de determinare: Fotometrica fermentativa. Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent Limita minima de detectie pentru set < 4,2 mcmol/L Coeficientul de variatie intraserial < 0,1 Coeficientul de variatie extraserial < 0,15 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride pina la 21 g/L Flacoane compatibilee cu analizatorul biochimic automat A- 25 Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.13 Cholesterol total (Cholesterol) cu ambalaj special pentru A 25				"Ambalaj 10x50 ml, specific pentru A-25		

				Metoda de determinare: Fotometrica CHOD-PAP Reagenti: Lichid Stabil, gata pentru folosire. Monoreagent. Limita minima de detectie pentru set < 0,08 U/L Coeficientul de variatie intraserial < 2,0 extraserial < 2.5 Interferente: Acid ascorbinic pina la 1,7mmol/l Coeficientul de variatie Bilirubina pina la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pina la 3,8 g/l Lipemie-trigliceride Ambalaj securizat, marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 18 luni"		
1.14 MultiCalibrator				25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine "		
1.15 MultiControl ser normal				25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa-Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine "		

1.16 MultiControl ser patologic				25ml/set "Flacoane cu volum 5 ml. Ser uman cu 40 de parametri (include) : Alfa-Amilaza (alfa- Amilase) CNP-G3 Bilirubin Direct - m.d. Iendrasec Bilirubin Total - m.d. Iendrasec Calciu - m.d. Arsenazo III, Iron - m.d. Ferrozine "		
1.17 Solutie concentrata de sistem p/u A 25				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.18 Solutie concentrata de spălat p/u A 25				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.19 Reaction Rotor (10 unit/set) 1 set-10 unit, Metacrilat 120 Godeuri				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni		
1.20 Cuva pentru ser, 2 ml 1000 buc/set (Sample Wells)				Dimensiuni 13,75x24,90mm / 2ml		
Lotul 2. Reagenti pentru analizator hematologic Mindray -5000						
2.1 M-52 Diff Lyse				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
2.2 M-52 BC-5000 Diluent 20*1				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
2.3 M-52 LH Lyse				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat		

				și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele		
2.4 B-55 control				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele		
2.5 Proba Cleanser 50ml				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele		
Lotul 3. Expres teste				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
3.1 Expres test p/u determinarea CK-MB				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de		

				valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
3.2 Expres test p/u determinarea D-dimeri				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabile să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
3.3 Expres test p/u determinarea Troponinelor				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabile să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
3.4 Expres Test p/u determinarea HBsAg				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabile să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
3.5 Expres Test p/u determinarea HCV				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni		
3.6 Proteina C reactiva LATEX 1 fl*5 ml				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni. Consumabile să fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să		

				coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
3.7 Teste- Glucosa / Cetone set 100 teste				(Glucosa, proteine, PH, singe ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifica, leucocite)		
3.8 Expres-teste p/u urina - 10 parametri (Glucosa, proteine, PH, singe ocult, cetone, bilirubin, urobilinogen, nitriti, greutate specifica, leucocite)set 100 teste				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
Lotul 4 . Material de control la urină						
4.1 Material de control calitatii determinarea proteinei in urină cu 3 nivele ambalaj 3ml/5ml				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.		
Lotul 5. Cuagulometru Helena C2						
5.1 Protrombin-fl. 10ml lici pentru Cogulometru Xelena C-2				Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
5.2 Fibrinogen fl.-3ml Coagulometru Helena c-2				Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate,		

				conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
5.3 Cuve pentru Coagulatorul Xelena C-2				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni.		
5.4 Plasmă Standard pentru determinarea protrombiei si fibrinogenei				Termenul de lucru din momentu deschiderei nu mai puti de 2 luni . Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 12 luni. Consumabile sa fie ambalate securizat, marcat și etichetat de producator. Date de identitate (denumirea, numarul lotului, seria, termenii de valabilitate, conditiile de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichete		
Lotul 6 . Reagent chimic						
6.1 Acid sufosalilicilic kg				Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator nu mai mic de 36 luni.		
Loturi Reagenți microbacteriologici						
Lotul 7. Mediu SS						
Lotul 8. Mediul TCBS						
Lotul 9. Mediu dezoxicholat cu xiloza si lizin pentru identificarea Salmonella spp.						
Lotul 10. Mediu cromogen Candida						
Lotul 11. Apă peptonată alcalină pentru îmbogățirea Vibrio spp.						
Lotul 12. Mediu salin cu manitol pentru identificarea Staphylococcus spp.						
Lotul 13. Plasma de iepure				Flacon de 5ml		
Lotul 14. Plasmă de cal				Flacon cite 100ml		

Lotul 15. Sistem de hemocultură universal pentru 14eagen și copii						
Lotul 16. Discuri cu: Oxidază				50 discuri în flacon		
Lotul 17. Discuri cu: Amoxicilină + Ac.clav.				100 discuri în flacon		
Lotul 18. Discuri cu: Cefalexină				100 discuri în flacon		
Lotul 19. Discuri cu: Azitromicină				100 discuri în flacon		
Lotul 20. Discuri cu: Ceftriaxon				100 discuri în flacon		
Lotul 21. Discuri cu: Ceftazidim				100 discuri în flacon		
Lotul 22. Discuri cu: Cirpofloxacină				100 discuri în flacon		
Lotul 23. Discuri cu: Ampicilină				100 discuri în flacon		
Lotul 24. Discuri cu: Doxaciclină				100 discuri în flacon		
Lotul 25. Discuri cu: Eritromicină				100 discuri în flacon		
Lotul 26. Discuri cu: Gentamicină				100 discuri în flacon		
Lotul 27. Discuri cu: Ofloxacină				100 discuri în flacon		
Lotul 28. Discuri cu: Co-Trimoxazol				100 discuri în flacon		
Lotul 29. Discuri cu: Imipenem				50 discuri în flacon		
Lotul 30. Discuri cu Bacitracin B				50 discuri în flacon		
Lotul 31. Discuri cu Vancomicin				100 discuri în flacon		
Lotul 32. Discuri cu:Fluconazol				100 discuri în flacon		
Lotul 33. Discuri cu: Cefazolin				100 discuri în flacon		
Lotul 34. Discuri cu: Itraconazol				100 discuri în flacon		
Lotul 35. Discuri cu: Novobiocin				100 discuri în flacon		
Lotul 36. Discuri cu: Nistatin				100 discuri în flacon		

Lotul 37. Discuri cu: Optohin				50 discuri în flacon		
Lotul 38. Discuri cu :Moxifloxacină				100 discuri în flacon		
Lotul 39. Discuri cu:Amidon				25 discuri in flacon		
Lotul 40. Ser Salmonella H-antigen Ifaza:i				Flacon a 15eag 1 ml		
Lotul 41. Ser ShigellaFlexneri grup:3.4				Flacon a 15eag 1ml		
Lotul 42. Ser ShigellaFlexneri type:1				Flacon a 15eag 1 ml		
Lotul 43. Ser ShigellaFlexneri type:2				Flacon a câte1 ml		
Lotul 44. Ser Salmonella H-antigen Ifaza:g.m				Flacon a câte1 ml		
Lotul 45. Ser ShigellaFlexneri type:4				Flacon a 15eag 1ml		
Lotul 46. Ser Salmonella O-antigen:4				Flacon a 15eag 1ml		
Lotul 47. Ser Salmonella O-antigen:9				Flacon a 15eag 1ml		
Lotul 48. Cutii Petri sterile de unică folosință din plastic cu diametru 90mm x 15mm						
Lotul 49. Cutii Petri sterile de unică folosință din plastic cu diametru 120mm x 120mm						
Lotul 50. Tampon steril in eprubetă						
Lotul 51. Tampon steril pe 15eagent de lemn						
Lotul 52. Tampon steril cu mediu de transport Amies						
Lotul 53. Paneluri pentru identificarea m/o familia „Enterobacteriaceae,, Microbact GMB-12A N60						
Lotul 54. Microbact ulei mineral						
Lotul 55. Microbact set 15eagent suplimentari						
Lotul 56. Tulpină de referință Vibrio parahaemolyticus ATCC 17802						
Loturi Dezinfecțanți						

Lotul 57. Peroxid de hidrogen 33-33 % medicinal				Certificări: 1. confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia 2. fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a participantului 3. instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului 4. Cerințe tehnice: - ambalaj: întunecat, cu inel de protecție, sigilat de producător - substanța activă: peroxid de hidrogen 33-35 % - produs gata de utilizare - utilizare simultan pentru dezinfectie și prelucrare - termen de valabilitate: > 1 an Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
Lotul 58. Peroxid de hydrogen 6% (ambalaj ≤1 litri)	Peroxid de hidrogen-Eladum 6% 1000ml soluție dezinfectantă pentru suprafețe	Republica Moldova	SRL Eladum Pharma	Certificări: 1. confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia 2. fișa tehnică de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila umedă a	Peroxid de hidrogen-Eladum 6% 1000ml soluție dezinfectantă pentru suprafețe	Numărul de înregistrare: 00075

				participantului 3. instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului 4. Cerințe tehnice: - ambalaj: întunecat, cu inel de protecție, sigilat de producător - substanța activă: peroxid de hidrogen 6 % - produs gata de utilizare - utilizare simultan pentru dezinfecție și prelucrare - termen de valabilitate: > 1 an Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hârtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.		
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Dumbravă Natalia** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **SRL ELADUM PHARMA** Adresa: **R-nul Strășeni, s. Cojușna, str. Centenarului 2/C**