

CleanMed Rinse MA8

Aditiv acid pentru clătire și înmuiere pentru curățarea
instrumentarului medical

Informații despre manipulare și depozitare în condiții de siguranță

Informații complete referitoare la manevrarea și eliminarea produsului se
regăsesc în Fișa cu date de securitate, disponibilă separat.

A se păstra în ambalajul original. A se evita temperaturile extreme.

Compatibilitatea produsului

În condițiile recomandate de utilizare, CleanMed Rinse MA8 este adecvat
pentru majoritatea materialelor care se găsesc în spitale în mod obișnuit. Nu
utilizați produsul concentrat pe suprafețe din cupru, aluminiu și alamă. Nu
utilizați produsul înainte de spălarea în cuvă și evitați utilizarea cu duze din
cupru. De asemenea, utilizați conducte din oțel inoxidabil pentru a doza
produsul.

MA8

KOLINS HGN SRL

Chișinău, bd. Moscova 21

Tel: (+373) 693 40 504,

Tel. (+373) 610 50 708

e-mail: kolins.director@mail.ru

www.kolins.md