

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1695911104792 din 28 septembrie 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesitatilor IMSP beneficiare (lista suplimentara nr.30)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 27 Centrifuga de laborator (24 tuburi) viteza redusă	M-UNIVERSAL	Polonia	MPW MED.INSTRUMENTS	Centrifugă de laborator (24 tuburi) viteza redusă Cod 150950 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga sângele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm 1000 Maximală, rpm 3500 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml	Centrifuga de laborator M-UNIVERSAL cu 24 tuburi si viteza redusa. S1. Superior, viteza de rotatie minimala este 90 rpm (conform brosură pag.3) S2. Superior, viteza maxima de rotatie a centrifugii M-UNIVERSAL este 18.000 rpm. Pentru rotorul nr.11745 viteza maxima de rotatie este 5000 rpm. (conform brosură pag.3 si manual de utilizare pag.62) S3. Da, este posibila setarea vitezei (conform manual de utilizare pag.19) S4.Superior, capacitatea tuburilor in intervalul 2,5 – 15 ml (conform brosură pag.3 si manual de utilizare pag.63)	ISO, CE Conform notificare andm: Nr.7837 din 25.10.2023

				Numărul de tuburi 24 unitati Timer Gama de timp 0 - ≥ 60 min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicari vizual și acustic da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da	S5. Da, centrifuga M-UNIVERSAL este configurata cu rotorul nr.11745, pentru 24 tuburi (conform brosură pag.3) S6. Superior, timpul de lucru al centrifugii M-UNIVERSAL poate fi setat în intervalul 1s ÷ 99 h 59 min 59 s (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.7) S7. Superior, timpul de lucru al centrifugii M-UNIVERSAL poate fi setat în intervalul 1s ÷ 99 h 59 min 59 s cu incrementarea de 1 s (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.7) S8. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de funcția de blocare a capacului în timp ce rotorul funcționează (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.17) S9. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicatori vizuali și acustici (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.17) S10. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicator de debalansare (conform brosură pag.2 și manual de utilizare pag.15,17) S11. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicatori de pornire/oprire (conform manual de utilizare pag.18) S12. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de indicator capac deschis (conform brosură pag.2) S13. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de un display digital localizat în mijlocul panoului de control (conform manual de utilizare pag.16, 18 și brosură pag.2)	
--	--	--	--	--	---	--

				Nivelul de zgomot ≤ 65 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standartelor in vigoare da	S14. Superior, nivelul de zgomot al centrifugii este <60 dB (conform manual de utilizare pag.7) S15. Da, centrifuga M-UNIVERSAL dispune de fereastra de sticla pentru verificarea periodica. Deasemenea dispune si de un buton de urgenta pentru deschiderea capacului (conform manual de utilizare pag.16)	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____
Numele, Prenumele: Grecu Mihnea Ioan
În calitate de: Administrator
Ofertantul: X-Lab Solutions SRL
Adresa: str.Negreșteni 9 ap.(of.) 11