



# Pansamente



## MATERIALE PENTRU PANSAMENTE TRADIȚIONALE

[WWW.ZARYS.COM](http://WWW.ZARYS.COM)



## TIFON PENTRU PANSAMENT

### caracteristici

- 100% bumbac hidrofил
- înălbitor cu peroxid de hidrogen
- moale și puternic absorbant
- creșterea capacității de absorbție odată cu creșterea numărului de fire de tifon
- structura omogenă printr-o răscuire puternică a fibrelor elimină riscul de fibre libere la suprafață

### indicație

- pansamente generale pentru plăgi în clinici ambulatorii, unități chirurgicale, secții de proceduri



## tifon pentru pansament, împăturit în zig-zag

### GAZA lux



nesteril

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu abur, oxid de etilenă sau iradiere.

REF	dimensiuni	nr. fire	unitate ambalaj pungă de folie	ambalaj vrac cutie
GR1309100	0,9m x 100m	13	1 buc	5 x 1 buc
GR1709100	0,9m x 100m	17	1 buc	5 x 1 buc



se poate tăia și modela



## tifon pentru tăiat

### GAZA lux



nesteril

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu abur, oxid de etilenă sau iradiere.

REF	dimensiune	nr. fire	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj vrac cutie
CG1325SQM	1/4 m <sup>2</sup>	13	1 buc	100 x 1 buc
CG1305SQM	1/2 m <sup>2</sup>	13	1 buc	50 x 1 buc
CG1315SQM	1 m <sup>2</sup>	13	1 buc	25 x 1 buc
CG1725SQM	1/4 m <sup>2</sup>	17	1 buc	100 x 1 buc
CG1705SQM	1/2 m <sup>2</sup>	17	1 buc	50 x 1 buc
CG1715SQM	1 m <sup>2</sup>	17	1 buc	25 x 1 buc



margini indoite tip ES

### GAZA lux S



steril

REF	dimensiune	nr. fire	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj vrac cutie
CG1325SQM-SS	1/4 m <sup>2</sup>	13	1 buc	100 x 1 buc
CG1305SQM-SS	1/2 m <sup>2</sup>	13	1 buc	50 x 1 buc
CG1315SQM-SS	1 m <sup>2</sup>	13	1 buc	25 x 1 buc
CG1725SQM-SS	1/4 m <sup>2</sup>	17	1 buc	100 x 1 buc
CG1705SQM-SS	1/2 m <sup>2</sup>	17	1 buc	50 x 1 buc
CG1715SQM-SS	1 m <sup>2</sup>	17	1 buc	25 x 1 buc

Metodă de sterilizare:

- -S – Produs sterilizat cu EO - la cerere
- -SS – produs sterilizat cu abur

# TAMPOANE DIN TIFON

## caracteristici

- 100% bumbac hidrofil
- înălbit cu peroxid de hidrogen
- margini îndoite tip ES, care previn destrămarea firelor libere
- disponibil cu un fir detectabil la radiografie, cusut, care permite identificarea rapidă și neinvazivă a tamponului lăsat în câmpul de operare

## indicație

- pansamente generale pentru plăgi în clinici ambulatorii, unități chirurgicale, secții de proceduri

74



Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu abur sau oxid de etilenă.

## tampoane din tifon

### KOMPRI lux



nesteril

#### fără fir detectabil la radiografie

REF	dimensiuni	nr. fire	nr. pliuri	unitate ambalaj pungă hârtie	ambalaj vrac cutie
GS1305081	5 cm x 5 cm	13	8	100 buc	250 x 100 buc
GS1375081	7,5 cm x 7,5 cm	13	8	100 buc	60 x 100 buc
GS1310081	10 cm x 10 cm	13	8	100 buc	40 x 100 buc
GS1305121	5 cm x 5 cm	13	12	100 buc	80 x 100 buc
GS1305125	5 cm x 5 cm	13	12	500 buc	4 x 500 buc
GS1375121	7,5 cm x 7,5 cm	13	12	100 buc	40 x 100 buc
GS1375125	7,5 cm x 7,5 cm	13	12	500 buc	4 x 500 buc
GS1310121	10 cm x 10 cm	13	12	100 buc	20 x 100 buc
GS1310125	10 cm x 10 cm	13	12	500 buc	4 x 500 buc
GS1705081	5 cm x 5 cm	17	8	100 buc	80 x 100 buc
GS1775081	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	100 buc	90 x 100 buc
GS1710081	10 cm x 10 cm	17	8	100 buc	40 x 100 buc
GS171020081	10 cm x 20 cm	17	8	100 buc	40 x 100 buc
GS1705121	5 cm x 5 cm	17	12	100 buc	96 x 100 buc
GS1705125	5 cm x 5 cm	17	12	500 buc	4 x 500 buc
GS1775121	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	100 buc	60 x 100 buc
GS1775125	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	500 buc	4 x 500 buc
GS1710121	10 cm x 10 cm	17	12	100 buc	20 x 100 buc
GS1710125	10 cm x 10 cm	17	12	500 buc	4 x 500 buc
GS171020121	10 cm x 20 cm	17	12	100 buc	20 x 100 buc
GS1705161	5 cm x 5 cm	17	16	100 buc	96 x 100 buc
GS1775161	7,5 cm x 7,5 cm	17	16	100 buc	60 x 100 buc
GS1710161	10 cm x 10 cm	17	16	100 buc	40 x 100 buc
GS171020161	10 cm x 20 cm	17	16	100 buc	20 x 100 buc

#### cu fir detectabil la radiografie

REF	dimensiuni	nr. fire	nr. pliuri	unitate ambalaj pungă hârtie	ambalaj vrac cutie
GS1705081X	5 cm x 5 cm	17	8	100 buc	80 x 100 buc
GS1775081X	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	100 buc	90 x 100 buc
GS1710081X	10 cm x 10 cm	17	8	100 buc	40 x 100 buc
GS1705121X	5 cm x 5 cm	17	12	100 buc	96 x 100 buc
GS1775121X	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	100 buc	60 x 100 buc
GS1710121X	10 cm x 10 cm	17	12	100 buc	20 x 100 buc
GS171020121X	10 cm x 20 cm	17	12	100 buc	20 x 100 buc
GS1705161X	5 cm x 5 cm	17	16	100 buc	96 x 100 buc
GS1775161X	7,5 cm x 7,5 cm	17	16	100 buc	60 x 100 buc
GS1710161X	10 cm x 10 cm	17	16	100 buc	40 x 100 buc
GS171020161X	10 cm x 20 cm	17	16	100 buc	20 x 100 buc



CEL MAI  
VÂNDUT  
PRODUS



## KOMPRI lux S



### fără fir detectabil la radiografie

REF	dimensiuni	nr. fire	nr. pliuri	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj vrac cutie
GS1705081-SS	5 cm x 5 cm	17	8	1 buc	50 x 1 buc
GS1705082-SS	5 cm x 5 cm	17	8	2 buc	50 x 2 buc
GS1705083-SS	5 cm x 5 cm	17	8	3 buc	50 x 3 buc
GS1705085-SS	5 cm x 5 cm	17	8	5 buc	20 x 5 buc
GS17050810-SS	5 cm x 5 cm	17	8	10 buc	40 x 10 buc
GS17050820-SS	5 cm x 5 cm	17	8	20 buc	20 x 20 buc
GS1775081-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	1 buc	50 x 1 buc
GS1775082-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	2 buc	50 x 2 buc
GS1775083-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	3 buc	50 x 3 buc
GS1775085-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	5 buc	20 x 5 buc
GS17750810-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	10 buc	40 x 10 buc
GS17750820-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	20 buc	20 x 20 buc
GS1710081-SS	10 cm x 10 cm	17	8	1 buc	50 x 1 buc
GS1710082-SS	10 cm x 10 cm	17	8	2 buc	50 x 2 buc
GS1710083-SS	10 cm x 10 cm	17	8	3 buc	50 x 3 buc
GS1710085-SS	10 cm x 10 cm	17	8	5 buc	50 x 5 buc
GS17100810-SS	10 cm x 10 cm	17	8	10 buc	40 x 10 buc
GS17100820-SS	10 cm x 10 cm	17	8	20 buc	10 x 20 buc
GS1705122-SS	5 cm x 5 cm	17	12	2 buc	50 x 2 buc
GS1705123-SS	5 cm x 5 cm	17	12	3 buc	50 x 3 buc
GS1705125-SS	5 cm x 5 cm	17	12	5 buc	20 x 5 buc
GS17051210-SS	5 cm x 5 cm	17	12	10 buc	20 x 10 buc
GS1775122-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	2 buc	50 x 2 buc
GS1775123-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	3 buc	50 x 3 buc
GS1775125-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	5 buc	20 x 5 buc
GS17751210-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	10 buc	40 x 10 buc
GS17751220-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	12	20 buc	20 x 20 buc
GS1710123-SS	10 cm x 10 cm	17	12	3 buc	50 x 3 buc
GS1710125-SS	10 cm x 10 cm	17	12	5 buc	20 x 5 buc
GS17101210-SS	10 cm x 10 cm	17	12	10 buc	20 x 10 buc
GS17101220-SS	10 cm x 10 cm	17	12	20 buc	20 x 20 buc
GS171020123-SS	10 cm x 20 cm	17	12	3 buc	50 x 3 buc
GS1710201210-SS	10 cm x 20 cm	17	12	10 buc	10 x 10 buc
GS1705163-SS	5 cm x 5 cm	17	16	3 buc	50 x 3 buc
GS1705165-SS	5 cm x 5 cm	17	16	5 buc	30 x 5 buc
GS1775163-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	16	3 buc	50 x 3 buc
GS1775165-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	16	5 buc	20 x 5 buc
GS17751610-SS	7,5 cm x 7,5 cm	17	16	10 buc	16 x 10 buc
GS1710163-SS	10 cm x 10 cm	17	16	3 buc	50 x 3 buc
GS1710165-SS	10 cm x 10 cm	17	16	5 buc	30 x 5 buc
GS17101610-SS	10 cm x 10 cm	17	16	10 buc	20 x 10 buc
GS171020163-SS	10 cm x 20 cm	17	16	3 buc	50 x 3 buc
GS1710201610-SS	10 cm x 20 cm	17	16	10 buc	10 x 10 buc

Metodă de sterilizare:

- S - Produs sterilizat cu EO - la cerere
- SS - produs sterilizat cu abur

### cu fir detectabil la radiografie

REF	dimensiuni	nr. fire	nr. pliuri	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj vrac cutie
GS17750810-SSXR	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	10 buc	40 x 10 buc
GS17750820-SSXR	7,5 cm x 7,5 cm	17	8	20 buc	20 x 20 buc
✓ GS17100810-SSXR	10 cm x 10 cm	17	8	10 buc	40 x 10 buc
GS1705125-SSXR	5 cm x 5 cm	17	12	5 buc	20 x 5 buc
GS17051210-SSXR	5 cm x 5 cm	17	12	10 buc	40 x 10 buc
GS17051610-SSXR	5 cm x 5 cm	17	16	10 buc	30 x 10 buc
GS1775165-SSXR	7,5 cm x 7,5 cm	17	16	5 buc	20 x 5 buc
✓ GS17751610-SSXR	7,5 cm x 7,5 cm	17	16	10 buc	16 x 10 buc
GS1710165-SSXR	10 cm x 10 cm	17	16	5 buc	20 x 5 buc
GS17101610-SSXR	10 cm x 10 cm	17	16	10 buc	20 x 10 buc



etichete  
autoadezive pentru  
documentare  
medicală

# BUREȚI LAPAROTOMIE

## caracteristici

- 100% bumbac hidrofil
- înălbit cu peroxid de hidrogen
- cu un fir sau cip detectabil la radiografie, cusut, care permite identificarea rapidă și neinvazivă a buretelui de laparotomie lăsat în câmpul de operare
- cu centură pentru fixarea buretelui de laparotomie peste câmpul de operare

## indicație

- ca material de pansament chirurgical invaziv pentru absorbția intraoperatorie a unor cantități mari de sânge și fluide corporale din plăgile chirurgicale

76



Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu abur sau oxid de etilenă.

## bureți laparotomie

### SERVI lux



#### cu fir și bandă pentru radiografie

REF	dimensiuni	nr. fire	nr. pliuri	unitate ambalaj pungă de folie	
LS1745454-XB	45 cm x 45 cm	17	4	20 buc	10 x 20 buc
LS1745704-XB	45 cm x 70 cm	17	4	20 buc	10 x 20 buc
LS1745456-XB	45 cm x 45 cm	17	6	20 buc	10 x 20 buc
LS1745706-XB	45 cm x 70 cm	17	6	20 buc	10 x 20 buc
LS1745458-XB	45 cm x 45 cm	17	8	20 buc	10 x 20 buc
LS2045454-XB	45 cm x 45 cm	20	4	20 buc	10 x 20 buc

#### prespălat cu fir și bandă pentru radiografie

REF	dimensiuni	nr. fire	nr. pliuri	unitate ambalaj pungă de folie	ambalaj vrac cutie
LS2045454-XB-PW	45 cm x 45 cm	20	4	20 buc	10 x 20 buc



Avantajele etichetelor autoadezive pentru documentare medicală:

- transport rapid al datelor fără a fi necesară rescrierea,
- identificarea în siguranță a dispozitivului
- eliminarea posibilității erorilor;
- îmbunătățirea redactării documentației medicale.


### SERVI lux S



#### cu fir și bandă pentru radiografie

REF	dimensiuni	nr. fire	nr. pliuri	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj vrac cutie
✓ LS17454542-SSXB	45 cm x 45 cm	17	4	2 buc	20 x 2 buc
✓ LS17454545-SSXB	45 cm x 45 cm	17	4	5 buc	8 x 5 buc
✓ LS17457042-SSXB	45 cm x 70 cm	17	4	2 buc	20 x 2 buc
✓ LS17454563-SSXB	45 cm x 45 cm	17	6	3 buc	5 x 3 buc
LS17454565-SSXB	45 cm x 45 cm	17	6	5 buc	5 x 5 buc
✓ LS17454582-SSXB	45 cm x 45 cm	17	8	2 buc	10 x 2 buc
LS17454585-SSXB	45 cm x 45 cm	17	8	5 buc	4 x 5 buc
✓ LS17457043-SSXB	45 cm x 70 cm	17	4	3 buc	8 x 3 buc
LS17457045-SSXB	45 cm x 70 cm	17	4	5 buc	8 x 5 buc
✓ LS17759041-SSXB	75 cm x 90 cm	17	4	1 buc	10 x 1 buc
LS17759042-SSXB	75 cm x 90 cm	17	4	2 buc	10 x 2 buc

✓  
etichete autoadezive pentru documentare medicală



## tampon rotund din tifon

### TUPFER lux



nesteril

#### caracteristici

- 100% bumbac hidrofil
- înălbit cu peroxid de hidrogen
- disponibil în versiunea cu sau fără fir detectabil la radiografie, care permite identificarea rapidă și neinvazivă a tamponului rotund din tifon lăsat în câmpul de operare

#### indicație

- absorbția sângelui și fluidelor corporale din plăgile chirurgicale și locurile greu accesibile

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu abur sau oxid de etilenă.

#### fără fir detectabil la radiografie

REF	dimensiunea tamponului	formă	unitate ambalaj pungă de folie	ambalaj vrac cutie
TK1515250	15 cm x 15 cm	rotundă	250 buc	24 x 250 buc
TK2020250	20 cm x 20 cm	rotundă	250 buc	24 x 250 buc
TK3030100	30 cm x 30 cm	rotundă	100 buc	10 x 100 buc

#### cu fir detectabil la radiografie

REF	dimensiunea tamponului	formă	unitate ambalaj pungă de folie	ambalaj vrac cutie
TK1515250X	15 cm x 15 cm	rotundă	250 buc	24 x 250 buc
TK2020250X	20 cm x 20 cm	rotundă	250 buc	24 x 250 buc
TK2525250X	25 cm x 25 cm	rotundă	250 buc	8 x 250 buc
TK3030100X	30 cm x 30 cm	rotundă	100 buc	10 x 100 buc
TK3040100X	30 cm x 40 cm	rotundă	100 buc	10 x 100 buc
TK5050100X	50 cm x 50 cm	rotundă	100 buc	10 x 100 buc

## TAMPOANE NEȚESUTE

#### caracteristici

- nețesut medical hidrofil, 30 sau 40 g/m<sup>2</sup>
- 4 pliuri
- moale, nu se destramă, durabil

#### indicație

- pansamente generale pentru plăgi în clinici ambulatorii, unități chirurgicale, secții de proceduri



## tampoane nețesute

### NONVI lux



nesteril

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu abur, oxid de etilenă sau iradiere.

REF	dimensiuni	gramaj	unitate ambalaj pungă hârtie	ambalaj vrac cutie
NL50-100	5 cm x 5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	100 buc	50 x 100 buc
NL50-100-40	5 cm x 5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	100 buc	50 x 100 buc
NL75-100	7,5 cm x 7,5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	100 buc	40 x 100 buc
NL75-100-40	7,5 cm x 7,5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	100 buc	40 x 100 buc
NL100-100	10 cm x 10 cm	30 g/m <sup>2</sup>	100 buc	40 x 100 buc
NL100-100-40	10 cm x 10 cm	40 g/m <sup>2</sup>	100 buc	20 x 100 buc
NL1020-100	10 cm x 20 cm	30 g/m <sup>2</sup>	100 buc	20 x 100 buc



## NONVI lux S

**STERIL** steril

REF	dimensiuni	gramaj	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj vrac cutie
NL052-S	5 cm x 5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	2 buc	25 x 2 buc
NL053-S	5 cm x 5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	3 buc	25 x 3 buc
NL055-S	5 cm x 5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	5 buc	25 x 5 buc
NL0510-S	5 cm x 5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	10 buc	10 x 10 buc
NL052-S-40	5 cm x 5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	2 buc	25 x 2 buc
NL053-S-40	5 cm x 5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	3 buc	25 x 3 buc
NL055-S-40	5 cm x 5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	5 buc	25 x 5 buc
NL0510-S-40	5 cm x 5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	10 buc	10 x 10 buc
NL752-S	7,5 cm x 7,5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	2 buc	25 x 2 buc
NL753-S	7,5 cm x 7,5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	3 buc	25 x 3 buc
NL755-S	7,5 cm x 7,5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	5 buc	25 x 5 buc
NL7510-S	7,5 cm x 7,5 cm	30 g/m <sup>2</sup>	10 buc	10 x 10 buc
NL752-S-40	7,5 cm x 7,5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	2 buc	25 x 2 buc
NL753-S-40	7,5 cm x 7,5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	3 buc	25 x 3 buc
NL755-S-40	7,5 cm x 7,5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	5 buc	25 x 5 buc
NL7510-S-40	7,5 cm x 7,5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	10 buc	10 x 10 buc
NL7520-S-40	7,5 cm x 7,5 cm	40 g/m <sup>2</sup>	20 buc	5 x 20 buc
NL102-S	10 cm x 10 cm	30 g/m <sup>2</sup>	2 buc	25 x 2 buc
NL103-S	10 cm x 10 cm	30 g/m <sup>2</sup>	3 buc	25 x 3 buc
NL105-S	10 cm x 10 cm	30 g/m <sup>2</sup>	5 buc	20 x 5 buc
NL1010-S	10 cm x 10 cm	30 g/m <sup>2</sup>	10 buc	10 x 10 buc
NL102-S-40	10 cm x 10 cm	40 g/m <sup>2</sup>	2 buc	25 x 2 buc
NL103-S-40	10 cm x 10 cm	40 g/m <sup>2</sup>	3 buc	25 x 3 buc
NL105-S-40	10 cm x 10 cm	40 g/m <sup>2</sup>	5 buc	20 x 5 buc
NL1010-S-40	10 cm x 10 cm	40 g/m <sup>2</sup>	10 buc	10 x 10 buc
NL1020-S-40	10 cm x 10 cm	40 g/m <sup>2</sup>	20 buc	5 x 20 buc

Metodă de sterilizare:

- -S – produs sterilizat cu EO
- -SS – produs sterilizat cu abur



## NONVI lux S cu incizie în Y

**STERIL** steril

### caracteristici

- nețesut medical hidrofil, 40 g/m<sup>2</sup>
- 4 pliuri
- Incizie în Y pentru protecție precisă, aseptică a orificiului de evacuare a diferitelor tipuri de drenuri medicale

### indicație

- securizarea orificiilor de ieșire ale drenurilor, cateterelor, tuburilor de traheotomie etc.

REF sterilizat cu EO	REF sterilizat cu abur	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj vrac cutie
NL150-S-40Y	NL105-SS-40Y	10 cm x 10 cm	5 buc	25 x 5 buc

**Y**

tampon cu incizie „Y”




# PANSAMENTE ABSORBANTE PENTRU PLĂGI

## caracteristici

- structură stratificată: neșesut - celuloză - bază de celuloză
- capacitate crescută de absorbție datorită stratului de celuloză cu absorbție ridicată
- stratul inferior al pansamentului acoperit cu neșesut albastru impermeabil

## indicație

- îndepărtarea lichidului din plăgile cu secreții puternice
- acoperirea plăgilor după procedurile chirurgicale



## paduri ABD, multi-strat

### MULTIabsorb



nesteril

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu oxid de etilenă sau iradiere.

REF	dimensiuni	unitate ambalaj pungă folie	ambalaj vrac cutie
ABD1010	10 cm x 10 cm	50 buc	40 x 50 buc
ABD1020	10 cm x 20 cm	50 buc	20 x 50 buc
ABD2025	20 cm x 25 cm	50 buc	12 x 50 buc



### MULTIabsorb S



steril

REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-folie	ambalaj intermediar cutie	ambalaj vrac cutie
ABD1010-S	10 cm x 10 cm	1 buc	25 x 1 buc	24 x 25 buc
ABD1020-S	10 cm x 20 cm	1 buc	25 x 1 buc	18 x 25 buc
ABD2025-S	20 cm x 25 cm	1 buc	15 x 1 buc	18 x 15 buc
ABD2040-S	20 cm x 40 cm	1 buc	8 x 1 buc	12 x 8 buc

## PANSAMENTE PENTRU OCHI

### caracteristici

- structură stratificată: nețesut + bază de celuloză
- trebuie fixat cu un pansament secundar de ex. cu bandă adezivă sau bandaj tubular tip plasă
- hipoalergen

### indicație

- acoperirea unui ochi și a zonei respective după proceduri oftalmice și proceduri chirurgicale
- corectarea vederii în terapia strabismului

80



### pad pentru ochi

#### elastoLUMENAL



nesteril

Înainte de utilizarea pe răni deschise, dispozitivul trebuie sterilizat în conformitate cu o metodă de sterilizare validată. Poate fi sterilizat cu oxid de etilenă sau iradiere.

REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj intermediar cutie	ambalaj vrac cutie
803311	5,5cm x 7,5 cm	1 buc	50 x 1 buc	24 x 50 buc



#### elastoLUMENAL S



steril

REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj intermediar cutie	ambalaj vrac cutie
803310	5,5 cm x 7,5 cm	1 buc	50 x 1 buc	24 x 50 buc

Se conformează bine conturilor  
faciale, datorită formei ovale.



## BENZI ADEZIVE ȘI PLASTURI CU PANSAMENT


## BENZI ADEZIVE

### caracteristici

- flexibil, se conformează conturilor corpului, garantează libertatea de mișcare
- se caracterizează printr-o permeabilitate adecvată a vaporilor de aer și apă
- aderență bună
- se poate fragmenta pe lungime și lățime fără a utiliza foarfeca
- hipoalergen

### indicație

- stabilizarea, protecția și fixarea pansamentelor primare, neadezive, aplicate direct pe plăgi și leziuni ale pielii
- stabilizarea, protecția și fixarea drenurilor, cateterelor, tuburilor medicale care nu necesită fixare specializată în locul de inserție



## bandă adezivă textilă, albă

### SENSIplast



REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
STA12505W	1,25 cm x 5 m	24 buc	30 x 24 buc
STA25005W	2,5 cm x 5 m	12 buc	30 x 12 buc
STA50005W	5 cm x 5 m	6 buc	30 x 6 buc
STA12509W	1,25 cm x 9,14 m	24 buc	30 x 24 buc
STA25009W	2,5 cm x 9,14 m	12 buc	30 x 12 buc
STA50009W	5 cm x 9,14 m	6 buc	30 x 6 buc



## bandă adezivă textilă, culoarea pielii

### PLASTIplast



REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
SZO12505S	1,25 cm x 5 m	24 buc	30 x 24 buc
SZO25005S	2,5 cm x 5 m	12 buc	30 x 12 buc
SZO50005S	5 cm x 5 m	6 buc	30 x 6 buc





## bandă adezivă nețesută

### SOFTplast



REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
SNW12505W	1,25 cm x 5 m	24 buc	30 x 24 buc
SNW25005W	2,5 cm x 5 m	12 buc	30 x 12 buc
SNW50005W	5 cm x 5 m	6 buc	30 x 6 buc
SNW12509W	1,25 cm x 9,14 m	24 buc	30 x 24 buc
SNW25009W	2,5 cm x 9,14 m	12 buc	30 x 12 buc
SNW50009W	5 cm x 9,14 m	6 buc	30 x 6 buc



produs din material nețesut




margine dreaptă



în rolă



culoare albă



## bandă adezivă din mătase

### SILKplast



REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
SS12505W	1,25 cm x 5 m	24 buc	30 x 24 buc
SS25005W	2,5 cm x 5 m	12 buc	30 x 12 buc
SS50005W	5 cm x 5 m	6 buc	30 x 6 buc
SS12509W	1,25 cm x 9,14 m	24 buc	30 x 24 buc
SS25009W	2,5 cm x 9,14 m	12 buc	30 x 12 buc
SS50009W	5 cm x 9,14 m	6 buc	30 x 6 buc



produs din mătase artificială



margine zimțată



în rolă



culoare albă



## bandă adezivă PE

### FILMplast



REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
SPE12505W	1,25 cm x 5 m	24 buc	30 x 24 buc
SPE25005W	2,5 cm x 5 m	12 buc	30 x 12 buc
SPE50005W	5 cm x 5 m	6 buc	30 x 6 buc
SPE12509W	1,25 cm x 9,14 m	24 buc	30 x 24 buc
SPE25009W	2,5 cm x 9,14 m	12 buc	30 x 12 buc
SPE50009W	5 cm x 9,14 m	6 buc	30 x 6 buc



Structură microporoasă permeabilă pentru aer și vapori de apă, permițând schimbul adecvat de gaze între folie și piele, prevenind macerarea pielii.



## bandă adezivă perforată nețesută

### POREplast



REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
SPW25009W	2,5 cm x 9,14 m	12 buc	30 x 12 buc



## PLASTURI CU PANSAMENT

### caracteristici

- plasturi autoadezivi cu tampoane absorbante
- tamponul absorbant situat central absoarbe o cantitate mică sau medie de secreție și protejează de factorii externi
- tampon absorbant acoperit cu o plasă din polietilenă care împiedică lipirea de plagă
- se caracterizează printr-o permeabilitate adecvată a vaporilor de aer și apă
- flexibil, se conformează conturilor corpului, garantează libertatea de mișcare
- hârtia de suport din silicon facilitează aplicarea precisă, nedureroasă și eficientă
- hipoalergen

### indicație

- protejarea leziunilor mici ale pielii, tăieturilor, abraziunilor și lacerățiilor



## plasture neșesut cu pansament

### NONVIplast

 **nesteril**

REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
NP6100	6 cm x 1 m	1 buc	200 x 1 buc
NP6500	6 cm x 5 m	1 buc	100 x 1 buc
NP8100	8 cm x 1 m	1 buc	200 x 1 buc
NP8500	8 cm x 5 m	1 buc	100 x 1 buc

  
din material  
neșesut  
hidrofob

  
structură  
permeabilă  
pentru aer

  
posibilitate  
de tăiere

  
culoare albă



## plasture textil cu pansament

### FABRIplast

 **nesteril**

REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
FP6100	6 cm x 1 m	1 buc	200 x 1 buc
FP6500	6 cm x 5 m	1 buc	100 x 1 buc
FP8100	8 cm x 1 m	1 buc	200 x 1 buc
FP8500	8 cm x 5 m	1 buc	100 x 1 buc

  
produs din  
material de  
bumbac

  
structură  
permeabilă  
pentru aer

  
posibilitate  
de tăiere

  
culoarea  
pielii



## PANSAMENTE PENTRU SCOPURI SPECIALE

[WWW.ZARYS.COM](http://WWW.ZARYS.COM)







## AUTOADEZIV PANSAMENTE NEȚESUTE


### BANDĂ PANSAMENT

#### caracteristici

- din material nețesut hidrofob
- acoperit cu adeziv acrilic hipoalergen
- microporii din structura materialului nețesut asigură o permeabilitate adecvată la vapori, datorită căreia are loc un schimb adecvat de gaze între pansament și piele
- flexibil, se conformează conturilor corpului, garantează libertatea de mișcare
- strat de suport din hârtie siliconată
- hârtia de suport cu gradație metrică facilitează împărțirea benzii și aplicarea precisă, nedureroasă și eficientă
- ambalat într-o cutie de carton - un dispenser care permite dozarea fără a scoate banda din ambalaj

#### indicație

- stabilizarea, protecția și fixarea pansamentelor primare, neadezive, aplicate direct pe plăgi și leziuni ale pielii
- stabilizarea, protecția și fixarea drenurilor, catetelor, tuburilor medicale



### bandă adezivă nețesută pentru pansament

#### elastopor



nesteril

REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
806009	2,5 cm x 10 m	1 buc	200 buc
806010	5 cm x 10 m	1 buc	200 buc
806011	10 cm x 10 m	1 buc	50 buc
806012	15 cm x 10 m	1 buc	50 buc
806013	20 cm x 10 m	1 buc	25 buc
806014	25 cm x 10 m	1 buc	25 buc
806015	30 cm x 10 m	1 buc	25 buc



drept  
intersecția  
hârtiei de suport

#### elastopor E



nesteril

REF	dimensiuni	unitate ambalaj cutie	ambalaj vrac cutie
806009E	2,5 cm x 10 m	1 buc	200 buc
806010E	5 cm x 10 m	1 buc	200 buc
806011E	10 cm x 10 m	1 buc	50 buc
806012E	15 cm x 10 m	1 buc	50 buc
806013E	20 cm x 10 m	1 buc	25 buc
806014E	25 cm x 10 m	1 buc	25 buc
806015E	30 cm x 10 m	1 buc	25 buc



încrêțit  
intersecția hârtiei  
de suport



din material  
nețesut  
hidrofob



structură  
permeabilă  
pentru aer



posibilitate  
de tăiere



culoare albă

# PANSAMENTE AUTOADEZIVE CU PAD ABSORBANT

## caracteristici

- pansamente autoadezive cu tampon absorbant situat central, confecționate din material nețesut hidrofob, acoperit cu adeziv acrilic
- tampon absorbant acoperit cu o plasă din polietilenă care împiedică lipirea de plagă, absoarbe o cantitate mică sau medie de secreție și protejează de influența factorilor externi
- marginile rotunjite previn îndepărtarea accidentală a pansamentului
- hârtia de suport din silicon facilitează aplicarea precisă, nedureroasă și eficientă
- microporii din structura materialului nețesut asigură o permeabilitate adecvată la vapori, datorită căreia are loc un schimb adecvat de gaze între pansament și piele
- hipoalergen

88



## pansament nețesut cu pad absorbant

### elastopor STERIL

**STERIL** steril

#### indicație

- recomandat în special pentru acoperirea plăgilor chirurgicale
- pentru tratarea plăgilor cu o cantitate mică sau medie de secreție


REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
801001	5 cm x 7,2 cm	1 buc	100 x 1 buc
801012	6 cm x 10 cm	1 buc	50 x 1 buc
801002	8 cm x 10 cm	1 buc	30 x 1 buc
801013	10 cm x 10 cm	1 buc	30 x 1 buc
801021	10 cm x 12 cm	1 buc	30 x 1 buc
801014	10 cm x 15 cm	1 buc	30 x 1 buc
801003	6 cm x 15 cm	1 buc	50 x 1 buc
801004	8 cm x 15 cm	1 buc	30 x 1 buc
801005	8 cm x 20 cm	1 buc	30 x 1 buc
801015	10 cm x 20 cm	1 buc	25 x 1 buc
801016	10 cm x 25 cm	1 buc	25 x 1 buc
801017	10 cm x 30 cm	1 buc	25 x 1 buc
801018	10 cm x 35 cm	1 buc	25 x 1 buc

  
din material  
nețesut  
hidrofob

  
structură  
permeabilă  
pentru aer

  
culoare albă

  
**CEL MAI  
VÂNDUT  
PRODUS**



## pansament nețesut cu pad absorbant, incizie și orificiu O

### elastopor STERIL D

**STERIL** steril

#### indicație

- aplicarea pansamentului în jurul drenului introdus
- securizarea orificiilor de ieșire ale drenurilor și cateterelor
- pentru tratarea plăgilor cu o cantitate mică sau medie de secreție

REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
801031	9 cm x 10 cm	1 buc	30 x 1 buc
801030	12 cm x 14 cm	1 buc	25 x 1 buc

  
din material  
nețesut  
hidrofob

  
structură  
permeabilă  
pentru aer

  
culoare albă



## pansament neșesut cu canulă IV

### elastopor IV

**STERIL** steril

#### caracteristici

- tamponul situat central protejează materialul neșesut de lipirea de locul injectiei
- căptușeala neșesută trebuie așezată sub marginile canulei, împiedicând-o să provoace daune pielii

#### indicație

- aplicarea pansamentului în jurul canulei introduse
- stabilizarea, protecția și fixarea canulelor intravenoase

 culoare albă

 **CEL MAI VÂNDUT PRODUS**

REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
811013	6 cm x 8 cm	1 buc	100 x 1 buc
811012	5,1 cm x 7,6 cm	1 buc	100 x 1 buc
811023	6 cm x 8 cm	1 buc	50 x 1 buc
811022	5,1 cm x 7,6 cm	1 buc	50 x 1 buc



## pansament neșesut pentru ochi cu pad absorbant

### elastopor EYE




**STERIL** steril

#### indicație

- acoperirea unui ochi și a zonei respective după proceduri oftalmice și proceduri chirurgicale
- corectarea vederii în terapia strabismului

Se conformează bine contururilor faciale, datorită formei ovale.

 alb sau culoarea pielii

REF	dimensiuni	formă	culoare	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
803010	5,8 cm x 8,3 cm		tampon absorbant - alb	1 buc	50 x 1 buc
803011	6,5 cm x 9,4 cm		material neșesut - alb	1 buc	50 x 1 buc
803212	5 cm x 7,5 cm		tampon absorbant - alb material neșesut - culoarea pielii	1 buc	50 x 1 buc



## CUM ALEGEȚI CORECT UN PANSAMENT?

Pentru alegerea tipului corect de pansament, acordați atenție următoarelor:

- rata de absorbție și capacitatea de absorbție,
- permeabilitatea la vapori,
- posibilitatea schimbării netraumatice a pansamentului
- siguranța utilizării.



## BENZI STABILIZATOARE

90



↑↑↑  
↓  
↑↑↑  
structură permeabilă pentru aer

👉  
culoarea pielii

## plasture neșesut pentru fixarea canulei nazale

### elastoNASAL

nesteril

#### caracteristici

- plasture din material neșesut cu fixare flexibilă
- acoperit cu adeziv acrilic
- permeabilitate adecvată la vapori, datorită căreia are loc un schimb adecvat de gaze între pansament și piele
- plasturele subțire și flexibil este confortabil pentru pacient, se conformează contururilor corpului
- tipul de aplicare „în două etape” facilitează aplicarea precisă și eficientă
- autoadeziv
- hipoalergen

#### indicație

- stabilizarea cateterelor și a tuburilor stomacale fixate în zona nazală

REF	dimensiuni	scop	unitate ambalaj cutie
811014	7 cm x 7,1 cm	pentru adulți	50 x 1 buc
811015	5,9 cm x 6,2 cm	pentru copii	50 x 1 buc
811016	3,6 cm x 4 cm	pentru sugari	50 x 1 buc



↑↑↑  
↓  
↑↑↑  
structură permeabilă pentru aer

👉  
culoare alb-albastru

## bandă adezivă pentru fixarea tubului cateterului

### elastoFIXAL

nesteril

#### caracteristici

- bandă de fixare din două componente, formată dintr-o parte fixată pe piele și o parte care fixează drenul
- partea fixată de pielea pacientului este produsă din material neșesut
- partea care fixează drenul este integrată cu o parte aplicată pe pielea pacientului și are o bandă adezivă suplimentară - Velcro și un câmp adeziv pentru o stabilizare mai bună a drenului
- posibilitatea re poziționării și corectării poziției drenului datorită Velcro
- acoperit cu adeziv acrilic hipoalergen

#### indicație

- stabilizarea diferitelor tipuri de drenuri și catetere

REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
816101	9 cm x 4 cm	1 buc	50 x 1 buc



ÎN CURÂND ÎN  
OFERTA  
NOASTRĂ!!!



## PANSAMENTE STABILIZATOARE

[WWW.ZARYS.COM](http://WWW.ZARYS.COM)



[www.zarys.ro](http://www.zarys.ro)



## FIXAREA PANSAMENTELOR

### BANDAJE DE SUSȚINERE

#### caracteristici

- delicat, ușor, permeabil pentru aer și raze X
- se conformează bine conturilor corpului
- hipoalergen

#### indicație

- fixarea tuturor tipurilor de pansamente neadezive



### bandaj de susținere țesut elastoBAND BASIC



nesteril

#### caracteristici

- conține vâscoză
- de unică folosință

REF	dimensiuni	unitate ambalaj hârtie	ambalaj vrac cutie
OD05400	5 cm x 4 m	1 buc	250 x 1 buc
OD10400	10 cm x 4 m	1 buc	150 x 1 buc
OD15400	15 cm x 4 m	1 buc	100 x 1 buc



### bandaj de susținere elastic, țesut elastoBAND FLEX



nesteril

#### caracteristici

- bandaj de susținere, elastic, țesut
- conținutul ridicat de bumbac face bandajul sigur pentru piele și bine tolerat de persoanele cu tendințe alergice
- prevăzut cu o clemă de fixare

#### indicație

- fixarea tuturor tipurilor de pansamente neadezive, în special dacă un bandaj neelastic poate aluneca
- în terapia de compresie pentru a facilita circulația sanguină corectă
- stabilizare în caz de deteriorare a sistemului osos-articular, de ex. luxație, răsucire articulară, slăbiciune a mușchilor, tendoanelor și ligamentelor
- ca bandaj sportiv
- asigurarea și întărirea tegumentelor după operație

REF - carton cutie	REF - hârtie pungă	dimensiuni	unitate ambalaj cutie/hârtie	ambalaj vrac cutie
OE08400-E	OE08400P-E	8 cm x 4 m	1 buc	124 x 1 buc
OE10400-E	OE10400P-E	10 cm x 4 m	1 buc	108 x 1 buc
OE12400-E	OE12400P-E	12 cm x 4 m	1 buc	96 x 1 buc
OE15400-E	OE15400P-E	15 cm x 4 m	1 buc	72 x 1 buc
OE08500-E	OE08500P-E	8 cm x 5 m	1 buc	124 x 1 buc
OE10500-E	OE10500P-E	10 cm x 5 m	1 buc	108 x 1 buc
OE12500-E	OE12500P-E	12 cm x 5 m	1 buc	96 x 1 buc
OE15500-E	OE15500P-E	15 cm x 5 m	1 buc	72 x 1 buc



reutilizabil



## bandaj tubular elastic tip plasă

### elastoNET



nesteril

#### caracteristici

- bandaj elastic tip plasă în formă de tub
- conține poliamidă și elastomer
- capacitate de întindere ridicată și rezistență la revenirea la starea pre-întindere
- elastic și foarte moale
- ușor și rapid de utilizat
- lungime înainte de întindere:
  - 1 m, întins: 2,5 m
  - 10 m, întins: 25 m

#### indicație

- fixarea tuturor pansamentelor pe corpul pacientului, înlocuind bandajul tradițional
- utilizarea bandajului tubular reduce timpul de pansament al plăgii și facilitează fixarea pansamentului pe corpul pacientului

REF	lungime înainte de întindere	dimensiune	indicație	unitate ambalaj cutie - dispenser
SO-0101	1 m	1	deget	1 buc
SO-0110	10 m	1	deget	1 buc
SO-0201	1 m	2	mână, deget picior	1 buc
SO-0210	10 m	2	mână, deget picior	1 buc
SO-0301	1 m	3	mână, picior	1 buc
SO-0310	10 m	3	mână, picior	1 buc
SO-0401	1 m	4	gambă, genunchi, braț, picior, cot	1 buc
SO-0410	10 m	4	gambă, genunchi, braț, picior, cot	1 buc
SO-0601	1 m	6	cap, umăr, gambă, genunchi	1 buc
SO-0610	10 m	6	cap, umăr, gambă, genunchi	1 buc
SO-0801	1 m	8	coapsă, cap șolduri	1 buc
SO-0810	10 m	8	coapsă, cap șolduri	1 buc
SO-1001	1 m	10	șolduri, trunchi	1 buc
SO-1010	10 m	10	șolduri, trunchi	1 buc
SO-1401	1 m	14	torace, trunchi	1 buc
SO-1410	10 m	4	torace, trunchi	1 buc



Cum se realizează o MITRĂ A LUI HIPOCRATE?

### PRIMUL AJUTOR PENTRU PANSAMENTUL PLĂGILOR FOLOSIND BANDAJE

Realizările lui Hipocrate în tratarea rănilor la cap au fost atât de răspândite și avansate încât sunt folosite și astăzi. Căciula lui Hipocrate numită și „mitră” este o bonetă pentru cap care vă permite să fixați pansamentul și să opriți sângerarea plăgii la cap. Este formată din două benzi de bandaj. Scopul principal al utilizării mitrei lui Hipocrate este de a fixa pansamentul, protejând direct rana care sângerează a capului, de a izola și încălzi capul, de a ține compresa aplicată pe zona craniului, de a comprima, fixa și imobiliza după intervenția chirurgicală și de a proteja suplimentar împotriva mediului extern. Această soluție este utilizată în absența accesului la pansamente precum pansamente elastice și eșarfe.

### REGULI DE BANDAJARE

1. Pregătiți un bandaj cu două capete de aproximativ 5-6 cm lățime, prin coaserea a două benzi sau prin răsucirea capătului liber spre mijloc.
2. Puneți bandajul cu două capete pe partea din spate a capului și duceți bandajul spre frunte, printr-o mișcare circulară.
3. Suprapuneți bandajele de pe frunte și duceți unul prin vârful capului către occiput printr-o mișcare longitudinală.
4. Duceți celălalt bandaj deasupra urechii și către occiput (pe jumătate).
5. Derulați longitudinal prin bandaj circular.
6. Duceți înapoi bandajul longitudinal către partea de sus a capului până la frunte.
7. Duceți bandajul circular în jurul celeilalte urechi către frunte
8. Continuați mișcările longitudinale și circulare, bandajul circular se înfășoară în jurul scalpului
9. Încetel cu încetel, îndreptați bandajul longitudinal spre tâmpile
10. După ce ați acoperit întreaga zonă cu un bandaj cu două capete, fixați capetele bandajului





## PANSAMENTE IMOBILIZATOARE

### TAMPOANE ORTOPEDICE

#### caracteristici

- foarte moale și pufos
- aderă bine și se adaptează la forma corpului
- structura coerentă rezistentă la stratificare facilitează amplasarea pansamentului imobilizator
- minimizează riscul de abraziuni și iritații ale pielii sub bandaj P.O.P.
- nu absoarbe umezeala și astfel nu permite contactul acesteia cu pielea
- hipoalergen

#### indicație

- ca un strat protector pus sub căptușeala bandajelor Paris
- în terapia de compresie, drept căptușeală sub bandajele de elasticitate diferită



produs  
din vâscoză



culoare albă

### căptușeală ortopedică, naturală

#### orthoNATURAL



nesteril

REF	dimensiuni	unitate ambalaj husă hârtie	ambalaj vrac pungă de folie
*ON-63	6 cm x 3 m	1 buc	12 x 1 buc
*ON-83	8 cm x 3 m	1 buc	12 x 1 buc
ON-103	10 cm x 3 m	1 buc	12 x 1 buc
ON-123	12 cm x 3 m	1 buc	6 x 1 buc
ON-153	15 cm x 3 m	1 buc	6 x 1 buc
*ON-203	20 cm x 3 m	1 buc	6 x 1 buc
*ON-253	25 cm x 3 m	1 buc	6 x 1 buc

\* disponibil la cerere



produs din  
poliester



culoare albă

### căptușeală ortopedică, sintetică

#### orthoSYNTHETIC



nesteril

REF	dimensiuni	ambalaj vrac pungă de folie
OS-63	6 cm x 3 m	1 buc
OS-83	8 cm x 3 m	1 buc
OS-103	10 cm x 3 m	1 buc
OS-123	12 cm x 3 m	1 buc
OS-153	15 cm x 3 m	1 buc
OS-203	20 cm x 3 m	1 buc
OS-253	25 cm x 3 m	1 buc





  
culoare albă

## bandaj triunghiular

### elastoSLING



nesteril

#### caracteristici

- bandaj în formă de triunghi realizat din material neșesut sau bumbac
- subțire, ușor și elastic - confortabil pentru pacient, se adaptează la forma corpului, oferă libertate de mișcare
- posibilitatea de a conecta mai multe bandaje pentru a realiza o imobilizare mai mare
- hipoalergen

#### indicație

- imobilizarea pe termen scurt și susținerea membrului superior în cazul diverselor leziuni de ex. luxația sau fractura claviculei, humerusului, antebrațului sau osului mâinii

REF	dimensiuni	descriere	unitate ambalaj pungă cu fermoar	ambalaj vrac pungă de folie
CHTW9696136	96 cm x 96 cm x 136 cm	neșesut	1 buc	12 x 1 buc
CHTB9696130	96 cm x 96 cm x 130 cm	bumbac	1 buc	12 x 1 buc



### CUM SE APLICĂ CORECT UN BANDAJ TRIUNGIULAR?

1. Așezați bandajul triunghiular pe corpul pacientului astfel încât unul dintre colțurile bandajului să fie la nivelul cotului mâinii imobilizate.
2. Așezați al doilea colț al bandajului pe brațul opus în raport cu mâna imobilizată.
3. Așezați cu atenție membrul bolnav/rănit în bandaj.
4. Înfășurați membrul bolnav/rănit cu cel de-al treilea colț al bandajului.
5. Asigurați-vă că mâna este în poziția corectă, apoi legați colțurile bandajului în jurul gâtului.

# BANDAJE P.O.P.

## caracteristici

- din tifon de bumbac acoperit cu căptușeală naturală Paris pe ambele părți
- în rolă de plastic
- permite imobilizarea rapidă și durabilă
- înainte de fixare, trebuie înmuiat într-un recipient cu apă la temperatura de 20°C
- nu absoarbe razele X

## indicație

- pansamente imobilizatoare mari și mici în proceduri ortopedice, ambulatorii și chirurgicale

96



  
**CEL MAI  
VÂNDUT  
PRODUS**

## bandaj P.O.P.



nesteril

### orthoBAND FAST



întărire rapidă

timp de așteptare aprox. **3 minute**  
complet uscat după aprox. **24 ore**

REF	dimensiuni	tip de margine	unitate ambalaj pungă folie	ambalaj vrac cutie
OB06300-F	6 cm x 3 m	drept	1 buc	48 x 1 buc
OB08300-F	8 cm x 3 m	drept	1 buc	48 x 1 buc
OB10300-F	10 cm x 3 m	zimțat	1 buc	48 x 1 buc
OB12300-F	12 cm x 3 m	zimțat	1 buc	48 x 1 buc
OB14300-F	14 cm x 3 m	zimțat	1 buc	36 x 1 buc
OB15300-F	15 cm x 3 m	zimțat	1 buc	36 x 1 buc
OB20300-F	20 cm x 3 m	zimțat	1 buc	24 x 1 buc

### orthoBAND NORMAL



întărire rapidă

timp de așteptare aprox. **5-6 minute**  
complet uscat după aprox. **24 ore**

REF	dimensiuni	tip de margine	unitate ambalaj pungă folie	ambalaj vrac cutie
OB06300-N	6 cm x 3 m	drept	1 buc	48 x 1 buc
OB08300-N	8 cm x 3 m	drept	1 buc	48 x 1 buc
OB10300-N	10 cm x 3 m	zimțat	1 buc	48 x 1 buc
OB12300-N	12 cm x 3 m	zimțat	1 buc	48 x 1 buc
OB14300-N	14 cm x 3 m	zimțat	1 buc	36 x 1 buc
OB15300-N	15 cm x 3 m	zimțat	1 buc	36 x 1 buc
OB20300-N	20 cm x 3 m	zimțat	1 buc	24 x 1 buc

### orthoBAND LONG



întărire lentă

timp de așteptare aprox. **8-12 minute**  
complet uscat după aprox. **24 ore**

REF	dimensiuni	tip de margine	unitate ambalaj pungă folie	ambalaj vrac cutie
OB10400-L	10 cm x 4 m	zimțat	1 buc	48 x 1 buc
OB12400-L	12 cm x 4 m	zimțat	1 buc	36 x 1 buc
OB15400-L	15 cm x 4 m	zimțat	1 buc	24 x 1 buc

# REGULI DE BANDAJARE

1.




Selecționați un bandaj de tip și o dimensiune adecvată pentru partea corpului care trebuie bandajată.

2.

✗ **incorect**

Cu mâna stângă, prindeți capătul benzii, iar cu mâna dreaptă, țineți partea rulată, așa-numită „cap”.

3.



Puneți pacientul într-o poziție confortabilă, susținând membrul inferior sau superior bandajat.

4.



Pentru stabilizarea corectă a pansamentului, începeți bandajul cu o înfășurare circulară, fiecare strat ulterior îl acoperă exact pe cel anterior într-un mod durabil și estetic. Încetel cu încetel, desfășurați banda în timpul bandajului. Finalizați bandajul printr-o înfășurare circulară, încheiați pansamentul cu o clemă sau legați-l.

5.



Bandajul trebuie să adere corect la corpul pacientului și să fie înfășurat cu o forță adecvată - o presiune prea mare poate duce la afectarea circulației, bandajul prea slab va aluneca și va cădea.

6.




Îndepărtați bandajul transferându-l dintr-o mână în alta, pentru a minimiza mișcarea pacientului.



## PANSAMENTE PROFESSIONALE

[WWW.ZARYS.COM](http://WWW.ZARYS.COM)





îmbibat  
cu parafină



posibilitate  
de tăiere

## pansament din tifon impregnat cu parafină

### paraffiNET



steril

#### caracteristici

- pansament din tifon de bumbac, tip plasă cu ochiuri mari, acoperit cu parafină
- structura materialului purtător permite ca secrețiile să fie drenate liber către pansamentul secundar exterior
- acoperirea cu un strat de parafină reduce riscul de aderență la rană și permite o schimbare nedureroasă a pansamentului
- proprietățile neutre ale parafinei permit utilizarea pansamentului în combinație cu alte preparate care conțin substanțe medicamentoase sau antiseptice
- poate fi modelat și tăiat aseptice, în funcție de necesități
- trebuie acoperit cu un pansament cu proprietăți absorbante, de ex. compresă, pansament cu absorbție ridicată, spumă poliuretanică
- neadeziv, este necesară fixarea cu bandă, bandaj sau pansament tubular din plasă
- hipoalergen

#### indicație

- păstrarea umidității corespunzătoare în plagă
- previne moartea și macerarea marginilor plăgii
- recomandat pentru plăgile neinfectate
- tratamentul rănilor cronice: diferite ulcere, escare
- tratamentul plăgilor chirurgicale și arsurilor, a donațiilor de piele și a locurilor de greșare, leziunilor pielii, tăieturilor
- protecție împotriva deteriorării pielii prin iradiere

REF	dimensiuni	unitate ambalaj folie de hârtie-aluminiu	ambalaj vrac cutie
PAR-01	5 cm x 5 cm	1 buc	10 x 1 buc
PAR-02	10 cm x 10 cm	1 buc	10 x 1 buc
PAR-06	10 cm x 40 cm	1 buc	10 x 1 buc
PAR-07	15 cm x 20 cm	1 buc	10 x 1 buc

## O NOUĂ ABORDARE PENTRU VINDECAREA PLĂGILOR

Cel mai important factor care influențează eficacitatea vindecării plăgilor este menținerea umidității constante în interiorul plăgii. George D. Winter este un precursor al terapiei umede a plăgilor care, în 1962, și-a publicat observațiile după experimentul de creare a unui mediu umed sub folie poliuretanică și de observare a vindecării rănilor. Experiența a demonstrat că plaga se vindecă în aceste condiții de două ori mai repede decât în condiții neprotejate cu un pansament special tip folie.

Menținerea unui mediu umed în plagă stimulează procesul de auto-curățare, facilitează autoliza țesutului mort, creșterea granulației, reduce timpul de vindecare.

De asemenea, previne lipirea pansamentului de rană, permițând schimbarea acestuia fără durere. În timpul îndepărtării pansamentului nu au loc deteriorări secundare ale țesuturilor.



## PANSAMENTE DIN FOLIE

### caracteristici

- din folie poliuretanică
- acoperit cu adeziv acrilic hipoalergen
- transparente - permit observarea locului pansat fără a fi necesară îndepărtarea pansamentului
- permeabilitatea la vapori garantează schimbul corect de gaze între pansament și piele și împiedică acumularea excesivă a umezelii și macerarea
- barieră împotriva microorganismelor și bacteriilor, reducând riscul de infecție
- foarte subțire și elastic - se adaptează la forma corpului, oferă libertate de mișcare
- impermeabil
- autoadeziv
- hipoalergen



1. Înlăturați hârtia de protecție.



2. Aplicați pansamentul în locul dorit.

## pansament din folie



### caracteristici

- sistemul de aplicare „cadru” sau „în trei pași” face amplasarea pansamentului precisă și exactă
- disponibil în mai multe dimensiuni și opțiuni:
  - cu tampon absorbant central
  - cu fantă care îi permite pansamentului să se potrivească canulelor
  - fără fantă și tampon absorbant

## elastoDERM

### pansament fără tampon absorbant, cu tip de aplicare „în trei pași”

REF	dimensiuni	formă	indicație	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
811210	6 cm x 7 cm		- fixarea și securizarea canulelor intravenoase - pansament secundar - prevenirea escarelor, funcționează ca așa-numita „a doua piele” - pentru abraziuni epidermice mici și deteriorarea suprafeței pielii	1 buc	100 x 1 buc

## elastoDERM F

### pansament fără tampon absorbant, cu tip de aplicare „cadru”

REF	dimensiuni	formă	indicație	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
812003	4,4 cm x 4,4 cm		- fixarea și securizarea canulelor intravenoase - pansament secundar	1 buc	100 x 1 buc
812005	6 cm x 7 cm		- prevenirea escarelor, funcționează ca așa-numita „a doua piele” - pentru abraziuni epidermice mici și deteriorarea suprafeței pielii	1 buc	100 x 1 buc
<a href="#">cu bandă pentru descriere pansament</a>					
812008	10 cm x 12 cm		- fixarea și securizarea cateterelor venoase centrale - fixarea cateterelor epidurale - pansament secundar	1 buc	100 x 1 buc
812011	10 cm x 15 cm		- prevenirea escarelor, funcționează ca așa-numita „a doua piele” - pentru abraziuni epidermice mici și deteriorarea suprafeței pielii	1 buc	100 x 1 buc
<a href="#">cu bandă pentru descriere pansament</a>					




3. Îndepărtați hârtia de protecție de pe partea exterioară a pansamentului începând de la tăietură.



4. Puneți notele pe bandă pentru a descrie pansamentul și aplicați pe pansament fără a acoperi plaga/locul de introducere a acului.

## elastoDERM F-IV

Pansament cu canulă IV, cu tip de aplicare „cadru”


REF	dimensiuni	formă	indicație	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
812006	6 cm x 7 cm		- fixarea și securizarea canulelor periferice la adulți - securizarea canulelor introduse în vene centrale	1 buc	100 x 1 buc

cu bandă pentru descriere pansament

## elastoDERM IV

pansament cu canulă IV, cu tip de aplicare „în trei pași”


**nou**

REF	dimensiuni	formă	indicație	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
811301	5,8 cm x 8 cm			1 buc	100 x 1 buc

cu bandă pentru descriere pansament

## elastoDERM PAD

pansament cu tampon absorbant central, cu tip de aplicare „în trei pași”

REF	dimensiuni	formă	indicație	unitate ambalaj hârtie-hârtie	ambalaj vrac cutie
802012	6 cm x 7 cm		- protecția plăgilor și suturilor postoperatorii	1 buc	100 x 1 buc
802014	9 cm x 10 cm			1 buc	50 x 1 buc
802015	9 cm x 15 cm			1 buc	50 x 1 buc
802016	10 cm x 20 cm			1 buc	50 x 1 buc
802018	10 cm x 25 cm			1 buc	50 x 1 buc





## PRODUSE SUPLIMENTARE





## tampon din tifon umezit cu alcool

### alkoCLEAN



nesteril


#### caracteristici

- din material nețesut
- îmbibat cu alcool izopropilic (70%)
- două pungă conectate într-un ambalaj dintr-o singură bucată pot fi separate datorită perforației

#### indicație

- dezinfectarea suprafețelor mici

REF	dimensiuni	nr. pliuri	unitate ambalaj folie de hârtie-aluminiu	ambalaj vrac cutie
L-02	30 mm x 65 mm (desfăcut) 30 mm x 32,5 mm (pliat)	2	2 x 1 buc	100 x 1 buc (50 x 2 buc)
L-03	56 mm x 65 mm (desfăcut) 28 mm x 32,5 mm (pliat)	4	2 x 1 buc	100 x 1 buc (50 x 2 buc)



## pătură de salvare, folie, termică

### thermCARE



nesteril


#### caracteristici

- din folie metalică PE
- protejează împotriva condițiilor meteorologice nefavorabile - frig, ploaie, căldură, vânt, în funcție de latură, se aplică deasupra corpului victimei, previne tulburările de căldură care pun viața în pericol și reduce riscul de șoc
- rezistentă la deteriorare
- hipoalergen


#### indicație

- protecție împotriva hipotermiei și supraîncălzirii corpului victimei
- în situații de urgență, cum ar fi accidente de mașină, accidente de schi, în turismul montan, în sport

REF	dimensiuni	scop	unitate ambalaj pungă cu fermoar	ambalaj vrac pungă de folie
KR160210	160 cm x 210 cm	pentru adulți	1 buc	12 x 1 buc



Pentru a preveni hipotermia și a nu răci corpul, acoperiți victima cu partea argintie spre corp.



Pentru a proteja împotriva unei surse intense de căldură și a nu supraîncălzi corpul, acoperiți victima cu partea aurie spre corp.