



DUAL SHOT alpha7

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRASTE CT

Una Nueva Generación de Sistemas de
Administración de Medios de Contraste

El Inyector Dual Shot alfa 7 de Nemoto es el más nuevo inyector de dos cabezales de Nemoto. Está equipado con muchas características estándar pero también proporciona la capacidad de eliminar las características estándar, lo cual lo hace un inyector más viable económicamente, el alfa 7s. El alfa 7 es eficiente ya que su diseño ergonómico, interfaz de uso fácil y en general la facilidad de uso están siempre presentes para el usuario.



Consola & Fuente de Alimentación Integradas



Cabezal Diseñado Ergonómicamente

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL PRODUCTO

- Nuevo diseño con sólo 2 Componentes
- Interfaz de usuario sencillo
- Capacidad de jeringa dual de 100/200ml
- Código de colores para una fácil identificación, contraste versus solución salina
- Disponibilidad de Multi-Lenguaje
- Disponible en configuraciones de Pedestal o del Techo
- Amplia Gama de Protocolos de Flujo
- Interfaz anatómico de Nemoto para un fácil acceso a los protocolos almacenados
- Pantalla de historial de Resultados de Inyección
- Configuración del usuario para la configuración personalizada de operaciones del usuario
- "Botón de Inicio" para un rápido retorno a la operación del menú principal
- Retorno rápido para facilitar el llenado de la jeringa
- Regulación de tiempo de la inyección en bolo
- Prueba de ubicación de la aguja para revisión de permeabilidad

Más Características...

- Confirmación de Revisión del Aire desde el Cabezal o Consola
- Parada de Emergencia a través del Cabezal o Consola
- Interruptor Manual a Control remoto de la Consola
- Pantalla táctil LCD a color
- Ajuste del Volumen del Cabezal
- Ajuste del Volumen de la Consola
- Pantalla de Resultado Ajustable de Auto Regreso de la Hora
- Ajuste de fecha y hora (formato de 24 horas)
- Actualizaciones de software a través de tarjeta SD



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Especificación de la Consola	alpha 7	alpha 7s
Rango de Flujo Programable	0.1 - 10 ml/sec	0.1 - 10 ml/sec
Volumen Programable	1ml -Tamaño de la Jeringa	1ml - Tamaño de la Jeringa
Retraso de Interfase	0 - 300 sec.	0 - 300 sec.
Límite de Presión	10 - 300 psi	10 - 300 psi
Unidades de Límite de Presión	PSI/ kPa / kg/cm ²	PSI/ kPa / kg/cm ²
Tiempo de Subida	OFF: 0 sec. ON: 2 sec.	OFF: 0 sec. ON: 2 sec.
Tiempo de Exploración	0 - 300 sec.	Ninguno
Tiempo de Escape	0 - 300 sec.	Ninguno
Historia de los Resultados de Inyección	100	20

Especificación del Cabezal	alpha 7	alpha 7s
Velocidad de Avance de Jog	0.5 ml/sec	0.5 ml/sec
	1.5 ml/sec	1.5 ml/sec
	8.0 ml/sec	8.0 ml/sec
Velocidad de Reversa de Jog	0.5 ml/sec	0.5 ml/sec
	4.0 ml/sec	4.0 ml/sec
	8.0 ml/sec	8.0 ml/sec
Retorno Rápido	Si	Si - Limitado
Purga Rápida	Si	No
Inicio de Inyección	Si	Si
Opción de Visualización del Cabezal	Si	No

Representante y Distribuidor Mundial Autorizado de Nemoto

