



**0.1 ML SODIUM CITRATE FOR COAGULATION - LOW VOLUME FOR PAEDIATRIC USE**  
**SODIO CITRATO 0,1 ML PER COAGULAZIONE - VOLUME RIDOTTO PER USO PEDIATRICO**

0.1 ml Trisodium Citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure cap, for 0.9 ml of blood.


Provette in polipropilene con 0,1 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione, per 0,9 ml di sangue.

COD.	TEST TUBE PROVETTA	CAP COLOUR COLORE TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO
<b>2505/1</b>	Ø 12 x 56 mm	Yellow / Giallo	1:9	1 ml
<b>2505/1/B</b>	Ø 12 x 56 mm	Blue / Blu	1:9	1 ml

**0.25 ML SODIUM CITRATE FOR COAGULATION**  
**SODIO CITRATO 0,25 ML PER COAGULAZIONE**

0.25 ml Trisodium Citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure cap, for 2.25 ml of blood.

Provette in polipropilene con 0,25 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione, per 2,25 ml di sangue.



COD.	TEST TUBE PROVETTA	CAP COLOUR COLORE TAPPO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO
<b>2520</b>	Ø 12 x 56 mm	Yellow / Giallo	1:9	2.5 ml
<b>2521</b>	Ø 16 x 60 mm	Yellow / Giallo	1:9	2.5 ml
<b>2522</b>	Ø 12 x 86 mm	Yellow / Giallo	1:9	2.5 ml
<b>2525</b>	Ø 13 x 75 mm	Yellow / Giallo	1:9	2.5 ml
<b>2520/B</b>	Ø 12 x 56 mm	Blue / Blu	1:9	2.5 ml
<b>2521/B</b>	Ø 16 x 60 mm	Blue / Blu	1:9	2.5 ml
<b>2522/B</b>	Ø 12 x 86 mm	Blue / Blu	1:9	2.5 ml
<b>2525/B</b>	Ø 13 x 75 mm	Blue / Blu	1:9	2.5 ml

**SODIUM CITRATE FOR COAGULATION for ACL INSTRUMENTS**  
**SODIO CITRATO PER COAGULAZIONE PER STRUMENTI ACL**

0.35 ml Trisodium citrate (3.8%) in polypropylene test tubes with pressure blue cap, for 3.15 ml of blood. Suitable to use with ACL 2000 - 7000 - 9000 instruments.

Provette in polipropilene con 0,35 ml di Sodio Citrato (3,8%) e tappo a pressione di colore blu, per 3,15 ml di sangue. Idonee per strumenti ACL 2000 - 7000 - 9000.



COD.	TEST TUBE PROVETTA	TRISODIUM CITRATE SODIO CITRATO	RATIO	FILLING LINE LIVELLO RIEMPIMENTO
<b>2705</b>	Ø 13 x 75 mm	0.35 ml	1:9	3.5 ml