

Anexa 22

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1687531737099 din 17.07.2023

Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMPS beneficiare pentru anul 2023 (listă suplimentară 19)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
	20	Lot nr. 20 Centrifuga, microhematocrit	Lot nr. 20 Centrifuga, microhematocrit	GJC002/2624 /2+GJK002	Auxilab/Na hita	Spania	Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală Maximală, rpm ≥ 12000 rpm Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibile, cu diferite unghiuri Cu diferite unghiuri da Timp (timer) Gama de timp $0 \geq 60$ min Incrementarea ≤ 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului Da Indicatori Indicator vizual și acustic Da Debalansare Da Pornire/oprire Da Depășirea vitezei Da Capac deschis Da Disply Digital Da Nivel de zgomot ≤ 70 dB Da Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare Da	Centrifugă, microhematocrit Parametru Specificația Viteza de rotație maximală rpm =15000 rpm(pliant p2)rotor GJK002-12000 rpm(pliant p6) Setări Setarea vitezei Rotor Raza rotorului ≥ 8 cm Capacitatea Tipul tuburilor Tuburi capilare de 75 mm Rotore disponibil GJL002 24 capilarerotor angular,centr -(pliant p6) Timp (timer) 1-99 minute (pliant-p2) Incrementarea accelerarea ≤ 20 sec,decelerarea 30 sec Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului (manual de utilizare p 36,p51) Indicatori Indicator vizual și acustic (manual de utilizare p 36 punctul 10)Sistemele de alarma includ defectarea capacului, supraviteza, dezechilibru, suprapresiune etc.atunci când echipamentul detectează o defecțiune sau o problemă, sistemul de alarmă va porni cu un sunet sonor, parametrii de pe afișaj vor clipi și centrifuga nu poate începe să funcționeze sau se va opri automat; odată ce problema este rezolvată, centrifuga poate fi repornită Disply Digital (pliant p3) Nivel de zgomot ≤ 70 dB(Manual de utilizare p 53) Fereastră, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare (pliant p 5)	CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5