



## FIȘA TEHNICĂ Halat Chirurgical Steril Ranforsat

1. Denumire produs  
Halat Chirurgical Steril Ranforsat.

2. Cod produs  
Model 101-501.

3. Descriere produs

Halat chirurgical steril ranforsat fabricat din material neșesut din trei straturi SMS (Spunbond+Meltblown+Spunbond), conform EN 20811:1981 rezistența la penetrare de lichide este mai mare de 50 cm H<sub>2</sub>O. Ranforsat cu material impermeabil pe mâneci și partea din față a halatului pentru a oferi o protecție maximă împotriva lichidelor, particulelor de praf, alcool și sânge. Cu mânecă lungă și manșete tricotate elastice, sistem de închidere la gât cu bandă „velcro” (arici) și închidere prin suprapunere la spate cu legături.

Produsul conform: ISO 13485, EN 13795, EN 20811:1981, TS EN ISO 811(ISO 811:2018), TS 393 EN ISO 13938-1:2002.

Lungimea halatului conform tabelului. Halatul este steril, de unică folosință și nu poate fi reesterilizat. Își menține sterilitatea atât timp cât pachetul nu este deschis și deteriorat.


4. Material

Compoziția fibroasă – 100% polipropilenă

Densitatea materialului - 35 gr/m<sup>2</sup>

Sterilizat- Oxid de Etilenă.

5. Caracteristici constructive



FACTORY CENTER

Organizasyon Bölümü / Üretim Bölümü / Üretim Kontrol Bölümü

Tel: +90 (342) 337 24 16 / +90 (342) 337 24 11

E-mail: info@3teks.com.tr

3TEKS TEKSTİL  
Gıda İhtiyaçları ve Tic. Ltd. Şti.  
Organizasyon / Üretim / Üretim Kontrol  
Sahitlik / İhtiyaçlar / Üretim Kontrol  
Tel: +90 342 337 24 16 Fax: +90 342 337 24 11  
Şişli / Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Mărimea	Numărul modelului	Lungimea halatului (cm)	Perimetru bustului (cm)
S	101-501-01	117	116
M	101-501-02	125	124
L	101-501-03	132	132
XL	101-501-04	140	140
2XL	101-501-05	150	148

6. Instrucțiuni de utilizare

Echipamentul se îmbracă peste haina de lucru. Se fixează la spate cu ajutorul legăturilor și la gât se închide cu bandă „velcro” (arici).

7. Mod de ambalare

Produsul este ambalat individual în pungă din polietilenă cu inscripția mărimii și modelul halatului.

8. Instrucțiuni de depozitare

Depozitarea se realizează în ambalajul original. A se păstra la loc uscat și curat ferit de umiditate, de la temperatura de 0°C la +20°C, a se feri de lumina directă a soarelui, de picături de apă și de vapori de solvenți.

9. Termen de garanție

3 ani de la data producerii.



**FACTORY CENTER**

2. Organized industrial Zone No:1 Başpınar/Gaziantep

Tel.: +90 (342) 337 24 16; +90 (342) 337 21 11

E-mail: [info@3teks.com.tr](mailto:info@3teks.com.tr)

