

Synicem

CE
0318

MÉLANGE / APPLICATION
MIX / APPLICATION



 Synimed

Synimix V

MÉLANGEUR SOUS VIDE POUR L'APPLICATION DE CIMENT CHIRURGICAL

- Moins d'air emprisonné pendant le mélange.
- Taille de bulle réduite.
- Améliore les propriétés mécaniques du ciment.
- Simplifie son application.
- Évite l'inhalation de vapeurs.
- La canule pré-découpée permet son emploi pour des chirurgies de la hanche et/ou du genou.
- S'adapte aux pistolets d'application à usage courant.
- La disposition centrale de la canule d'application permet d'appliquer le ciment dans des espaces réduits ou d'accès difficile.

VACUUM MIXER / DELIVERY SYSTEM: CEMENT IS MIXED UNDER PARTIAL VACUUM.

- Less air entrapment during mixing.
- Reduced bubble size.
- Improves mechanical properties of cements.
- Trouble-free cement application.
- Prevents exposure to fumes.
- Cannula is pre-cut to fit cement delivery in knee and / or hip surgeries.
- Fits current application guns.
- Central application cannula allows cementation in narrow or confined surgical fields.

Synimix V - REF 880439

Synimed V4

DISPOSITIF RÉUTILISABLE

Le pistolet réutilisable Synimed V4 est présenté dans une boîte métallique permettant sa stérilisation. Utilisation simple. Stérilisation par autoclave, chaleur sèche ou ETO.

- Facile à nettoyer.
- Fabriqué en aluminium anodisé et acier inoxydable.
- Stérilisable par n'importe quelle méthode hospitalière approuvée.

REUSABLE INJECTING DEVICE

The reusable injecting device Synimed V4 is supplied in a SS sterilization case.

Easy operation. Autoclave, dry heat and ETO sterilization.

- Very easy to clean by any current cleaning method.
- Manufactured in anodized aluminium and stainless steel.
- Can be sterilized by any approved hospitalary method.



Synimed V4 - REF 880582



Seringue Syncicem Gun

APPLICATEUR JETABLE POUR DES CIMENTS PERMET LA PRÉPARATION DES CIMENTS AU MOYEN D'UN BOWL / SPATULE.

- Pour son emploi, le ciment préparé est versé dans un cartouche d'application.
- Système totalement jetable.
- Canules en deux longueurs: hanche et genou.
- Il est employé au moyen du pistolet Synimed GUN.
- Coût réduit.
- Opération facile.

DISPOSABLE CEMENT APPLICATION DEVICE INTENDED TO MIX CEMENT BY MEANS OF BOWL / SPATULA.

- Once prepared, Cement is poured into application cartridge.
- Fully disposable.
- Two lengths of cannulas: Knee and Hip cementation.
- To be used with Synimed Gun.
- Cost-efficient.
- Easy operation.

Seringue Syncicem Gun - REF 880447

Synimed GUN

DISPOSITIF RÉUTILISABLE POUR L'INJECTION DE CIMENT ORTHOPÉDIQUE

Le pistolet réutilisable Synimed Gun est présenté dans une boîte métallique permettant sa stérilisation. Utilisation simple. Stérilisation par autoclave, chaleur sèche ou ETO.

- Facile à nettoyer.
- Fabriqué en acier inoxydable.
- Stérilisable par n'importe quelle méthode hospitalière approuvée.

REUSABLE DEVICE FOR THE INJECTION OF ORTHOPEDIC CEMENTS

The reusable Synimed GUN is supplied in a Stainless Steel (SS) sterilization case. Easy operation. Autoclave, Dry Heat and ETO sterilization.

- Gun is made of die-cast stainless steel.
- Easy to clean.
- Stainless steel sterilization container.
- Can be sterilized by any approved hospitalary method.



Synimed GUN - REF 880593



LES IMAGES MONTRÉES ONT POUR OBJET EXCLUSIF CELUI D'ILLUSTRER
LES PRODUITS ET PEUVENT DONC DIFFÉRER DES PRODUITS RÉELS.
PRODUCT IMAGES ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY
AND MAY DIFFER FROM THE ACTUAL PRODUCT.

We deliver advanced solutions
in the field of medical devices.

www.synimed.com



Synergie Ingénierie Médicale S.A.R.L.

Zone Artisanale de l'Angle - 19370 Chamberet - FRANCE

Tél.: (+) 33 5 55 98 31 38 / Fax: (+) 33 5 55 98 35 76

970657/F8/01E

DISTRIBUTOR: