

Технические спецификации

[Эта таблица будет заполнена офферентом в графах 2, 3, 4, 6, 7, а закупаяющим органом - в графах 1, 5,]

Номер процедуры закупки -	<u>ocds-b3wdp1-MD-1758699582792</u>
Предмет закупки:	Оборудование для физиотерапии

[illegible]

33100000-1	Аппарат для дарсонвализации, Дарсонваль	Украина	ДП Новатор	Профессиональный стационарный аппарат для местной дарсонвализации. Аппарат должен обеспечивать на выходе электрический сигнал в виде последовательности импульсов со следующими параметрами: частота следования импульсов (100±10)Гц; частота заполнения импульсов (110±50)кГц; амплитудное значение выходного напряжения дискретно регулируется от минимального значения (не более 8 кВ) до максимального (25 кВ). Работа аппарата от сети переменного тока частотой (50±0,5)Гц и напряжением (220±22)В. Время установления рабочего режима с момента включения ~ 30с. Среднеквадратическое значение тока, потребляемое аппаратом от сети, не больше 1,0 А. Включение аппарата в сеть должно сопровождаться сетевой индикацией. Непрерывная работа аппарата в течение не более 8 час с последующим перерывом не более 30 мин в повторно-кратковременном режиме: время работы не более 20 мин, время паузы не менее 10 мин. Масса аппарата не более 2,10 кг вместе с 12шт. Electroдами. Габаритные размеры аппарата : ~ корпус блока управления 140x110x180 мм.	Аппарат для местной дарсонвализации Корона-С стационарный – представляет собой профессиональный, многофункциональный прибор для эффективного проведения местной дарсонвализации. Аппарат обеспечивает на выходе электрический сигнал в виде последовательности импульсов со следующими параметрами: частота следования импульсов (100±10)Гц-да частота заполнения импульсов (110±50)кГц- да амплитудное значение выходного напряжения дискретно регулируется от минимального значения (не более 8 кВ) до максимального (25 кВ)-да Работа аппарата от сети переменного тока частотой (50±0,5)Гц и напряжением (220±22)В. Время установления рабочего режима с момента включения ~ 30с. Среднеквадратическое значение тока, потребляемое аппаратом от сети, не больше 1,0 А. Включение аппарата в сеть должно сопровождаться сетевой индикацией. Непрерывная работа аппарата в течение не более 8 час с последующим перерывом не более 30 мин в повторно-кратковременном режиме: время работы не более 20 мин, время паузы не менее 10 мин. Масса аппарата не более 2,10 кг вместе с 12шт. Electroдами. Габаритные размеры аппарата : ~ корпус блока управления 140x110x180 мм.	CE, ISO
Lotul nr. 3 - Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов						
33100000-1	Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов	Россия	Elamed АО„Елато мский приборный завод”	Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов (с 3 (тремя) запрограммированными программами). Виды магнитного поля – бегущее импульсное и неподвижное импульсное; Бегущее поле: Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, основной режим – 20±6 мТл; Частота возбуждения катушки-индуктора, основной режим – 6,25 Гц; Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, режим для педиатрии со сниженным значением магнитной индукции – 8±2 мТл; Частота возбуждения катушки-индуктора, режим для педиатрии со сниженным значением магнитной индукции – 6,25 Гц;	Аппарат для магнитотерапии АЛМАГ+ заболеваний позвоночника и суставов (с 3 (тремя) запрограммированными программами). Виды магнитного поля – бегущее импульсное и неподвижное импульсное; Бегущее поле: Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, основной режим – 20±6 мТл;-да Частота возбуждения катушки-индуктора, основной режим – 6,25 Гц;-да Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, режим для педиатрии со сниженным значением магнитной индукции – 8±2 мТл;-да	CE, ISO

				Неподвижное поле: Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, режим с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектами (неподвижное поле) – 6±2 мТл; Частота возбуждения катушки-индуктора, режим с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектами (неподвижное поле) – 100 Гц; Индикация – световая, звуковая; Режим работы – 20 мин воздействия, 10 мин перерыв; Повторение режима – в течение 8 часов; Работа от сети переменного тока, 50 Гц, ~230+23-32В; Номинальная мощность – 110 ВА; Длина кабеля подключения излучателя к блоку управления – 1,2 м; Длина кабеля между двумя парами катушек-индукторов – 0,4 м; Длина сетевого шнура – 2 м; Класс защиты по электробезопасности – II тип ВФ; Масса аппарата ~ 0,8 кг. Комплектация Прибор; Крепление для линейки; Ремень; Индикатор магнитного поля; Инструкция по применению	Частота возбуждения катушки-индуктора, режим для педиатрии со сниженным значением магнитной индукции – 6,25 Гц;-да Неподвижное поле: Амплитудное значение магнитной индукции на рабочей поверхности катушки-индуктора, режим с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектами (неподвижное поле) – 6±2 мТл; Частота возбуждения катушки-индуктора, режим с выраженным обезболивающим и противовоспалительным эффектами (неподвижное поле) – 100 Гц;-да Индикация – световая, звуковая; Режим работы – 20 мин воздействия, 10 мин перерыв; Повторение режима – в течение 8 часов; Работа от сети переменного тока, 50 Гц, ~230+23-32В;-да Номинальная мощность – 110 ВА;-да Длина кабеля подключения излучателя к блоку управления – 1,2 м;-да Длина кабеля между двумя парами катушек-индукторов – 0,4 м;-да Длина сетевого шнура – 2 м;-да Класс защиты по электробезопасности – II тип ВФ;-да Масса аппарата ~ 0,8 кг.-д Комплектация Прибор; Крепление для линейки; Ремень; Индикатор магнитного поля; Инструкция по применению
Lotul nr. 4 - Аппарат УВЧ, для ультравысокочастотной терапии					

33100000-1	Аппарат УВЧ, для ультравысокочас тотной терапии	Россия	Мед ТеКо	Аппарат УВЧ- для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты. Характеристики: Автоматическая настройка в резонанс с электродами из комплекта поставки; Автоматическое отключение генератора и звуковой сигнал по окончании лечения; Световая индикация наличия высокочастотного излучения; Гибкие электрододержатели; Режим работы аппарата- продолжительный Рабочая частота, МГц 27,12 Количество ступеней регулировки мощности с электродами 9 Количество ступеней регулировки мощности с резонансным индуктором 4 Выходная мощность, Вт Для электродов - 10/15/20/30/40/50/60/70/80 Для резонансного индуктора - 10/15/20/30 Время установки рабочего режима, сек~ 30 Время работы в продолжительном режиме, ч 6 Диапазон установки таймера, мин 1-99 Управление аппаратом электромеханическое Использование резонансного индуктора да Световая индикация при включении высокочастотного генератора да Автоматическая настройка в резонанс да Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ~ 430x289x174 Масса электронного блока, кг ~ 7 Масса комплекта, кг~ 1,9 Напряжение питания, В 220 Частота питания, Гц 50 Потребляемая мощность, ~ В*А 250	Аппарат УВЧ- 80 для местного лечебного воздействия электромагнитным полем ультравысокой частоты. Характеристики: Автоматическая настройка в резонанс с электродами из комплекта поставки; Автоматическое отключение генератора и звуковой сигнал по окончании лечения; Световая индикация наличия высокочастотного излучения; Гибкие электрододержатели; Режим работы аппарата- продолжительный- да Рабочая частота, МГц- 27,12 Количество ступеней регулировки мощности с электродами - 9 Количество ступеней регулировки мощности с резонансным индуктором -4 Выходная мощность, Вт Для электродов - 10/15/20/30/40/50/60/70/80 Для резонансного индуктора - 10/15/20/30 Время установки рабочего режима, сек~ 30 Время работы в продолжительном режиме, ч 6 Диапазон установки таймера, мин 1-99 -да Управление аппаратом электромеханическое Использование резонансного индуктора да Световая индикация при включении высокочастотного генератора- да Автоматическая настройка в резонанс да Габаритные размеры (ДхШхВ), мм ~ 430x289x174 Масса электронного блока, -7 кг Масса комплекта, кг~ 1,9 Напряжение питания, 220 В Частота питания, 50 Гц Потребляемая мощность, ~ В*А-250	CE, ISO
Lotul nr. 5 - Аппарат ультразвуковой терапии						
33100000-1	Аппарат ультразвуковой терапии	Польша	ELEKTRO NIKA I ELEKTRO ME	Аппарат ультразвуковой терапии. Цветной графический экран (4,3 дюйма) с сенсорной панелью. Управление с помощью сенсорного экрана и кнопок. Двухчастотные датчики: 1 МГц и 3,3 МГц, площадь поверхности 18 см², 5 см² или 1 см² Непрерывный и импульсный режим работы	Аппарат ультразвуковой терапии. Sonotronic-US 2 Цветной графический экран (4,3 дюйма) с сенсорной панелью. Управление с помощью сенсорного экрана и кнопок. Двухчастотные датчики: 1 МГц и 3,3 МГц, площадь поверхности 18 см², 5 см² или 1 см² Непрерывный и импульсный режим работы	CE, ISO

			DYCYNA M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Два варианта эргономичной рукоятки Водонепроницаемые датчики Плавная или дискретная регулировка скважности импульса Звуковой и визуальный сигнал контакта датчика с пациентом Готовые программы для типичных заболеваний Собственные программы пользователя с удобной экранной клавиатурой Счетчики количества и времени процедур АКСЕССУАРЫ Стандартный терапевтический гель Руководство пользователя Запасной предохранитель Дополнительно ультразвуковые головки: SUP-6: площадь поверхности 18 см²; частота 1 МГц и 3,3 МГц SU-5: площадь поверхности 5 см²; частота 1 МГц и Частота 3,3 МГц SU-1: площадь 1,33 см²; частоты 1 МГц и 3,3 МГц сумка для транспортировки Ультразвуковые аппликаторы/головки Тип и параметры зонда SU-1 1,33 см² / 1 МГц и 3,3 МГц SU-5 5 см² / 1 МГц и 3,3 МГц SUP-6 18 см² (6 x 3 см²) / 1 МГц и 3,3 МГц Технические характеристики: Параметры ультразвука постоянная мощность 2,5 Вт/см² пиковая импульсная мощность 3 Вт/см² частота излучения 1 МГц или 3,3 МГц частота импульсов 10–150 Гц скважность плавная: 5–100%, шаг 5% дискретная: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% Другие Параметры Время обработки: от 1 с до 30 мин Питание: однофазная сеть ~230 В, 10%, 50 Гц, 50 ВА Класс электробезопасности I, тип В Температура окружающей среды: от 10°C до 40°C Относительная влажность: до 85% Размеры: 335 x 270 x 125 мм (блока управления): ~ 2,5 кг	Два варианта эргономичной рукоятки Водонепроницаемые датчики Плавная или дискретная регулировка скважности импульса Звуковой и визуальный сигнал контакта датчика с пациентом Готовые программы для типичных заболеваний Собственные программы пользователя с удобной экранной клавиатурой Счетчики количества и времени процедур АКСЕССУАРЫ Стандартный терапевтический гель Руководство пользователя Запасной предохранитель Дополнительно ультразвуковые головки: SU-5: площадь поверхности 5 см²; частота 1 МГц и Частота 3,3 МГц SU-1: площадь 1,33 см²; частоты 1 МГц и 3,3 МГц сумка для транспортировки Ультразвуковые аппликаторы/головки Тип и параметры зонда SU-1 1,33 см² / 1 МГц и 3,3 МГц- да SU-5 5 см² / 1 МГц и 3,3 МГц- да Технические характеристики: Параметры ультразвука постоянная мощность 2,5 Вт/см² пиковая импульсная мощность 3 Вт/см² частота излучения 1 МГц или 3,3 МГц частота импульсов 10–150 Гц скважность плавная: 5–100%, шаг 5% дискретная: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% Другие Параметры Время обработки: от 1 с до 30 мин Питание: однофазная сеть ~230 В, 10%, 50 Гц, 50 ВА Класс электробезопасности I, тип В Температура окружающей среды: от 10°C до 40°C Относительная влажность: до 85% Размеры: 335 x 270 x 125 мм (блока управления): ~ 2,5 кг	
Lotul nr. 6 - Облучатель ультрафиолетовый стационарный						

33100000-1	Облучатель ультрафиолетовый стационарный	Украина	ЗАВЕТ	Облучатель ультрафиолетовый стационарный для лечения верхних дыхательных путей и полости уха. Источник излучения- лампа высокого давления ДРТ-240. Тубусы для концентрации потока УФ лучей. Индивидуальные зеркала. Зона воздействия прибора на 4 пациентов. Длительность пускового режима лампы не более 15 мин Частота тока 50 Гц Потребляемая мощность до 1000 ВА Напряжение сети 220, Вес ~ 11 кг	Облучатель ультрафиолетовый стационарный УГН-01М для лечения верхних дыхательных путей и полости уха. Источник излучения- лампа высокого давления ДРТ-240. Тубусы для концентрации потока УФ лучей. Индивидуальные зеркала. Зона воздействия прибора на 4 пациентов. Длительность пускового режима лампы не более 15 мин-да Частота тока 50 Гц-да Потребляемая мощность до 1000 ВА-да Напряжение сети 220, Вес ~ 11 кг-да	CE, ISO
Lotul nr. 7 - Аппарат для процедур электротерапии						
33100000-1	Аппарат для процедур электротерапии	Польша	ELEKTRO NIKA I ELEKTRO ME DYCYN A M. LEWAN DOWSKI SP.J.	Аппарат для процедур электротерапии с 2 (двумя) каналами для лечения следующими видами токов: - интерференционные токи: классический, изопланарный, премодулированный, прерывистый - диадинамические токи по Бернару (тип DF, MF, RS, MM, CP, LP) с установкой последовательности - импульсные токи средней частоты с модуляцией в форме треугольника, прямоугольника, трапеции и синуса, как однополярные, так и биполярные, для стимуляции вялых параличей - стимуляция спастических параличей в двухканальном режиме (тонолиз по Хуфшмидту и Янчу) - TENS (с возможностью случайной модуляции) -TENS BURST (с возможностью случайной модуляции) - HV-стимуляция (высокое напряжение) - ток Коца (русская стимуляция) (стандартный и регулируемый) - ток Треберта (Ultra Reitz) (2-5) (стандартный и регулируемый) - фарадический и неонадический - гальванический ток	Аппарат для процедур электротерапии Multitronic MT 3 с 2 (двумя) каналами для лечения следующими видами токов: - интерференционные токи: классический, изопланарный, премодулированный, прерывистый - диадинамические токи по Бернару (тип DF, MF, RS, MM, CP, LP) с установкой последовательности - импульсные токи средней частоты с модуляцией в форме треугольника, прямоугольника, трапеции и синуса, как однополярные, так и биполярные, для стимуляции вялых параличей - стимуляция спастических параличей в двухканальном режиме (тонолиз по Хуфшмидту и Янчу) - TENS (с возможностью случайной модуляции) -TENS BURST (с возможностью случайной модуляции) - HV-стимуляция (высокое напряжение) - ток Коца (русская стимуляция) (стандартный и регулируемый) - ток Треберта (Ultra Reitz) (2-5) (стандартный и регулируемый) - фарадический и неонадический - гальванический ток	CE, ISO

			- ионофорез Особенности - Предварительно записанные, готовые к использованию наборы параметров для типичных случаев (более 100 пунктов) - Индивидуальная регулировка параметров лечения - Настройка последовательности диадинамических токов - Память на до 50 пользовательских наборов параметров - Два контура лечения (независимая регулировка объема) - Удобная электродиагностика (точки кривой I/t, автоматический расчет коэффициентов); Последние использованные данные сохраняются в памяти. - Режим электрогимнастики с широкими настройками. - Большой ЖК-дисплей - Обнаружение и сигнализация обрывов в выходных цепях. - Счетчики времени и количества сеансов. Технические характеристики Частота интерференционного тока 1–200 Гц Среднеквадратичное значение интерференционного тока 0–60 мА Гальванический ток (средний) 0–50 мА Диадинамический ток Ток на ДЧ (средний) 0–30 мА Ток на СЧ (средний) 0–15 мА Частота ТЭНС и ВН 1–200 Гц Длительность импульса ТЭНС и ВН 50–250 мкс ТЭНС, ВН, КОТЦ, Ультра Рейз, фарадические токи	-ионофорез Особенности - Предварительно записанные, готовые к использованию наборы параметров для типичных случаев (более 100 пунктов) - Индивидуальная регулировка параметров лечения - Настройка последовательности диадинамических токов - Память на до 50 пользовательских наборов параметров - Два контура лечения (независимая регулировка объема) - Удобная электродиагностика (точки кривой I/t, автоматический расчет коэффициентов); Последние использованные данные сохраняются в памяти. - Режим электрогимнастики с широкими настройками. - Большой ЖК-дисплей - Обнаружение и сигнализация обрывов в выходных цепях. - Счетчики времени и количества сеансов. Технические характеристики Частота интерференционного тока 1–200 Гц Среднеквадратичное значение интерференционного тока 0–60 мА Гальванический ток (средний) 0–50 мА Диадинамический ток Ток на ДЧ (средний) 0–30 мА Ток на СЧ (средний) 0–15 мА Частота ТЭНС и ВН 1–200 Гц Длительность импульса ТЭНС и ВН 50–250 мкс ТЭНС, ВН, КОТЦ, Ультра Рейз, фарадические токи	
Lotul nr. 8 - Профессиональный аппарат для магнитотерапии					

33100000-1	Профессиональный аппарат для магнитотерапии	Россия	Elamed АО „Елатомский приборный завод”	Профессиональный аппарат для магнитотерапии. Количество активных программ- до 50 Основной излучатель и линейка излучающая гибкая 25 мТл (при частоте следования импульсов от 1 до 75 имп/с); от 2 до 20 мТл (при частоте от 1 до 100 имп/с) Основной излучатель и линейка излучающая гибкая от 2 до 6 мТл (при частоте от 1 до 16 имп/с) Для значений от 2 до 20 мТл от заданного (А) $\pm[0,2A + 0,6]$ мТл Для значений от 25 до 45 мТл $\pm 6,3$ мТл Частота следования импульсов от 1 до 100 имп/с Относительное отклонение частоты от задаваемой $\pm 5\%$ Время установления рабочего режима аппарата не более 30 с Время магнитных воздействий и пауз в режиме прерывистого воздействия от 1 до 20 с Относительное отклонение времени от задаваемого $\pm 5\%$ Типы разверток магнитной волны в основном излучателе «бегущая горизонталь», «бегущая вертикаль», «бегущая диагональ» Температура поверхности излучателей не более 41 °С Маркировка полярности магнитного поля на излучателях «N» - север; «S» - юг Электрическая мощность, потребляемая аппаратом 45 В·А Работоспособность аппарата при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (230+23 -32) В. Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока-не более чем на 10% 45 В·А Длина ~ 240$\pm$5 мм.	Профессиональный аппарат для магнитотерапии Алмаг-02 Количество активных программ- до 50 - да Основной излучатель и линейка излучающая гибкая 25 мТл (при частоте следования импульсов от 1 до 75 имп/с); от 2 до 20 мТл (при частоте от 1 до 100 имп/с)- да Основной излучатель и линейка излучающая гибкая от 2 до 6 мТл (при частоте от 1 до 16 имп/с)- да Для значений от 2 до 20 мТл от заданного (А) $\pm[0,2A + 0,6]$ мТл -да Для значений от 25 до 45 мТл $\pm 6,3$ мТл-да Частота следования импульсов от 1 до 100 имп/с Относительное отклонение частоты от задаваемой $\pm 5\%$ Время установления рабочего режима аппарата не более 30 с Время магнитных воздействий и пауз в режиме прерывистого воздействия от 1 до 20 с Относительное отклонение времени от задаваемого $\pm 5\%$ Типы разверток магнитной волны в основном излучателе «бегущая горизонталь», «бегущая вертикаль», «бегущая диагональ» Температура поверхности излучателей не более 41 °С Маркировка полярности магнитного поля на излучателях «N» - север; «S» - юг Электрическая мощность, потребляемая аппаратом 45 В·А Работоспособность аппарата при электропитании от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (230+23 -32) В. Мощность, потребляемая аппаратом от сети переменного тока-не более чем на 10% 45 В·А Длина ~ 240$\pm$5 мм.	CE, ISO
------------	---	--------	--	--	---	---------

Подпись: _____

Имя, Фамилия: Кобзарь- Цуркан Родика в качестве: Администратора

Оферент: AELO GRUP SRL Адрес: Мун. Кишинев, ул. Яловенская 107, бл.6

Ценовые Спецификации

[Эта таблица будет заполнена офферентом в графах 5,6,7,8 и 11 при необходимости, а закупаящим органом - в графах 1,2,3,4,9,10]

Номер процедуры закупки - ocds-b3wdp1-MD-1758699582792										
Предмет закупки: Оборудование для физиотерапии										
Код CPV	Наименование товара	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (без НДС)	Цена за единицу (с НДС)	Сумма без НДС	Сумма с НДС	Срок поставки/ доставки	Бюджетная классификация (IBAN)	скидка %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Lotul nr. 1 - Аппарат для гальванизации и электрофореза									
33100000-1	Аппарат для гальванизации и электрофореза	шт.	2	4 499,00	5 398,80	8 998,00	10 797,60	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта	MD81TRPCCT518430A00317AA	
	Lotul nr. 2 - Аппарат для дарсонвализации, Дарсонваль									
33100000-1	Аппарат для дарсонвализации, Дарсонваль	шт.	1	13 500,00	16 200,00	13 500,00	16 200,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта		
	Lotul nr. 3 - Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов									

33100000-1	Аппарат для магнитотерапии заболеваний позвоночника и суставов	шт.	1	3 994,00	4 792,80	3 994,00	4 792,80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта		
	Lotul nr. 4 - Аппарат УВЧ, для ультразвукоочастотной терапии									
33100000-1	Аппарат УВЧ, для ультразвукоочастотной терапии	шт.	1	32 949,00	39 538,80	32 949,00	39 538,80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта		
	Lotul nr. 5 - Аппарат ультразвуковой терапии									
33100000-1	Аппарат ультразвуковой терапии	шт.	1	26 494,00	31 792,80	26 494,00	31 792,80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта		
	Lotul nr. 6 - Облучатель ультрафиолетовый стационарный									
33100000-1	Облучатель ультрафиолетовый стационарный	шт.	1	14 494,00	17 392,80	14 494,00	17 392,80	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта		
	Lotul nr. 7 - Аппарат для процедур электротерапии									
33100000-1	Аппарат для процедур электротерапии	шт.	1	17 000,00	20 400,00	17 000,00	20 400,00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта		
	Lotul nr. 8 - Профессиональный аппарат для магнитотерапии									

33100000-1	Профессиональный аппарат для магнитотерапии	шт.	1	18 449,00	22 138,80	18 449,00	22 138,80	DDP - Franco destinație vătuit, Incoterms 2020, поставка/установка/инструктаж осуществляется Поставщиком в течение 20 дней с даты подписания контракта		
	TOTAL					135 878,00	163 053,60			

Подпись: _____ Имя, Фамилия: Кобзарь- Цуркан Родика в качестве: Администратора

Оферент: AELO GRUP SRL Адрес: Мун. Кишинев, ул. Яловенская 107, бл.6