

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
24.06.2019



ARTICOLO: **PUNTALI DISPENSATORI**

ITEM: **DISPENSER TIPS**

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Puntali dispensatori modello standard. Utilizzabili con dispensatori tipo EPPENDORF®, GILSON®, BRAND®, RITTER®, HTL®. In propilene, autoclavabili a 121°C (senza stantuffo).

Standard dispenser tips. EPPENDORF®, GILSON®, BRAND®, RITTER®, HTL® type compatible. In polypropylene. Autoclavable at 121°C (without piston).

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Materiale impiegato siringa	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	Raw material- Syringe
Materiale impiegato stantuffo	POLIETILENE / POLYETHYLENE	Raw material - Piston
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +80°C	Temperature range
Graduate	SI / YES	Graduated
Validità del prodotto	3 ANNI / YEARS	Shelf life



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” adatto al travaso e dosatura di liquidi biologici.

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503020202 (Puntali per pipette senza filtro)

Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” suitable for decanting and dosage of biological fluids.

For professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503020202 (Pipettes, tips without filter)

COD.	CAP. ML.	SCALA GRADUATA (ML) GRADUATED SCALE (ML)	STERILE	CONF. SINGOLA IND. WRAPPED	RDM	SCATOLA PACKING
4301	0.5	0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5	NO	NO	1402686/R	100 pcs
4301/SG	0.5	0,0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5	SI / YES	SI / YES	1402705/R	100 pcs
4311	1.25	0,0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,25	NO	NO	1400933/R	100 pcs
4311/SG	1.25	0,0 - 0,25 - 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,25	SI / YES	SI / YES	1402719/R	100 pcs
4321	2.5	0,0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5	NO	NO	1402685/R	100 pcs
4321/SG	2.5	0,0 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5	SI / YES	SI / YES	1402718/R	100 pcs
4331	5.0	0,0 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0	NO	NO	1402687/R	100 pcs
4331/SG	5.0	0,0 - 1,0 - 2,0 - 3,0 - 4,0 - 5,0	SI / YES	SI / YES	1402720/R	100 pcs
4341	12.5	0,0 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0 - 12,5	NO	NO	1402688/R	100 pcs
4341/SG	12.5	0,0 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 10,0 - 12,5	SI / YES	SI / YES	1402721/R	100 pcs
4344	25.0	0,0 - 5,0 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0	NO	NO	1402689/R	100 pcs
4344/SG	25.0	0,0 - 5,0 - 10,0 - 15,0 - 20,0 - 25,0	SI / YES	SI / YES	1402722/R	100 pcs
4351	50.0	0,0 - 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 - 50,0	NO	NO	1402690/R	100 pcs (4x25 pcs)
4351/SG	50.0	0,0 - 10,0 - 20,0 - 30,0 - 40,0 - 50,0	SI / YES	SI / YES	1402723/R	100 pcs

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy

Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92

E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays