

Specificații tehnice

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr. _____
din “ ____ ” _____ 20__

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1770711530090 / 21563144 din 19.02.2026						
Obiectul achiziției: COP Detergenți/dezinfectanți și consumabile pentru dezinfecție și sterilizare a.2026, COP						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1 - Lot.1 Detergent și neutralizant pentru mașinile Sterilmed WD-10						
1.1 Detergent alcalin compatibil sau analog cu masina de spalat Sterilmed WD-10	DETRO MATIC A	Turcia	DETRO HEALTH CARE	Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed Care Base, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentratia recomandata de utilizare sa nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesari pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării.Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	Da, Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentratia recomandata de utilizare sa nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesari pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. - Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. - Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	CE, ISO Inreg AMDM DM0008223 52
1.2 Neutralizant compatibil sau analog cu masina de	DETRO MATIC NS	Turcia	DETRO HEALTHCARE	Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile	Da, Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea	CE, ISO Inreg AMDM DM0008223 56

spalat Sterilmed WD-10				Sterilmed WD10, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandarilor producatorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesare pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandarilor producatorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesare pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. - Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrarii. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	
Lotul nr. 3 - Lot.3 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Detrowash						
3.1 Detergent enzimatic (ambalaj 5 litri) pentru masina pentru dezinfectie și sterilizare Detrowasch (2025) (tip Detro Enzym Plus DW Detergent)	DETRO ENZYM PLUS DW	Turcia	DETRO HEALTH CARE	Reduce încărcătura microbiană a materialelor curățate de impuritățile organice. Reduce riscul de coroziune a materialelor purificate de impurități anorganice. Potrivit pentru utilizare manuală și cu ultrasunete și mașini de spălat endoscop. Eficient în 5 minute cu utilizare manuală și cu ultrasunete. Datorită conținutului de 4 enzime, oferă o curățare mai eficientă, dizolvând reziduurile de pe instrumente. Conține inhibitor de coroziune. Compoziție: 1% – 5% enzime (amilază, protează, lipază, celulază), glicol, surfactanți neionici, compuși de amoniu cuaternar, agenți anticorozivi Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției	Da, Reduce încărcătura microbiană a materialelor curățate de impuritățile organice. Reduce riscul de coroziune a materialelor purificate de impurități anorganice. Potrivit pentru utilizare manuală și cu ultrasunete și mașini de spălat endoscop. Eficient în 5 minute cu utilizare manuală și cu ultrasunete. Datorită conținutului de 4 enzime, oferă o curățare mai eficientă, dizolvând reziduurile de pe instrumente. Conține inhibitor de coroziune. Compoziție: 1% – 5% enzime (amilază, protează, lipază, celulază), glicol, surfactanți neionici, compuși de amoniu cuaternar, agenți anticorozivi Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției	CE, ISO Inreg AMDM DM0006836 17
3.2 Dezinfectant 5 litri pentru masina pentru dezinfectie și sterilizare Detrowasch (2025) (tip DetroPlusPAA DW Dezinfectant)	DETRO PLUS PAA DW	Turcia	DETRO HEALTH CARE	Produs concentrat. Oferă un nivel ridicat de dezinfecție. Nu contine aldehyde si fenol. Produs clasa II B, conform Directivei 93/42/CEE Compoziție: 15% acid peracetic, excipienti Activitate microbiologica: Activitate bactericida, fungicida, tuberculocida, virucida, sporicida in 5 minute. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției.	Da, Produs concentrat. Oferă un nivel ridicat de dezinfecție. Nu contine aldehyde si fenol. Produs clasa II B, conform Directivei 93/42/CEE Compoziție: 15% acid peracetic, excipienti Activitate microbiologica: Activitate bactericida, fungicida, tuberculocida, virucida, sporicida in 5 minute. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. NB Mașina Detrowasch (2025) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției.	CE, ISO Inreg AMDM DM0006851 19
Lotul nr. 4 - Lot.4 Detergent și neutralizant pentru mașinile Matachana						
4.1 Neutralizant pentru spălarea instrumentelor chirurgicale în	DETRO MATIC NS	Turcia	DETRO HEALTH CARE	Agent de clătire (concentrat) pentru mașina de termo-dezinfectie model Matachana MAT LD 521 XLS, pentru prelucrarea automată a instrumentelor medicale, pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfectie la 93o. Compoziție: 5-30% surfactanți neionici.	Da, Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor	CE, ISO Inreg AMDM DM0008223 56

mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS)				Volum: 3-5 litri. Ciclu de clătire/uscare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la	solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandărilor producătorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinație și setarea tuturor parametrilor necesare pentru funcționare corectă să fie efectuată de către operatorul economic. - Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	
4.2 Detergent pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat (Matachana MAT LD521XLS)	DETRO MATIC A	Turcia	DETRO HEALTH CARE	Agent de curățare enzimatic ușor alcalin pentru utilizare în decontaminarea automată a instrumentelor în mașinile de termo-dezinfecție model Matachana MAT LD 521 XLS, pe bază de surfactanți și enzime (concentrat lichid fără silicat) pentru curățarea universală a instrumentelor și echipamente medicale. Dozajul este setat de către producătorul de mașină de termo-dezinfecție. Compoziție: 5-15% surfactanți anionici, surfactanți neionici, policarboxilat, enzime. Volum: 3-5 litri. Dozarea: 3-10 ml/l. Temperatura de lucru 30o-65o. Timp de curățare: 3-10 min. Termen de valabilitate a produsului minim 12 luni de la livrare Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur	Da, Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentrația recomandată de utilizare să nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinație și setarea tuturor parametrilor necesari pentru funcționare corectă să fie efectuată de către operatorul economic. - Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. - Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	CE, ISO Inreg AMDM DM0008223 52
TOTAL						

Semnat:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011