

SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
 22.09.2016



CODICE ARTICOLO: **1120**
 ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



PIASTRE DI PETRI QUADRE 120X120 MM PER ANTIBIOGRAMMA. OGNI PIASTRA CONSENTE DI ESAMINARE N. 16 ANTIBIOTICI.
 IN POLISTIROLO CON ALTA TRASPARENZA OTTICA.

VENTILATE, STERILI

SQUARE PETRI DISHES 120X120 MM FOR ANTIBIOGRAMMA. EACH PLATE ALLOWS TO TEST 16 ANTIBIOTICS.
 IN POLYSTYRENE WITH HIGH OPTICAL CLARITY.

STERILE, WITH TRIPLE VENTS

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	STERILE / STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	<i>Raw material</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>
Dimensioni interne base (mm)	118 x 118	<i>Internal dimensions base (mm)</i>
Dimensioni esterne base (mm)	120 x 120	<i>External dimensions base (mm)</i>
Altezza della base (mm)	13,8	<i>Height - base (mm)</i>
Dimensioni esterne coperchio (mm)	125 x 125	<i>Lid external dimensions (mm)</i>
Altezza coperchio (mm)	8,8	<i>Lid height (mm)</i>
Peso (gr.)	42,7	<i>Weight (gr.)</i>
Tutte le misure indicate hanno una tolleranza di ±1 mm. All dimensions have a tolerance of ±0,5 mm.		



Nuova Aptaca Srl Regione Monforte, 30 - 14053 Canelli (Asti) Italy
Tel. (+39) 0141/83.50.75 – Fax (+39) 0141/83.52.92
E-Mail: info@aptaca.com – Website: www.aptaca.com

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” Dispositivo atto a contenere terreni di coltura idonei ad essere inoculati con campioni biologici umani (per esempio urina, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W0503030101 (Capsule di Petri)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1190495/R

Classificazione EDMA > 14909090 - Other Other Microbiology

*Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” Device suitable to contain culture media suitable to be inoculated with human biological samples (for example, urine, saliva, sputum, pus, etc) in order to carry out diagnostic laboratory analysis.. **For professional use only.***

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W0503030101 (Petri dishes)

EDMA > 14909090 - Other Other Microbiology

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substances check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 270
Quantity (pcs): 270

Confezione interna (pz): 10
Internal packing (pcs): 10

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 45 x 45 x 53
External box dimensions (cm): 45 x 45 x 53

Peso (Kg): 12,9
Weight (Kg): 12,9

Volume (m³): 0,107
Volume (m³): 0,107

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable



Sterilizzazione con radiazioni ionizzanti
Sterilization by ionizer rays