

# CERTIFICATE

Number: 2194636

The management system of the organization(s) and locations mentioned on the addendum belonging to:

## Assut Medical Sàrl

Avenue de Rochettaz 57  
1009 Pully  
Switzerland

including the implementation meets the requirements of the standard:

## EN ISO 13485:2016


### Scope:

Design, manufacturing and distribution of sterile surgical sutures, pledgets and non-sterile atraumatic needles for the area of surgery

Certificate expiry date: 22 February 2026  
Certificate effective date: 22 February 2023  
Certified since: 20 September 2016

This certificate is valid for the organization(s) and/or locations mentioned on the addendum.

DEKRA Certification B.V.



B.T.M. Holtus  
Managing Director



J.M.A. McKenzie  
Certification Manager

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed



# ADDENDUM

To certificate: 2194636

The management system of the organization(s) and/or location(s) of:

## Assut Medical Sàrl

Avenue de Rochettaz 57  
1009 Pully  
Switzerland

Certified organization(s) and/or locations:

Assut Medical Sàrl  
Sur le Cret 13  
2606 Corgemont  
Switzerland

Design, manufacturing and distribution of sterile surgical sutures, pledgets and non-sterile atraumatic needles for the area of surgery

Assut Medical Sàrl  
Av. De Lavaux 35 P.O. Box 5  
CH-1009 Pully / Lausanne  
Switzerland

Design, manufacturing and distribution of sterile surgical sutures, pledgets and non-sterile atraumatic needles for the area of surgery

Addendum expiry date: 22 February 2026

Addendum effective date: 22 February 2023

# Declaration of conformity

## Synthetic sterile absorbable surgical sutures

Product Name	BASIC UDI-DI	Product Designation
AssuCryl®	07613406ACLPGA8T	Absorbable Surgical Sutures, Polyglycolic Acid (PGA) braided
AssuCryl® Lactin	07613406ACLLPGLAHT	Absorbable Surgical Sutures, Polyglycolic-co-L-Lactide (PGLA) braided
AssuCryl® Rapid	07613406ACLRPGACE	Absorbable Surgical Sutures, Polyglycolic Acid (PGA) braided
AssuCryl® MonoSlow	07613406ACLMSPDOLC	Absorbable Surgical Sutures, Polydioxanone (PDO), monofilament
AssuCryl® MonoRapid	07613406ACLMRPGCL25	Absorbable Surgical Sutures, Polyglactone (PGCL), monofilament

**Model/type:** See list of products (pages 1/12 to 12/12)

We herewith declare that the products listed above are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the harmonization of the Laws of the Member States concerning Medical Device Directive 93/42/EEC. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Assut Medical Sàrl.

Conformity Assessment Procedure: MDD 93/42/EEC (AnnexII)

Classification of the Product: III Rule: 8 (MDD 93/42/EEC Annex IX)

Applied Harmonized Standards: EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 11607, EN ISO 11135-1, EN 556-1, EN ISO 15223-1 EN 1041, EN ISO 11737-1

Notified Body: **Dekra Certification B.V. (ID no. CE 0344)**  
**Meander 1051**  
**6825 MJ Arnhem**  
**The Netherlands**

CE 0344

CE-0344 first applied: **October 29, 2016**  
Certification number: 2194636DE03

Company Name/Legal manufacturer: **Assut Medical Sàrl**  
**SRN : CH-MF-000009358**  
Avenue de Rochettaz 57  
CH-1009 Pully-Lausanne  
Switzerland

European Representative (EC REP): **MT Promedt Consulting GmbH**  
**SRN : DE-AR-000000085**  
Altenhofstrasse 80  
66386 St-Ingbert  
Germany

Date: **06.07.2022**  
Stamp & Signature:  
Catherine Baerfuss  
Regulatory Affairs Manager

**Assut Medical Sàrl**  
Case postale 5  
1009 Pully / Switzerland

**AssuCryl® 07613406ACLPGA8T**

**References**

4087	4362	4595	40036	41275	43487	45303
4088	4363	4596	40037	41454	43624	45304
4093	4364	4597	40038	41455	43625	45502
4094	4365	4598	40039	41456	43626	45503
4095	4374	4605	40052	42313	43663	45504
4096	4375	4606	40053	42353	43664	45543
4097	4376	4607	40054	42354	43665	45603
4105	4377	4608	40055	42453	43715	45604
4114	4385	4617	40056	42454	43755	45605
4115	4386	4618	40057	42455	43756	45703
4116	4387	4672	40058	42456	43757	45704
4117	4421	4673	40059	42457	43784	45705
4124	4422	4674	40093	42554	43785	45855
4201	4423	4675	40094	42555	43786	45865
4202	4424	4681	40095	42556	43795	45935
4203	4431	4684	40096	42557	43796	45936
4231	4432	4694	40097	42558	43797	45937
4232	4433	4695	40098	42654	43798	46427
4233	4434	4703	40264	42655	43807	46428
4234	4435	4704	40275	42656	43808	46467
4235	4443	4705	40276	42657	43856	46468
4242	4444	4706	40277	42658	43857	46523
4243	4445	4707	40278	42667	43858	46843
4244	4447	4708	40352	42687	43867	46844
4245	44455	4714	40353	42696	43868	47015
4253	4465	4715	40354	42697	43869	47016
4254	4467	4716	40355	42856	43887	47017
4255	4521	4717	40356	42857	43889	47018
4256	4522	4727	40357	42858	43898	47185
4257	4523	4728	40358	42985	43955	47187
4265	4531	4735	40486	42986	43956	47189
4267	4532	4736	40523	42987	43957	47206
4274	4533	4737	40524	42988	43958	47207
4275	4542	4738	40525	43325	43976	47257
4276	4543	4746	40526	43326	43977	47257N
4277	4544	4747	40527	43327	43978	47258
4278	4545	4748	40528	43364	44313	47268
4285	4553	4795	40993	43365	44356	47269
4286	4554	4823	40994	43366	44454	47326
4287	4555	4834	40995	43367	44456	47327
4288	4563	4835	40996	43415	44457	47328
4295	4564	4836	40997	43416	44554	47346
4296	4565	4837	40998	43417	44555	47347
4297	4566	4843	41014	43418	44556	47348
4298	4567	4844	41015	43419	44557	47448
4299	4573	4845	41016	43426	44558	48645
4334	4574	4905	41025	43427	44637	48646
4335	4575	4906	41026	43428	44647	400121
4336	4576	4925	41154	43435	44755	411353
4337	4584	4926	41155	43436	44757	411354
4338	4585	4936	41156	43437	44758	411355
4345	4586	4937	41157	43438	44787	411356
4346	4586N	40032	41158	43439	45201	411357
4347	4587	40033	41166	43445	45202	413004
4348	4588	40034	41167	43446	45203WF	413005
4355	4594	40035	41168	43447	45302	413006

413007	400121TH	4233WST	42453WN	42555W	42657WN	42857WST
413008	400254HT	4234F	42453WST	42555WF	42657WST	42858F
413788	400255HT	4234N	42454-AR	42555WN	426636F	42858N
414007	40037W	4234-SL	42454F	42555WST	426636N	42858ST
414008	40038W	4234ST	42454Fx8	42556F	426636ST	42858W
422085	40093W	4234W	42454H	42556H	426636W	42858WF
422086	40094W	4234WF	42454N	42556N	426636WF	42858WN
422986	40263ST	4234WN	42454-SL	42556ST	426636WN	42858WST
426635	40264ST	4234WST	42454ST	42556W	426636WST	4285F
426636	40265ST	42353F	42454TE-Loop	42556WF	426637H	4285N
426637	40354W	42353N	42454W	42556WN	4274F	4285ST
430886	40366N	42353-SL	42454WF	42556WST	4274N	4285W
431086	40377ST	42353ST	42454WN	42557F	4274ST	4285WF
432046	40378ST	42353W	42454WST	42557H	4274W	4285WN
432085W	40486N	42353WF	42454x8	42557N	4274WF	4285WST
432085	40758HF	42353WN	42455F	42557ST	4274WN	4286F
432086	40759HTF	42353WST	42455H	42557W	4274WST	4286H
432086W	409947HF	42354F	42455N	42557WF	4275F	4286HT
432687	41224684W	42354H	42455-SL	42557WN	4275H	4286N
432688	4131F	42354N	42455ST	42557WST	4275N	4286ST
432787	4201F	42354-SL	42455TE-Loop	4255F	4275ST	4286W
432986	4201N	42354ST	42455W	4255N	4275W	4286WF
438096	4201ST	42354W	42455WF	4255ST	4275WF	4286WN
446338	4201TH	42354WF	42455WN	4255W	4275WN	4286WST
449788	4201W	42354WN	42455WST	4255WF	4275WST	4287F
451866	4201WF	42354WST	4245F	4255WN	4276F	4287HF
457788	4201WN	42355	4245N	4255WST	4276N	4287N
469787	4201WST	42355Fx4	4245ST	4256F	4276ST	4287ST
474086	4202F	4235F	4245W	4256N	4276W	4287W
474986	4202N	4235N	4245WF	4256ST	4276WF	4287WF
477086	4202ST	4235ST	4245WN	4256W	4276WN	4287WN
478086	4202W	4235W	4245WST	4256WF	4276WST	4287WST
483568	4202WF	4235WF	4245x8	4256WN	4277F	4288F
484538	4202WN	4235WN	4253F	4256WST	4277N	4288N
484568	4202WST	4235WST	4253N	4257N	4277ST	4288ST
484588	4203F	424385HF	4253ST	42654F	4277W	4288W
485667	4203N	4243F	4253W	42654N	4277WF	4288WF
486667	4203ST	4243N	4253WF	42654ST	4277WN	4288WN
486668	4203W	4243-SL	4253WN	42654W	4277WST	4288WST
486687	4203WF	4243ST	4253WST	42654WF	4278F	4295F
486688	4203WN	4243W	4254F	42654WN	4278HT	4295N
488066	4203WST	4243WF	4254N	42654WST	4278N	4295ST
488085	4204HF-NL	4243WN	4254ST	42655F	4278ST	4295W
488065W	42312ST	4243WST	4254W	42655N	4278W	4295WF
488086	4231S	4244-AR	4254WF	42655ST	4278WF	4295WN
488687	4232F	4244F	4254WN	42655W	4278WN	4295WST
488688	4232N	4244Fx4	4254WST	42655WF	4278WST	4296F
493386	4232-SL	4244N	42554F	42655WN	4278x4	4296H
493556	4232ST	4244-SL	42554H	42655WST	42856F	4296N
493557	4232W	4244ST	42554N	42656F	42856N	4296ST
4123386	4232WF	4244W	42554-SL	42656N	42856ST	4296W
4092896	4232WN	4244WF	42554ST	42656ST	42856W	4296WF
4104787	4232WST	4244WN	42554W	42656W	42856WF	4296WN
4121095	4233F	4244WST	42554WF	42656WF	42856WN	4296WST
4137708	4233H	4244x8	42554WN	42656WN	42856WST	4297F
4511868	4233N	42453F	42554WST	42656WST	42857F	4297H
4577707	4233-SL	42453N	42555F	42657F	42857N	4297N
4577708	4233ST	42453-SL	42555H	42657N	42857ST	4297ST
41193386	4233W	42453ST	42555N	42657ST	42857W	4297W
41224684	4233WF	42453W	42555-SL	42657W	42857WF	4297WF
400121F	4233WN	42453WF	42555ST	42657WF	42857WN	4297WN

4297WST	4334WST	43417WN	43448WHTF	43626WST	43755WF	43796ST
42985F	4335F	43417WST	4345F	4362F	43755WN	43796W
42985N	4335N	43418F	4345N	4362N	43755WST	43796WF
42985ST	4335ST	43418N	4345ST	4362ST	43756F	43796WN
42985W	4335W	43418ST	4345W	4362W	43756N	43796WST
42985WF	4335WF	43418W	4345WF	4362WF	43756SST	43797F
42985WN	4335WN	43418WF	4345WN	4362WN	43756W	43797N
42985WST	4335WST	43418WN	4345WST	4362WST	43756WF	43797ST
42986F	43365F	43418WST	4346F	4363F	43756WN	43797W
42986N	43365N	43419HTF	4346N	4363N	43756WST	43797WF
42986ST	43365ST	43426F	4346ST	4363ST	43757F	43797WN
42986W	43365W	43426-Loop	4346W	4363W	43757N	43797WST
42986WF	43365WF	43426N	4346WF	4363WF	43757ST	43798F
42986WN	43365WN	43426ST	4346WN	4363WN	43757W	43798N
42986WST	43365WST	43426W	4346WST	4363WST	43757WF	43798ST
42987F	43366 / JHI	43426WF	4347F	4364F	43757WN	43798W
42987N	43366F	43426WN	4347N	4364N	43757WST	43798WF
42987ST	43366N	43426WST	4347ST	4364ST	4375F	43798WN
42987W	43366ST	43427F	4347W	4364W	4375N	43798WST
42987WF	43366W	43427H	4347WF	4364WF	4375ST	43806
42987WN	43366WF	43427N	4347WN	4364WN	4375W	43807F
42987WST	43366WN	43427ST	4347WST	4364WST	4375WF	43807N
42988TF	43366WST	43427W	43487F	4365F	4375WN	43807ST
4298F	43367F	43427WF	43487H	4365N	4375WST	43807W
4298N	43367N	43427WN	43487N	4365ST	4376F	43807WF
4298ST	43367ST	43427WST	43487ST	4365W	4376N	43807WN
4298W	43367W	43428F	43487W	4365WF	4376ST	43807WST
4298WF	43367WF	43428H	43487WF	4365WN	4376W	43808F
4298WN	43367WN	43428N	43487WN	4365WST	4376WF	43808N
4298WST	43367WST	43428ST	43487WST	43663F	4376WN	43808ST
4307HT	43368N	43428W	43488HF	43663N	4376WST	43808W
4308N	4336F	43428WF	4348F	43663ST	4377F	43808WF
43325F	4336N	43428WN	4348N	43663W	4377N	43808WN
43325N	4336ST	43428WST	4348ST	43663WF	4377ST	43808WST
43325ST	4336W	43436F	4348W	43663WN	4377W	43856F
43325W	4336WF	43436N	4348WF	43663WST	4377WF	43856N
43325WF	4336WN	43436ST	4348WN	43664F	4377WN	43856ST
43325WN	4336WST	43436W	4348WST	43664N	4377WST	43856W
43325WST	4337F	43436WF	4348x4	43664ST	43784F	43856WF
43326F	4337N	43436WN	4349N	43664W	43784N	43856WN
43326HT	4337ST	43436WST	4351TH	43664WF	43784ST	43856WST
43326N	4337W	43437F	43624F	43664WN	43784W	43857F
43326ST	4337WF	43437H	43624N	43664WST	43784WF	43857H
43326W	4337WST	43437HF	43624ST	43665F	43784WN	43857N
43326WF	4338N	43437N	43624W	43665N	43784WST	43857ST
43326WN	43415N	43437ST	43624WF	43665ST	43785F	43857W
43326WST	43416F	43437W	43624WN	43665W	43785N	43857WF
43327F	43416HT	43437WF	43624WST	43665WF	43785ST	43857WN
43327N	43416N	43437WN	43625F	43665WN	43785W	43857WST
43327ST	43416ST	43437WST	43625N	43665WST	43785WF	43858F
43327W	43416W	43438F	43625ST	4374F	43785WN	43858N
43327WF	43416WF	43438H	43625W	4374N	43785WST	43858ST
43327WN	43416WN	43438HT	43625WF	4374ST	43786F	43858W
43327WST	43416WST	43438N	43625WN	4374W	43786N	43858WF
43328N	43417F	43438ST	43625WST	4374WF	43786ST	43858WN
4334F	43417H	43438W	43626F	4374WN	43786W	43858WST
4334N	43417HT	43438WF	43626N	4374WST	43786WF	4385F
4334ST	43417N	43438WN	43626ST	43755F	43786WN	4385N
4334W	43417ST	43438WST	43626W	43755N	43786WST	4385ST
4334WF	43417W	43447WHTF	43626WF	43755ST	43796F	4385W
4334WN	43417WF	43448N	43626WN	43755W	43796N	4385WF

4385WN	43957WN	4434WN	4521W	45404WF-CC	4554ST	45704W
4385WST	43957WST	4434WST	4521WF	4542F	4554W	45704WF
43867F	43958F	44555F	4521WN	4542N	4554WF	45704WN
43867N	43958H	44555N	4521WST	4542ST	4554WN	45704WST
43867ST	43958N	44555ST	4522F	4542W	4554WST	45705F
43867W	43958ST	44555W	4522N	4542WF	45603F	45705N
43867WF	43958W	44555WF	4522ST	4542WN	45603N	45705ST
43867WN	43958WF	44555WN	4522W	4542WST	45603ST	45705W
43867WST	43958WN	44555WST	4522WF	4543F	45603W	45705WF
43868F	43958WST	44556F	4522WN	4543N	45603WF	45705WN
43868N	43977F	44556N	4522WST	4543ST	45603WN	45705WST
43868ST	43977H	44556ST	4523W	4543W	45603WST	4573F
43868W	43977N	44556W	4523WF	4543WF	45604F	4573N
43868WF	43977ST	44556WF	45301F	4543WN	45604N	4573ST
43868WN	43977W	44556WN	45301WF	4543WST	45604ST	4573W
43868WST	43977WF	44556WST	45302F	4544-CC	45604W	4573WF
4386F	43977WN	44557F	45302N	4544F	45604WF	4573WN
4386N	43977WST	44557N	45302ST	4544N	45604WN	4573WST
4386ST	43978F	44557ST	45302W	4544ST	45604WST	4574-CC
4386W	43978H	44557W	45302WF	4544W	45605F	4574F
4386WF	43978N	44557WF	45302WN	4544WF	45605N	4574N
4386WN	43978ST	44557WN	45302WST	4544WN	45605ST	4574ST
4386WST	43978W	44557WST	45303F	4544WST	45605W	4574W
4387N	43978WF	44558N	45303N	45502F	45605WF	4574WF
43886N	43978WN	44656	45303ST	45502N	45605WN	4574WN
43887F	43978WST	44645	45303W	45502ST	45605WST	4574WST
43887N	43997TH	4455F	45303WF	45502W	4563F	4575F
43887ST	4421F	4466N	45303WN	45502WF	4563N	4575N
43887W	4422F	44757F	45303WST	45502WN	4563ST	4575ST
43887WF	4422N	44757N	45304F	45502WST	4563W	4575W
43887WN	4422ST	44757ST	45304N	45503F	4563WF	4575WF
43887WST	4422W	44757W	45304ST	45503N	4563WN	4575WN
43898F	4422WF	44757WF	45304W	45503ST	4563WST	4575WST
43898N	4422WN	44757WN	45304WF	45503W	4564F	45805W
43898ST	4422WST	44757WST	45304WN	45503WF	4564H	4584F
43898W	4423F	44758F	45304WST	45503WN	4564HF-NL	4584N
43898WF	4423N	44758Fx4	4531F	45503WST	4564N	4584ST
43898WN	4423ST	44758N	4531N	45503W-CC	4564ST	4584W
43898WST	4423W	44758ST	4531ST	45504F	4564W	4584WF
43955F	4423WF	44758W	4531W	45504N	4564WF	4584WN
43955N	4423WN	44758WF	4531WF	45504ST	4564WN	4584WST
43955ST	4423WST	44758WN	4531WN	45504W	4564WST	4585F
43955W	4432F	44758WST	4531WST	45504WF	4565F	4585N
43955WF	4432N	4478N	4532-CC	45504WN	4565H	4585ST
43955WN	4432ST	45201F	4532F	45504WST	4565HF-NL	4585W
43955WST	4432W	45201N	4532N	45504WF-CC	4565N	4585WF
43956F	4432WF	45201ST	4532-SL	4552F	4565ST	4585WN
43956HF	4432WN	45201W	4532ST	4552WF	4565W	4585WST
43956N	4432WST	45201WF	4532W	4553F	4565WF	45935F
43956ST	4433F	45201WN	4532WF	4553N	4565WN	45935H
43956W	4433N	45201WST	4532WN	4553-SL	4565WST	45935N
43956WF	4433ST	45202F	4532WST	4553ST	4566W	45935ST
43956WN	4433W	45202N	4533F	4553W	45703F	45935W
43956WST	4433WF	45202ST	4533N	4553WF	45703N	45935WF
43957F	4433WN	45202W	4533-SL	4553WN	45703ST	45935WN
43957H	4433WST	45202WF	4533ST	4553WST	45703W	45935WST
43957HF	4434F	45202WN	4533W	45544F-CC	45703WF	45936F
43957N	4434N	45202WST	4533WF	45544N-CC	45703WN	45936H
43957ST	4434ST	4521F	4533WN	4554F	45703WST	45936N
43957W	4434W	4521N	4533WST	4554N	45704N	45936ST
43957WF	4434WF	4521ST	4534W	4554-SL	45704ST	45936W

45936WF	4606WST	4672F	47015WF	47207ST	4736W	4835W
45936WN	4607F	4672N	47015WN	47207W	4736WF	4835WF
45936WST	4607N	4672ST	47015WST	47207WF	4736WN	4835WN
45937F	4607ST	4672W	47016F	47207WN	4736WST	4835WST
45937H	4607W	4672WF	47016N	47207WST	4737F	4836F
45937N	4607WF	4672WN	47016ST	47208N	4737H	4836N
45937ST	4607WN	4672WST	47016W	47258F	4737HF-NL	4836ST
45937W	4607WST	4673F	47016WF	47258N	4737HT	4836W
45937WF	4608F	4673N	47016WN	47258ST	4737N	4836WF
45937WN	4608N	4673ST	47016WST	47258W	4737ST	4836WN
45937WST	4608ST	4673W	47017F	47258WF	4737W	4836WST
4594F	4608W	4673WF	47017N	47258WN	4737WF	4837F
4594N	4608WF	4673WN	47017ST	47258WST	4737WN	4837N
4594ST	4608WN	4673WST	47017W	4725N	4737WST	4837ST
4594W	4608WST	4674F	47017WF	47268N	4738F	4837W
4594WF	4617F	4674N	47017WN	4728N	4738HF-NL	4837WF
4594WN	4617H	4674ST	47017WST	47188N	4738N	4837WN
4594WST	4617N	4674W	4704F	47326F	4738ST	4837WST
4595F	4617ST	4674WF	4704N	47326N	4738W	4844F
4595N	4617W	4674WN	4704ST	47326ST	4738WF	4844N
4595ST	4617WF	4674WST	4704W	47326W	4738WN	4844ST
4595W	4617WN	4675F	4704WF	47326WF	4738WST	4844W
4595WF	4617WST	4675N	4704WN	47326WN	4746F	4844WF
4595WN	4618F	4675ST	4704WST	47326WST	4746N	4844WN
4595WST	4618H	4675W	4705F	47327F	4746ST	4844WST
4596F	4618N	4675WF	4705N	47327N	4746W	4845F
4596HF-NL	4618ST	4675WN	4705ST	47327ST	4746WF	4845N
4596N	4618W	4675WST	4705W	47327W	4746WN	4845ST
4596ST	4618WF	46843F	4705WF	47327WF	4746WST	4845W
4596W	4618WN	46843N	4705WN	47327WN	4747F	4845WF
4596WF	4618WST	46843ST	4705WST	47327WST	4747N	4845WN
4596WN	46267N	46843W	4706F	47328F	4747ST	4845WST
4596WST	46303WF	46843WF	4706N	47328HF-NL	4747W	48575HTF
4597F	46427F	46843WN	4706ST	47328N	4747WF	486516N
4597HT	46427H	46843WST	4706W	47328ST	4747WN	4874W
4597N	46427N	46844F	4706WF	47328W	4747WST	48888N
4597ST	46427ST	46844N	4706WN	47328WF	4748F	490047HF
4597W	46427W	46844ST	4706WST	47328WN	4748N	49057HF
4597WF	46427WF	46844W	4715F	47328WST	4748ST	4905F
4597WN	46427WH	46844WF	4715N	47347F	4748W	4905H
4597WST	46427WN	46844WN	4715ST	47347HT	4748WF	4905N
4598F	46427WST	46844WST	4715W	47347N	4748WN	4905ST
4598N	46467F	4694F	4715WF	47347ST	4748WST	4905W
4598ST	46467H	4694N	4715WN	47347W	4763HT	4905WF
4598W	46467N	4694ST	4715WST	47347WF	4823F	4905WH
4598WF	46467ST	4694W	4716F	47347WN	4823N	4905WN
4598WN	46467W	4694WF	4716N	47347WST	4823ST	4905WST
4598WST	46467WF	4694WN	4716ST	47348F	4823W	4906F
4605F	46467WH	4694WST	4716W	47348HT	4823WF	4906N
4605N	46467WN	4695F	4716WF	47348N	4823WN	4906ST
4605ST	46467WST	4695N	4716WN	47348ST	4823WST	4906W
4605W	46468F	4695ST	4716WST	47348W	4834F	4906WF
4605WF	46468H	4695W	4717F	47348WF	4834N	4906WN
4605WN	46468N	4695WF	4717N	47348WN	4834ST	4906WST
4605WST	46468ST	4695WN	4717ST	47348WST	4834W	4925F
4606F	46468W	4695WST	4717W	4734N	4834WF	4925N
4606N	46468WF	469786W	4717WF	4736F	4834WN	4925ST
4606ST	46468WH	47015F	4717WN	4736H	4834WST	4925W
4606W	46468WN	47015N	4717WST	4736HT	4835F	4925WF
4606WF	46468WST	47015ST	47207F	4736N	4835N	4925WN
4606WN	4652F	47015W	47207N	4736ST	4835ST	4925WST



4926F	ACL1	ACL47	ACL93
4926N	ACL2	ACL48	ACL94
4926ST	ACL3	ACL49	ACL95
4926W	ACL4	ACL50	ACL96
4926WF	ACL5	ACL51	ACL97
4926WN	ACL6	ACL52	ACL98
4926WST	ACL7	ACL53	ACL99
4936F	ACL8	ACL54	ACL100
4936N	ACL9	ACL55	
4936ST	ACL10	ACL56	
4936W	ACL11	ACL57	
4936WF	ACL12	ACL58	
4936WN	ACL13	ACL59	
4936WST	ACL14	ACL60	
4937F	ACL15	ACL61	
4937N	ACL16	ACL62	
4937ST	ACL17	ACL63	
4937W	ACL18	ACL64	
4937WF	ACL19	ACL65	
4937WN	ACL20	ACL66	
4937WST	ACL21	ACL67	
49703W	ACL22	ACL68	
B40032	ACL23	ACL69	
B40033	ACL24	ACL70	
B40034	ACL25	ACL71	
B40035	ACL26	ACL72	
B40036	ACL27	ACL73	
B40037	ACL28	ACL74	
B40038	ACL29	ACL75	
B4092	ACL30	ACL76	
B4093	ACL31	ACL77	
B4094	ACL32	ACL78	
B4095	ACL33	ACL79	
B4096	ACL34	ACL80	
B4097	ACL35	ACL81	
B4098	ACL36	ACL82	
B412004	ACL37	ACL83	
B412005	ACL38	ACL84	
B412006	ACL39	ACL85	
B414004	ACL40	ACL86	
B414006	ACL41	ACL87	
B414007	ACL42	ACL88	
	ACL43	ACL89	
	ACL44	ACL90	
	ACL45	ACL91	
	ACL46	ACL92	

**AssuCryl® Lactin 07613406ACLLPGLAHT**

**References**

L400065	L40526	L4233-SL	L42554ST-SL	L4287	L43415	L43626
L40031	L40527	L4233W	L42555	L4287N	L43415N	L43626H
L40032	L40528	L4234	L42555H	L4287TTW	L43416	L43628
L40033	L40755	L4234N	L42555N	L4288	L43416N	L4363
L40034	L40759HTF	L4234-SL	L42555W	L4288N	L43416ST	L4364
L40035	L4084	L4234W	L42556	L4295	L43417	L4365
L40036	L4085	L4235	L42556N	L4295N	L43417H	L43663
L40037	L4097	L42352	L42557	L4296	L43417HF	L43664
L40038	L4098	L42353	L42557N	L4296N	L43417N	L43665
L40039	L40985	L42353N	L42558	L4297	L43417ST	L43667
L40052	L40986	L42353-SL	L4255N	L4297N	L43418	L43668
L40053	L40987	L42354	L4255W	L4298	L43418H	L4374
L40054	L40988	L42354-SL	L4256	L42985	L43418N	L4375
L40055	L40995	L42354ST	L4256-SL	L42986	L43418ST	L43755
L40056	L40998	L4235-SL	L4257	L42986N	L43419	L43756
L40057	L41014	L4242	L4258	L42987	L43426	L43757
L40058	L41015	L4243	L4265	L42987HF	L43426-Loop	L4375N
L40093	L41016	L424365	L42654	L42987N	L43426N	L4376
L40093W	L41024	L424375HF	L42655	L42988	L43427	L4377
L40094	L4105568	L4243-SL	L42655N	L42988H	L43427N	L43784
L40094W	L411008	L4243ST	L42655W	L42988HF	L43428	L43785
L40095	L411355	L4243ST-AR	L42656	L42988N	L43428N	L43785N
L40096	L4114	L4243ST-SL	L42656N	L42988HT	L43435	L43786
L40097	L4115	L4243W	L42657	L4298N	L43435N	L43787
L40098	L41154	L4244	L42657N	L431085W	L43436	L43794
L4016	L41157	L4244-AR	L426635	L432046	L43436N	L43795
L40233	L4116	L4244N	L426636	L432066	L43436ST	L43796
L40264	L4118	L4244-SL	L426636H	L432085	L43437	L43796N
L40264-AR	L4119086	L4244W	L426636N	L432085W	L43437H	L43797
L40264N	L41193386	L4245	L4267	L432086	L43437N	L43797N
L40264-SL	L4121095	L42452	L42695	L432086W	L43438	L43798
L40264ST	L41450	L42453	L426955	L432687	L43438H	L43806W
L40265	L41856N	L42453N	L426957	L432688	L43438HT	L43807
L40265N	L4201	L42453-SL	L42696	L4327	L43438N	L43807N
L40265ST	L4201F	L42454	L42697	L432787	L43438ST	L43808
L40275	L4201F-SL	L42454-AR	L427307	L432886	L4344	L43815
L40276	L4201W	L42454F	L4274	L432986	L43445	L4384
L40277	L4201WF	L42454N	L4274N	L43324N	L43445N	L4385
L40352	L4202	L42454-SL	L4275	L43325	L43447N	L43855
L40353	L4202F	L42454ST	L4275N	L43325N	L43448	L43855N
L40353W	L4202F-SL	L42454ST-AR	L4276	L43326	L43448HF-NL	L43856
L40354	L4202-SL	L42454TE-Loop	L4276N	L43326N	L43448N	L43856N
L40354W	L4202W	L42454x5	L4277	L43327	L4344W	L43857
L40355	L4202WF	L42455	L4277N	L43327N	L4345	L43857N
L40355W	L4203F-SL	L42455N	L4278	L43327ST	L43458	L43858
L40356	L4203-SL	L42455-SL	L4278-CC	L43328	L4345N	L43858N
L40357	L4203W	L42455ST	L4278N	L4334	L4346	L4385N
L40358	L420668	L42455TE-Loop	L4284	L4334N	L4346N	L4386
L40366	L422086	L4245-SL	L4285	L4335	L4347	L43865N
L40376	L422667	L4246-SL	L42856	L4335N	L4347N	L43866
L40387	L422687	L4253	L42856N	L4336	L4348	L43866N
L40487	L422986	L4254	L42857	L43365	L43487	L43867
L40487N	L4231	L4254-AR	L42857N	L43366	L43487H	L43867N
L40488	L4232	L4254N	L42858	L43366N	L43487N	L43867W
L40488N	L4232N	L4255	L42858N	L43367	L4348N	L43868
L40488ST	L4232-SL	L42554	L4285N	L43367N	L4362	L43868N
L40523	L4232W	L42554N	L4286	L4337	L43623	L43868W
L40524	L4233	L42554N-SL	L4286N	L4338	L43624	L4386N
L40525	L4233F	L42554-SL	L4287FT	L4338N	L43625	L4387

L43885	L4467	L4543WF	L4574	L46844W	L4746	L49703W
L43885HF	L44757	L4544	L4574-CC	L46848	L4746N	L4975
L43885N	L44758N	L4544-CC	L4574F	L4693	L4747	L498688
L43886	L44787	L4544-SL	L4574W	L4694	L4747N	L45805W
L43886N	L45201F	L4544W	L4575	L4694N	L4748	L422986W
L43887	L45201W	L4544WF	L4575F	L4695	L4748N	L422086W
L43887N	L45201WF	L45502WF	L4575N	L4695N	L4823WF	L4117
L43898	L45201WF-CC	L45503	L4575W	L47015	L4824WF	L40757
L43955	L45202	L45503F	L4576	L47016	L4834	L40756
L43955N	L45202F	L45503W	L45804	L47016N	L4835	L47257
L43956	L45202W	L45503WF	L45805	L47017	L4835N	L47257N
L43956N	L45202WF	L45504	L4584	L470228	L4836	L47458
L43957	L4521	L45504F	L4584W	L4703	L4837N	BL40032
L43958	L4521F	L45504W	L4585	L4704	L4844	BL40033
L43957N	L4521W	L45504WF	L45854W	L4705	L4844W	BL40034
L43958N	L4521WF	L4551WF	L45855	L4706	L4844WN	BL40035
L43975N	L4522	L4552	L45855W	L47068	L4845	BL40036
L43976	L4522F	L4552F	L4585W	L4707	L484568	BL40037
L43976N	L4522W	L4552W	L4586	L470886	L484588	BL40038
L43977	L4522WF	L4553	L4586W	L47098	L4845H	BL4092
L43977H	L4522WF-SL	L4553-CC	L4587	L4714	L4845W	BL4093
L43977N	L4523	L4553F	L45874W-CC	L4715	L4845WN	BL4094
L43978	L4523F	L4553N-CC	L45935	L4716	L484667	BL4095
L43978H	L4523WF	L4553-SL	L45936	L4717	L484687	BL4096
L43978N	L45301WF	L4553W	L45937	L4717N	L485667	BL4097
L43997	L45301W	L4553WF	L4594	L47186N	L485687	BL4098
L4421	L45302W	L4554	L4594N	L47206N	L485688	BL412003
L4422F	L45302WF	L45544F-CC	L4595	L47206	L48575HTF	BL412004
L4423	L45303W	L45544N-CC	L4595W	L47207	L48645	BL412005
L4423F	L45303WF	L4554F	L4596	L47207N	L48646	BL412006
L4423S	L45303WF-CC	L4554-SL	L4597	L4724N	L486518N	BL414003
L4423WF	L45304F	L4554ST	L4597N	L4725	L48657N	BL414004
L44313	L45304WF	L4554W	L4598	L47256N	L486667	BL414005
L4432	L4531	L4554WF	L4605	L47258	L486668	ACLL1
L4433	L4531W	L4554WST	L4606	L47258N	L486687	ACLL2
L4433F	L4531WF	L4555	L4606N	L4725N	L486688	ACLL3
L4434	L4532	L4555W	L4607	L4726	L486886	ACLL4
L44353	L4532-CC	L45603WF	L4608	L47267	L488066	ACLL5
L4443	L4532F	L45604W	L4617	L47267N	L488085	ACLL6
L4443-AR	L4532-SL	L45604WF	L4617H	L47268N	L488065W	ACLL7
L4444	L4532W	L45605	L4618H	L4726N	L488086	ACLL8
L4445	L4532WF	L45605W	L46267N	L4727	L4884N	ACLL9
L44455	L4533	L45605WF	L46427	L4727N	L488687	ACLL10
L44454	L4533-CC	L4563	L46427H	L4728	L488688	ACLL11
L4454	L4533F	L4563W	L46427N	L4728-CC	L48887H	ACLL12
L44555	L4533-SL	L4564	L46467	L4728N-CC	L48887N	ACLL13
L44556	L4533W	L4564W	L46467H	L47326	L48888N	ACLL14
L44556N	L4533WF	L4565	L46468	L47327	L48935	ACLL15
L44557	L4533WF-CC	L4565F	L46500667	L47328	L48935H	ACLL16
L44557N	L4534W	L4565W	L4672	L47328N	L4895	ACLL17
L44558	L4534WF	L4565WF	L4672F	L47346	L4904	ACLL18
L446337	L45403F	L45703WF	L4673	L47347	L4905	ACLL19
L446337N	L45403WF	L45703WF-CC	L4673F	L47347N	L4906	ACLL20
L44637	L4542	L45704W	L4673WF	L47348	L4925	ACLL21
L446407N	L4542F	L45704W-CC	L4674	L47348N	L4926	ACLL22
L446338	L4542-SL	L45704WF	L4674F	L47348ST	L493556	ACLL23
L446338N	L4542W	L45705	L4675F	L4736	L493557	ACLL24
L446408	L4542WF	L45705W	L4683	L4736N	L4936	ACLL25
L446408N	L4543	L45705WF	L46843F	L4737	L4937	ACLL26
L44645	L4543-SL	L4573F	L46844	L4737N	L493996	ACLL27
L44647N	L4543W	L4573W	L46844F	L4738	L4942N	ACLL28

ACLL29	ACLL81
ACLL30	ACLL82
ACLL31	ACLL83
ACLL32	ACLL84
ACLL33	ACLL85
ACLL34	ACLL86
ACLL35	ACLL87
ACLL36	ACLL88
ACLL37	ACLL89
ACLL38	ACLL90
ACLL39	ACLL91
ACLL40	ACLL92
ACLL41	ACLL93
ACLL42	ACLL94
ACLL43	ACLL95
ACLL44	ACLL96
ACLL45	ACLL97
ACLL46	ACLL98
ACLL47	ACLL99
ACLL48	ACLL100
ACLL49	
ACLL50	
ACLL51	
ACLL52	
ACLL53	
ACLL54	
ACLL55	
ACLL56	
ACLL57	
ACLL58	
ACLL59	
ACLL60	
ACLL61	
ACLL62	
ACLL63	
ACLL64	
ACLL65	
ACLL66	
ACLL67	
ACLL68	
ACLL69	
ACLL70	
ACLL71	
ACLL72	
ACLL73	
ACLL74	
ACLL75	
ACLL76	
ACLL77	
ACLL78	
ACLL79	
ACLL80	

**AssuCryl® MonoRapid 07613406ACLMRPGCL25**

**References**

MR400255HT	MR42555W	MR4347W	MR4533W	MR4564W	MR4872	ACLMR46
MR40034	MR42556	MR4362	MR4533WF	MR4564W INTC	MR4904	ACLMR47
MR40035	MR42556N	MR43623	MR45403	MR4564WF	MR4905	ACLMR48
MR40036	MR42557	MR43624	MR45404W-CC	MR4564WF INTC	MR4925	ACLMR49
MR40037	MR4256	MR43664	MR4542	MR4565	MR4926	ACLMR50
MR40093	MR42655	MR43664N	MR4542F	MR4565W	MR49365	
MR40094	MR42655W	MR43664W	MR4542W	MR4565W INTC	MR4243W	
MR40095	MR42656	MR43665	MR4542WF	MR4565WF	BMR4094	
MR40096	MR42657	MR43665W	MR4543	MR45703W	BMR4095	
MR40097	MR42738	MR4373W	MR4543F	MR45703WF	BMR4096	
MR41854	MR4284	MR43784W	MR4543-SL	MR45704W	BMR4097	
MR4201	MR4284N	MR43795	MR4543W	MR45704WF	ACLMR1	
MR4201F	MR4285	MR43796	MR4543WF	MR45705W	ACLMR2	
MR4201W	MR4285N	MR43797	MR4543W-SL	MR4573	ACLMR3	
MR4201WF	MR4286	MR43855	MR4544W	MR4574	ACLMR4	
MR4202	MR4286N	MR43856	MR45502W	MR4574W	ACLMR5	
MR4202W	MR4286W	MR43857	MR45502WF	MR4574W-CC	ACLMR6	
MR4203	MR4287	MR43857N	MR45503F	MR4575	ACLMR7	
MR4231	MR4287H	MR43902W	MR45503W	MR4575W	ACLMR8	
MR4232	MR4287N	MR4421W	MR45503W-CC	MR4585	ACLMR9	
MR4232W	MR4288H	MR4422	MR45503WF	MR4585W	ACLMR10	
MR4232F	MR4297W	MR4432-AR	MR45503WF INTC	MR4586W	ACLMR11	
MR4233	MR43356	MR4434	MR45504	MR4585WF INTC	ACLMR12	
MR4233W	MR43356W	MR4433	MR45504W	MR4587H	ACLMR13	
MR4234	MR4335N	MR44353H	MR45504W-CC	MR4673F	ACLMR14	
MR4235	MR4335W	MR44354H	MR45504WF	MR4673	ACLMR15	
MR42353	MR43365N	MR4454W	MR45505W-CC	MR4674F	ACLMR16	
MR42353W	MR43366N	MR44555H	MR4551F	MR4683H	ACLMR17	
MR42354W	MR43367N	MR44556H	MR4552	MR46842	ACLMR18	
MR42355	MR43368N	MR44557H	MR4552W	MR46844H	ACLMR19	
MR4242-SL	MR4336N	MR45201WF	MR4552WF	MR4684H	ACLMR20	
MR4243	MR4337N	MR45201WF-CC	MR4553	MR4694W	ACLMR21	
MR4243-SL	MR43416	MR45202WF	MR4553F	MR4695W	ACLMR22	
MR4244	MR43416N	MR45203	MR4553W	MR47015	ACLMR23	
MR4244W	MR43416W	MR45203WF	MR4553W INTC	MR47016	ACLMR24	
MR4244-SL	MR43417	MR45204	MR4553W-CC	MR47016W	ACLMR25	
MR4245	MR43417N	MR4521	MR4553WF	MR4703	ACLMR26	
MR42453	MR43418N	MR4521W	MR4553WF INTC	MR4715H	ACLMR27	
MR42453-SL	MR43418W	MR4521WF	MR4553W-SL	MR4716	ACLMR28	
MR42454	MR43427N	MR4522	MR4554	MR4716H	ACLMR29	
MR42454-AR	MR43435	MR4522F	MR45544-SL	MR4717H	ACLMR30	
MR42454N	MR43435N	MR4522-SL	MR45544W-SL	MR47185W	ACLMR31	
MR42454W	MR43436	MR4522W	MR4554F	MR4737N	ACLMR32	
MR42454WN	MR43436N	MR4522WF	MR4554-SL	MR4738	ACLMR33	
MR42455	MR43437	MR45302F	MR4554W	MR4738H	ACLMR34	
MR42455W	MR43437HF	MR45302W	MR4554WF	MR4843W	ACLMR35	
MR4245W	MR43437N	MR45302WF	MR4554W-SL	MR4844	ACLMR36	
MR4253	MR43437T	MR45303W	MR45603W	MR4844W	ACLMR37	
MR4254	MR43437W	MR45303WF	MR45603WF	MR4844W INTC	ACLMR38	
MR4254W	MR43448HF-NL	MR45304W	MR45604W	MR4845W	ACLMR39	
MR4255	MR4345	MR45304WF	MR45604WF	MR4845W INTC	ACLMR40	
MR42554	MR43457TF	MR4532	MR45605W	MR4845WF INTC	ACLMR41	
MR42554-SL	MR4345N	MR4532F	MR4563W	MR48853-SL	ACLMR42	
MR42554W	MR4346	MR4532W	MR4563WF	MR48855HT	ACLMR43	
MR42555	MR4346N	MR4532WF	MR4564	MR48855	ACLMR44	
MR42555H	MR4347N	MR4533	MR4564-SL	MR48853	ACLMR45	

**AssuCryl® MonoSlow 07613406ACLMSPDOLC**

**References**

MS40037	MS42455-SL	MS43366	MS4384	MS4544	MS47096	MS493996
MS40264N	MS42456	MS4337	MS43856	MS4544F	MS4715	MS49544N
MS40264ST	MS42457	MS43415	MS43856N	MS45503F	MS4716	MS44353
MS40264ST-AR	MS42457N	MS43416	MS43857N	MS45504	MS4717	MS4991
MS40264ST-SL	MS4253	MS43416H	MS4385N	MS45504F	MS471787	MS4992
MS40266	MS4254	MS43416HF	MS4386	MS4552	MS47185	MS4992N
MS405697	MS4254HF	MS43416N	MS43866N	MS4553	MS47186	ACLMS1
MS4072896	MS4255	MS43417	MS43867H	MS4553F	MS47187	ACLMS2
MS407985	MS42553	MS43417H	MS43867HF	MS4553-SL	MS472797	ACLMS3
MS407995	MS42553N	MS43417HF	MS43867N	MS4554	MS47326N	ACLMS4
MS4082896	MS42554	MS43417N	MS43867TF	MS4554F	MS47327N	ACLMS5
MS4083	MS42554N	MS43417T	MS43868N	MS4554-SL	MS4736	ACLMS6
MS4084	MS42554-SL	MS43417TF	MS4386N	MS4555	MS4736N	ACLMS7
MS4089905	MS42554ST-SL	MS43418	MS4387	MS4555F	MS4737	ACLMS8
MS41214ST	MS42555	MS43418HF	MS4387N	MS45603F	MS4737N	ACLMS9
MS41334	MS42555-SL	MS43418N	MS43886HF	MS45604F	MS4738N	ACLMS10
MS41335	MS42556	MS4342	MS43897T	MS45604	MS47437	ACLMS11
MS41336	MS42556N	MS43426HF	MS43901	MS45605	MS4746N	ACLMS12
MS4175	MS42557	MS43427HF	MS43956N	MS4563	MS4747N	ACLMS13
MS4175-SL	MS42557N	MS43427N	MS43957H	MS4564	MS4748N	ACLMS14
MS4201	MS4255N	MS43435	MS43957N	MS4564N	MS4795	ACLMS15
MS4201F	MS4256	MS43436HF	MS43977H	MS4565	MS48075	ACLMS16
MS4202	MS42653	MS43436N	MS43977HE	MS4566	MS4844	ACLMS17
MS4202F	MS42654	MS43437H	MS43977HF	MS45704F	MS4845	ACLMS18
MS4203F	MS42655	MS43437HE	MS43977T	MS45705	MS4846	ACLMS19
MS4203F-SL	MS42656	MS43437HF	MS43978HF	MS45705F	MS4855	ACLMS20
MS4223	MS42656N	MS43437HF-	MS4421	MS4574	MS4861	ACLMS21
MS4231	MS42657	MS43437HF-NL	MS4422	MS4575	MS4861N	ACLMS22
MS4232	MS42657N	MS43437N	MS4422F	MS45804	MS4862	ACLMS23
MS4232-AR	MS426637	MS43437T	MS4431	MS45804F	MS4862N	ACLMS24
MS4232N	MS426655	MS43437TF	MS4432	MS4584	MS4863	ACLMS25
MS4232-SL	MS426957	MS43437TF-NL	MS4433	MS4585	MS486516N	ACLMS26
MS4233	MS42696	MS43438	MS4443	MS45855	MS4872	ACLMS27
MS4233N	MS42697	MS43438H	MS44455	MS4585N	MS4872N	ACLMS28
MS4234	MS4274	MS43438HF	MS44455-AR	MS4586	MS4873	ACLMS29
MS42353	MS4277	MS43438N	MS44647N	MS45865F	MS4873N	ACLMS30
MS42353-AR	MS4277N	MS43447HF	MS450697	MS4594	MS4874	ACLMS31
MS42353N	MS4284	MS43447TF	MS450886	MS4595	MS48752N	ACLMS32
MS42353-SL	MS4285	MS43448HF	MS4512896	MS4596	MS48753	ACLMS33
MS42354	MS42857HF	MS43448HF-NL	MS45201F	MS4597	MS48754	ACLMS34
MS42354N	MS4286	MS4346	MS45202F	MS4598	MS4883	ACLMS35
MS42354-SL	MS4286HF	MS4346N	MS45203F	MS459996	MS4883N	ACLMS36
MS42354ST-SL	MS4286N	MS4347	MS4521	MS4603397	MS4884	ACLMS37
MS42355	MS4287	MS4347N	MS4521F	MS460996	MS4884N	ACLMS38
MS42356	MS4287HF	MS4348N	MS4522	MS46267N	MS48853	ACLMS39
MS4242	MS4287N	MS4362	MS4522896	MS4662	MS48853N	ACLMS40
MS4243	MS4288	MS43623	MS4522F	MS4673	MS48854	ACLMS41
MS4243-AR	MS4288N	MS43624	MS4523F	MS46844F	MS48854N	ACLMS42
MS4243ST	MS4295	MS4363	MS45302	MS46845F	MS48855N	ACLMS43
MS4244	MS4296N	MS4364	MS45302F	MS4685	MS48933N	ACLMS44
MS4244-SL	MS4297HF	MS43663	MS45303F	MS4693	MS48934	ACLMS45
MS4245	MS4297N	MS43664	MS45304F	MS4694	MS48934N	ACLMS46
MS42453	MS4298N	MS43665	MS4531	MS4695	MS48935	ACLMS47
MS42453-SL	MS43326	MS4374	MS4532	MS4696	MS4893N	ACLMS48
MS42454	MS43327	MS4375	MS4532F	MS47016N	MS4894	ACLMS49
MS42454-AR	MS4326	MS43795	MS4533	MS4704	MS4895N	ACLMS50
MS42454N	MS4335	MS43796N	MS4542	MS4705	MS48983ST	
MS42455	MS4335N	MS43797N	MS4543	MS4706	MS49125	
MS42455-AR	MS4336	MS43806N	MS4543F	MS47067	MS493856N	
MS42455N	MS43365	MS43807N	MS4543-SL	MS47095	MS493857N	

**AssuCryl® Rapid 07613406ACLRPGACE**

**References**

R40034W	R43416WN	R45303W-CC	R4705W	ACLR41
R40035W	R43417W	R4531WF	R47197W	ACLR42
R40036W	R43417WN	R4532W	R47326W	ACLR43
R40037W	R43418W	R4532WF	R47326WN	ACLR44
R40038W	R43418WN	R45403W	R4736WN	ACLR45
R40265W	R43427WN	R45403W-CC	R4737W	ACLR46
R40354W	R43428W	R45404W-CC	R4737WN	ACLR47
R40355W	R43435W	R4542W	R4738W	ACLR48
R40356W	R43435WN	R4543W	R4747W	ACLR49
R40367WN	R43436W	R4543W-CC	R4748W	ACLR50
R41157W	R43436WN	R4544W-CC	R4823WF	
R4202W	R43437W	R4543WF	R4834W	
R4231W	R43437WN	R4543WF-AR	R4844W	
R4232W	R43438WH	R4544W	R4845W	
R4233W	R43438WN	R4544WF	R4964W	
R4234W	R4345WN	R4545W	BR4095W	
R4234WHT	R4346WN	R45503W	ACLR1	
R42354W	R4347W	R45503W-CC	ACLR2	
R4243W	R4347WN	R45503WF	ACLR3	
R4243WN	R4348WN	R45504W	ACLR4	
R4243W-SL	R43664WN	R45504WF	ACLR5	
R4244W	R43665W	R4552W	ACLR6	
R42453W	R43665WN	R4553W	ACLR7	
R42454W	R4376W	R4553WF	ACLR8	
R42455W	R43795W	R4553WF-AR	ACLR9	
R4245W	R43795WHT	R45543W	ACLR10	
R4253W	R43795WN	R45544W	ACLR11	
R4254W	R43796WN	R4554W	ACLR12	
R4254W	R43797WN	R4554WF	ACLR13	
R4254W-AR	R43806WN	R4554WF-AR	ACLR14	
R42555W	R43816WN	R4554WN	ACLR15	
R42556W	R43855WN	R4555W	ACLR16	
R42556WN	R43865WN	R45604W	ACLR17	
R42557W	R43885WN	R45605W	ACLR18	
R42557WN	R43886WN	R4563W	ACLR19	
R4255W	R43895WN	R4564W	ACLR20	
R4256W	R43896WN	R4564WF	ACLR21	
R42655W	R43913W	R4565W	ACLR22	
R42656WN	R43914W	R4565WF	ACLR23	
R42657W	R43935W	R45704W	ACLR24	
R42657WN	R43945W	R45705W	ACLR25	
R42658W	R43957WN	R4574W	ACLR26	
R426637W	R4423WS	R4574W-CC	ACLR27	
R42856W	R4454W	R4575W	ACLR28	
R42857W	R4455W	R45855W	ACLR29	
R4286W	R45201W	R4585W	ACLR30	
R4286WN	R45201WF	R4585WN	ACLR31	
R4287W	R45202WF	R45856WN	ACLR32	
R4297W	R45203WF	R45864W	ACLR33	
R4334W	R4521W	R45865W	ACLR34	
R4335W	R4521WF	R4586W	ACLR35	
R43364W	R4522W	R4674W	ACLR36	
R43366WN	R4522WF	R46843WF	ACLR37	
R43367WN	R4523W	R46844WF	ACLR38	
R43415W	R4523WF	R46864WF-CC	ACLR39	
R43416W	R45303W	R4694W	ACLR40	

# Declaration of conformity

## Sterile non-absorbable surgical sutures

Product Name	BASIC UDI-DI	Product Designation
Astralen /Polyester	07613406ASTSV	Non-absorbable Polyester surgical sutures with or without pledgets, braided
Nylon	07613406NY8H	Non-absorbable Polyamide surgical sutures, monofilament
Polypropylene	07613406PPNUK	Non-absorbable Polypropylene surgical sutures with beads and collars or without
Silk	07613406SI7Y	Non-absorbable Silk surgical sutures, braided, twisted or virgin
Pledgets	07613406PLEDKB	Non-absorbable surgical pads
Supramid	07613406SUPVM	Non-absorbable Polyamide surgical sutures, braided
Surgical Steel	07613406SSTVP	Non-absorbable Surgical Steel sutures, mono or multi
Astralen/Polyester Tape	07613406ASTTAPELU	Non-absorbable Polyester tape
AssuTopFiber® (UHMWPE)	07613406ATFS4	Non-absorbable UHMWPE surgical sutures, braided

**Model/type:** See list of products (pages 1/12 to 12/12)

We herewith declare that the products listed above are in compliance with the requirements set out in the Council Directive on the harmonization of the Laws of the Member States concerning Medical Device Directive 93/42/EEC. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Assut Medical Sàrl.

Conformity Assessment Procedure: MDD 93/42/EEC (AnnexII)

Classification of the Product: (MDD 93/42/EEC Annex IX)

Supramid Class IIa, Rule 7

Surgical Steel, Astralen/Polyester Tape, AssuTopFiber® (UHMWPE) Class IIb, Rule 8

Other Surgical Sutures & Pledgets: Class III, Rule 8

Applied Harmonized Standards: EN ISO 13485, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 11607, EN ISO 11135-1, EN 556-1, EN ISO 15223-1 EN 1041, EN ISO 11737-1

Notified Body:



**Dekra Certification B.V.**

**Meander 1051  
6825 MJ Arnhem  
The Netherlands**

CE-0344 first applied:

**October 29, 2016**

Certification number:

2194636DE01



# Declaration of conformity

## Sterile non-absorbable surgical sutures

Company Name/Legal manufacturer:  
**SRN : CH-MF-000009358**

Assut Medical Sàrl  
Avenue de Rochettaz 57  
CH-1009 Pully-Lausanne  
Switzerland

European Representative (EC REP):  
**SRN : DE-AR-000000085**

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstrasse 80  
66386 St-Ingbert  
Germany

Date: *06.07.2022*  
Stamp & Signature:  
Catherine Baerfuss  
Regulatory Affairs Manager

**Assut Medical Sàrl**  
Case postale 5  
1009 Pully / Switzerland

**Astralen/Polyester07613406ASTSV**

**References**

101	3264	3587	30047	33428	3950006
102	3265	3596	30048	33439	102S
103	3266	3597	30092	33664	105U
104	3267	3598	30093	33666	105W
105	3274	3598N	30094	33784	105WU
106	3277	3599	30095	33816	132F
107	3285	3599N	30096	33818	133F
108	3286	3606	30097	33855	134F
123	3287	3607	30353	33856	135F
124	3288	3608	30354	33857	138F
125	3299	3609	30355	33858	138-SL
134	3334	3671	30356	33868	139-SL
135	3335	3672	30357	33887	141N
136	3336	3673	30358	33898	142F
137	3337	3674	30994	34455	142N
138	3338	3683	30995	35605	300307W
139	3339	3684	30996	36847	309807W
140	3345	3685	31105	37096	3124N
141	3346	3693	31154	37188	31255N
142	3347	3694	31155	37189	3125N
143	3348	3695	31156	37206	31265N
144	3362	3696	31157	37207	317905N
145	3363	3697	31158	37208	322085W
146	3364	3706	31159	37268	32453-SL
147	3365	3715	31252	37541	32454-SL
148	3374	3716	31253	37542	32455N
149	3375	3717	31254	38655	32555N
160	3386	3725	32353	38753	32555-SL
183	3387	3726	32354	38754	326637N
184	3422	3727	32355	38755	3285N
185	3435	3728	32356	38854	332085W
186	3442	3737	32453	38855	3324584W
901	3443	3738	32454	38856	332986W
902	3444	3834	32455	39485	33325N
903	3445	3835	32456	39578	33417N
904	3446	3836	32457	39915	33418N
905	3455	3837	32554	39975	33427N
906	3456	3838	32555	300307	33428N
907	3457	3844	32556	304609	334305Gx4
3084	3458	3845	32558	309807	33438N
3095	3465	3864	32655	311245	3348N
3096	3466	3872	32656	322085	33857N
3098	3467	3875	32657	326637	33866H
3115	3468	3945	32856	327505	33867H
3116	3469	3993	32857	332085	33898GFx4
3117	3475	30004	32858	332986	33957Gx4
3118	3476	30005	33258	334205	33958Gx4
3124	3477	30006	33325	338606	339705W
3202	3478	30024	33326	339705	33978Gx4
3203	3479	30025	33328	339805	339805Gx4
3204	3534	30034	33358	354796	3422W
3232	3551	30035	33366	372605	3434N
3235	3555	30036	33367	374505	34353W
3243	3556	30037	33405	395008	3444N
3244	3566	30038	33417	397605	34454N
3245	3576	30044	33418	3314584	34455N
3256	3578	30045	33419	3324584	35202F
3257	3586	30046	33426	3945006	35403W

35504W	B30035	CV39425-37x8	AST9	CV39485-37x10-PTFE
35553-SL	B30036	CV39435-33x10	AST10	CV39975-35x10-PTFE
35554-SL	B30037	CV39435-37x10	AST11	CV39975Nx10-PTFE
3566N	B30038	CV3945-33	AST12	CV39975x10-PTFE
3606N	B3092	CV3945-33x10	AST13	CV39985-35x10-PTFE
36257H	B3093	CV3945-33x8	AST14	CV39985-37x10-PTFE
3695N	B3094	CV3945-35x10	AST15	ASTP1
3695W	B3095	CV3945-36	AST16	ASTP2
37207N	B3096	CV3945-36x10	AST17	ASTP3
37208N	B3097	CV3945-37	AST18	ASTP4
374306-CC	B3098	CV3945-371x10	AST19	ASTP5
37541E	B314002W	CV3945-37x10	AST20	ASTP6
37541W	CV31225-37x10	CV3945-37x8	AST21	ASTP7
37542W	CV3125-33	CV3945N-35x10	AST22	ASTP8
37571WE	CV3125-33x10	CV3945N-36x8	AST23	ASTP9
37572WE	CV3125-35	CV3945N-37	AST24	ASTP10
3863F	CV3125-35x10	CV3945W-33	AST25	ASTP11
38755W	CV3125-37	CV3945x10	AST26	ASTP12
3875N	CV3125-37x10	CV39485-33x10	AST27	ASTP13
3875W	CV3125N-37	CV39485-36x10	AST28	ASTP14
38853N	CV3125N-37x10	CV39485-37	AST29	ASTP15
38853N-SL	CV3125x10	CV39485-37x10	AST30	ASTP16
38854H	CV31265-37x10	CV39485-37x8	AST31	ASTP17
38854N	CV31265N-37	CV39485N-37	AST32	ASTP18
38855N	CV31265Nx10	CV39485N-37x10	AST33	ASTP19
38855N-SL	CV31265x10	CV39485N-37x4	AST34	ASTP20
38855W	CV3235-37	CV39485x10	AST35	
38856N	CV3875-33	CV39485x8	AST36	
38975N	CV3875-33x10	CV39495-37x10	AST37	
39088N	CV3875-351x10	CV39495-AR-36x8	AST38	
39298F	CV3875-35x10	CV39495N-376x10	AST39	
3942N	CV3875-36x10	CV39495N-37x10	AST40	
3943N	CV3875-37	CV3955N-36x4	AST41	
3944N	CV3875-371x10	CV39915-33x10	AST42	
3945GNx4	CV3875-37x10	CV39915-35x10	AST43	
3945N	CV38755-37	CV39915-36x10	AST44	
3945Nx4	CV38755-37x10	CV39915-37	AST45	
3945W	CV38755W-37	CV39915-37x10	AST46	
39485GNx4	CV38755x10	CV39915-AR-36x8	AST47	
39485N	CV3875N-33	CV39915N-35x10	AST48	
39485W	CV3875N-33x10	CV39915N-37x10	AST49	
39485WN	CV3875W-33	CV39915x10	AST50	
39486N	CV3875WN-33	CV39965-34x10	3201WE-PTFE	
3954N	CV3875x10	CV39975-35x10	3202WE-PTFE	
3955N	CV3885-36x10	CV39975-37	32455-PTFE	
3956N	CV3885-37x10	CV39975-37x10	3421WE-PTFE	
395805Gx4	CV38855-33x10	CV39975N-35x10	37541E-PTFE	
395805x4	CV38855-35x10	CV39975N-37x10	37541WE-PTFE	
397605F	CV38855-36x10	CV39975Nx10	37542WE-PTFE	
39914W	CV38855-37	CV39975x10	37571WE-PTFE	
39975N	CV38855-371x10	CV39985-35x10	37571WHS-PTFE	
901N	CV38855-37x10	CV39985-37x10	37571WTH-PTFE	
902N	CV38855-AR-36x8	AST1	37572WE-PTFE	
902S	CV38855N-36x10	AST2	37572WHS-PTFE	
902WS	CV38855N-37	AST3	37572W-PTFE	
903N	CV38855N-37x10	AST4	37572WTH-PTFE	
904N	CV38855Nx10	AST5	39372WTH-PTFE	
B30032	CV38855W-37	AST6	B314002W-PTFE	
B30033	CV38855x10	AST7	CV3945-35x10-PTFE	
B30034	CV38935N-37x10	AST8	CV3945N-37x10-PTFE	

**Nylon 07613406NY8H**

**References**

501	5673	55504	584580	51222N	53418HF
502	5674	55542	584590	51223E	53427HF
503	5683	55543	585638	51223N	53427N
504	5684	55603	585669	512BF	53436HF
505	5693	55605	585680	512-CC	53437H
506	5694	55704	585689	512F	53437HF
507	5695	55705	586609	512F-CC	53437N
508	5696	55804	586660	513H	53437T
509	5704	55854	586668	514-CC	53437T-loop
510	5714	55855	586669	514F	53438H
511	5715	55856	586670	514H	53438HF
512	5716	55857	586679	514N	53438N
513	5724	55864	586680	515N	53448H
514	5725	55937	586689	516B	5345HF
515	5726	56843	5005320	516-CC	5346HF
516	5727	56844	5092486	516F	5347HF
517	5736	56845	5102887	516N	5348HF
5015	5737	57014	5104510	51796H	53787T
5017	5814	57015	5104528	51797H	5411420-AR
5018	5815	57016	5104538	517BH	543529-AR
5232	5834	57017	5104628	517H	55201BF
5243	5835	57018	5105529	52554H	55201F
5244	5836	59395	5491638	52555H	55202BF
5265	5844	513788	5501608	52555N	55202BF
5276	5845	515530	5614329	52556H	55202F
5277	5846	516560	51041438	52556HF	55203F
5286	5856	516560	51041468	52557BH	5524F
5287	5872	517560	56500660	52557H	55301BF
5362	50025	518560	56500669	52656H	55301BF-CC
5363	50026	520660	5157569	52657HF	55301F
5364	50027	535220	501F	52658N	55302BF
5433	50098	541310	502F	5265H	55302BF-CC
5441	50106	541320	503F	5266H	55302F
5445	50264	541329	504F	5267H	55302F-CC
5531	50265	541330	505F	5275H	55303BF
5532	51024	541339	505F-SL	5276H	55303BF-AR
5533	51027	542300	505-SL	5277H	55303F
5541	51797	543320	506F	5278N	5531BF
5544	52353	543329	507B	52856H	5531BF-AR
5545	52453	543330	507BF	52857H	5531BF-SL
5555	52454	543339	507BN	5285H	5531F
5562	52455	543528	507F	5286H	5531F-SL
5565	52456	565767	507F-SL	5286HF	5531THF
5566	52555	566660	507-SL	5286N	5532BF
5575	52556	569686	508B	5287H	5532BF
5576	52557	569886	508BN	5297H	5532BF-SL
5586	52758	569985	508-CC	5297N	5532F
5587	52856	573086	508F	52988H	5533F
5588	52857	573787	508N	5298H	55403BF-AR
5596	53366	582560	508-SL	53355HF	5541S
5597	53416	583530	509F	53356HF	5544F
5598	53417	583560	509F-SL	53366HF	5545F
5606	53428	583570	509-SL	53367T	55502BF
5607	55301	584500	51041828-AR	53368N	55502F
5625	55303	584560	510F	53415HF	55503BF
5626	55444	584568	510N	53416HF	55503BF-CC
5627	55502	584569	510-SL	53416T	55503F
5672	55503	584578	51222E	53417HF	55504BF

55504F	5737H	NY9
55504N	5737HF	
55545F-SL	5738H	
55557BH	5746H	
5555F	5747H	
55602BF	577887B	
55602F	58355H	
55603F	5845H	
55604B	586667B	
55604BF	586896B	
55604F	B50035	
5562F	NY1	
5562F-SL	NY10	
5565BN	NY11	
5565F	NY12	
5565N	NY13	
55704F	NY14	
5575F	NY15	
55804F	NY16	
55855F	NY17	
55855N	NY18	
55856H	NY19	
55857F	NY2	
55857N	NY20	
5586F	NY21	
5586N	NY22	
5587N	NY23	
55905-CC	NY24	
55935F	NY25	
55935N	NY26	
5595F-CC	NY27	
5596F	NY28	
5596H	NY29	
5596N	NY3	
5597H	NY30	
5597N	NY31	
5598N	NY32	
5606H	NY33	
5607H	NY34	
5607N	NY35	
56255H	NY36	
56256H	NY37	
56257F	NY38	
56257H	NY39	
56257H-CC	NY4	
56258H	NY40	
5625H	NY41	
5662F	NY42	
5682F	NY43	
56844F	NY44	
56845N	NY45	
57017H	NY46	
5724H	NY47	
57267H	NY48	
5727H	NY49	
57346H	NY5	
57347H	NY50	
57347N	NY6	
5736H	NY7	
573787B	NY8	

**AssuTopFiber® 07613406ATFS4**

**References**

PE-0027
PE-008
PE-0127
PE-0227
PE-0527
PE-1027
PE-1127
PE-1227
PE-20-2327
PE-2027
PE-335
PE-3027
PE-6027
PE-762009
PE-9275
PE-9278
ATF1
ATF2
ATF3
ATF4
ATF5
ATF6
ATF7
ATF8
ATF9
ATF10
ATF11
ATF12
ATF13
ATF14
ATF15
ATF16
ATF17
ATF18
ATF19
ATF20

**Astralen/Polyester Tape 07613406ASTTAPELU**

**References**

3-901	AT9
3-901G	AT10
3-902	AT11
3-902G	AT12
3-903	AT13
3-903G	AT14
3-911	AT15
3-911G	AT16
3-912	AT17
3-912G	AT18
3-914	AT19
3-930	AT20
3-930G	
5-901	
5-901G	
5-902	
5-902G	
5-903	
5-903G	
5-905	
5-905G	
5-906	
5-906G	
5-911	
5-911G	
5-913	
5-913G	
5-914	
5-915	
5-915G	
5-940	
5-940G	
5-950	
5-950G	
5-960	
5-960G	
5-975	
5-975G	
7-901	
7-901G	
7-902	
7-902G	
7-903	
7-903G	
7-917	
7-917G	
7-937	
7-937G	
7-970	
7-970G	
AT1	
AT2	
AT3	
AT4	
AT5	
AT6	
AT7	
AT8	

**Polypropylene 07613406PPNUK**

**References**

9087	9475	9835	93353	98935	952607
9088	9521	9844	93367	98974	952687
9122	9522	9845	93416	99287	952697
9123	9523	9855	93417	99296	952706
9124	9524	9861	93418	99325	952707
9153	9531	9862	93437	99365	954607
9164	9532	9863	93623	99395	954608
9174	9533	9872	93663	99411	954697
9201	9541	9873	93664	99412	954698
9202	9542	9874	93665	99413	954706
9203	9543	9883	93827	99453	954896
9204	9544	9884	93857	99483	954995
9213	9551	9893	93901	99484	957688
9214	9552	9894	93902	99554	958797
9215	9553	9901	93942	99555	959996
9231	9554	9904	94312	99755	960095
9232	9555	9942	94353	99901	960096
9233	9562	9943	94453	99901	960807
9234	9563	9955	94554	99902	960897
9242	9564	9990	94648	99912	960906
9243	9565	9991	95201	99952	960995
9244	9566	9992	95202	906588	960996
9245	9573	9993	95301	906599	969667
9253	9574	90094	95302	908095	969687
9254	9575	90275	95502	908906	972607
9255	9576	90277	95503	908995	972608
9256	9584	90757	95505	908996	972796
9257	9585	91222	95543	909687	972797
9265	9586	91252	95544	909697	974707
9275	9587	91253	95603	910607	977887
9276	9594	91254	95604	910697	984560
9277	9595	91262	95605	910706	984569
9285	9596	91263	95805	910707	993855
9286	9597	91263HT	95806	910905	993996
9287	9605	91264	95854	911354	994095
9335	9606	91273	95855	911355	994906
9336	9607	91524	95856	916530	994907
9337	9608	92353	95864	930660	994996
9338	9672	92354	96257	932787	994997
9345	9673	92355	96258	933580	998608
9346	9693	92452	96843	934540	999560
9347	9694	92453	96844	934560	999580
9353	9695	92454	97017	934580	9072897
9362	9696	92455	97018	935540	9073396
9363	9704	92456	97118	943320	9073895
9374	9705	92457	97327	943329	9080905
9375	9714	92554	97328	944329	9082807
9385	9715	92555	97347	946508	9082897
9386	9716	92556	98075	946588	9083306
9387	9717	92557	98651	950606	9083386
9421	9726	92558	98652	950607	9083396
9422	9727	92654	98753	950608	9083805
9424	9735	92655	98853	950660	9083895
9431	9736	92656	98854	950706	9089106
9432	9737	92657	98855	950707	9092897
9433	9746	92665	98856	950797	9101608
9434	9747	92666	98894	950806	9102406
9444	9834	93326	98934	951797	9102496

9102896	91051807	91265N	92353F	93437T	952697-RP
9104539	91052407	91265N-RP	92353N	93437TF	95301F
9104589	92112406	91265-RP	92353N-SL	93438HF	95301F-CC
9105508	95016908	91273N	92353S	93447HF	95301F-CC
9105588	95018907	91274N	9243N	93447TF	95302F
9105598	96033906	91285N	9244-SL	93447HF-NL	95302F-CC
9109996	96033906	91524-SL	92453H	93448HF-NL	95303F
9122086	96038905	91532207-AR	92453N	93457TF	95303F-CC
9198688	99433905	91532287-AR	92454H	9346H	95304F-CC
9199598	900121F	91532297-AR	92454N	9346N	95304W
9345230	9082807-RP	91532406-AR	92455F	9347H	9531F
9491638	9083306-RP	91532496-AR	92455N	9347N	9532F
9491807	90833906-RP	91532N	92455N-SL	93623N	9533F
9501608	9083396-RP	9153-SL	92457N	9362N	9533F-SL
9501688	9083805-RP	9163N	92555H	93633N	9534-CC
9501698	90838905-RP	9164-SL	92555N	9364N	9534F
9501807	9083895-RP	91712407-AR-RP	92555ST	93664N	95403W
9501887	908906-RP	91712407-RP	92556H	93666N	9541F
9501897	908996-RP	91712487-AR-RP	92556N	93784N	9541F-CC
9502406	9102406-RP	91712487-RP	92557N	93787H	9542406-RP
9502486	9102496-RP	91712497-AR-RP	9255H	93816N	9542496-RP
9502496	91051408-RP	91712497-RP	92655ST	93856H	9542F
9521808	91051408-RP	91715H	92657H	9385N	9542F INTC
9522406	91051488-RP	9171608-AR-RP	926606H	9386H	9542F-CC
9522486	91051498-RP	9171608-RP	9276N	9387H	9543F
9522496	91051807-RP	9171688-AR-RP	9277H	9387N	9543F-CC
9532496	91051808-AR	9171688-RP	9277N	93914F	9543-SL
9542406	91052407-RP	9171698-AR-RP	9286H	93957H	9544F
9542496	910607-RP	9171698-RP	9286N	9421N	954607-RP
9542807	910697-RP	91725H	9286ST	9431H	954697-RP
9542887	91222E	91991807-AR-RP	9287H	9432H	95502F
9581698	91223E	91991807-RP	9287HF	9432N	95502F-CC
9581698	9122N	91991808-AR-RP	9287N	9433F	95503F
9593396	9122N-RP	91991808-RP	9288H	9433H	95503F-AR
9593895	9122-RP	91991887-AR-RP	92987H	9433N	95503F-CC
9602807	9123N	91991887-RP	92987HF	9434N	95504
9602896	9123N-RP	91991888-AR-RP	92987HF-NL	9434TH	95504F
9602897	9123-RP	91991888-RP	92987TF	94454H	95504F-AR
9603306	91246N	91991897-AR-RP	92988HF	94767HF	95504F-CC
9603386	9124N	91991897-RP	92988HF-NL	9501608-RP	95504W
9603395	9124N-RP	91991898-AR-RP	9298H	9501688-RP	9551F
9603396	9124-RP	91991898-RP	93326H	9501807-RP	9552F
9603805	91252N	91992407-AR-RP	93367H	9501887-RP	9552F-CC
9603895	91252N-RP	91992407-RP	93416H	9501897-RP	9552N
9845230	91252-RP	91992487-AR-RP	93416HF	9502406-RP	9552-SL
9856239	91253HT	91992487-RP	93417H	9502486-RP	9553F
9903306	91253N	91992497-AR-RP	93417HF	95201F	9553F INTC
9932896	91253N-RP	91992497-RP	93417N	95202F	9553F-AR
9940905	91253-RP	9199608-AR-RP	93417T	95203F	9553N
9942896	91254N	9199608-RP	93417TF	95203W	9553-SL
9943385	91254N-RP	9199688-AR-RP	93418HF	9521F	95544N
9943395	91254-RP	9199688-RP	93418N	9521F-SL	95544N-CC
9981897	91255HT	9199698-AR-RP	93427F	9522406-RP	95545N-CC
90833906	91263N	9199698-RP	93427H	9522496-RP	9554-CC
90838905	91263N-RP	9202N	93427N	9522F	9554F
91041408	91263-RP	9232F	93427T	9523F	9554F INTC
91042497	91264HT	9232N	93436HF	9524F	9554F-AR
91051408	91264N	9233N	93436TF-NL	952607-AR	9554F-CC
91051488	91264N-RP	9233-SL	93437F	952607-RP	9554N
91051498	91264-RP	9234N	93437HF	952687-RP	9554-SL



95554-SL	9673N	9872N	98854S-AR-RP	99485N-RP	PPN9
95602F	9674N	9872N-AR	98855-AR	99485-RP	PPN10
95603F	9683F	9872N-AR-RP	98855-AR-RP	99486N	PPN11
95604F	96844F	9872N-RP	98855HT	99507N	PPN12
95605F	9684N	9872N-SL	98855N	9953N	PPN13
9563F	9693H	9872-RP	98855N-AR	99544N	PPN14
9563H	9694 INTC	9872S-AR-RP	98855N-AR-RP	99545N	PPN15
9564 INTC	9694F	9873-AR-RP	98855N-RP	9954N	PPN16
9564F	9704F	9873N	98855-RP	9955N	PPN17
9564F INTC	9705-CC	9873N-AR	98855S-AR-RP	99574N	PPN18
9564H	9705F	9873N-AR-RP	9885N	99575HT	PPN19
9564N	9715F	9873N-RP	98934N	99575N	PPN20
9565 INTC	97197N	9873N-SL	98934N-SL	9981807-AR-RP	PPN21
9565F	972607-AR-RP	9873-RP	98934-RP	9981807-RP	PPN22
9565F INTC	972607-RP	9873S-AR-RP	98934-RP	9981808-AR-RP	PPN23
9565H	972608-AR-RP	9874-AR-RP	98935N	9981808-RP	PPN24
9565N	972608-RP	9874N	98935N-RP	9981887-AR-RP	PPN25
9566N	972687-AR-RP	9874N-AR	98935-RP	9981887-RP	PPN26
9567N	972687-RP	9874N-AR-RP	9893N	9981888-AR-RP	PPN27
95704F	972688-AR-RP	9874N-RP	9894N	9981888-RP	PPN28
95705F	972688-RP	9874N-SL	98955N	9981897-AR-RP	PPN29
9573F	972697-AR-RP	9874-RP	9895N	9981897-RP	PPN30
9573F-CC	972697-RP	9874S-AR-RP	98975N	9981898-AR-RP	PPN31
9573N	972698-AR-RP	98753N	99004N	9981898-RP	PPN32
9573N-SL	972698-RP	98753N-AR	99005N	9982407-AR-RP	PPN33
9574F	9726H	98753N-RP	99087N	9982407-RP	PPN34
9574F-CC	972706	98753N-SL	99222N	9982487-AR-RP	PPN35
9575F	9727H	98753-RP	99253N	9982487-RP	PPN36
9575N	97327N	98754N	99325H	9982497-AR-RP	PPN37
9581698-RP	97347HF	98754N-RP	993855H	9982497-RP	PPN38
9585F	9736H	98754N-SL	993855N	99843N	PPN39
9585F INTC	9737H	98754-RP	993856N	998608-AR	PPN40
9585N	97437H	9882N	99395H	998608-AR-RP	PPN41
9586F	9747H	9883N	99412S	998608-RP	PPN42
9595 INTC	98075HF	9883N-RP	9941N	998688-AR-RP	PPN43
9595H	98085H	9883-RP	9942N	998688-RP	PPN44
9595H-CC	9844 INTC	9884N	9942N-RP	998698-AR-RP	PPN45
9596H	9844F	9884N-RP	9942-RP	998698-RP	PPN46
9596N	9844N	9884-RP	99432N	99901-RP	PPN47
9597N	9845 INTC	98852N	9943385-AR	9990S	PPN48
960005-AR	9845F	98853-AR	99434N	9991-AR	PPN49
9602807-RP	9845H	98853-AR-RP	9943N	9991-AR-RP	PPN50
9602897-RP	9845N	98853HT	9943N-RP	9991N-AR-RP	
9603306-RP	9854H	98853N	9943-RP	9991S-AR	
96033906-RP	9855H	98853N-AR	9944N	9991S-AR-RP	
9603396-RP	9856H	98853N-AR-RP	9944N-RP	9992-AR	
9603805-RP	9857H	98853N-RP	9944-RP	9992-AR-RP	
96038905-RP	9861-AR	98853N-SL	99453N	9992N	
9603895-RP	9861-AR-RP	98853-RP	99454N	9992N-AR	
9605H	9861N-AR-RP	98853S-AR-RP	9945N	9992N-AR-RP	
9607H	9861S-AR-RP	98853-SL	9945N-RP	9992S-AR-RP	
960906-RP	9862-AR	98853ST-SL	9945-RP	99983N	
960996-RP	9862-AR-RP	98854-AR	99483N	PPN1	
96255H	9862N	98854-AR-RP	99483N-RP	PPN2	
96255N	9862N-AR-RP	98854HT	99483-RP	PPN3	
96256H	9862S-AR	98854N	99484N	PPN4	
96257H	9862S-AR-RP	98854N-AR	99484N-RP	PPN5	
96258H	9863N	98854N-AR-RP	99484-RP	PPN6	
9672N	9871N	98854N-RP	99485H	PPN7	
9673F	9872-AR-RP	98854-RP	99485N	PPN8	

**Silk 07613406SI7Y**

**References**

601	693	6455	6704	60239	65604
602	694	6456	6708	60354	65605
603	695	6457	6714	60525	65854
604	696	6464	6715	60984	65855
605	697	6465	6716	62351	65856
606	698	6466	6717	62352	65857
607	699	6467	6718	62353	65858
608	947	6468	6725	62354	65865
609	6095	6475	6726	62355	65935
610	6096	6476	6727	62356	65936
611	6097	6477	6728	62453	65937
612	6201	6478	6729	62454	66843
613	6204	6531	6736	62455	66844
621	6231	6532	6737	62456	66845
622	6235	6533	6738	62554	66847
623	6241	6534	6746	62555	66863
624	6242	6535	6747	62556	66864
625	6245	6543	6748	62557	66904
626	6246	6544	6765	62558	67015
632	6256	6545	6833	62654	67016
633	6257	6551	6834	62655	67017
634	6258	6555	6835	62656	67018
635	6259	6556	6836	62657	67019
636	6264	6562	6845	62856	67189
643	6265	6566	6846	62987	67207
644	6266	6567	6847	62988	67238
645	6267	6576	6848	62989	67328
646	6268	6577	60001	63326	600065
647	6269	6578	60002	63327	600067
648	6277	6583	60003	63357	600123
649	6278	6586	60004	63367	610453
650	6279	6587	60005	63415	610454
651	6285	6596	60006	63416	610455
652	6286	6597	60007	63417	610456
653	6287	6598	60008	63418	611247
654	6288	6606	60024	63419	614788
655	6295	6607	60025	63428	616453
656	6296	6608	60026	63449	616454
657	6297	6625	60027	63624	616455
658	6298	6626	60034	63715	616456
659	6319	6627	60035	63786	616753
660	6327	6628	60036	63795	616754
671	6338	6652	60037	63912	616755
672	6339	6672	60038	63913	616756
673	6345	6673	60039	63914	616757
674	6346	6674	60043	63915	620668
675	6347	6675	60044	63935	622668
676	6348	6681	60045	63945	683568
677	6365	6682	60046	64455	684568
678	6423	6683	60047	64456	684588
681	6424	6684	60048	64457	685668
682	6435	6685	60049	64555	686667
683	6442	6692	60093	64556	686668
684	6443	6693	60094	64558	686669
685	6444	6694	60095	65444	686687
686	6445	6695	60096	65504	686688
691	6446	6696	60097	65543	6772887
692	6454	6703	60238	65544	6772888

6866908	6533F	687086B	SI49
67662886	653F	688085B	SI50
601F	65405-CC	947F	
603F	6543-CC	948F	
604F	6543F	949F	
607F	6543-SL	B60035	
61183396B	65444F	B6095	
6152TE	6544-CC	B6096	
6153TE	6544F	B6097	
6153TE-CC	6544TE	B6099	
6154TE	654F	B614006B	
6154TE-CC	65504F	B614007	
62353F	65703-CC	SI1	
62353-SL	65704F	SI2	
62354-SL	65705F	SI3	
62454N	6576F	SI4	
62556N	65855-CC	SI5	
6256N	65855H	SI6	
62655N	65855N	SI7	
62657N	66055N	SI8	
6278H	6605F	SI9	
6305H	6606-CC	SI10	
6306H	6606N	SI11	
631086B	660F	SI12	
632085B	66255H	SI13	
632086B	66256H	SI14	
632986B	66257H	SI15	
633F	66257H-CC	SI16	
6347N	66258H	SI17	
6348H	66258H-CC	SI18	
6348N	6627-CC	SI19	
63554-SL	6627N-CC	SI20	
63915F	6652F	SI21	
63933F	6653F	SI22	
63934F	6664F	SI23	
6423F	66843F	SI24	
643F	66844F	SI25	
644-CC	66845F	SI26	
644F	66864-CC	SI27	
645F	66864F	SI28	
646F	66864F-CC	SI29	
647F	6694F	SI30	
647N	6695N	SI31	
647N-SL	6704F	SI32	
647-SL	670787B	SI33	
648F	673086B	SI34	
648F-SL	674086B	SI35	
648-SL	677086B	SI36	
650F	68355H	SI37	
651886B	6835H	SI38	
651F	6845H	SI39	
651N	6855H	SI40	
65201F	685667B	SI41	
65302F	685687B	SI42	
65303N	6856H	SI43	
65303N-CC	6857H	SI44	
6531F-CC	686668B	SI45	
6532-CC	686686B	SI46	
6532F	686687B	SI47	
6532F-CC	686688B	SI48	

**Supramid 07613406SUPVM**

**References**

834	837F
835	838F
836	841F
837	846F
838	8512F
839	85201F
840	85202F
841	8532F
842	8541F
843	8544F
844	85503F
845	8555F
846	85605
8362	85605F
8363	85604
8364	8662F
8531	8663F
8532	8672F
8533	86842F
8541	86843F
8555	86844F
8556	8844F
8566	SUP1
8572	SUP2
8576	SUP3
8586	SUP4
8587	SUP5
8597	SUP6
8663	SUP7
8673	SUP8
8674	SUP9
8675	SUP10
8683	SUP11
8684	SUP12
8685	SUP13
8686	SUP14
8693	SUP15
8694	SUP16
8695	SUP17
8696	SUP18
8697	SUP19
8705	SUP20
8714	SUP21
8715	
8716	
8717	
8724	
8725	
8726	
8727	
83913	
85403	
831F	
832F	
833F	
834F	
835F	
836F	

**Surgical Steel 07613406SSTVP**

**References**

CV739705x4
CV739706x4
CV739707x4
CV73979x4
CV73980x4
CV7480x4
CV7501x4
CV7502x6
CV7503x4
CV7504x6
CV7506x4
CV7601x4
CV7601x4-360°
CV7605x4
CV7605x4-360°
CV7620x6
CV7621x4
CV7622x6
CV7623x4
CV7624x4
CV7624x4-360°
CV772607x4
CV774505-360°
CV774505x2-360°
CV774505x4-360°
CV7802x2
CV7908x5
CV7910x4
SST1
SST2
SST3
SST4
SST5
SST6
SST7
SST8
SST9
SST10
SST11
SST12
SST13
SST14
SST15
SST16
SST17
SST18
SST19
SST20

**Pledgets 07613406PLEDKB**

**References**

POF6315x5
POF6315x6
POF7315x5
POF7315x6
POF5315x5
POF5315x6
PRF3315x5
PRF3315x6
PRF6315x5
PRF6315x6
PRF7315x5
PRF7315x6
PRF9515x6
PLED1
PLED2
PLED3
PLED4
PLED5
PLED6
PLED7
PLED8
PLED9
PLED10

The background features a light purple and white grid pattern. A large, curved, metallic needle is positioned horizontally across the middle. A blue braided suture thread is shown in a large loop on the right side, and another blue braided suture thread is visible at the bottom left. The text is arranged in a clean, professional layout.

**Assut sutures**

of Switzerland

**STERILE  
SURGICAL  
SUTURES  
CATALOGUE**

CATALOGUE SUTURES CHIRURGICALES STÉRILES  
STERILES CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL KATALOG

**At the service of surgery**

Au service de la chirurgie  
*Im Dienste der Chirurgie*

**[www.assutsutures.com](http://www.assutsutures.com)**

# About us

## What we do

Assut Medical develops, manufactures and markets sterile surgical sutures and micro-surgical knives. Among the few suture companies in the world to do so, Assut Medical has for decades produced its own atraumatic surgical needles and sutures with its own machines and equipments designed and built internally to its own specific standards.

The Assut Medical group of companies employs over 150 people and is constantly on alert to satisfy daily challenging needs in the surgical and medical field around the world with their dedicated and enthusiastic staff and employees.

The way our products are shown and described hereafter will make it easy for you to choose and order your sutures. Our company is certified EN ISO 13485 and all our sutures and knives are CE-marked.

## We have a history

### Over 55 years of experience

Our sterile surgical sutures have been produced in Switzerland since 1962 when Mr. Willy Baerfuss and his associates Dr. Jean-Michel Junod, Surgeon FMH and Louis Chassot, Pharmacist founded the company Sutramed Sàrl in the watch/precision industry region of Switzerland.

In 1996, after a re-organization, the company became Assut Medical with headquarters in Pully-Lausanne.

Heading toward the third generation, increased activities in marketing, R&D and product innovation with a renewed technical team give the assurance of a constant and modern upgrading of service to the surgical field worldwide.

Assut Medical Sàrl  
AT THE SERVICE OF SURGERY



**Assut sutures**  
of Switzerland

## Qui sommes-nous?

### Notre activité

Assut Medical développe, fabrique et commercialise des sutures chirurgicales stériles et des bistouris de micro-chirurgie. Parmi les quelques fabricants de sutures au monde spécialisés dans ce secteur, Assut Medical produit depuis des décennies ses propres aiguilles chirurgicales atraumatiques et ses sutures. Son parc de machines et ses équipements sont conçus et fabriqués en interne pour répondre à des normes spécifiques de précision.

Le groupe Assut Medical emploie plus de 150 personnes. Une équipe enthousiaste et dévouée dont le principal objectif est d'aider les médecins et chirurgiens à relever jour après jour les défis auxquels ils sont confrontés lors de leurs interventions chirurgicales.

La présentation et la description de nos produits dans ce catalogue facilitera votre choix et commande de sutures. Notre entreprise est certifiée EN ISO 13485 et toutes nos sutures ainsi que nos bistouris ont le marquage CE.

## Notre histoire

### Plus de 55 ans d'expérience

Nos sutures chirurgicales stériles sont produites en Suisse depuis 1962. Cette année-là, M. Willy Baerfuss fonde avec ses associés, le Dr Jean-Michel Junod, chirurgien FMH, et Louis Chassot, pharmacien, la société Sutramed Sàrl dans la région de l'industrie horlogère/de précision.

En 1996, après une réorganisation, la société devient Assut Medical et installe son siège social à Pully-Lausanne.

Dirigée actuellement par la troisième génération et grâce à des activités renforcées en marketing, R&D et innovation et à une équipe technique renouvelée, Assut Medical offre des solutions de pointe parfaitement adaptées aux besoins des chirurgiens du monde entier.

Assut Medical Sàrl  
AU SERVICE DE LA CHIRURGIE

## Wer sind wir?

### Was wir tun

Assut Medical entwickelt, produziert und vermarktet steriles chirurgisches Nahtmaterial und mikrochirurgische Messer. In diesem Bereich, in dem nur wenige Unternehmen tätig sind, produziert Assut Medical seit Jahrzehnten eigene atraumatische chirurgische Nadeln und Nahtmaterial mit selbst entwickelten und nach strengen unternehmenseigenen Standards gebauten Maschinen und Anlagen.

Die Unternehmensgruppe Assut Medical beschäftigt über 150 engagierte Mitarbeiter und verfolgt Tag für Tag das Ziel, Lösungen für die weltweiten Herausforderungen in Chirurgie und Medizin zu finden.

Die nachfolgende Präsentation und Beschreibung unserer Produkte soll Ihnen die Auswahl und Bestellung von Nahtmaterial erleichtern. Unser Unternehmen ist nach EN ISO 13485 zertifiziert und sowohl unser Nahtmaterial als auch unsere mikrochirurgischen Messer tragen das CE-Kennzeichen.

## Unsere Geschichte

### Mehr als 55 Jahre Erfahrung


Unser steriles chirurgisches Nahtmaterial wird seit 1962 in der Schweiz produziert. In diesem Jahr gründeten Willy Baerfuss mit seinen Partnern, Dr. Jean-Michel Junod, Chirurg FMH, und Louis Chassot, Apotheker, das Unternehmen Sutramed Sàrl in der Schweizer Region der Uhrmacher und Präzisionsindustrie.

Im Jahr 1996 wurde das Unternehmen nach einer Neuorganisation zu Assut Medical mit Hauptsitz in Pully-Lausanne.

Jetzt führt die dritte Generation das Unternehmen. Verstärkte Marketingaktivitäten, Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovationen mit einem erneuerten Team gewährleisten eine fortlaufende Anpassung an die Bedürfnisse der modernen Chirurgie.

Assut Medical Sàrl  
IM DIENSTE DER CHIRURGIE

## Worldwide presence Présence internationale - *Weltweit präsent*



**Assut sutures**  
of Switzerland

**We are an international company**  
Nous sommes une entreprise internationale  
*Wir sind ein internationales Unternehmen*



# Contents

## Contenu - Inhalt


Page / Seite

<b>Introduction</b> Introduction Einführung	1-3
<b>Contents</b> Contenu Inhalt	4
<b>Box of 1 &amp; 3 dozen</b> Boîte de 1 & 3 douzaines Schachtel zu 1 & 3 Dutzend	5
<b>Suture Package</b> Emballage de sutures Nahtmaterial-Verpackung	6
<b>Suture Material and Colour Codes</b> Matériaux de suture et codes couleurs Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen	7-9
<b>Information on labelling</b> Informations sur l'étiquetage Informationen zur Beschriftung	10-11
<b>Information on product REF</b> Indications relatives aux numéros de produits Informationen zur Produktnummer	12
<b>Needle shapes and cross-section</b> Formes des aiguille et coupe transversale Nadelformen und Querschnitt	13-15
<b>Needle-chart</b> Tableau des aiguilles Tabelle der Nadeln	16-17
<b>Assortment (Non-exhaustive list)</b> - Absorbable sutures - Non-absorbable sutures	
Assortiment (Liste non exhaustive) - Sutures résorbables - Sutures non-résorbables	18-65 66-120
Sortiment (Unvollständige Liste) - Resorbierbares Nahtmaterial - Nicht resorbierbares Nahtmaterial	
<b>Specialties</b> Spécialités Spezialprodukte	122-129

## Box of 1 dozen

### Boîte de 1 douzaine

### Schachtel zu 1 Dutzend



## Box of 3 dozen

### Boîte de 3 douzaines

### Schachtel zu 3 Dutzend




# Suture package

Emballage de sutures  
Nahtmaterial-Verpackung


# Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs  
Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



**EN. AssuCryl®**  
Polyglycolic acid (PGA)  
Braided, coated, synthetic, absorbable.  
Predictable absorption time.  
High initial tensile strength.  
Easy and secure knotting.  
Excellent knot sliding and smooth to handle.  
Violet or undyed.  
Absorption essentially complete between 60 to 90 days.

**FR. AssuCryl®**  
Acide polyglycolique (PGA)  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Réalisation facile et fiable d'un nœud.  
Manipulation aisée.  
Violet ou incolore.  
Résorption généralement complète au bout de 60 à 90 jours.


**DE. AssuCryl®**  
Polyglykolsäure (PGA)  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Einfaches und sicheres Verknoten.  
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.  
Violett oder ungefärbt.  
In der Regel vollständige Resorption nach 60 bis 90 Tagen.



**EN. AssuCryl® Lactin**  
Polyglactin (PGLA)  
Braided, coated, synthetic, absorbable.  
Predictable absorption time.  
High initial tensile strength.  
Easy and secure knotting.  
Excellent knot sliding and smooth to handle.  
Violet or undyed.  
Absorption essentially complete between 56 to 70 days.

**FR. AssuCryl® Lactin**  
Polyglactine (PGLA)  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Réalisation facile et fiable d'un nœud.  
Manipulation aisée.  
Violet ou incolore.  
Résorption généralement complète au bout de 56 à 70 jours.

**DE. AssuCryl® Lactin**  
Polyglactin (PGLA)  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Einfaches und sicheres Verknoten.  
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.  
Violett oder ungefärbt.  
In der Regel vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen.



**EN. AssuCryl® Rapid**  
Polyglycolic acid (PGA)  
Braided, coated, synthetic, absorbable.  
Predictable shorter absorption time.  
High initial tensile strength.  
Easy and secure knotting.  
Excellent knot sliding and smooth to handle.  
Undyed only.  
Absorption essentially complete between 40 to 45 days.

**FR. AssuCryl® Rapid**  
Acide polyglycolique (PGA)  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption plus courte.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Réalisation facile et fiable d'un nœud.  
Manipulation aisée.  
Incolore uniquement.  
Résorption généralement complète au bout de 40 à 45 jours.

**DE. AssuCryl® Rapid**  
Polyglykolsäure (PGA)  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Einfaches und sicheres Verknoten.  
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.  
Nur ungefärbt erhältlich.  
In der Regel vollständige Resorption nach 40 bis 45 Tagen.



**EN. AssuCryl® MonoSlow**  
Polydioxanone (PDO)  
Monofilament, synthetic, absorbable.  
High initial tensile strength.  
Easy to handle and smooth passage through tissue.  
Violet only.  
Absorption essentially complete between 180 to 210 days.

**FR. AssuCryl® MonoSlow**  
Polydioxanone (PDO)  
Monofilament, synthétique, résorbable.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.  
Violet uniquement.  
Résorption généralement complète au bout de 180 à 210 jours.

**DE. AssuCryl® MonoSlow**  
Polydioxanon (PDO)  
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.  
Nur violett erhältlich.  
In der Regel vollständige Resorption nach 180 bis 210 Tagen.



**EN. AssuCryl® MonoRapid**  
Poliglecaprone (PGCL)  
Monofilament, synthetic, absorbable.  
Predictable shorter absorption time.  
Easy to handle and smooth passage through tissue.  
Violet or undyed.  
Absorption essentially complete between 90 to 120 days.

**FR. AssuCryl® MonoRapid**  
Poliglécaprone (PGCL)  
Monofilament, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption plus courte.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.  
Violet ou incolore.  
Résorption généralement complète au bout de 90 à 120 jours.

**DE. AssuCryl® MonoRapid**  
Poliglecapron (PGCL)  
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.  
Violett oder ungefärbt.  
In der Regel vollständige Resorption nach 90 bis 120 Tagen.

# Suture Materials and Colour Codes

## Matériel de suture et codes couleurs

### Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



#### EN. Astralen® / Polyester

Polyester, braided and coated. Improved tensile strength and knot security. A modern braiding technique gives the strand a smooth and uniform surface that minimizes the trauma. Green or white.

#### FR. Astralen® / Polyester

Polyester, tressé et enduit. Résistance accrue à la traction et fiabilité des nœuds. Une technique de tressage moderne confère au filament une surface lisse et régulière qui minimise le traumatisme. Vert ou blanc.

#### DE. Astralen® / Polyester

Polyester, geflochten und beschichtet. Verbesserte Zugfestigkeit und Knotensicherheit. Ein modernes Flechtverfahren verleiht dem Faden eine glatte und gleichmässige Oberfläche für eine minimale Traumatisierung. Grün oder weiss.



#### EN. Silk

Braided on twisted core for greater tensile strength. The coating and a new braiding technique render the silk uniform and smooth to facilitate its handling. Black or blue virgin for ophthalmology.

#### FR. Soie

Tressé sur un noyau torsadé pour une résistance accrue à la traction. L'enduit et une nouvelle technique de tressage confèrent à la soie une surface lisse et régulière qui facilite sa manipulation. Noire ou bleue vierge pour l'ophtalmologie.

#### DE. Seide

Geflochten auf einem gezwirnten Kern für eine erhöhte Zugfestigkeit. Die Beschichtung und ein neues Flechtverfahren verleihen der Seide eine gleichmässige Oberfläche und erleichtern die Handhabung. Schwarz oder blaue Naturseide für Ophthalmologie.



#### EN. Polypropylene

Monofilament. Flexible and excellent knot security. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or clear.

#### FR. Polypropylène

Monofilament. Flexible et sécurité de noeud optimale. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou transparent.

#### DE. Polypropylen

Monofilament. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder transparent.



#### EN. Nylon

Polyamide, monofilament. High tensile strength. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or black.

#### FR. Nylon

Polyamide, monofilament. Résistance à la traction élevée. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou noir.

#### DE. Nylon

Polyamid, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder schwarz.



#### EN. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament with supersoft core. Monofilament in USP 6-0 and 5-0. Superior flexibility and knot security. Extremely well tolerated. Black only.

#### FR. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament avec un noyau très souple. Monofilament en USP 6-0 et 5-0. Flexibilité et qualité de noeud supérieure. Extrêmement bien toléré. Noir uniquement.

#### DE. Supramid

Polyamid, Pseudo-Monofilament mit superweichem Kern. Monofilament in USP 6-0 und 5-0. Hervorragende Elastizität und Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Nur schwarz erhältlich.

# Suture Materials and Colour Codes

## Matériel de suture et codes couleurs

### Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



#### EN. AssuTopFiber®


Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) undyed, co-braided with dyed or undyed polyester. Uncoated. Outstanding tensile strength. Excellent knot security. Easy and smooth to handle. White or green and bi-color white/blue or white/green for an easier identification.

#### FR. AssuTopFiber®

Polyéthylène de masse moléculaire ultra élevée (UHMWPE) incolore, co-tressé avec du polyester teinté ou incolore. Non enduit. Extrême résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Manipulation aisée. Blanc ou vert et bicolor blanc/bleu ou blanc/vert pour une meilleure identification.

#### DE. AssuTopFiber®

Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE) ungefärbt, zusammen mit gefärbtem oder ungefärbtem Polyester geflochten. Unbeschichtet. Extreme Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Weiss oder grün und zweifarbig weiss/blau oder weiss/grün zur besseren Identifizierung.



#### EN. Surgical Steel

Stainless steel, monofilament. Very high tensile strength. Excellent knot security. This strand causes minimum tissue reaction. Natural steel color.

#### FR. Acier chirurgical

Acier inoxydable, monofilament. Très grande résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Ce filament réduit au maximum la réaction des tissus. Couleur naturelle d'acier.

#### DE. Chirurgischer Stahl

Edelstahl, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Der Draht verursacht nur eine sehr geringe Gewebereaktion. Natürliche Stahlfarbe.

## Specialties | Spécialités | Spezialprodukte



#### EN. Temporary Cardiac Pacing Wire


Monopolar temporary cardiac pacing wire made of multifilament surgical stainless steel, with blue, black or white/grey coloured polyethylene insulation. Very flexible. Easy to handle.

#### FR. Electrode de Stimulation Cardiaque Temporaire

Electrode de stimulation cardiaque temporaire en fil d'acier chirurgical, multifilament avec isolation en polyéthylène de couleur bleu, noir ou blanc/gris. Très flexible. Manipulation aisée.

#### DE. Temporär Herzschrittmacher

Monopolare temporäre Herzelektrode aus chirurgischem Multifilamentstahldraht mit blau, schwarz oder weiß / grau gefärbter Polyethylen Isolierung. Sehr flexibel. Leichte Handhabung.



#### EN. Astralen® / Polyester Tape

Polyester Tape. Flexible and excellent knot security. Easy to handle. Green or white.

#### FR. Astralen® / Polyester Ruban

Ruban de polyester. Flexible et sécurité du noeud optimale. Manipulation aisée. Vert ou blanc.

#### DE. Astralen® / Polyester Band

Polyesterband. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Grün oder weiss.



#### EN. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylene (PTFE) polymers fibers. Pre-punched. Various sizes and shapes including oval, round and rectangular. Undyed.

#### FR. PTFE Pledgets

Fibres de polymères de polytétrafluoréthylène (PTFE). Pré-perforés. Différentes tailles et formes, notamment ovales, rondes et rectangulaires. Incolore.

#### DE. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylen-Polymerfasern (PTFE). Vorgestanzt. Verschiedene Größe und Forme, darunter oval, rund und rechteckig. Ungefärbt.

# Information on labelling

## Informations sur l'étiquetage

### Informationen zur Beschriftung

**Symbols**  
Symboles - Symbole

**Meaning**  
Signification - Bedeutung



**Do not re-use. Disposable product**  
Ne pas réutiliser. Produit à usage unique  
Nicht Wiederverwenden. Einwegprodukt



**Do not use if package is damaged**  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  
Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist



**Do not re-sterilize**  
Ne pas restériliser  
Nicht reesterilisieren



**Consult instructions for use**  
Consulter le mode d'emploi  
Gebrauchsanweisung beachten



**Consult instructions for use**  
Consulter le mode d'emploi  
Gebrauchsanweisung beachten



**Date of manufacture**  
Date de fabrication  
Herstellungsdatum



**Manufacturer**  
Fabricant  
Hersteller



**Use by date**  
A utiliser avant  
Verwendbar bis



**Upper limit of temperature (storage)**  
Température maximale (stockage)  
Oberer Temperaturgrenzwert (Lagerung)



**CE Mark of the Notified Body**  
Marquage CE de l'Organisme Notifié  
CE-Zeichen der Benannten Stelle



**Needle not to scale**  
Aiguille pas à l'échelle  
Nadel nicht maßstabsgerecht

# Information on labelling

## Informations sur l'étiquetage

### Informationen zur Beschriftung

**Symbols**  
Symboles - Symbole

**Meaning**  
Signification - Bedeutung



**Sterilized using ethylene oxide**  
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène  
Sterilisiert mit Ethylenoxid



**Sterilized using irradiation**  
Stérilisé par irradiation  
Sterilisiert durch Bestrahlung



**Open here**  
Ouvrir ici  
Hier öffnen



**Batch code**  
Numéro de lot  
Chargenbezeichnung



**Catalogue number**  
Référence catalogue  
Katalognummer



**Medical Device**  
Dispositif Médical  
Medizinprodukt



**Unique Device Identification**  
Identification unique du dispositif  
Eindeutige Produktkennzeichnung



**DataMatrix barcode**  
Code-barre DataMatrix  
DataMatrix Barcode



**United States Pharmacopeia**  
Pharmacopée des Etats-Unis  
United States Pharmacopeia



**European Pharmacopeia**  
Pharmacopée européenne  
Europäisches Arzneibuch



**European Authorized Representative**  
Représentant autorisé en Europe  
Bevollmächtigter in der Europäischen Union

# Information on product REF

Indications relatives aux numéros de produits  
Informationen zur Produktnummer

**EN.**  
Each Assut product has a REF (Prod. No.) with either 1, 2, 3, 4 or more digits. The prefix letter(s) followed by number(s) or suffix letter(s) refer to the information below.

**FR.**  
Chaque produit Assut a une REF (Prod.No.) avec 1, 2, 3, 4 ou plus de chiffres. La/les lettre(s) en préfixe suivie(s) de nombre(s) ou la/les lettre(s) en suffixe se réfèrent aux informations ci-dessous.

**DE.**  
Jedes Assut Produkt hat eine Produktnummer (Prod. Nr.), die entweder aus 1, 2, 3, 4 oder mehr Zahlen besteht. Präfix-Buchstabe(n) gefolgt von Zahlen oder Suffix-Buchstabe(n), falls vorhanden, beziehen sich auf die unten angeführten Informationen.

## Prefix

Préfixe - Präfix

<b>ACL</b>	AssuCryl® (PGA)	<b>NY</b>	Nylon
<b>ACLL // L</b>	AssuCryl® Lactin (PGLA)	<b>SUP</b>	Supramid
<b>ACLMS // MS</b>	AssuCryl® MonoSlow (PDO)	<b>ATF // PE</b>	AssuTopFiber® (UHMWPE)
<b>ACLMR // MR</b>	AssuCryl® MonoRapid (PGCL)	<b>SST</b>	Surgical Steel
<b>ACLR // R</b>	AssuCryl® Rapid (PGA)	<b>PW</b>	Temporary Cardiac Pacing Wire
<b>AST</b>	Astralen®/Polyester	<b>AT</b>	Astralen Tape
<b>SI</b>	Silk - Soie - Seide	<b>PLED</b>	PTFE Pledgets
<b>PPN</b>	Polypropylene - Polypropylène Polypropylen	<b>B</b>	Reel - Bobine - Spule

## Suffix

Suffixe - Suffix

### Thread length Longueur du fil - Fadenlänge

<b>FTE</b>	15 cm
<b>TWE</b>	20 cm
<b>TH</b>	30 cm
<b>THF</b>	35 cm
<b>TE</b>	38 cm
<b>F</b>	45 cm
<b>FT</b>	50 cm
<b>S</b>	60 cm
<b>ST</b>	70 cm
	75 cm
<b>E</b>	80 cm
<b>N</b>	90 cm
<b>H</b>	100 cm
<b>HT</b>	120 cm
<b>HTF</b>	135 cm
<b>HF</b>	150 cm
<b>HS</b>	160 cm
<b>HE</b>	180 cm
<b>T</b>	200 cm
<b>TTW</b>	220 cm
<b>TF</b>	240 cm

### Thread color Couleur du fil - Farbe des Fadens

<b>White (or undyed)</b>	Blanc (ou non teinté) Weiss (oder ungefärbt)
<b>Black</b>	Noir Schwarz
<b>Green (special combination)</b>	Vert (combinaison spéciale) Grün (spezielle Kombination)

### Thread characteristics Caractéristiques du fil Besonderheiten des Fadens

<b>-NL</b>	<b>No loop</b> Pas de boucle Keine Schlinge
<b>-Loop</b>	<b>Loop</b> Boucle Schlinge
<b>-PTFE</b>	<b>Special coating PTFE</b> Enduit spécial PTFE Spezielle Beschichtung PTFE

### Needle type Type d'aiguille - Nadelsorte


<b>-CC</b>	<b>Conventional cutting</b> Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend
<b>-SL</b>	<b>Slim</b> Fine Fein
<b>-AR</b>	<b>Anti-reflective/black</b> Anti-reflet/noire Nicht reflektierend/schwarz

# Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale  
Nadelform und Querschnitt

## HRG 40

H=1/2 circle, R=Round-bodied, G=heavy, 40mm  
H=1/2 cercle, R=Corps rond, G=renforcée, 40mm  
H=1/2 Kreis, R=Rundkörper, G=stark, 40mm



40mm

## TS 60

T=3/8 circle, S=Reverse cutting, 60mm  
T=3/8 cercle, S=Tranchante, 60mm  
T=3/8 Kreis, S=Schneidend, 60mm



60mm

### EN. Needle codes

The shape, cross-section and length of needles are given by the needle codes, for example TS 60. The first letter refers to the shape of the needle, the second to the cross-section. The number stands for the needle length along the body (mm).

### FR. Code aiguilles

La forme, la coupe transversale et la longueur des aiguilles sont indiquées par les codes aiguilles, par exemple TS 60. La première lettre se réfère à la forme de l'aiguille, la deuxième à la coupe transversale. Le nombre se réfère à la longueur de l'aiguille (mm).

### DE. Nadel-Code

Die Form, der Querschnitt und die Länge der Nadeln sind durch den Nadel-Code, zum Beispiel TS 60, angegeben. Der erste Buchstabe bezieht sich auf die Form der Nadel, der zweite auf den Querschnitt. Die Zahl bezieht sich auf die Länge der Nadel (mm).

### Round-bodied (taper) Corps rond Rundkörper



### Reverse cutting Tranchante Schneidend



### Conventional cutting Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend



### Cutting taper Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend



### Spatula Spatulée Spatula



















### Blunt point Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze

















# Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale  
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
HR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
HRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HRM	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	M <b>micropoint</b> micropointe Mikrospitze	
HS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend		
HSG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HSP	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SP <b>Spatula</b> Spatulée Spatula		
HSR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HSRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HCS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	CS <b>Conventional cutting</b> Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
HTT	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	TT <b>Round-bodied, blunt point</b> Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
KSP	K $\frac{1}{4}$ circle $\frac{1}{4}$ cercle $\frac{1}{4}$ Kreis	SP <b>Spatula</b> Spatulée Spatula		
FR	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
FRG	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	G <b>heavy</b> renforcée stark	
RR	R <b>Straight</b> Droite Gerade	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
RS	R <b>Straight</b> Droite Gerade	S <b>Cutting</b> Tranchante Schneidend		
RSK	R <b>Straight</b> Droite Gerade	SK <b>Cutting with breakable feature</b> Tranchante, aiguille cassable Schneidend, brechbare Nadel		

# Needle shape and cross-section
















Forme d'aiguille et coupe transversale  
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
TR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
TRM	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	M <b>micropoint</b> micropointe Mikrospitze	
TS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend		
TSP	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SP <b>Spatula</b> Spatulée Spatula		
TS-P	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend	P <b>premium</b>	
TSR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
TCS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	CS <b>Conventional cutting</b> Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
TTT	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	TT <b>Round-bodied, blunt point</b> Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
HMR	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
HMRG	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HMS	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend		
HMSR	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HMSRG	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G <b>heavy</b> renforcée stark	
SKT	S <b>Ski</b>	KT <b>Cutting</b> Tranchante Schneidend		

# Needle-chart

## Tableau des aiguilles

### Tabelle der Nadeln



# AssuCryl® Rapid (PGA)


Polyglycolic acid / Acide polyglycolique / Polyglykolsäure

# AssuCryl® Rapid

**Braided, coated, synthetic, absorbable**  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar



**Assut sutures**  
of Switzerland



**EN.** Braided, coated, synthetic, absorbable PGA. Predictable shorter absorption time. High initial tensile strength. Easy and secure knotting. Excellent knot sliding and smooth to handle. Undyed only. Absorption essentially complete between 40 to 45 days.

**EN.** Among the few companies in the world, Assut Medical Sàrl produces atraumatic surgical needles with its own-built machines and with decades of experience. Completely and new self-built automatic needle production machines of the latest generation are operating since 2020 in our factory located in the Swiss watch-industrial region.

**EN.** All our AssuCryl® Rapid sterile sutures are packed in 2 peel-open high quality pouches. The primary packaging is made of PET/PE Tyvek® and the secondary packaging is an aluminium pouch, which is the best barrier against light, air and humidity. Our suture is thus highly protected to guarantee its best performance.

**EN.** Our sutures are available in boxes of 1 dozen (12 units) or 3 dozen (36 units), with the best raw materials available to ensure a strong and safe protection for the transportation of our products worldwide.

**FR.** Tressé, enduit, synthétique, résorbable PGA. Durée prévisible de résorption plus courte. Résistance initiale à la traction élevée. Réalisation facile et fiable d'un nœud. Manipulation aisée. Incolore uniquement. Résorption généralement complète au bout de 40 à 45 jours.

**FR.** Parmi les quelques fabricants au monde, Assut Medical Sàrl se distingue par des décennies d'expérience et un parc propre de machines pour la production d'aiguilles chirurgicales atraumatiques. Entièrement mises au point en interne, nos nouvelles machines dernière génération assurent la production automatisée d'aiguilles depuis 2020 sur notre site implanté dans le berceau de l'industrie horlogère helvétique.

**FR.** Toutes nos sutures stériles en AssuCryl® Rapid sont conditionnées dans 2 sachets pelables de qualité élevée. Le premier emballage est en PET/PE Tyvek® et le second est un sachet en aluminium, le meilleur matériau pour arrêter la lumière, l'air et l'humidité. Grâce à cette protection optimale, chaque suture est hautement performante.

**FR.** Nos boîtes de 1 douzaine (12 unités) ou de 3 douzaines (36 unités) sont obtenues à partir des meilleurs matériaux disponibles et garantissent une protection efficace et durable pendant le transport de nos produits à travers le monde.

**DE.** Geflochtenes, beschichtetes, synthetisches, resorbierbares PGA-Nahtmaterial. Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit. Hohe Ausgangszugfestigkeit. Einfaches und sicheres Verknoten. Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung. Nur ungefärbt erhältlich. In der Regel vollständige Resorption nach 40 bis 45 Tagen.

**DE.** Als eines von wenigen weltweiten Unternehmen stellt Assut Medical Sàrl atraumatische chirurgische Nadeln auf seinen selbstgebauten Maschinen her und verfügt dabei über jahrzehntelange Erfahrung. Neue, komplett selbstgebaute Nadelfertigungsmaschinen der neuesten Generation sind seit 2020 in unserer Fabrik, die im Schweizer Uhrenindustriegebiet liegt, in Betrieb.























**DE.** Unser steriles Nahtmaterial aus AssuCryl® Rapid ist in hochwertigen Aufreißbeuteln zweifach verpackt. Die Primärverpackung besteht aus PET/PE Tyvek®, und bei der Sekundärverpackung handelt es sich um einen Aluminiumbeutel, der den bestmöglichen Schutz gegen Licht, Luft und Feuchtigkeit bietet. Durch diesen umfassenden Schutz ist eine optimale Leistung unseres Nahtmaterials jederzeit gewährleistet.

**DE.** Unser Nahtmaterial ist in Schachteln zu 1 Dutzend (12 Einheiten) oder 3 Dutzend (36 Einheiten) erhältlich. Als Verpackung dienen Rohmaterialien von höchster Qualität, die einen stabilen und sicheren Schutz unserer Produkte beim weltweiten Versand gewährleisten.























# AssuCryl® Rapid (PGA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>○ 1/2 circle, round-bodied</b> 1/2 cercle, corps rond 1/2 Kreis, Rundkörper						
 HR 17 17 mm	5-0	1		75	R4232W	
	4-0	1.5		75	R4233W	
	3-0	2		75	R4234W	
 HR 22 22 mm	4-0	1.5		75	R4243W	
	3-0	2		75	R4244W	
	2-0	3		75	R4245W	
 HR 25 25 mm	4-0	1.5		75	R42453W	
	3-0	2		75	R42454W	
	2-0	3		75	R42455W	
 HR 27 27 mm	4-0	1.5		75	R4253W	
	3-0	2		75	R4254W	
	2-0	3		75	R4255W	
	0	3.5		75	R4256W	
 HR 30 30 mm	3-0	2		75	R42554W	
	2-0	3		75	R42555W	
	0	3.5		75	R42556W	
	1	4		75	R42557W	
 HR 40 40 mm	0	3.5		75	R4286W	
	1	4		75	R4287W	
<b>○ 1/2 circle, round-bodied, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 35 35 mm	0	3.5		90	R43366WN	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
 HRG 38 38 mm	2-0	3		90	R4345WN	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		90	R4346WN	
	1	4		90	R4347WN	
 HRG 40 40 mm	0	3.5		75	R43416W	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		90	R43416WN	
	1	4		75	R43417W	
	1	4		90	R43417WN	
	2	5		75	R43418W	
	2	5		90	R43418WN	
 HRG 45 45 mm	1	4		90	R43427WN	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
 HRG 50 50 mm	2-0	3		75	R43435W	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	2-0	3		90	R43435WN	
	0	3.5		90	R43436WN	
	1	4		90	R43437WN	

# AssuCryl® Rapid (PGA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>△ 1/2 circle, conventional cutting</b> 1/2 cercle, tranchante conventionnelle 1/2 Kreis, konventionell schneidend						
 HCS 22 22 mm	3-0	2		45	R46864WF-CC	
<b>▽ 1/2 circle, reverse cutting</b> 1/2 cercle, tranchante 1/2 Kreis, schneidend						
 HS 21 21 mm	4-0	1.5		45	R46843WF	
	3-0	2		45	R46844WF	
 HS 24 24 mm	3-0	2		75	R4694W	
 HS 27 27 mm	2-0	3		75	R4705W	
<b>▽ 1/2 circle, cutting taper</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend						
 HSR 25 25 mm	3-0	2		90	R43664WN	
	2-0	3		90	R43665WN	
 HSR 35 35 mm	2-0	3		90	R43795WN	
	2-0	3		120	R43795WHT	
	0	3.5		90	R43796WN	
	1	4		90	R43797WN	
 HSR 40 40 mm	2-0	3		90	R43885WN	
 HSR 45 45 mm	2-0	3		90	R43895WN	
	0	3.5		90	R43896WN	
<b>▽ 1/2 circle, cutting taper, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 HSRG 38 38 mm	2-0	3		90	R43855WN	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
 HSRG 40 40 mm	2-0	3		90	R43865WN	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel


# Astralen<sup>®</sup> Polyester

# Astralen<sup>®</sup> Polyester

**Braided, coated, synthetic, non-absorbable**  
Tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
Geflochten, beschichtet, synthetisches, nicht resorbierbar



**Assut sutures**  
of Switzerland



**EN.** Polyester, braided and coated. Improved tensile strength and knot security. A modern braiding technique gives the strand a smooth and uniform surface that minimizes the trauma. Green or white.

**FR.** Polyester, tressé et enduit. Résistance accrue à la traction et fiabilité des nœuds. Une technique de tressage moderne confère au filament une surface lisse et régulière qui minimise le traumatisme. Vert ou blanc.

**DE.** Polyester, geflochten und beschichtet. Verbesserte Zugfestigkeit und Knotensicherheit. Ein modernes Flechtverfahren verleiht dem Faden eine glatte und gleichmässige Oberfläche für eine minimale Traumatisierung. Grün oder weiss.



**EN.** Among the few companies in the world, Assut Medical Sàrl produces atraumatic surgical needles with its own-built machines and with decades of experience. Completely and new self-built automatic needle production machines of the latest generation are operating since 2020 in our factory located in the Swiss watch-industrial region.

**FR.** Parmi les quelques fabricants au monde, Assut Medical Sàrl se distingue par des décennies d'expérience et un parc propre de machines pour la production d'aiguilles chirurgicales atraumatiques. Entièrement mises au point en interne, nos nouvelles machines dernière génération assurent la production automatisée d'aiguilles depuis 2020 sur notre site implanté dans le berceau de l'industrie horlogère helvétique.

**DE.** Als eines von wenigen weltweiten Unternehmen stellt Assut Medical Sàrl atraumatische chirurgische Nadeln auf seinen selbstgebaute Maschinen her und verfügt dabei über jahrzehntelange Erfahrung. Neue, komplett selbstgebaute Nadelfertigungsmaschinen der neuesten Generation sind seit 2020 in unserer Fabrik, die im Schweizer Uhrenindustrialgebiet liegt, in Betrieb.



**EN.** All our Astralen/Polyester<sup>®</sup> sterile sutures are packed in 2 peel-open high quality pouches. The primary and the secondary packaging are made of PET/PE Tyvek<sup>®</sup>. These 2 pouches ensure a double security in terms of quality and sterility. Our suture is thus highly protected to guarantee its best performance.

**FR.** Toutes nos sutures stériles en Astralen/Polyester<sup>®</sup> sont conditionnées dans 2 sachets pelables de qualité élevée. Les deux emballages sont en PET/PE Tyvek<sup>®</sup>. Ces 2 sachets garantissent une double sécurité en termes de qualité et stérilité. Grâce à cette protection optimale, chaque suture est hautement performante.

**DE.** Unser steriles Nahtmaterial aus Astralen/Polyester<sup>®</sup> ist in hochwertigen Aufreißbeuteln zweifach verpackt. Die Primär- und Sekundärverpackung besteht aus PET/PE Tyvek<sup>®</sup>. Durch diese zwei Beutel ist in Bezug auf Qualität und Sterilität eine doppelte Sicherheit gewährleistet und eine optimale Leistung unseres Nahtmaterials jederzeit garantiert.





























**EN.** Our sutures are available in boxes of 1/2 dozen (6 units), 1 dozen (12 units) or 3 dozen (36 units), with the best raw materials available to ensure a strong and safe protection for the transportation of our products worldwide.

**FR.** Nos boîtes de 1/2 douzaine (6 unités), 1 douzaine (12 unités) ou de 3 douzaines (36 unités) sont obtenues à partir des meilleurs matériaux disponibles et garantissent une protection efficace et durable pendant le transport de nos produits à travers le monde.

**DE.** Unser Nahtmaterial ist in Schachteln zu 1/2 Dutzend (6 Einheiten), 1 Dutzend (12 Einheiten) oder 3 Dutzend (36 Einheiten) erhältlich. Als Verpackung dienen Rohmaterialien von höchster Qualität, die einen stabilen und sicheren Schutz unserer Produkte beim weltweiten Versand gewährleisten.
























# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation	
<b>Pre-cut sutures without needle on reel</b> Sutures pré-coupées sans aiguille sur bobine Fäden ohne Nadel auf Spule							
	5-0	1		1x150	B30032		
	4-0	1.5		1x150	B30033		
	3-0	2		1x150	B30034		
	2-0	3		1x150	B30035		
	0	3.5		1x150	B30036		
	1	4		1x150	B30037		
	2	5		1x150	B30038		
	5-0	1		1x250	B3092		
	4-0	1.5		1x250	B3093		
	3-0	2		1x250	B3094		
	2-0	3		1x250	B3095		
	0	3.5		1x250	B3096		
	1	4		1x250	B3097		
	2	5		1x250	B3098		
<b>Ophthalmic sutures</b> Sutures ophtalmiques Ophthalmologie							
 <b>1/2 circle, spatula, double-armed</b> <span style="margin-left: 20px;">1/2 cercle, spatulée, double-armée</span> <span style="margin-left: 20px;">1/2 Kreis, Spatula, doppelt-armiert</span>							
	8 mm	5-0	1		45	322085	350 Mi.
		5-0	1		45	322085W	350 Mi.
 <b>1/4 circle, spatula, double-armed</b> <span style="margin-left: 20px;">1/4 cercle, spatulée, double-armée</span> <span style="margin-left: 20px;">1/4 Kreis, Spatula, doppelt-armiert</span>							
	8 mm	6-0	0.7		45	332986	300 Mi.
		5-0	1		45	332085	350 Mi.
		5-0	1		45	332085W	350 Mi.
		4-0	1.5		45	3324584W	400 Mi.

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation	
<b>Astralen®/ Polyester for valve replacement</b> Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz							
 <b>1/2 circle, round-bodied, double-armed</b> <span style="margin-left: 20px;">1/2 cercle, corps rond, double-armée</span> <span style="margin-left: 20px;">1/2 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert</span>							
	17 mm	2-0	3		75	CV3875-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
		2-0	3		75	CV3875-351x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x5x1.1mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x5x1.1mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x5x1.1mm
		2-0	3		75	CV3875-35x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x5x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x5x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x5x1.5mm
		2-0	3		75	CV3875-33	
		2-0	3		75	CV3875W-33	
		2-0	3		90	CV3875N-33	<b>with 3x3x1.5mm round firm pledgets</b> avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
		2-0	3		90	CV3875WN-33	
		2-0	3		75	CV3875-33x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
		2-0	3		75	CV3875x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
			20 mm	2-0	3		75
2-0	3				75	CV38755-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	25 mm	2-0	3		75	CV38855-37	<b>with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
		2-0	3		75	CV38855W-37	
		2-0	3		75	CV38855-371x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.1mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.1mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.1mm
		2-0	3		75	CV38855-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
		2-0	3		75	CV38855x10	
		2-0	3		90	CV38855Nx10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
	25 mm	2-0	3		75	CV38855-AR-36x8	<b>4 green &amp; 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles</b> 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln


# Surgical Steel

## Acier Chirurgical-Chirurgischer Stahl

# Surgical Steel

## Acier chirurgical Chirurgischer Stahl

**Monofilament, stainless steel, non-absorbable**  
 Monofilament, acier inoxydable, non-résorbable  
 Monofilament, Edelstahl, nicht resorbierbar



**EN.** Stainless steel, monofilament. Very high tensile strength. Excellent knot security. This strand causes minimum tissue reaction. Natural steel color.

**FR.** Acier inoxydable, monofilament. Très grande résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Ce filament réduit au maximum la réaction des tissus. Couleur naturelle acier.

**DE.** Edelstahl, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Der Draht verursacht nur eine sehr geringe Gewebereaktion. Natürliche Stahlfarbe.



**EN.** Among the few companies in the world, Assut Medical Sàrl produces atraumatic surgical needles with its own-built machines and with decades of experience. Completely and new self-built automatic needle production machines of the latest generation are operating since 2020 in our factory located in the Swiss watch-industrial region.

**FR.** Parmi les quelques fabricants au monde, Assut Medical Sàrl se distingue par des décennies d'expérience et un parc propre de machines pour la production d'aiguilles chirurgicales atraumatiques. Entièrement mises au point en interne, nos nouvelles machines dernière génération assurent la production automatisée d'aiguilles depuis 2020 sur notre site implanté dans le berceau de l'industrie horlogère helvétique.

**DE.** Als eines von wenigen weltweiten Unternehmen stellt Assut Medical Sàrl atraumatische chirurgische Nadeln auf seinen selbstgebauten Maschinen her und verfügt dabei über jahrzehntelange Erfahrung. Neue, komplett selbstgebaute Nadelfertigungsmaschinen der neuesten Generation sind seit 2020 in unserer Fabrik, die im Schweizer Uhrenindustriegebiet liegt, in Betrieb.



**EN.** All our surgical steel sterile sutures are packed in 1 long peel-open high quality pouch, which is made of PET/PE Tyvek®. Our suture is thus highly protected to guarantee its best performance.

**FR.** Toutes nos sutures stériles en acier sont conditionnées dans 1 long sachet pelables de qualité élevée en PET/PE Tyvek®. Cet emballage garantit une sécurité en termes de qualité et stérilité. Grâce à cette protection optimale, chaque suture est hautement performante.

**DE.** Unser steriles Nahtmaterial aus Stahl ist in einem langen, hochwertigen Aufreißbeutel aus PET/PE Tyvek® verpackt. Durch diesen Beutel ist in Bezug auf Qualität und Sterilität eine große Sicherheit gewährleistet und eine optimale Leistung unseres Nahtmaterials jederzeit garantiert.



**EN.** Our sutures are available in longpack boxes of 1 dozen (12 units), with the best raw materials available to ensure a strong and safe protection for the transportation of our products worldwide.

**FR.** Nos boîtes 'longpack' de 1 douzaine (12 unités) sont obtenues à partir des meilleurs matériaux disponibles et garantissent une protection efficace et durable pendant le transport de nos produits à travers le monde.






























**DE.** Unser Nahtmaterial ist in Schachteln zu 1 Dutzend (12 Einheiten) erhältlich. Als Verpackung dienen Rohmaterialien von höchster Qualität, die einen stabilen und sicheren Schutz unserer Produkte beim weltweiten Versand gewährleisten.



**Assut sutures**  
of Switzerland

**Surgical Steel**  
Acier Chirurgical  
Chirurgischer Stahl

monofilament, stainless steel, non-absorbable  
monofilament, acier inoxydable, non-résorbable  
Monofilament, Edelstahl, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>Sternotomy</b> Sternotomie Sternotomie						
○ ½ circle, conventional cutting ½ cercle, tranchante conventionnelle ½ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>HCS 50 50 mm</p>	5	7		75	CV7802x2	<b>Multipack</b> 2 sutures per envelope 2 sutures par sachet 2 Fäden per Beutel
	6	8		45	SST1	
	5	7		45	CV7601x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	5	7		75	CV7621x4	
	6	8		45	CV7624x4	
	6	8		75	CV7623x4	
	7	9		45	CV7605x4	
	7	9		75	CV7910x4	
	5	7		45	CV7601x4-360°	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope 360° rotating needle 4 sutures par sachet aiguille rotative à 360° 4 Fäden per Beutel 360° rotierende Nadel
	6	8		45	CV7624x4-360°	
	7	9		45	CV7605x4-360°	
	5	7		45	CV7620x6	<b>Multipack</b> 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
6	8		45	CV7622x6		
○ ¾ circle, conventional cutting ¾ cercle, tranchante conventionnelle ¾ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>TCS 50 50 mm</p>	5	7		45	CV7501x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7503x4	
	5	7		45	CV7502x6	<b>Multipack</b> 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7504x6	
▽ ½ circle, reverse cutting, heavy ½ cercle, tranchante, renforcée ½ Kreis, schneidend, stark						
 <p>HSG 50 50 mm</p>	7	9		45	CV772607x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
 <p>HSG 55 55 mm</p>	5	7		75	CV774505-360°	<b>1 suture per envelope</b> heavy & 360° rotating needle 1 suture par sachet aiguille renforcée & rotative à 360° 1 Fäden per Beutel starke & 360° rotierende Nadel
	5	7		75	CV774505x2-360°	<b>Multipack</b> 2 sutures per envelope heavy & 360° rotating needle 2 sutures par sachet aiguille renforcée & rotative à 360° 2 Fäden per Beutel starke & 360° rotierende Nadel
◊ ½ circle, cutting taper, heavy ½ cercle, corps rond, tranchante, renforcée ½ Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 <p>HSRG 50 50 mm</p>	3&4	6		45	CV73979x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
	5	7		45	CV739705x4	
	6	8		45	CV739706x4	
	7	9		45	CV739707x4	

**Surgical**  
**Assut sutures**  
of Switzerland

**At the service of surgery**  
Au service de la chirurgie  
Im Dienste der Chirurgie

[www.assutsutures.com](http://www.assutsutures.com)