

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1663570351485 din 03.10.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de reactivi de laborator de tip închis

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 30.9.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "reactivi de laborator de tip închis"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1663570351485 din 03.10.2022

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 02.12.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 30.9.2022

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663570351485 din 03.10.2022									
Obiectul achiziției: reactivi de laborator de tip închis									
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1		ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25-50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE	
1.2		ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) Amb specific p/u analizatorul A-15	ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3,8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE	
1.3		Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)Amb specific p/u analizator A-15	ALBUMIN	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE	
1.4		Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 -50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3,0 Coeficientul de variație extraserial: < 3,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3,0 Coeficientul de variație extraserial: < 3,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE	
1.5		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS-G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS-G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicat pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE	

1.18	Trigliceride (Triglicerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMB SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.19	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma fără heparinizat de amoniu, urina proaspătă Limita minimă de detecție pentru set: < 0,3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 3,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma fără heparinizat de amoniu, urina proaspătă Limita minimă de detecție pentru set: < 0,3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 3,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.20	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	URIC ACID	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urează/Peroxidaze Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 4,2 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,1 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urează/Peroxidaze Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată, urina Limita minimă de detecție pentru set: < 4,2 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,1 Coeficientul de variație extraserial: < 0,15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l. Lipemie - trigliceride până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.21	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A-15	HEMOGLOBIN A1C-DIRECT (HbA1C-DIR) BA	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigații: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detecție pentru set: < 1,5% Coeficientul de variație intraserial: < 0,3 Coeficientul de variație extraserial: < 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l. Factorul reumatoid până la 500 UI/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Imunoturbidimetrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigații: Singe integru cu EDTA Limita minimă de detecție pentru set: < 1,5% Coeficientul de variație intraserial: < 0,3 Coeficientul de variație extraserial: < 0,2 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,5 mmol/l, Bilirubina până la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l. Factorul reumatoid până la 500 UI/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.22	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb specific p/u A-15	CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l. Lipemie - trigliceride până la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l. Lipemie - trigliceride până la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.23	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb specific p/u A15	CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproducibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.24	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A15	CREATINE KINASE (CK)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.25	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A15	CREATINE KINASE-MB	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.26	multicalibrator biochimic	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot	ISO, CE
1.27	ser uman de control normal	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive. 40x5ml Tot de un lot	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive. 40x5ml Tot de un lot	ISO, CE
1.28	Ser uman de control patologic	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	ISO, CE
1.29	ser uman de controlCK,CK-MB	Creatine Kinase-MB Standard	Spania	Biosystems	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	ISO, CE
1.30	ser uman control lipide normal	LIPID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	ser uman control lipide normal să fie de la producător al reactivilor și calibratorului	ser uman control lipide normal să fie de la producător al reactivilor și calibratorului	ISO, CE
1.31	ser uman control lipide patologic	LIPID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	ser uman control lipide patologic se fie de la același producător reactivelor și calibratorului Amb standard p/u A-15,set 2 fl.x40 ml + 2fl x10 ml,reactiv să dispună de certificat sau declarație CE ,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriu în Amb producatorului,firmă furnizoare de reactivi să dispună de injineri ,calificațiecertiificați de producatorulechipamentuluipentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambul reactivilor să fie compatibil cu A-15,date de identitate (lotul,seria,valabilitatea,conținutul de pastre)ale produsuluiindicate pe Ambsă coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe ticheteleincluse în set.Toate pozițiile lotului să fie de la același producator.Calibratorul și materialul de control ne parcursul anului să fie din același lot	ser uman control lipide patologic se fie de la același producător reactivelor și calibratorului Amb standard p/u A-15,set 2 fl.x40 ml + 2fl x10 ml,reactiv să dispună de certificat sau declarație CE ,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriu în Amb producatorului,firmă furnizoare de reactivi să dispună de injineri ,calificațiecertiificați de producatorulechipamentuluipentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambul reactivilor să fie compatibil cu A-15,date de identitate (lotul,seria,valabilitatea,conținutul de pastre)ale produsuluiindicate pe Ambsă coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe ticheteleincluse în set.Toate pozițiile lotului să fie de la același producator.Calibratorul și materialul de control ne parcursul anului să fie din același lot	ISO, CE
1.32	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml,Amb specific ,compatibil cu A-15	C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	Spania	Biosystems	Ambul standard p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml,reactive să dispună de certificate sau declarația CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriu în Amb producătorului,firmă furnizoare de reactivi să dispună de inginericalificați,certiificați d producatorulechipamentului ,pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambul reactivilor să fie compatibil cu A-15,date de identitate(lot,seria,valabilitate,condițiile păstrării)ale produsuluiindicate pe Amb,să fie obligatoriu cu cele de pe tichetele incluse în set.Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot	Ambul standard p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml,reactive să dispună de certificate sau declarația CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriu în Amb producătorului,firmă furnizoare de reactivi să dispună de inginericalificați,certiificați d producatorulechipamentului ,pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambul reactivilor să fie compatibil cu A-15,date de identitate(lot,seria,valabilitate,condițiile păstrării)ale produsuluiindicate pe Amb,să fie obligatoriu cu cele de pe tichetele incluse în set.Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot	ISO, CE
1.33	Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,,	C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs)	Spania	Biosystems	calibrator pentru CRP în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 1x1ml Tot de un lot	calibrator pentru CRP în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 1x1ml Tot de un lot	ISO, CE
1.34	Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml	RHEUMATOID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	ser reumatoid control I sa fie de la același producător reactivelor și caliratoru	ser reumatoid control I sa fie de la același producător reactivelor și caliratoru	ISO, CE
1.35	Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml	RHEUMATOID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	ser reumatoid control II sa fie de la același producător reactivelor și caliratoru	ser reumatoid control II sa fie de la același producător reactivelor și caliratoru	ISO, CE
1.36	Cuva pentru ser 13,75x24,90mm,2,0ml,certificat de compatibilitate cu analizor A-15	SAMPLE WELLS	Spania	Biosystems	Amb: 1000 buc /set	Amb: 1000 buc /set	ISO, CE
1.37	Rotor de reacție (certificat CE cu autorizare de la producator)	REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	Amb: 10 buc/set	Amb: 10 buc/set	ISO, CE
1.38	Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	flacon 100 ml	flacon 100 ml	ISO, CE
1.39	Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	flacon 1000 ml	flacon 1000 ml	ISO, CE
1.40	Ac pentru A-15	THICK PROBE	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE
1.41	Lampa pentru A-15	6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A- 15	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE
1.42	Capac pentru buteliasistem lichid A-15	CAP BOTTLE	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE
1.43	Hidro pneumo cilindru	HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE
1.44	cablu pentru manipulator A-15	OPERATING ARM HOSE	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE

1.45		Garnitura pentru pompa dozatoare A-15	DISPENSING PUMP SEAL (garnitura pentru pompa de dozare)	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE
1.46		Hirtie pentru analizor A-15	Hirtie pentru analizorul A-15 / A-25 / BA-	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE
1.47		Ștativ metalizat p/u eprubete (24 poz) + Ștativ metalizat p/u reactivi (10 poz)	METALIZED KIT RACK A15	Spania	Biosystems	buc	buc	ISO, CE
13	HBs Ag test caseta	HBs Ag test caseta	HBsAg Test, WB/S/P (Cassette WB/S/P)	Turcia	Turklab	Cerinte generale, Amb: test-caseta	Cerinte generale, Amb: test-caseta	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663570351485 din 03.10.2022												
Obiectul achiziției: reactivi de laborator de tip închis												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1		ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 - 50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	2000	ml	1.65	1.78	3 300.00	3 560.00		33696000-5	-	-
1.2		ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) Amb specific p/u analizator A-15	2000	ml	1.65	1.78	3 300.00	3 560.00		33696000-5	-	-
1.3		Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)Amb specific p/u analizator A-15	500	ml	0.64	0.69	320.00	345.00		33696000-5	-	-
1.4		Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 -50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	500	ml	2.06	2.22	1 030.00	1 110.00		33696000-5	-	-
1.5		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	1000	ml	7.46	8.06	7 460.00	8 060.00		33696000-5	-	-
1.6		Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A-15	2500	ml	0.72	0.78	1 800.00	1 950.00		33696000-5	-	-
1.7		Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A-15	750	ml	0.73	0.79	547.50	592.50		33696000-5	-	-
1.8		Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu25-50 ml.)Amb solicitat specific p/u analizator A-15	500	ml	0.94	1.02	470.00	510.00		33696000-5	-	-
1.9		Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.)Amb solicitat specific p/u analizator A-15	750	ml	1.20	1.30	900.00	975.00		33696000-5	-	-
1.10		Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.)	2000	ml	0.45	0.49	900.00	980.00		33696000-5	-	-
1.11		Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	750	ml	3.10	3.35	2 325.00	2 512.50		33696000-5	-	-
1.12		Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul25-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	2500	ml	0.47	0.51	1 175.00	1 275.00		33696000-5	-	-
1.13		Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	375	ml	3.13	3.38	1 173.75	1 267.50		33696000-5	-	-
1.14		LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	1000	ml	1.44	1.56	1 440.00	1 560.00		33696000-5	-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



BIOSISTEM-MLD S.R.L.

Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

1.15	Reactivi și consumabile pentru analizator biochimic A-15 (sistem închis)	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	375	ml	30.50	32.94	11 437.50	12 352.50
1.16		Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 0-20ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	125	ml	2.15	2.32	268.75	290.00
1.17		Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumuL 25-50 ml.)Amb specific p/u A-15	2000	ml	0.66	0.71	1 320.00	1 420.00
1.18		Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMB SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	500	ml	1.37	1.48	685.00	740.00
1.19		Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	2000	ml	1.68	1.81	3 360.00	3 620.00
1.20		Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	500	ml	1.36	1.47	680.00	735.00
1.21		Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A-15	60	ml	95.58	103.23	5 734.80	6 193.80
1.22		LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb specific p/u A-15	80	ml	20.34	21.97	1 627.20	1 757.60
1.23		HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb specific p/u A15	80	ml	12.11	13.08	968.80	1 046.40
1.24		Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A15	750	ml	10.92	11.79	8 190.00	8 842.50
1.25		Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A15	250	ml	20.92	22.59	5 230.00	5 647.50
1.26		multicalibrator biochimic	50	ml	55.06	59.46	2 753.00	2 973.00
1.27		ser uman de control normal	100	ml	55.06	59.46	5 506.00	5 946.00
1.28		Ser uman de control patologic	100	ml	55.06	59.46	5 506.00	5 946.00
1.29		ser uman de controlCK,CK-MB	9	ml	347.28	375.06	3 125.52	3 375.54
1.30		ser uman control lipide normal	5	ml	606.51	655.03	3 032.55	3 275.15
1.31		ser uman control lipide patologic	5	ml	606.51	655.03	3 032.55	3 275.15
1.32	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml,Amb specific ,compatibil cu A-15	2500	ml	11.46	12.38	28 650.00	30 950.00	

pe parcursul anului 2022, în termen de 5 zile după solicitare în forma scrisă prin fax sau email

[illegible]

1.33		Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,,	15	ml	112.43	121.42	1 686.45	1 821.30		33696000-5	-	-
1.34		Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml	15	ml	238.46	257.54	3 576.90	3 863.10		33696000-5	-	-
1.35		Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml	11	ml	357.70	386.32	3 934.70	4 249.52		33696000-5	-	-
1.36		Cuva pentru ser 13,75x24,90mm,2,0ml,certificat de compatibilitate cu analizor A-15	10	Amb	486.38	583.66	4 863.80	5 836.60		33696000-5	-	-
1.37		Rotor de reacție (certificat CE cu autorizare de la producator)	25	Amb	1 339.94	1 607.93	33 498.50	40 198.25		33696000-5	-	-
1.38		Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	250	ml	18.79	22.55	4 697.50	5 637.50		33696000-5	-	-
1.39		Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	2000	ml	1.40	1.68	2 800.00	3 360.00		33696000-5	-	-
1.40		Ac pentru A-15	1	Buc	5 312.48	6 374.98	5 312.48	6 374.98		33696000-5	-	-
1.41		Lampa pentru A-15	2	Buc	771.68	926.02	1 543.36	1 852.04		33696000-5	-	-
1.42		Capac pentru buteliasistem lichid A-15	2	Buc	165.31	198.37	330.62	396.74		33696000-5	-	-
1.43		Hidro pneumo cilindru	1	Buc	1 875.00	2 250.00	1 875.00	2 250.00		33696000-5	-	-
1.44		cablu pentru manipulator A-15	1	Buc	2 862.55	3 435.06	2 862.55	3 435.06		33696000-5	-	-
1.45		Garnitura pentru pompa dozatoare A-15	1	Buc	1 106.77	1 328.12	1 106.77	1 328.12		33696000-5	-	-
1.46		Hirtie pentru analizor A-15	10	Buc	80.00	96.00	800.00	960.00		33696000-5	-	-
1.47		Ștativ metalizat p/u eprubete (24 poz) + Ștativ metalizat p/u reactivi (10 poz)	3	Buc	3 598.85	4 318.62	10 796.55	12 955.86		33696000-5	-	-
						TOTAL Lot	196 934.10	221 162.71				
13	HBs Ag test caseta	HBs Ag test caseta	500	Buc	9.65	10.43	4 825.00	5 215.00	pe parcursul anului 2022, în termen de 5 zile după solicitare în forma scrisă prin fax sau email		-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

	TOTAL Lot	4 825.00	5 215.00	
	TOTAL Oferta	201 759.10	226 377.71	

Semnat:_____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1663570351485 din 03.10.2022
din cadrul IMSP SCM Gheorghe Paladi**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant nu mai puțin de 60% din termenul de valabilitate inițial pentru bunurile cu o valabilitate de 2 ani și mai mulți; și de 80% din cel inițial pentru bunurile cu o valabilitate de până la 2 ani;

Data completării: 30.9.2022

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____
(semnătura)