

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
 11.12.2020



CODICE ARTICOLO: **5006/MO**  
 ITEM CODE:

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Provetta cilindrica Ø11,5 x 55 mm, non graduata, senza bordo. Volume 3 ml. In PP.

Ø11,5x55 mm cylindrical test tube, not graduated, without rim. Volume 3 ml. In PP.

Prodotto con marchio **CE** - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

**CE Marked product** - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	<b>NON STERILE / NOT STERILE</b>	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENEE	<i>Raw material</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +120°C	<i>Temperature range</i>
Volume (ml)	3	<i>Volume (ml)</i>
Dimensioni (mm)	Ø11,5 x 55	<i>Dimensions (mm)</i>
Peso (gr.)	1,3	<i>Weight (gr.)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di “DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO” atto a contenere un campione biologico umano (per esempio urina, sangue, sperma, saliva, espettorato, pus, etc) al fine di effettuare analisi diagnostiche di laboratorio. **Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

**Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102** (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi)

**Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1896570/R**

**Classificazione EDMA > 51091001 - Other containers for samples of human origin**

*Intended purpose is “IN VITRO MEDICAL DEVICE” adapted to contain a human biological sample (for example urine, blood, semen, saliva, sputum, pus, etc) in order to perform diagnostic analysis laboratory. **For professional use only.***

**National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050301020102** (Samples analyses, plastic tubes without additives).

**EDMA code > 51091001 - Other containers for samples of human origin**

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 5.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

*For a maximum centrifuge speed of 5,000 r.p.m to be kept for 20" max*

## IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 6.000  
Quantity (pcs): 6.000

Confezione interna (pz): 1.000  
Internal packing (pcs): 1.000

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE  
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 52,5 x 37,5 x 35  
External box dimensions (cm): 52,5 x 37,5 x 35

Peso (Kg): 10,5  
Weight (Kg): 10,5

Volume (m<sup>3</sup>): 0,069  
Volume (m<sup>3</sup>): 0,069

## SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione  
Manufacturing date



Data di scadenza  
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori  
Please consult accompanying documents



Numero di lotto  
Lot number



Monouso  
Disposable