

APROBAT

Directorul

SRL "Rodital - Lux"

_____ Misnei Ilarion

"30" "10.2020"

L.Ș.

DESCRIERE TEHNICĂ

Solutie dezinfectanta pentru miini si suprafete DEMO

"ALCHO-PROF"

DT MD 71 – 06811060 – 03: 2020

SM GOST R 51579:2005

Cu aplicare din 01.11. 2020



Elaborat

SRL "Rodital – Lux"

Danilova Anna

2020

DT MD 71 – 06811060 – 03: 2020

Solutie dezinfectanta pentru miini si suprafete DEMO

“ALCHO-PROF” este produsă în secția de producere a firmei “Rodital – Lux ”

SRL în orașul Chișinău, Moldova, com. Bubuieci, str. Ștefan cel Mare 14/1.

1. *Caracteristica produsului:*

“ALCHO-PROF” “Demo” este un produs lichid destinat pentru dezinfectarea pielii si suprafetelor.

“ALCHO-PROF” “Demo” trebuie să corespundă cerințelor SM GOST R 51579: 2005. Se produc conform recepturii RȚ MD 71 – 06811060 –009/a: 2013 și SF 71 – 06811060 – 001: 2010.

1.1. Caracteristicile organoleptice și fizico – chimice solutiei dezinfectante

“ALCHO-PROF” – conform tabelului 1.

Tab.1

Caracteristici	Norme și caracteristicile solutiei “ALCHO-PROF”
1) Aspect exterior	Lichid omogen fără impurități mecanice
2) Culoarea	Caracteristică produsului
3) Mirosul	Caracteristică produsului cu denumirea data
4) Indicatorul ionilor de hydrogen (pH)	1,2 – 8,5
5) Suma metalelor grele	0,002
6. Frația masică a alcoolului etilic, %	0,0 – 75,0 %



2. Condițiile privind materiile prime și materialele utilizate

2.1. Materia primă și materialele utilizate trebuie să corespundă documentației normative.

2.2. Caracteristica materiei prime și materialelor este reprezentată în tabelul 2

DT MD 71 – 06811060 – 03: 2020

Tabelul 2

Nr	Denumirea materiei prime și a materialelor	Denumire DN	Caracteristica produsului
5	Alcool etilic		Lichid incolor cu miros specific
6	Apă potabilă dedurizată		Lichid incolor fără impurități
8	Peroxide de hidrogen	Import	Lichid dens incolor
9	Aromatizant	Import	Lichid transparent de la galben deschis la galben închis
11	Glicerina		Lichid incolor fără impurități
12	<i>Materiale pentru conditionare</i> Flacoane din PET, HDPE	Import	Lipsa defectelor V=100 ml V=500 ml V= 1000ml V=5000 ml
13	Etichete		Imprimare, calitative, text conform DN
14	Cutii de carton		Fără defecte

3. Transportare, ambalare, depozitare și marcare

3.1. Soluție dezinfectantă "ALCHO-PROF" "Demo" se ambalează în flacoane cu volumul de 100 ml, 500 ml, 1000 ml și 5000 ml, închise cu dopuri, abaterea de volum nu trebuie să depășească $\pm 5\%$. Pe flacon se marchează data fabricării și data expirării produsului. Pe flacoane este înțeleasă eticheta care conține informația pentru consumator, conform cerințelor din



SM GOST R 51391: 2005 , pe etichetă se marchează fracția masică a alcoolului etilic în %.

3.2.Flacoanele se ambalează în cutii. Pe cutie se încheie o etichetă care conține informația pentru consumator.

3.3.Temperatura de păstrare de la +5 la +20°C, în timpul păstrării produsul trebuie sa fie ferit de acțiunea directă a razelor solare.



4. Instrucțiuni de utilizare

4.1. Instrucțiunile de utilizare a gelului dezinfectant este indicată pe eticheta fiecarui ambalaj de desfacere.

5. Condiții privind securitatea

5.1. Din punct de vedere toxicologic se referă la clasa 4 – substanțe cu grad neînsemnat de pericol în conformitate cu GOST 12.1.007. Solutia dezinfectanta "ALCHO-PROF" nu trebuie să reprezinte un pericol pentru piele.

5.2. Solutia dezinfectanta "ALCHO-PROF" trebuie să corespundă normele de securitate, conform cerințelor igienice.

5.3. Securitatea antiincendiară – conform GOST 12.1.004

6. Reguli de verificare a calității

6.1. Proba preluată conform GOST 29188.0, amestecată la un loc, trebuie să aibă un volum nu mai mic de 200 cm³.

6.2. Pentru fiecare lot se efectuează teste la următorii indici: aspect exterior, culoare, miros, Ph.

6.3. Încercările periodice se efectuează minimum o data în an, pentru următorii indici: suma metalelor grele.

7. Garanții

7.1. Producatorul garantează corespunderea loțiunii parfumate cu prevederile prezentelor prescripții tehnice, în cazul respectării condițiilor de transport și depozitare.

