

LATEKS MUAYENE EL DİVENİ PUDRALI


LATEX EXAMINATION GLOVES POWDERED

Özellikler

- Steril değildir ve pudralıdır.
- Doğal lateksten üretilmiştir.
- İki ele uyumlu ve tek kullanımlıktır.
- Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti sayesinde ele mükemmel uyum sağlar.
- Kıvrılmış konç ucu eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanım sağlar.
- Doğal beyaz renktedir.
- Özenle paketlenmiş 100'lük kutularda sunulmaktadır.
- Tıp, veterinerlik, laboratuvar, gıda ve temizlik alanlarında koruyucu önlem amaçlı kullanılır.
- Gıdaya uygundur.

Features

- Non-sterile and powdered.
- Produced of 100% pure latex.
- Ambidextrous and single usage.
- Soft texture and elasticity allows perfect handling.
- Bended cuff prevents slippery and enables longterm use.
- Natural white coloured.
- Carefully packed in boxes of 100 pieces of gloves.
- Appropriate for the usage in medicine, veterinary, laboratory, food and cleaning sectors for precaution purpose.
- Appropriate for food.



| Boy Size | Kaplama Rengi COLOR OF COATING | Ürün Kodu Product Code | Koli Miktarı Quantity per Outer Box | Koli Boyu Outer Box Dimensions |
|----------|-----------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| S | Beyaz / White | 23.07002 | 2.000 Adet/Pcs | 32x45x21cm |
| M | Beyaz / White | 23.07001 | 2.000 Adet/Pcs | 32x45x21cm |
| L | Beyaz / White | 23.07000 | 2.000 Adet/Pcs | 32x45x21cm |

Beybi

• İki ele de uyumlu
Ambidextrous

• Pudralı
Powdered

• Tek kullanımlık
Single use only

• AQL 1.5

İtiniz / Push

İtiniz / Push

CE

Adet / Pcs
100
Ağırlık / Weight


Latex Examination Gloves

L

Büyük / Large

CAUTION

DİKKAT



Eğilimden yaktığınız ölçümlük için elinizi ölçün.

Measure your glove size.

| | |
|---------------------|-----------|
| Çok Küçük / X-Small | 65 mm ± 3 |
| Küçük / Small | 75 mm ± 3 |
| Orta / Medium | 85 mm ± 3 |
| Büyük / Large | 95 mm ± 3 |

REF 23.07000

LOT NO. 212107796LRZF

Bevbi Plastik Fabrikası San. A.Ş.
 Yüzeri Duzulu Organize Sanayi Bölgesi
 1. Cadde No: 27 Ümraniye İstanbul TURKEY
 Tel : +90 216 420 11 01 (6 Hatlıms)
 Fax : +90 216 313 66 49
 www.bevbi.com.tr

MADE IN MALAYSIA
 Under the supervision of BEVBI



Önemli değıřler / Notes

Hesaplı ambalajları kullanılmıřtır / Do not use disposable gloves
 Bu ürün için kullanılmıřtır / Use gloves
 Bu ürün için kullanılmıřtır / This product contains natural latex
 İstenen ölçüde ölçünüz / Measure your hand
 Örnekteki ölçümlük, belirli bir ölçümlük için (65/75/85/95) mm ± 3 mm
 ölçümlüktür. (EU No: 10/2011) / This product is suitable for the
 handlength (65/75/85/95) mm ± 3 mm (EU No: 10/2011)



Beybi®

- İki ele de uyumlu
Ambidextrous
- Pudralı
Powdered
- Tek kullanımlık
Single use only
- AQL 1.5

İtiniz / Push

İtiniz / Push

Adet/Pcs
100
Ağırlıkça
By weight

Latex Examination Gloves


Orta / Medium

M

CE

DİKKAT
Çerahi eldiven değildir.
Ameliyatlarda kullanılmaz.


CAUTION
This is not a surgical glove do not use in surgery



Eldiven numaranızı öğrenmek için elinizi ölçün.

Measure your glove size.

| | |
|---------------------|-----------|
| Çok Küçük / X-Small | 68 mm ± 3 |
| Küçük / Small | 75 mm ± 3 |
| Orta / Medium | 85 mm ± 3 |
| Büyük / Large | 96 mm ± 3 |



NON
STERILE



LATEX



Steril değildir / Non sterile

Hasarlı ambalajları kullanmayın / Do not use damaged packages
Bu ürün kimi kullanımlar için alerjik reaksiyona yol açabilen doğal lateks kauçuk içermektedir / This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions in some individuals
Gıdaya uygundur, asidik gıda maddeleri hariç (40°C'de 2 saat test edilmiştir, EU No 10/2011) / This product is suitable for food handling excluding acidic foodstuffs (tested for 2 hours at 40°C, EU No 10/2011)

REF 23.07001

LOT NO. 212107796LPZF

Beybi Plastik Fabrikası San. A.Ş.

Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi

1. Caddede No: 27 Ümraniye İstanbul TURKEY

Tel : +90 216 420 11 01 (6 Hat/Lines)

Fax: +90 216 313 55 49

www.beybi.com.tr

MADE IN MALAYSIA

Under the supervision of BEYBİ

8 690648 403107



Beybi®

• İki ele de uyumlu
Ambidextrous

• Pudralı
Powdered

• Tek kullanımlık
Single use only

• AQL 1.5

İtiniz / Push

İtiniz / Push

THIS IS NOT A SURGICAL GLOVE DO NOT USE IN SURGERY
CAUTION
DİKKAT
Cerrahi eldiven değildir
ameliyatlarda kullanılmaz.

CE

Adet / Pcs
100
Ağırlık / Weight

Latex Examination Gloves


S
Küçük / Small

LOT Üretim
Üretim
Son K

LOT Üretim
Üretim
Son K

LOT Üretim
Üretim
Son K

LOT Üretim
Üretim
Son K



Eldiveni putmanızı
öğrenmek için elinizi ölçün.

Measure your glove size.


| | |
|---------------------|-----------|
| Çok Küçük / X-Small | 68 mm ± 3 |
| Küçük / Small | 75 mm ± 3 |
| Orta / Medium | 85 mm ± 3 |
| Büyük / Large | 96 mm ± 3 |

REF 23.07002

LOT NO. 212107796LRZF

Beybi Plastik Fabrikası San. A.Ş.
Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
1. Caddesi No: 27 Ümraniye İstanbul TURKEY
Tel : +90 216 420 11 01 (6 Hat/Lines)
Fax : +90 216 313 55 49
www.beybi.com.tr

MADE IN MALAYSIA
Under the supervision of BEYBİ



Steril değildir / Non sterile
Hasarlı ambalajları kullanmayın / Do not use damaged packages
Bu ürün kimli kullanıcılara için alerjik reaksiyona yol açabilen bir
latexes kaşuk içermektedir / This product contains natural rub-
ber which may cause allergic reactions in some individuals.
Gıdaya uygundur, asidik gıda maddeleri hariç (MP'de 2 saat
edilmiştir, EU No 10/2011) / This product is suitable for
handling including acidic foodstuffs (intended for 2 hours at
EU No 10/2011)

ATEKS MUAYENE ELDİVENİ

Küçük / Small

S

Serin ve karanlık yerde saklayınız
This product shall be preserved in cool and dark places

Steril edilmemiş
Non sterile
EN 455-2

Beybi
Ürün No. / Production Number
Üretim Tarihi / Production Date
Son Kullanma Tarihi / Expiration Date

Beybi
Ürün No. / Production Number
Üretim Tarihi / Production Date
Son Kullanma Tarihi / Expiration Date

Beybi
Ürün No. / Production Number
Üretim Tarihi / Production Date
Son Kullanma Tarihi / Expiration Date

Beybi
Ürün No. / Production Number
Üretim Tarihi / Production Date
Son Kullanma Tarihi / Expiration Date

Beuybi®

LATEKS MUAYENE ELDİVENİ

M

Orta / Medium

Serin ve karanlık yerde saklayınız

This product shall be preserved in cool and dark places

Steril edilmemiş

Non sterile

EN 455-2

PCS
100
Ağırlıkça
Sığdırılmış

eyubi[®]

LATEKS MUAYENE ELDİVENİ

Büyük / Large

Serin ve karanlık yerde saklayınız

This product shall be preserved in cool and dark places

Steril edilmemiş
Non sterile
EN 455-2

