

		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]							
Numărul licitației:		LP nr.						Data: „ ” 20	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2026 (parteaII)						Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2		3	4.00	5	6	7	8
33100 000-1	182	Ghid rotawire	Ghid rotawire	ROTAWIRE™ AND WIRECLIP™ TORQUER Floppy H802228240022 Extrasuport H802232390012	SUA	Boston Scientific	Ghid coronarian de dimensiune 0,009” capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotatională RotaPro.	Ghid coronarian de dimensiune 0,009” capabil sa navigheze leziuni calcificate oferind acces pentru sistem de ateroctomie rotatională RotaPro.	DM000422492 DM000422493
33100 000-1	193	Microsfere pentru embolizare	Microsfere pentru embolizare	Embosphere® Microspheres S210GH, S220GH S410GH, S420GH S610GH, S620GH S810GH, S820GH S1010GH,S1020GH	SUA	BIOSPHERE MEDICAL , Distribuitor Merit Medical	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii în cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate pentru o embolizare selectiva in proportie de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori, cu minim 5 dimensiuni posibile. Caracteristicile avansate de mentinere a omogenitatii suspensiei. Compatibilitate cu microcateter 2.8F.	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe): Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol) Design sferic, omogen, pentru evitarea agregarii în cateterul de livrare Sfere compresibile (compresibilitate > 30%) si calibrate pentru o embolizare selectiva in proportie de 90-100%. Prezentate in seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori, cu minim 5 dimensiuni posibile. Caracteristicile avansate de mentinere a omogenitatii suspensiei. Compatibilitate cu microcateter 2.8F.	DM000305960,DM000305965 DM000305971,DM000305966 DM000305963,DM000305969 DM000305961,DM000305964 DM000305967,DM000305962 DM000305968,DM000305970 DM000305972,DM000305973
33100 000-1	198	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Balon medicamentos pentru angioplastie periferică	Freeway 335-4020 S,335-4040 S 335-4060 S,335-4080 S 335-40100 S,335-40120 S 335-40150 S,335-40190 S 335-40230 S,335-5020 S 335-5040 S,335-5060 S 335-5080 S,335-50100 S 335-50120 S,335-50150 S 335-50190 S,335-50230 S 335-6020 S,335-6040 S 335-6060 S,335-6080 S 335-60100 S,335-60120 S 335-60150 S,335-60190 S 335-60230 S,335-7020 S 335-7040 S,335-7060 S 335-7080 S,335-70100 S 335-70120 S,335-70150 S			Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 -7 atm. RPB: 12-16 atm. Compatibile cu introductor de 4-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”) sau 1.5-4 mm (0.014”) si 5-7 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm/ 40-120/ 40-200 (0.014”) si 20-150 (0.035”). Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm SAU 80- 150 (in functie de dimensiunile balonului).	Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe) Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale si infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014” și 0.035”. Presiune nominala: 6 -7 atm. RPB: 12-16 atm. Compatibile cu introductor de 4-7 Fr (in functie de diametrele balonului). Markeri radioopaci platina-iridiu. Substanta activa Paclitaxel doza de 3.0 µg/mm² pentru inhibitie neointimala. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni), Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014”) si 4-8 mm (0.035”) sau 1.5-4 mm (0.014”) si 5-7 mm (0.035”). Lungimi disponibile: 40-150 mm/ 40-120/ 40-200 (0.014”) si 20-150 (0.035”). Lungimi disponibile cateter: 80, 135, 150 cm SAU 80- 150 (in functie de dimensiunile balonului).	DM000306702,DM000306642 DM000306708,DM000306717 DM000306698,DM000306709 DM000306725,DM000306712 DM000306696,DM000306682 DM000306726,DM000306718 DM000306705,DM000306665 DM000306729,DM000306714 DM000306686,DM000306648 DM000306656,DM000306651 DM000306711,DM000306652 DM000306675,DM000306650

				335-70120 S,335-70150 S 335-70190 S,335-70230 S 335-8020 S,335-8040 S 335-8080 S,335-80100 S 335-4020 L,335-4040 L 335-4060 L,335-4080 L 335-40100 L,335-40120 L 335-40150 L,335-40190 L 335-40230 L,335-5020 L 335-5040 L,335-5060 L 335-5080 L,335-50100 L 335-50120 L,335-50150 L 335-50190 L,335-50230 L 335-6020 L,335-6040 L 335-6060 L,335-6080 L 335-60100 L,335-60120 L 335-60150 L,335-60190 L 335-60230 L,335-7020 L 335-7040 L,335-7060 L 335-7080 L,335-70100 L 335-70120 L,335-70150 L 335-70190 L,335-70230 L 335-8020 L,335-8040 L 335-8060 L,335-8080 L 335-80100 L,335-4020 AV 335-4040 AV,335-4060 AV 335-5020 AV,335-5040 AV 335-5060 AV,335-6020 AV 335-6040 AV,335-6060 AV 335-7020 AV,335-7040 AV 335-7060 AV,335-8020 AV 335-8040 AV,335-8060 AV 114-2040 L,114-2080 L 114-20120 L,114-20150 L 114-2540 L,114-2580 L 114-25120 L,114-25150 L 114-3040 L,114-3080 L 114-30120 L,114-30150 L 114-3540 L,114-3580 L 114-35120 L,114-35150 L 114-4040 L,114-4080 L 114-2040 XL,114-2080 XL 114-20120 XL,114-20150 XL 114-2540 XL,114-2580 XL 114-25120 XL,114-25150 XL 114-3040 XL,114-3080 XL 114-30120 XL,114-30150 XL 114-3540 XL,114-3580 XL 114-35120 XL,114-35150 XL 114-4040 XL,114-4080 XL	Germania	Eurocor GMBH		DM000306646,DM000306724 DM000306638,DM000306687 DM000306721,DM000306685 DM000306647,DM000306678 DM000306723,DM000306693 DM000306710,DM000306657 DM000306670,DM000306713 DM000306667,DM000306715 DM000306694,DM000306720 DM000306669,DM000306731 DM000306679,DM000306727 DM000306662,DM000306732 DM000306697,DM000306701 DM000306681,DM000306672 DM000306689,DM000306719 DM000306649,DM000306734 DM000306641,DM000306671 DM000306700,DM000306663 DM000306680,DM000306666 DM000306703,DM000306704 DM000306674,DM000306684 DM000306676,DM000306690 DM000306673,DM000306683 DM000306645,DM000306643 DM000306653,DM000306692 DM000306695,DM000306722 DM000306644,DM000306691 DM000306706,DM000306664 DM000306733,DM000306730 DM000306716,DM000306668 DM000306639,DM000306688 DM000306654,DM000306677 DM000306699,DM000306655 DM000306660,DM000306707 DM000306728,DM000306659 DM000306658,DM000306661 DM000306640,

33100 000-1	201	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	STENT AUTO-EXPANDABIL DIN NITINOL INTRETESUT CU FLEXIBILITATE INALTA	Supera 4.5 42045040-080 42045060-080 42045080-080 42045100-080 42045120-080 42045150-080 5.0 42050040-080 42050060-080 42050080-080 42050100-080 42050120-080 5.5 42055040-080 42055060-080 42055080-080 42055100-080 42055120-080 42055150-080 42055180-080 42055200-080 6.0* 42060040-080 42060060-080 42060080-080 42060100-080 42060120-080 42060150-080 6.5 42065040-080 42065060-080 42065080-080 42065100-080 42065120-080 42065150-080	Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4-4,5, 5; 6, 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent Shortening : 0,86%, Forta radiala ~ circumferentiala : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm). Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introductoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcificate	Material : super elastic nitinol, Stent design : format din 6 perechi de fire nitinol intretesute cu design elicoidal ce asigura rezistenta si flexibilitate inalta, Diametre ale stentului: 4, 5; 6, 7, 8 mm, Lungimi ale stentului: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm, Lungimea shaftului : 80cm, 120cm, Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Diametrul firului de nitinol (strut): 0,006inch (4&5mm); 0,007inch (6&7mm); 0,008inch (8mm), Compatibil cu sarma de ghidaj: 0.014 inch si 0,018 inch, Indicat la pagina 3 din brosurata atasat Rata metal/artera in functie de diametru : 28% (4mm); 25% (5mm); 24% (6mm); 26% (7mm); 27% (8mm), Stent Shortening : 0,86%, Forta radiala ~ circumferentiala : 4,57N/cm (4mm); 3,96N/cm (5mm); 4,90N/cm (6mm); 5,54N/cm (7mm); 3,87N/cm (8mm). Sistem: OTW Shaft design : Coaxial, Materialul shaftului : Pebax/Nylon, Acoperire Shaft : Hidrofil, Marker Distal / Proximal : Da /Da, Material Marker : Tungsten polimer, Profil de intrare (delivery system of stent) : 2,00mm (6 Fr); 2,54mm(7Fr), Profil de trecere : 2,00 mm, Compatibil cu teaca introductoare: 6Fr, 7Fr (numai pentru 8mm), Utilizare : folosit in tratarea leziunilor lungi si puternic calcificate	DM000640781 DM000640737 DM000640719 DM000640758 DM000640741 DM000640708 DM000640735 DM000640775 DM000640788 DM000640754 DM000640734 DM000640777 DM000640780 DM000640742 DM000640774 DM000640711 DM000640771 DM000640743
----------------	-----	--	--	---	--	--	--

				42065180-080 42065200-080 7.5 42075040-080 42075060-080 42075080-080 42075100-080 4.5 42045020-120 42045030-120 42045040-120 42045060-120 42045080-120 42045100-120 42045120-120 42045150-120 5.0* 42050020-120 42050030-120 42050040-120 42050060-120 42050080-120 42050100-120 42050120-120 5.5 42055020-120 42055030-120 42055040-120 42055060-120 42055080-120 42055100-120 42055120-120 42055150-120 42055180-120 42055200-120 6.0* 42060020-120 42060030-120 42060040-120 42060060-120 42060080-120 42060100-120 42060120-120 42060150-120 6.5 42065020-120 42065030-120 42065040-120 42065060-120 42065080-120 42065100-120					DM000640717 DM000640725 DM000640766 DM000640707 DM000640714 DM000640721 DM000640783 DM000640724 DM000640768 DM000640773 DM000640763 DM000640713 DM000640772 DM000640789 DM000640762 DM000640757 DM000640739 DM000640752 DM000640744 DM000640732 DM000640728 DM000640726 DM000640787 DM000640785 DM000640770 DM000640723 DM000640761 DM000640706 DM000640755 DM000640779 DM000640791 DM000640760 DM000640746 DM000640740 DM000640767 DM000640782 DM000640747 DM000640722 DM000640733 DM000640709 DM000640718 DM000640745 DM000640759 DM000640764 DM000640720 DM000640778 DM000640738 DM000640729 DM000640750 DM000640756 DM000640727 DM000640748 DM000640730 DM000640769 DM000640715 DM000640712 DM000640731 DM000640716 DM000640784 DM000640786 DM000640710 DM000640790 DM000640749 DM000640736 DM000640751 DM000640765
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

				42065100-120 42065120-120 42065150-120 42065180-120 42065200-120 7.5 42075020-120 42075030-120 42075040-120 42075060-120 42075080-120 42075100-120					
				SUA	Abbott				
33100 000-1	202	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Ghid periferic ocluzii cronice puternic calcificate	Victory 0.018`` H74939232300120 H74939232300180 H74939233300250 H74939233300300 0.014`` H74939230300120 H74939230300180 H74939231300250 H74939231300300	SUA	Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 12-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Indicat la pagina 6 și 7 din broșura atasata la lot.	DM000462747 DM000462738 DM000462736 DM000462744 DM000462746 DM000462742 DM000462735 DM000462739 DM000462745 DM000462740 DM000462743 DM000462748 DM000462741 DM000462749 DM000462737

33100 000-1	208	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta Biolimus	BioMatrix Alfa BMX6-2209 - xxxx - BMX6-4029 Toate din Brosura	Switzerland	Biosensor	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pîna la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pîna la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta și alte dimensiuni)	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus polimer biodegradabil. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile de la 2.25 pîna la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 9 pîna la 36 mm. (suplimentar la cele obligatorii se va accepta si alte dimensiuni)	DM000357838, DM000357863 DM000357855,DM000357851, DM000357840,DM000357835 DM000357827,DM000357846, DM000357847,DM000357830, DM000357852,DM000357828 DM000357829,DM000357834, DM000357833,DM000357854, DM000357845,DM000357857 DM000357839,DM000357837, DM000357858,DM000357832, DM000357831,DM000357850 DM000357849,DM000357842 DM000357859,DM000357843, DM000357841,DM000357862, DM000357836,DM000357826 DM000357860,DM000357861, DM000357848,DM000357844 DM000357856,DM000357853
33100 000-1	231	Microsfere	Microsfere	Embosphere® Microspheres S210GH, S220GH S410GH, S420GH S610GH, S620GH S810GH, S820GH S1010GH,S1020GH S020GH, S120GH	SUA	BIOSPHERE MEDICAL , Distribuitor Merit Medical	Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile.	Microsfere biocompatibile din acrylic polimer. Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile 20- 33% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile preincarcate de 20 ml, unde - 2 ml microsfere si 4 ml solutie salina. Microsfere codate pe culori: Portocaliu: microsfere 40-120 micrometri Galben: microsfere 100-300 micrometri Albastru: microsfere 300-500 micrometri Rosu: microsfere 500-700 micrometri Verde: microsfere 700-900 micrometri Violet: microsfere 900-1200 micrometri. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,038" pentru toate mărimile.	DM000305960,DM000305965 DM000305971,DM000305966 DM000305963,DM000305969 DM000305961,DM000305964 DM000305967,DM000305962 DM000305968,DM000305970 DM000305972,DM000305973
33100 000-1	239	Cateter Ghid Neurovascular Cu VarfFlexibil	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil	ENVOY ghid cateter 67025090, 55625090 ,77825290 67025200B,77825200 B, 77825890B 77826090, 55625800, 77825690 55625690, 55626090, 77825490B 67026000, 55625600, 67025000 77825690B, 77824890B,67025690 B 77826090B, 67026000B, 55625400 67025290B, 67025200, 77825600 77825490, 67025290, 67025690 77824890, 77825800, 55626000 ,77825890 55625890, 77826000B 77825290	SUA	Common	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F Disponibil cu lumen intern de: 0.056" (5F), 0.070" (6F), 0.071" Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi de 90, 100 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1 6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior	Cateter Ghid Neurovascular Cu Varf Flexibil Diametre externe disponibile: 5F, 6F, 7F Disponibil cu lumen intern de: 0.056" (5F), 0.070" (6F), 0.071" Cateterul de 6F acces distal prevazut cu o parte distala foarte flexibila de 8cm, varf moale Cateterul de 6F acces distal disponibil si cu raforsare suplimentara pe portiunea distala, pentru a oferi sustinere cu 27% mai mare la bifurcatia arterei carotide comune Lungimi de 90, 100 cm Disponibil in urmatoarele curburi: 5F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1 6F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 7F: Straight, MPD, MPC, Cerebral Modified (Burke), Headhunter 1, Simmons 2 Varf rdioopac si moale cu tehnologie BRITE TIP pentru vizibilitate excelenta, compatibil cu ≤0,035" Acoperire interioară cu PTFE si hidrofilica la exterior	DM000753924 , DM000753936, DM000753899 DM000753917, DM000753912, DM000753905 DM000753889, DM000753935, DM000753891, DM000753918, DM000753931, DM000753930 DM000753909, DM000753919, DM000753933 DM000753925, DM000753903, DM000753907 DM000753915, DM000753901, DM000753932 DM000753893, DM000753934, DM000753902 DM000753911, DM000753890

				77826000 B, 77826000 77825200, 67025890, 77825400B, 67025400, 67025490 67025800 77825800B 77824800B, 55625000, 77825600B, 77825400, 67026090B 55625490 , 67025600, 77824800 67125895DB, 67125805DB, 67125895D 67126005DB, 67126005D, 67126095D 67125605D, 67126095DB, 67125805D 67125605DB , 67125695DB				DM00075390 , DM000753922, DM000753910, DM000753927 DM000753926, DM000753923 , DM000753906 DM000753908 , DM000753937 , DM000753904 DM000753898 , DM000753913 , DM000753896 DM000753938 , DM000753921, DM000756753 DM000756754, DM000756747, DM000756752 DM000756746, DM000756745, DM000756750 DM000756751, DM000756748, DM000756756	
33100 000-1	242	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	Dispozitiv autoexpandabil de revascularizare intracraniana	EMBOTRAP™ III ET307522 ET307537 ET307645	Irlanda	Neuravi Ltd /Johnson & Johnson Medica	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana, indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. Structura dispozitivului: - zona exteriora formata din coşuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii - zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii - zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii şi previne re-embolizarea distală, acţionând ca un filtru Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului): - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil - cate 4 markeri pe fiecare coş, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic - 2 markeri proximali - 3 markeri distali Dimensiuni disponibile: - diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm) - diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm) - diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime Marcaj CE	Dispozitiv recuperabil, autoexpandabil conceput pentru extragerea trombilor si revascularizare intracraniana, indicat pana la 3 reutilizari. Structura 3D din nitinol dublu-stratificat, ce permite fixarea trombului prin intrepatrundere, cu compresie minima pe tromb si revascularizarea rapida a vasului. Structura dispozitivului: - zona exteriora formata din coşuri articulate cu celulă deschisă, care servesc la angrenarea trombului si ghidarea lui către structura interioară; asigura apozitia la peretele vasului in timpul recuperarii - zona interioară, un canal cu celule inchise in care este securizat si fixat trombul in timpul recuperarii - zona distala, o plasa cu celule inchisa care mentine controlul asupra trombului in timpul recuperarii şi previne re-embolizarea distală, acţionând ca un filtru Marcaje radioopace (intre 13 - 21 markeri in functie de lungima dispozitivului): - varf flexibil radioopac de 4mm - portiune proximala de 20 mm, radioopaca, sub forma de coil - cate 4 markeri pe fiecare coş, pentru pozitionare precisa sub control radioscopic - 2 markeri proximali - 3 markeri distali Dimensiuni disponibile: - diametru 5mm, lungime utila 22 mm (lungime totala 34 mm) - diametru 5mm, lungime utila 37 mm (lungime totala 49 mm) - diametru 6.5 mm, lungime utila 45 mm (lungime totala 57 mm) Indicat pentru vase cu diametrul de la 1.5 mm la 6.5 mm Compatibil cu microcateter cu dimetru intern de 0.021" si maxim 155 cm lungime	DM000754048 DM000754049 DM000754050
33100 000-1	247	Ghid coronarian pentru recanalizare	Ghid coronarian pentru recanalizare	Gladius MG AP14R023P AP14R323P Gladius EX14 AP14R025S AP14R325S AP14R025P AP14R325P	Japonia	Asahi	Dimensiunile trebuie sa fie de 0.014" Lungimea sa fie de 190 cm,200 cm sau 300 cm Material otel inoxidabil raanforsat cu 12 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Material otel inoxidabil raanforsat cu 8.5 cm sau 11 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Acoperire hidrofilica, Slip Coat 41 cm sau 50 cm Acoperire polimer 41 cm Incarcatura varfului sa fie de maxim 3.0 gf Varf poate fi drept , J sau preformat special Varf radiopac 3 cm distal Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului, oferind de 10 x mai mult torque	Dimensiunile trebuie sa fie de 0.014" Lungimea sa fie de 190 cm,200 cm sau 300 cm Material otel inoxidabil raanforsat cu 12 cm de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Material otel inoxidabil raanforsat cu 8.5 Pagina 1 Gladius MG cm sau 11 cm P de spirale Acoperirea ghidului este hibrida polimer si hidrofilic Acoperire hidrofilica, Slip Coat 41 pagina 1 Brosura Gladius MG cm sau 50 cm Pagina 2 Gladius EX14 Acoperire polimer 41 cm Incarcatura varfului sa fie de maxim 3.0 gf Varf poate fi drept , J sau preformat special Varf radiopac 3 cm distal Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului, oferind de 10 x mai mult torque	DM000462711 DM000462712 DM000462721 DM000462722 DM000462719 DM000462720

33100 000-1	249	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate	ASAHI Gaia series (First, Second, Third) AHW14R007P AHW14R307P AHW14R008P AHW14R308P AHW14R011P AHW14R311P	Japonia	Asahi	Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau 2, 4 si 6 gf Lungime de 190, 300 cm Diametru extern la varianta 2.0 gf varf de 0.27” Diametru extern la varianta 4.0 gf varf de 0.30” Diametru extern la varianta 6.0 gf varf de 0.30” Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011” si 0.012” la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 ° la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	Ghid coronarian CTO in leziuni calcificate Ghid cu varf „tapperd” (subtiat) pentru posibilitatea selectarii si traversarii microcanalelor intracoronariene, micro con. Pagina 2 din Brosura invelis de polimer care asigura lubrificare si traversare adecvata in vase tortuoase Pagina 4 Greutate varf 1,7g, 3.5g, 4.5g sau Lungime de 190, 300 cm Pagina 4 Segment radiopac la varf 15 cm Lungime invelis hidrofilic de 40 cm Slip Coat Material otel inoxidabil raanforsat cu 15 cm de spirale Diametru distal subtiat de la 0.014” la 0.010”, 0.011” si 0.012” la varf Varf Micro con preformat de 1 mm, unghi de 45 ° la toate versiunile Ultima tehnologie Xtrand Spirala Tehnologie „rope coil” pentru responsivitate optima a ghidului	DM000462709 DM000462703 DM000462705 DM000462704 DM000462699 DM000462706 DM000462708 DM000462701 DM000462702 DM000462700 DM000462710
33100 000-1	279	Cateter de suport	Cateter de suport	Rubicon H74939240035091, H74939239018091, H74939240035061, H74939240035151, H74939212014131, H74939239018151, H74939240035131, H74939212014151, H74939239018131	SUA	Boston Scientific	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014”, 0,018” si 0,035” Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018” Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035” - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035”	Cateter suport compatibil cu ghid de 0,014”, 0,018” si 0,035” Profil de intrare in leziune foarte ingust, de 0.018” Diametru profil de intrare: 1.4, 1.7, 2.84F Compatibil cu teaca de 4Fr si 5Fr Lungimi de lucru disponibile: 65, 90, 135 si 150cm Varf conic Dimetru proximal Shaft: 3.4, 4.0, 5.1F Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035” - cea mai buna patrundere din categoria sa, designul varfului robust al cateterului maximizeaza forta de impingere Cateterul este acoprit hidrofilic tip Bioslide Are shaft transparent faciliteaza traversarea ocluziilor stranse si vascularizarii dificile Prezinta 3 markeri radioopaci: distantati la 15mm pentru cateterul cu progil de 0,018” si 0,014” si distantati la 50mm pentru cateterul cu profil de 0,035”	DM000462757, DM000462753, DM000462756, DM000462759, DM000462751, DM000462755, DM000462758, DM000462752, DM000462754,
33100 000-1	296	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis	EMBOTRAP™ III ET307522 ET307537 ET307645	Irlanda	Neuravi Ltd /Johnson & Johnson Medica	Structura din Nitinol, impletita de tip “cos”. Prevazut cu 2 sau 3zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului .Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm	Structura din Nitinol, impletita de tip “cos”. Prevazut cu 2 sau 3zone de colectare a trombilor de diferite forme. Varful distal maleabil, forma conica, realizat dintr o spirala platina pozitionata pe un miez de Nitinol. Varful distal sa fie inchis pentru a nu permite iesirea trombului din interiorul stentului in timpul retragerii dispozitivului. Sa existe cel putin 3 modele de dispozitiv care sa acopere diametrul vaselor in intervalul 2.0- 5.5 mm si lungimi cuprinse intre 22 si 37mm. Sa fie compatibil cu fir de ghidare de minim 180 cm, confectionat din Nitinol, care sa fie prevazut cu cel putin 10 benzi fluorescente, pozitionate la un centimetru distanta una de cealalta. Compatibil cu microcatheter 0,021 pentru diametrele 4-4.5 mm si 0.027 pentru diamtreul 5.5mm	DM000754048 DM000754049 DM000754050

33100 000-1	298	Balon Shockwave pentru artere periferice calcificate cronic cu ultrasunete	Balon Shockwave pentru artere periferice calcificate cronic cu ultrasunete	SHOCKWAVE M5+ M5PIVL3560 M5PIVL4560 M5PIVL5560 M5PIVL6560 M5PIVL8060 M5PIVL4060 M5PIVL5060 M5PIVL6060 M5PIVL7060 SHOCKWAVE S4 S4IVL2540 S4IVL3040 S4IVL3540 S4IVL4040	SUA	Shockwave Medical Inc.	Configuratie consola Artere Periferice a-generator IVL b-catetere IVL-balon pentru proceduri de litotritie a arterelor periferice c-cabluri de conectare IVL si alte accesorii necesare procedurii A. sa fie prevazut cu generator IVL, echipat cu baterii Litiu-ion reincarcabile, tensiune nominala 14.4V, 6.6Ah, timp de incarcare maxim 12 ore, 12p/incarcare, sa prezinte 1-4 canale emitoare, in functie de cateter, durata pulsatiei sa fie de aproximativ 1 microsecunda, frecventa puls sa fie de 1, 2, 4 Hz in functie de modelul de cateter conectat, sa aiba iesire voltaj 1.000-3.000V peak to peak (varf-varf). B. Catetere IVL-balon pentru proceduri de litotritie a arterelor periferice: sa aiba diametre de 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm cu lungime de 60mm, tehnologia IVL sa fie litotritie a arterelor periferice, expandarea balonului sa se faca la 4atm, pentru un transfer eficient de energie, 30 pulsatii/ciclu, 300 number total de pulsatii, teaca compatibila : 6F, 7F . c. Cabluri conectare IVL: cabluri si alte accesorii necesare pentru functionarea in conditii optime a Consolei pentru litotritie a arterelor periferice	Balon Shockwave pentru artere periferice calcificate cronic cu ultrasunete Configuratie consola Artere Periferice a-generator IVL - generatorul nu poate fi livrat cu titlu gratuit pentru această cantitate de catetere periferice. Generatorul poate fi oferit in comod, tot odata mentionam ca generatorul pentru Interventii coronare și periferice este același. Beneficiarul are deja generatorul oferit. b-catetere IVL-balon pentru proceduri de litotritie a arterelor periferice c-cabluri de conectare IVL si alte accesorii necesare procedurii A. sa fie prevazut cu generator IVL, echipat cu baterii Litiu-ion reincarcabile, tensiune nominala 14.4V, 6.6Ah, timp de incarcare maxim 12 ore, 12p/incarcare, sa prezinte 1-4 canale emitoare, in functie de cateter, durata pulsatiei sa fie de aproximativ 1 microsecunda, frecventa puls sa fie de 1, 2, 4 Hz in functie de modelul de cateter conectat, sa aiba iesire voltaj 1.000-3.000V peak to peak (varf-varf). B. Catetere IVL-balon pentru proceduri de litotritie a arterelor periferice: sa aiba diametre de 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm cu lungime de 60mm, tehnologia IVL sa fie litotritie a arterelor periferice, expandarea balonului sa se faca la 4atm, pentru un transfer eficient de energie, 30 pulsatii/ciclu, 300 number total de pulsatii, teaca compatibila : 6F, 7F . c. Cabluri conectare IVL: cabluri si alte accesorii necesare pentru functionarea in conditii optime a Consolei pentru litotritie a arterelor periferice. Pentru Arterele periferice sunt 2 tipuri de baloane 1 tip M5IVL3560 M5+ sunt destinate arterelor iliace 2 tip S4IVL2540 S4 sunt destinate arterelor sub genunghi	Urmează să fie înregistrat
33100 000-1	307	Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer							DM000343889 DM000343887 DM000343940 DM000343888 DM000343892 DM000343885 DM000343922 DM000343935 DM000343931 DM000343886 DM000343880 DM000343900 DM000343926 DM000343898 DM000343883 DM000343890 DM000343902 DM000343925 DM000343909 DM000343912 DM000343941 DM000343921 DM000343899

			Stenturi coronariene cobalt crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer	Xience Pro S 1508225-08 1508xxxdiametru-xxlungimea	SUA	Abbott	Material Aliaj Cobalt Crom L-605 . Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinică a ratei de tromboza tardivă foarte mică. Restenoza mică prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubțire. Lipsa de scurtare la etapa dilatării maximeale, fără deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Material balon: Pebax. Lungimi 8-38mm pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft 140-145 cm.	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Material din aliaj Platina/Cobalt Crom L-605. Compatibil RMN . Substanta active-EVEROLIMUS >1 µg/mm2. Dovada clinică a ratei de tromboza tardivă foarte mică. Restenoza mică prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubțire. Lipsa de scurtare la etapa dilatării maximeale, fără deplasare a marginii stentului de la marker in dimpul expandarii. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Lungimi 8-38mm. pentru toate diametrele existente. Diametre de la 2,0-4,0 mm cu posibilitate de postdilatare cu pina la 1,75 mm de la diametrul initial. Lungime shaft obligatorii 140-145 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Suplimentar Xience Pro 48 lungimile 48 diametrul 2,5;2,75;3,0;3,5. Pagina 2 din CE sau Brosura pentru Xience Pro X doar lungimile 48.	DM000343893 DM000343891 DM000343933 DM000343910 DM000343895 DM000343911 DM000343896 DM000343881 DM000343937 DM000343894 DM000343938 DM000343884 DM000343929 DM000343897 DM000343939 DM000343908 DM000343924 DM000343928 DM000343915 DM000343914 DM000343927 DM000343882 DM000343917 DM000343923 DM000343942 DM000343919 DM000343904 DM000343903 DM000343913 DM000343905 DM000343943 DM000343932 DM000343930 DM000343934 DM000343907 DM000343918 DM000343906 DM000343916 DM000343936 DM000343901 DM000343920 Suplimentar PRO 48 DM000196280 DM000196281 DM000196279 DM000196282
				Suplimentar Xience Pro 48 doar lungimile 48 1017275-48 1017300-48 1017250-48 1017350-48					
33100 000-1	322	Sistem de protecție embolică	Sistem de protecție embolică	FILTERWIRE EZ™ EMBOLIC PROTECTION SYSTEMS H749201051900 H749201003990 H749201004000 H749201005300	SUA	Boston Scientific	Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 micrometri , vârf spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid PTFE de 0.014" compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042") , profil de recuperare F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052") si profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm	Sistem de protecție embolică , filtru din poliuretan cu pori de 110 micrometri , vârf spiralizat radiopac , orificiul filtrului este radiopac din nitinol cu brat de suspensie. ghid PTFE de 0.014" compatibil cu cateter ghid de 6F, lungime shaft 190 si 300 cm , profil de trecere 3.2 F (1.1 mm, 0.042") , profil de recuperare F 4.3 / 0.056 inch/ 1.42 mm , diametrul vasului de referință 3.5 mm – 5.5 mm. optional se poate de comandat teacă de recuperare a vârfului îndoit cu profil de trecere 4.0 F (1.3 mm, 0.052") si profil de recuperare F 4.0 / 0.053 inch / 1.33 mm	DM000372895 DM000372893 DM000372894 DM000372896

33100 000-1	339	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	Victory 0.018'' H74939232300120 H74939232300180 H74939233300250 H74939233300300 0.014'' H74939230300120 H74939230300180 H74939231300250 H74939231300300	Irlanda	LAKE REGION MEDICAL LIMITED distribuitor ul marcii Boston Scientific	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 15-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni).	Cerinte obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe si intens calcificate in vasculatura periferica. Acoperire hidrofilică. Vârful cu un profil de penetrare înalt. Încărcături variate ale varfului, sa cuprinda intervalul 12-30 gf. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Configurație vârf - drept. Cerinte minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni) Dimensiuni obligatorii Diametre disponibile : de 0.014" si 0.018". Lungime: 300 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Indicat la pagina 6 și 7 din broșura atasata la lot.	DM000462750 DM000462747 DM000462738 DM000462736 DM000462744 DM000462746 DM000462742 DM000462735 DM000462739 DM000462745 DM000462740 DM000462743 DM000462748 DM000462741 DM000462749 DM000462737
33100 000-1	349	Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare	Dispozitiv de închidere a accesului arterial femural cu diametru mare	Proglide 12673-05	SUA	Abbott	Dispozitiv biomecanic de închidere vasculară conceput special pentru închiderea locului de acces arterial femural cu diametru mare de la 12Fr – 25 Fr. Disponibil în dimensiuni de 14 Fr. și 18 Fr. Reduce timpul de hemostază fără pre-inchidere, utilizând proprietățile de coagulare ale collagenului pentru o hemostază rapidă ce promovează vindecarea vaselor. Blocare radiopacă, indicii vizuale și auditive, ancoră tip „ sandwich” și collagen resorbabil la locul de acces. Simpla rotație a pârghiei eliberează ancora, iar retragerea din arteră poziționează collagenul. Designul over-the-wire facilitează amplasarea dispozitivului pe parcursul implementării.	Dispozitiv biomecanic de închidere vasculară conceput special pentru închiderea locului de acces arterial femural cu diametru mare de la 12Fr – 25 Fr. Disponibil în dimensiuni de 14 Fr. și 18 Fr. Reduce timpul de hemostază fără pre-inchidere, utilizând proprietățile de coagulare ale collagenului pentru o hemostază rapidă ce promovează vindecarea vaselor. Blocare radiopacă, indicii vizuale și auditive, ancoră tip „ sandwich” și collagen resorbabil la locul de acces. Simpla rotație a pârghiei eliberează ancora, iar retragerea din arteră poziționează collagenul. Designul over-the-wire facilitează amplasarea dispozitivului pe parcursul implementării.	DM000462953

Nume,Prenume: Ion Vlas In calitate de : Expert Achizitii publice

Adresa : : RM, Mun. Chisinau, str. Tudor Strisca 30