

**Specificații tehnice**

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1764947312369 din 15.12.2025

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.34)

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumire Lot                       | Denumirea poziției                 | Modelul articolului | Țara de origine | Produceătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Specificația tehnică propusă de operatorul economic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | standarde de referință |
|------------|---------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 33100000-1 | 2       | Sistem de incubare a microplăcilor | Sistem de incubare a microplăcilor | IB-10HL             | China           | Allsheng      | <p>Domeniul de utilizare<br/>Laborator de genetică moleculară, pentru etapa de hibridizare și captură a probelor ADN, protocoale NGS</p> <p>Parametru Specificația<br/>Tipul sistemului Amplasat pe masă</p> <p>Acuratețea temperaturii <math>\pm 0.5</math> °C</p> <p>Intervalul de setare a temperaturii + 5 - +99 °C</p> <p>Capac cu încălzire Da, pentru evitarea condensării</p> <p>Posibilitate de ajustare a temperaturii Da, manual sau protocoale presetate ce pot fi modificate</p> <p>Consumabile compatibile</p> <p>Microplăci de tip DeepWell</p> | <p>Domeniul de utilizare<br/>Laborator de genetică moleculară, pentru etapa de hibridizare și captură a probelor ADN, protocoale NGS</p> <p>Parametru Specificația<br/>Tipul sistemului Amplasat pe masă</p> <p>Acuratețea temperaturii <math>\pm 0.5</math> °C (IB-10HL brochure, pag.10)</p> <p>Intervalul de setare a temperaturii +5 °C~105°C (IB-10HL brochure, pag.10)</p> <p>Capac cu încălzire Da (Lid's temperature range +5 °C~105°C IB-10HL brochure, pag.10), pentru evitarea condensării</p> <p>Posibilitate de ajustare a</p> |                        |

|  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>cu volum de 0.8 ml, de 96 de godeuri</p> <p>Sursă de alimentare</p> <p>Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz</p> <p>Tip fir de alimentare Shuko Training</p> <p>Training pentru utilizator Da, prezentare generală, pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică</p> <p>Training pentru ingineri Da, Testarea performanței, mentenanța periodică</p> <p>Documente</p> <p>Manual de utilizare Română</p> <p>Manual de deservire Română sau Engleză</p> <p>Logistică</p> <p>Transportare la locul solicitat Da</p> <p>Instalare și darea în exploatare Da</p> <p>Testare Da</p> <p>Garanție</p> <p>Perioadă Minim 2 ani</p> <p>Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică.</p> | <p>temperaturii Da, Da (<i>Lid's temperature range .+5 °C~105°C IB-10HL brochure, pag.10</i>) manual sau protocoale presetate ce pot fi modificate (B-20HL has powerful software function (<i>software function of PCR instrument</i>) - <i>Can independently set/display module temperature, constant temperature time, thermo lid temperature (thermo lid temperature can be closed)</i> - 9 programs can be preset, 9 programs can run in cycles, the number of cycles is 99 - Connection function, 99 cy)</p> <p>Consumabile compatibile</p> <p>Microplăci de tip DeepWell cu volum de 0.8 ml, de 96 de godeuri Da (<i>pentru majoritatea tipurilor de DeepWell plate cu 96 godeuri , Declaratie de la producator, IB-10HL brochure, pag.10 )</i></p> <p>Sursă de alimentare</p> <p>Tensiune de alimentare 220V, 50 Hz (<i>AC100~240 V, 50/60 Hz, 120 W, IB-10HL brochure, pag.10</i>)</p> <p>Tip fir de alimentare Shuko - Da</p> <p>Training</p> <p>Training pentru utilizator Da, prezentare generală,</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | <p>pregătirea de lucru, operarea dispozitivului, mentenanța zilnică</p> <p>Training pentru ingineri Da,</p> <p>Testarea performanței, mentenanța periodică Da</p> <p>Documente</p> <p>Manual de utilizare Română</p> <p>Manual de deservire Română sau Engleză</p> <p>Logistică</p> <p>Transportare la locul solicitat Da</p> <p>Instalare și darea în exploatare Da</p> <p>Testare Da</p> <p>Garanție</p> <p>Perioadă Minim 2 ani</p> <p>Efectuarea mentenanței periodice în garanție: De către furnizor, conform manualului de deservire tehnică.</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu\_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau