



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

## Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21610887 (MDA/T/GD/NCB-4) din 22.05.2026

Obiectul de achizitie: Digital Radiografic System (with vertical bucky stand)

SPECIFICATIE SOLICITATA		SPECIFICATIE OFERITA	DOCUMENTATIE
1	<b>Aplicare:</b> Pentru proceduri radiografice generale. Cu generator de minim 80kW, montare tub pe tavan, masă bucky flotanta cu miscare verticala și FPD fără fir.	<b>Model:</b> Vision C <b>Producator:</b> VISARIS LTD. <b>Tara:</b> Serbia <b>Nr. de inregistrare:</b> DM000373424  Optiune de 80kW Montare tub pe tavan, masă bucky flotanta cu miscare verticala și FPD fără fir	<b>Pag.20/5 „Sales Book”</b>
2	<b>Generator</b>		
	Tip:		
2.1	Invertor de înaltă frecvență controlat de microprocesor	Invertor de înaltă frecvență controlat de microprocesor	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Interval radiografic kV:		
2.2	Limita inferioară $\leq 40$ kV.	40 kV	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Limita superioară $\geq 150$ kV	150 kV	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Intervalul kV setat în trepte de 1kv	în trepte de 1kv	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Precizie kV + 5%	+ 5%	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Intervalul radiografic mA:		
2.3	Limita inferioară $\leq 10$ mA.	10 mA	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Limita superioară $\geq 1000$ mA, minim 35 de pași de ajustări mA.	1000 mA, 41 de pași de ajustări mA.	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Intervalul mAs radiografic:		
2.4	Limita inferioară $\leq 0,5$ mAs.	0,1 mAs	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Limita superioară $\geq 800$ mAs, minim 65 de pași de ajustări mAs.	1000 mAs, 69 de pași de ajustări mAs.	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Interval expunere:		
2.5	0,001-10 secunde	1-10.000 ms	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Putere kW:		
2.6	Puterea generatorului $\geq 80$ kW.	Optiune de 80kW	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Controlul expunerii:		
2.7	Control automat al expunerii	Control automat al expunerii	<b>Pag.20 „Sales Book”</b>
	Program anatomic:		
2.8	Cel puțin 245 programe anatomice. Posibilitate de a modifica parametrii prestabiliți.	Numar nelimitat de programe anatomice cu posibilitate de a modifica parametrii prestabiliți.	<b>Pag.16 „Sales Book”</b>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Funcție de securitate (autentificare prin parolă) pentru modificări neautorizate	Optiune inclusa	<b>Pag.17 „Sales Book”</b>
	Funcția pas automat trece automat la pasul următor din Programul anatomic când expunerea anterioară este terminată.	Funcția -Auto Advance Worklist	<b>Pag.16 „Sales Book”</b>
	Direcția radiografiei este afișată pe afișaj.	Direcția radiografiei este afișată pe afișaj.	<b>Pag.16 „Sales Book”</b>
	Panou de control:		
2.9	Panoul de control pentru starea de expunere, setarea parametrilor, APR, afișarea erorilor	Panoul de control pentru starea de expunere, setarea parametrilor, APR, afișarea erorilor	<b>Pag.16 „Sales Book” Pag.40 „User Manual”</b>
	Sistem de indicare a supraîncărcării pentru tubul cu raze X, Interblocare de siguranță pentru a preveni expunerea la raze X dacă;	Emergency Stop Button	<b>Pag.10 „Sales Book” Pag.8 „User Manual” Pag.45 „User Manual”</b>
	i. Anodul nu se rotește	Anodul nu se rotește	<b>Pag.50 „Service Manual”</b>
	ii. Filamentul nu se încălzește	Filamentul nu se încălzește	<b>Pag.47 „Service Manual”</b>
	iii. Caldura anodica este depasita	Caldura anodica este depasita	<b>Pag.50 „Service Manual”</b>
	Ajustare cu o singură atingere	Ajustare cu o singură atingere	<b>Pag.57 „User Manual” Pag.25 „Service Manual”</b>
	i: Min.3 tipuri de dimensiunea corpului pacientului	Posibilitatea de a alege dimensiunea corpului pacientului, de a introduce date pacient automat si manual	<b>Pag.16 „Sales Book” Pag.59 „User Manual”</b>
	ii. Dimensiunea focalizării	Dimensiunea focalizării	<b>Pag.15 „User Manual” Pag.66 „User Manual”</b>
	iii. Controlul sensibilității ecranului	Controlul sensibilității ecranului	<b>Pag.25 „Service Manual”</b>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Afişaj de stare codificat cu culori	Afişaj de stare codificat cu culori	<b>Pag.57-58 „User Manual”</b>
		Notă sonoră despre starea expunerii	Notă sonoră despre starea expunerii	<b>Pag.40 „User Manual” Pag.65 „User Manual”</b>
		Comutator de control manual:		
	2.10	Comenzi separate ale comutatorului manual cu iluminare color pentru pregătire și expunere	Comenzi separate ale comutatorului manual cu iluminare color pentru pregătire și expunere	<b>Pag.59 „User Manual”</b>
		Control Automat al expunerii	Control Automat al expunerii	<b>Pag.9 „User Manual”</b>
	2.11	Auto Exposure Control(Photo timer) ≥ 3 campuri.	Automatic exposure control AEC	<b>Pag.26 „Sales Book”</b>
<b>3</b>		<b>Tub Radiologic</b>		
	3.1	Anod:		
		Anod rotativ		<b>Pag.21 „Sales Book”</b>
		Viteza de rotație ≥9.000 rpm.	9.700 rpm	<b>Pag.21 „Sales Book”</b>
		Conținutul maxim de căldură anodic, ≥ 400 kHU	600 kHU/min	<b>Pag.21 „Sales Book”</b>
		Rata maximă de disipare a căldurii anodului ≥2.000 HU/s	140 kHU/min	<b>Pag.21 „Sales Book”</b>
	3.2	Focus:		
		Pata focala mica ≤ 0,6 mm, pata focala mare ≥ 1,2 mm.	0.6 / 1.2 mm	<b>Pag.21 „Sales Book”</b>
<b>4</b>		<b>Collimator</b>		
	4.1	Domeniu:		
		Forma câmpului, dreptunghiulară	Forma câmpului, dreptunghiulară	<b>Pag.23 „Sales Book”</b>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Câmp maxim, nu mai puțin de 400x400mm	480mm x 480mm	Pag.23 „Sales Book”
	Câmp minim, nu mai mare de 0,1x0,1 mm	0mm x 0mm	Pag.23 „Sales Book”
	rotația câmpului de expunere	rotația câmpului de expunere	Pag.23 „Sales Book”
4.2	Aprinde:		
	Indicator LUMINA PORNIT.	Indicator LUMINA PORNIT.	Pag.23 „Sales Book”
	Intensitatea medie de iluminare nu trebuie să fie mai mică de 160 lx.	160 - 220 lx	Pag.23 „Sales Book”
	Funcție de oprire automată	Funcție de oprire automată	Pag.23 „Sales Book”
	Sursa LED.	Sursa LED	Pag.23 „Sales Book”
4.3	Filtrare:		
	Filtrare inerentă, nu mai puțin de 0,9 mmAl eq.	Filtrare inerentă, de 1mm Al eq.	Pag.23 „Sales Book”
	Filtrul adăugat ar trebui să fie disponibil.	Filtrul adăugat disponibil.	Pag.23 „Sales Book”
5	<b>Suport Tub de raze X</b>		
5.1	Tip:		
	Montat pe tavan		Pag.7 „Sales Book”
5.2	Deplasare longitudinală:		
	≥4.0 m	Optiunea - 5360 mm	Pag.8 „Sales Book”
5.3	Deplasare transversală:		
	Ninim 2.5 m	Optiunea - 3450 mm	Pag.8 „Sales Book”
5.4	Deplasare verticală (de la podea până la focalizare):		
	400 mm până la 2.000 mm sau mai mult	2080 mm	Pag.7 „Sales Book”
	Blocare electromagnetică	Blocare electromagnetică	Pag.7 „Sales Book”
5.5	Rotirea tubului:		

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Axă orizontală, $\geq \pm 120$ de grade sau mai mult	150 grade	Pag.7 „Sales Book”
		Axa verticală a coloanei $\geq \pm 180$ de grade	180 grade	Pag.7 „Sales Book”
5.6		Afișaj SID:		
		Gama de afișare SID, minim 250 cm	300 cm	Pag.7 „Sales Book”
5.7		Panou de control:		
		Afișaj digital al SID și al unghiului tubului		Pag.7 „Sales Book”
		În poziție verticală, unghiul trebuie convertit în modul unghi vertical.	În poziție verticală, unghiul trebuie convertit în modul unghi vertical.	Pag.7-8 „Sales Book”
		Eliberare comutator de pe panoul de control	Eliberare comutator de pe panoul de control	Pag.34/54 „User Manual”
		Eliberare comutator și comutatorul lămpii colimatorului pe partea din spate	Eliberare comutator și comutatorul lămpii colimatorului pe partea din spate	Pag.42 „User Manual”
		Comutatoare de deblocare programabile de utilizator	Comutatoare de deblocare programabile de utilizator	Pag.7-8 „Sales Book”
5.8		Tracking vertical		
		Tracking vertical cu suportul bucky, la tubului de +90 de grade sau -90 de grade	Tracking vertical cu suportul bucky, la tubului de +90 de grade sau -90 de grade	Pag.7 „Sales Book”
		Tracking vertical cu masa bucky, când rotirea tubului este de 0 grade	Tracking vertical cu masa bucky, când rotirea tubului este de 0 grade	Pag.7 „Sales Book”
		Funcție de retragere automată	Funcție de retragere automată	Pag.7-8 „Sales Book”
6		<b>Masă</b>		
6.1		Tip:		
		Blat de masă flotant cu bază fixă și înălțime reglabilă	Blat de masă flotant cu bază fixă și înălțime reglabilă	Pag.12 „Sales Book”

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

6.2	Dimensiunea blatului mesei:		
	Lungime, minim 200cm	2.400 mm	Pag.12 „Sales Book”
	Latime, minim 80 cm	887 mm	Pag.12 „Sales Book”
6.3	Mișcarea de deasupra mesei:		
	Mișcare longitudinală, minim 110 cm	1200 mm (600+600)	Pag.12 „Sales Book”
	Mișcare transversală, minim 25 cm	300 mm (150+150)	Pag.12 „Sales Book”
	Mișcare verticală cu funcționare electrică, minim 30 cm	400 mm	Pag.12 „Sales Book”
	Înălțimea cea mai mică, maxim 55 cm	465 mm	Pag.12 „Sales Book”
	Funcția de oprire în poziția inițială	Funcția de oprire în poziția inițială	Pag.12 „Sales Book”
6.4	Sarcina maximă a pacientului:		
	minim 200 kg	300 kg	Pag.12 „Sales Book”
6.5	Dispozitivul Bucky		
	Distanța de mișcare a dispozitivului Bucky $\geq$ 35 cm	68 cm	Pag.12 „Sales Book”
	Dimensiuni 43 cm x 43 cm	460 × 460 mm	Pag.24 „Sales Book”
6.6	Funcția de îndepărtare a grilei:		
	Funcție de îndepărtare a grilei pentru uz pediatric	Funcție de îndepărtare a grilei pentru uz pediatric	Pag.14 /26 „Sales Book” Pag.35 „User Manual”
7	<b>Bucky Stand</b>		
7.1	Tip:		
	Stand contra-echilibrat montat pe perete.	Contra-echilibrat montat pe perete.	pag.10 „Sales Book”
7.2	Reglarea înălțimii:		



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Distanța dintre marginea superioară și podea Bucky, minim 70-200 cm	280mm – 1950mm	<b>pag.10 „Sales Book”</b>
	Mișcare verticală, minim 150 cm, blocare electromagnetica	1520 mm	<b>Pag.10 „Sales Book”</b>
7.4	Sistemul Bucky		
	Dimensiune 43 cm x 43 cm	460 × 460 mm	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	Tipul de încărcare (stânga sau dreapta) a detectorului poate fi selectat la instalare.	Tipul de încărcare (stânga sau dreapta) a detectorului poate fi selectat la instalare.	<b>Pag.10 „Sales Book”</b>
7.5	Grila detasabila	Grila detasabila	<b>Pag.26 „Sales Book”</b>
8	<b>Detector digital - minim 2, Wireless</b>	<b>LUMEN 4343W Premium</b>	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
8.1	Detector digital, Dimensiuni 43x43 cm	460 × 460 mm	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	Scintilator CsI	Premium CSI	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	Pixel Pitch $\leq 140\mu\text{m}$	139 $\mu\text{m}$	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	Rezoluție spațială 3,5 lp/mm	3.6 lp/mm	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	Pixel Matrix 3072 x 3072 pixeli	3032 x 3032 pixeli	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	Timp de achiziție a imaginii 3 s	3 s	<b>Pag.15 „Sales Book”</b>
	Rezistent la praf și apă IP67	IP68	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	16 biți	16 biti	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
	Scintilator CsI	Premium CSI	<b>Pag.24 „Sales Book”</b>
8.2	Statie de lucru pentru tehnician	<b>AVANSE Imaging Console</b>	<b>Pag.5 „Sales Book”</b>
8.3	Server PACS@Viewer, HDD minim 1 TB, minim 1 licenta de acces	Server PACS@Viewer, HDD minim 1 TB, minim 1 licenta de acces - <b>Inclus in oferta</b>	<b>Pag.15/16 „Sales Book”</b>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

8.4	Monitoare medicale, minim 2 MP, diagonala minim 21 inch	Monitoare medicale, 2 MP, diagonala 23 inch <i>Inclus in oferta</i>	Pag.15 „Sales Book”
9	<b>Accesorii obligatorii</b>		
9.1	Sticla cu plumb minim 1x0,8 m	Sticla cu plumb minim 1x0,8 m - <i>Inclus in oferta</i>	<i>Inclus in oferta</i>
9.2	Guler de protecție 2 unități	Guler de protecție 2 unități - <i>Inclus in oferta</i>	<i>Inclus in oferta</i>
9.3	Sort de protecție 2 unități	Sort de protecție 2 unități - <i>Inclus in oferta</i>	<i>Inclus in oferta</i>
9.4	Suport pe roți pentru (guler și șorț de protecție) cu cel puțin 5 agățătoare	Suport pe roți pentru (guler și șorț de protecție) cu cel puțin 5 agățătoare - <i>Inclus in oferta</i>	<i>Inclus in oferta</i>
10	<b>Documentație</b>		
10.1	Certificat CE de conformitate valabil, emis de un organism de evaluare a conformității notificat și inclus în baza de date NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) a Uniunii Europene. <a href="https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies">https://webgate.ec.europa.eu/single-market-compliance-space/notified-bodies</a>		„EC Certificate” „MDR Certificate”
10.2	<b>Declarație CE</b> de conformitate emisă în conformitate cu Directiva 93/42/CEE sau Regulamentul (UE) 2017/745, care face referire la Certificatul CE de conformitate prin indicarea		„EC Certificate” „MDR Certificate”



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piața D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		numărului acestuia sau a codului organismului notificat.		
	10.3	Certificat <b>ISO 13485</b> și/sau <b>ISO 9001</b> privind Sistemul de Management al Calității.		<b>„ISO 13485”</b> <b>„ISO 9001”</b>
	10.4	Conformitate cu standardele <b>EN 60601-1</b> și/sau <b>EN 60601-2-44</b> .		<b>„DoC”</b>
	11	<b>Condiții generale</b>		
	11.1	Manual(e) de utilizare care includ funcționarea tehnică și descrierea compartimentului software, în Română sau Rusă	Da, versiunea tradusă a manualelor de utilizare va fi prezentată la solicitare.	
	11.2	Manual de service, în engleză		<b>„Service Manual”</b>
	11.3	Toate componentele sistemului trebuie să fie noi (neutilizate), anul de fabricație <b>cel puțin 2025</b>	Toate componentele sistemului sunt noi (neutilizate), anul de fabricație <b>2026</b>	<b>„Visaris Declaration”</b>
	11.4	<b>Licență</b> pentru dreptul de a desfășura activități care implică utilizarea surselor de radiații ionizante (se va furniza o copie a licenței valabile)		<b>„Certificat ANRANR”</b> <b>„Visaris Declaration”</b>
	11.5	Produsul oferit de Participant trebuie să fie înregistrat în <b>Registrul de Stat al Echipamentelor Medicale și Dispozitivelor Medicale</b> și/sau pus în circulație în conformitate cu legislația din domeniul reglementării tehnice și evaluării conformității, așa cum este prevăzut de lege.	Număr de înregistrare: <b>DM000373424</b>	



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

11.6	Participantul trebuie să dețină autorizația producătorului (este necesară furnizarea documentelor relevante de la producător) - o scrisoare de garanție din partea producătorului că participantul este capabil să furnizeze echipamentul propus în cantitatea și în termenul specificate în documentația de licitație.		<b>„Visaris Declaration” „Manufacturer Declaration”</b>
11.7	Participantul trebuie să confirme, în documentația de licitație, că parametrii tehnici ai echipamentului oferit respectă cerințele medicale și tehnice, sub forma unor informații oficiale tipărite de la producător sau a unor instrucțiuni de utilizare cu un link către pagina relevantă din aceste documente.		<b>„Sales Book” „User Manual” „Service Manual”</b>
11.8	Prezența unui <b>centru de service</b> pe teritoriul Republicii Moldova. Furnizorii se angajează să ofere o descriere detaliată a serviciilor lor post-vânzare în Republica Moldova. Ofertantul trebuie să dispună de facilități de service cu personal tehnic calificat cel puțin în capitala Republicii Moldova - Chișinău. Aceste facilități, care vor funcționa direct sub autoritatea și responsabilitatea Furnizorului, vor putea efectua service-ul și repararea completă a echipamentelor, în măsura posibilului, fără returnarea acestora la producător și vor avea la dispoziție toate piesele de schimb necesare pentru		<b>„Visaris Declaration”</b>

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		reparații de rutină sau întreținere programată sau le vor putea procura în termen de cel mult paisprezece (14) zile de la notificarea solicitării.		
	11.9	<p><b>Serviciile de garanție și post-garanție</b> trebuie efectuate de către un inginer certificat (furnizați o copie a certificatului inginerului).</p> <p>Perioada de garanție a service-ului trebuie să fie de cel puțin <b>24 de luni</b> de la data semnării certificatului de punere în funcțiune.</p> <p>În perioada de garanție, se vor efectua toate serviciile de întreținere preventivă și corectivă recomandate de producător.</p>	<p><b>Serviciile de garanție și post-garanție</b> vor fi efectuate de către un inginer certificat.</p> <p>Perioada de garanție a service-ului este de de <b>24 de luni</b> de la data semnării certificatului de punere în funcțiune.</p> <p>În perioada de garanție, se vor efectua toate serviciile de întreținere preventivă și corectivă recomandate de producător.</p>	<p><b>„Visaris Declaration”</b>  <b>„Certificat Inginer”</b></p>
	12	<p><b>Piese de schimb</b></p> <p>Echipamentul trebuie să fie însoțit de o listă autorizată de accesorii și piese de schimb.</p>		<p><b>„Spare parts – price list”</b></p>
	13	<p><b>Servicii Conexe (Related Services):</b>          Instalare, Operare și/sau mentenanță, Training</p>	<p>Instalarea, Operarea și/sau mentenanța, Training – vor fi efectuate de catre un inginer calificat.</p>	<p><b>„Visaris Declaration”</b>  <b>„Certificat Inginer”</b></p>
	13.1	<p><b>Instalare</b></p> <p>Ofertantul trebuie să asigure instalarea echipamentului de către personal certificat sau calificat.</p>	<p>Instalarea va fi efectuată de către un inginer calificat.</p>	<p><b>„Visaris Declaration”</b>  <b>„Certificat Inginer”</b></p>



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.  
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova  
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11  
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

	Orice condiții prealabile pentru instalare vor fi comunicate beneficiarului în prealabil, fiind descrise în detaliu în scris.	Orice condiții prealabile pentru instalare vor fi comunicate beneficiarului în prealabil, fiind descrise în detaliu în scris.	
13.2	<b>Operare și/sau mentenanță</b>		
	Ofertantul va furniza un plan complet de întreținere. Costul planului de întreținere va fi definit și garantat pe durata perioadei de garanție.		<b>„Service Manual”</b>
13.3	<b>Training</b>		
	Instruirea personalului medical pentru operarea de întreținere de rutină a echipamentului (toate instrumentele din cadrul acestui Lot). Ofertantul va asigura instruirea utilizatorilor (inclusiv modul de utilizare și întreținere a echipamentului).	Instalarea, instruirea personalului medical pentru operarea de întreținere de rutină a echipamentului va fi efectuată de către un inginer calificat.	<b>„Visaris Declaration” „Certificat Inginer”</b>

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator  
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1