

АЛЬФАДЕЗ® окси
(готовое к использованию средство)



Упаковка

3 кан. по 5,0 л, крышка (емкостью 3,8л.)

ДВ: перекись водорода; надуксусная кислота

Антимикробная активность:

- **бактерии** включая возбудителей туберкулеза
- **вирусы**, включая Коксаки, ЕСНО, возбудителей полиомиелита, рота- и норовирусной инфекций, энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, гриппа, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов
- **патогенные грибы**
- **споры бактерий**

Преимущества:

- Совместимость с обрабатываемыми материалами
- Средство сохраняет свои свойства после заморозки и последующего оттаивания
- Возможность многократного использования (в течение 31 суток)
- Индикаторные полоски №50, №100

Назначение:

- **дезинфекция высокого уровня (ДВУ)** эндоскопов жестких и гибких;
- **стерилизация изделий медицинского назначения** из металлов, пластмасс, резин на основе каучука, стекла, в т.ч. хирургических и стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.

Режимы обработки (при 18° С):

ДВУ — 5 мин.

Стерилизация — 15 мин.