

Microglass R - A2 & A3

Indicație • * restaurări ale dinților primari și permanenți. * Confectionarea miezurilor pentru coroane.
* Indicată în special pentru tehnica ART (tratamentul atraumatic restaurativ) în stomatologia pediatrică, pacienții speciali și geriatria.

Ambalaj conținând 1 flacon cu 10g ionomer de sticlă alimentat în culori A2 sau A3, 1 flacon cu 8 ml soluție de acid poliacrilic,

1 lingură de măsurare în cristal de polipropilenă și instrucțiuni pentru profesionist.

Indicație * * restaurări temporare ale dinților primari și permanenți. * Fabricarea miezurilor pentru coroane.

* Indicată în special pentru tehnica art (tratamentul atraumatic restaurativ) în stomatologia pediatrică, pacienții speciali

și Geriatrie. Ambalaj care conține 1 flacon a 10 g pulbere de ionomer de sticlă în culorile A2 sau A3, 1 flacon a 8 ml de

soluție de acid poliacrilic, 1 lingură dozată în cristal de polipropilenă sau polistiren și instrucțiuni pentru profesionist.

MICROGLASS R - A2



CODE
CÓDIGO

10.022.003

polystyrene crystal and instructions for the professional.



Microglass F

Indicație: indicată pentru căptușeala cavității și pentru etanșarea șanțului.

Ambalaj conținând 1 flacon cu 10g sticlă pulbere, 1 flacon cu 8 ml poliacrilic soluție acidă, 1 lingură de măsurare în cristal de polipropilenă sau polistiren și instrucțiuni pentru profesionist.

Indicație: formarea cavității și pentru etanșarea canelurilor dentare. Ambalajul conținând 1 ambalaj cu 10 g pulbere de sticlă sonomer, 1 flacon cu 8 ml de soluție de acid poliacrilic, 1 lingură douăumplut în polipropilenă sau cristal de polistiren și instrucțiuni pentru profesionist.

MICROGLASS F



CODE
CÓDIGO

10.022.001

Microglass C

Indicație: este potrivit pentru cimentarea și fixarea coroanelor, podurilor, inlay-uri, onlay-uri, benzi ortodontice sau alte dispozitive. Fluiditatea este principala sa caracteristică, care permite așezarea adecvată a protezelor și ortodontice componente. Ambalaj care conține 1 flacon cu ionomer de sticlă 15g pulbere, 1 flacon cu 10 ml soluție de acid poliacrilic, 1 lingură de măsurare în cristal de polipropilenă sau polistiren și instrucțiuni pentru profesionist.

Indicație: este indicat pentru cimentarea și fixarea coroanelor, podurilor, piese protetice în general și aparate ortodontice. Ambalaj care conține 1 flacon cu ionomer de sticlă 15g pulbere, 1 flacon cu soluție de ionomer de sticlă 10ml acid poliacrilic, 1 lingură dozată în cristal de polipropilenă sau polistiren și instrucțiuni pentru profesionist.

MICROGLASS C



CODE
CÓDIGO

10.022.002

PHOSPORIC ACID 37%

Este indicat pentru gravarea smalțului
și dentină pentru a îmbunătăți aderența
materiale de restaurare a dinților.

01 cutie cu 3 seringi

2,5 ml și 3 aplicatoare sfaturi.

Este indicat pentru gravarea smalțului
și dentină pentru a îmbunătăți aderența
materiale de restaurare a dinților.

01 cutie conținând 3 seringi de

2,5 ml și 3 sfaturi pentru aplicare.

PHOSPORIC ACID 37%

ÁCIDO GRABADOR 37%



HYDROFLUORIC ACID 10%

Balsamul cu acid fluorhidric este utilizat pentru condiționarea internă și suprafețele exterioare ale ceramicii dentare (ceramică etchant). Acest lucru duce la o o mai mare retenție a ceramicii, creând o mai bună aderență cu rășinoase materiale, cum ar fi adezivi și cimenturi. Oferind rezistență la restaurare.

01 ambalaj care conține 1 seringi de 2,5 ml și 01 vârș.

Balsamul cu gel de acid fluorhidric este utilizat pentru gravare acidul suprafețelor interne și externe ale ceramicii dentare (ceramică condițional). Este indicat pentru gravarea acidă a ceramicii dentare, în restaurări indirecte cu sisteme adezive rășinoase și reparații restaurări ceramice cu compozite.

1 cutie conținând 1 seringă de 2, 5 ml și 1 vârș.

HYDROFLUORIC ACID 10%

ÁCIDO FLUORHÍDRICO 10%



MICROSIL COUPLING AGENT | AGENTE DE UNIÓN

Microsil este un silan utilizat ca agent esențial al Uniunii pentru creșterea adaosului chimic între materialele care conțin monomeri metacrilici și materiale anorganice (dentină aur email-compozit).

Microsil este un silan utilizat ca agent esențial de lipire pentru creșterea aderenței chimice dintre materialele care acestea conțin monomeri metacrilici și materiale anorganice (dentină sau smalț-rășină).

SILANE
SILANO



CODE
CÓDIGO

10.900.004

ADHESIVE AGENT | AGENTE ADHESIVO

Microbondul permite unirea dintre smalț /
dentină și materiale de restaurare, cum ar fi, de exemplu, compozit
cimenturi din rasini si rasini, piese protetice (coroane, incrustatii /
onlays, fațete) și compomeri.

Microbondul permite legătura dintre smalț / dentină și
materiale de restaurare, cum ar fi rășina

Cimenturi compozite și rășinoase, părți protetice (coroane,
inlay / onlays, fațete) și compomeri.

PHOTOPOLYMERIZABLE DENTAL ADHESIVE

ADHESIVO DENTAL FOTOPOLIMERIZÁVEL



CODE
CÓDIGO

10.900.001