



MIA06-S **RED LINE**

"4 MOTORS"

INTENSIVE CARE BED WITH
WEIGHING SCALE SYSTEM



Anahtar Özellikler / Key Features

- Karyola; sırt, ayak, yükseklik - alçaklık, trendelenburg ve ters trendelenburg hareketlerini motorlar sayesinde kontrol panelinden yapmaktadır.
- The bed's back, foot, up – down, trendelenburg movements can be adjusted by motors, using the control panel.
- Yükselme alçalma mekanizması yataklama içerisinde bulunan rulmanların ileri geri kayma hareketi ile gerçekleşir.
- The up down movement of the bed is supplied by back forward sliding movement the bearers.
- Karyolanın yatma yüzeyi çift cidarlı PP Plastik malzemeden oluşmaktadır.
- The sleeping surface of the bed is made of double-walled PP Plastic material.
- Karyolanın her iki tarafında Enjeksiyon PP-PE plastikten oluşan 4 adet korkuluk bulunmaktadır.
- The bed consists of 4 rails made from injection plastic at all sides of bed.
- Başucu hareketinde; yatağın toplanmaması ve hastaya rahatsızlık vermemesi için kayma sistemi bulunmaktadır.
- The bed head section movement; there is a system to avoid discomfort of the patient and prevent the collection.
- İhtiyaç halinde karyola Trendelenburg ve ters trendelenburg hareketini kumandadan tek tuş ile yapabilmektedir.
- Karyolanın ayakucu korkuluklarına gömülü trendelenburg açısının görülebileceği açı göstergeleri bulunmaktadır.
- The bed height, trendelenburg/reserve trendelenburg, footboard and headboard are all controlled electronically and there is an angle gauge in the side of the bed.
- Karyolanın sırt kısmında hiçbir şekilde boşluk bulunmamaktadır, hastaya CPR uygulamalarında sallanmamaktadır.
- The bed back side has no gaps at all. The patient does not swing when the CPR application is executed.
- Karyolanın alt bacak açısı ayarlı mekanizma sayesinde manuel olarak ayarlanabilmektedir.
- The bed foot segment angle can be controlled manually.
- Tek tuşla CPR, iskemle butonu, kardiyak, muayene pozisyonu ve yatağı düz konuma getirme işlemleri kontrol panelinden gerçekleştirilmektedir.
- The position of the bed can be returned to seat, cardiac, examining and normal bed position by one button CPR located on the control panel.
- Hasta baş korkuluklarının her biri üzerinde korkuluğun iç kısmına gömülü şekilde bir hasta baş korkuluğu klavyesi ve dış kısmına gömülü şekilde bir hasta bakıcı baş korkuluğu klavyesi bulunmaktadır. Aynı zamanda hemşire kontrol paneli ve el kumandasından da karyola hareketleri gerçekleştirilmektedir. Tüm kumandalar birbirinden bağımsız olarak çalışır. Korkuluk klavyelerinde dokunmatik ve aydınlatma özelliği bulunmaktadır.
- The nurse control panel is located on the side of the bed and is easily used by nursing staff. All the tasks can be performed by the control panel and, if required, the position on the bed can be locked and activated from the control pannel by staff. Scarecrow keyboards have touch and lighting features
- Yatağın merkezi fren sistemi, yatağın ayakucunda bulunan ve iki ayakucu tekerleği arasında uzanan metal çubuk şeklinde bir ayak pedalı tarafından kumanda edilmektedir.
- The casters adjustment pedal is located at the foot of the bed(Central Brake). The casters can be adjusted by this pedal.
- Karyolanın köşelerinde, çarpmalara karşı tampon tekerlekler bulunmaktadır. Bu tekerlekler kendi eksenini etrafında 360° dönebilen çarpmalarda duvarda iz bırakmayan özelliğindedir.
- There are revolving rubber dampers at each corner of the bed and the bed Casters can turn around 360°
- Karyolanın dört köşesine serum askısı takılabilmektedir. Serum askısı takma yerleri hastanın oturumuna gelmesi için tutunup kalkacağı aparatlarında takılacağı şekilde özel tasarımıdır.
- The IV poles can be hung at each corner of the bed. The IV poles' holes are specially designed as to allow other tools, which help the patient to cling as to seat, to be mounted easily.
- Karyolanın metal aksamı paslanmaya ve dış etkenlerden korunmaya karşı elektrostatik toz boya ile boyanmış 200°C de fırınlanmıştır.
- Each bed is made of metal parts which are painted with an electrostatic powder coating(200°C).
- Tekerlek ayaklarını örten PA06 plastikten kapak bulunmaktadır.
- There is a PA06 plastic cover covering the wheel feet.
- Karyolanın baş ve ayakucu başlıkları enjeksiyon PP-PE plastikten yapılmış, panellerin alt kısmında sağ ve sol taraflı kilit mekanizmasını çevirmek suretiyle çıkartılıp temizlenebilir özelliğinde tasarlanmıştır.
- The head and the foot side of the bed is made of injection PP – PE plastic. Meanwhile, the base panel can be easily mounted and dismounted when cleaned by means of locks located on the left and the right side of the bed.
- Baş ve ayakucu panellerindeki renkli yapıştırıcıların çabuk deforme olmaması açısından özellikli malzeme bulunmaktadır.
- The head and the foot side of the bed have colored stickers as to prevent quick deformation. There is also a steel plate at the base of the bed.

Teknik Özellikler / Technical Specifications

En	/ Width	: 103 cm
Boy	/ Length	: 220 cm
En (Yatma Yüzeyi)	/ Width (Lying Surface)	: 90 cm
Boy (Yatma Yüzeyi)	/ Length (Lying Surface)	: 195 cm
Sırt Açısı	/ Back Segment Angle	: 0-70°
Min-Max Yükseklik	/ Min-Max	: 37,5-81 cm
Ayak Hareket Açısı	/ Foot Segment Angle	: 0-45°
Trendelenburg	/ Trendelenburg	: 17°
Ters Trendelenburg	/ Reverse Trendelenburg	: 17°
Kaldırma Kapasitesi	/ Safe Maximum Load	: 250 kg
Net Ağırlık	/ Net Weight	: 150 kg
Brüt Ağırlık	/ Gross Weight	: 190 kg
Paket Ölçüleri	/ Shipment Dimension	: 108x230x70 cm

Standart Aksesuarlar / Standart Accessories

Hemşire Kontrol Paneli	/ Nurse Control Pannel
Batarya	/ Battery
Ayak Uzatma "15 cm"	/ Foot Cramp Support "15 cm"
Serum Askısı	/ Infusion Pole
Elektronik CPR	/ Electronic CPR
Manuel CPR	/ Manual CPR
Drenaj Askısı	/ Drainage Pole
Şilte	/ Mattress

Opsiyonel Aksesuarlar / Optional Accessory

El Kumandası	/ Hand Control Pannel
Yatak Çıkış Alarmı	/ Bed Exit Alarm
Tartı Sistemi	/ Weighing Scale "MIA06-SW"
X-Ray Kaset Yuvası	/ X Ray Apart



Şilte / Mattress



Teknik Destek / Technical Support



Sertifika ve Belgeler / Quality







