

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant <u>HAWK-I1</u> <u>SHENZHEN HAWK MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD,</u> <u>China</u>	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarmer Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de încărcare a bateriei Nivelul de ocluzie Evenimente ≥ 1000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1 - 1,200 ml/h Setarea prin incrementare începind cu 0.1 ml Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 3 ml/h Acuratețea infuziei $\leq 5\%$ Funcția bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1000 ml/h	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) Cod 130500 Descriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe de bază; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afișate LCD posibilitatea de ajustare a luminozității DA Alarmer DA Pag. 42 User Manual Rata DA Pag. 8 User Manual Volum infuzat DA Pag. 8 User Manual Timpul infuzat DA Pag. 8 User Manual Rata KVO DA Pag. 8 User Manual Nivelul de încărcare a bateriei DA Pag. 8 User Manual Nivelul de ocluzie DA Pag. 49 User Manual Evenimente 1000 DA Pag. 51 User Manual Istoria DA Pag. 51 User Manual Data, ora DA Pag. 13 User Manual Capacitatea pompei DA Pag. 8 User Manual Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml DA Pag. 8 User Manual Rata fluxului diapazon min. 0.1 - 1,200 ml/h DA Pag. 8 User Manual	CE/ DM000467635

Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunii de ocluzie maxime min. 4 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarmă sonoră obligatoriu Alarmă vizuală obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Alarmer și indicatori Ocluzie obligatoriu Nivelul presiunii de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie încorporată obligatoriu Durata de operare autonomă ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h Acesorii Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu	Setarea prin incrementare începând cu 0.1 ml DA Pag. 8 User Manual Regim de lucru KVO - menținerea venei deschise 0.1 - 20 ml/h DA Pag. 48 User Manual Acuratețea infuziei ± 5 % DA Pag. 7 User Manual Funcția bolus obligatoriu DA Pag. 8 User Manual Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1200 ml/h DA Pag. 8 User Manual Selectarea volumului infuzat obligatoriu DA Pag. 8 User Manual Selectarea ratei de infuzie obligatoriu DA Pag. 8 User Manual Calcularea dozei/medicament obligatoriu DA Pag. 38 User Manual Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu DA, Rate Mode, Pag. 7 User Manual Carcasa ermetizată pentru a preveni scurgerea de lichide în interiorul dispozitivului minim IP23 DA Pag. 8 User Manual Nivelul presiunii de ocluzie maxime 13 nivele DA Pag. 8 User Manual Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pînă la conectarea circuitului la pacient obligatoriu DA, Purge Pag. 8 User Manual Blocarea panoului de control obligatoriu DA Pag. 49 User Manual Alarmă sonoră obligatoriu DA Pag. 42 User Manual Alarmă vizuală obligatoriu DA Pag. 42 User Manual Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu DA Pag. 9 User Manual <u>Alarmer și indicatori</u> Ocluzie obligatoriu DA Pag. 43 User Manual Nivelul presiunii de ocluzie obligatoriu DA Pag. 8 User Manual Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu DA, Pag. 13 User Manual Bula de aer obligatoriu DA Pag. 42 User Manual Eroare de sistem obligatoriu DA Pag. 7 User Manual Set decuplat obligatoriu DA Pag. 42 User Manual Rezervor gol obligatoriu DA Pag. 67 User Manual	
---	--	--

LOT 41 Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici de bază) 130500

Circuite ≥ 200 buc. pentru fiectare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit	Ușă deschisă obligatoriu DA Pag. 67 User Manual Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu DA Pag. 2 User Manual Infuzia completă obligatoriu DA Pag. 67 User Manual Baterie descărcată obligatoriu DA Pag. 67 User Manual <u>Alimentarea electrică</u> Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu DA Pag. 8 User Manual Baterie încorporată obligatoriu DA Pag. 8 User Manual Durata de operare autonomă ≥ 5 h la fluxul de 25ml/h DA Pag. 8 User Manual <u>Accesorii</u> Suport Sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu DA Circuite ≥ 200 buc. pentru fiecare pompă procurată da, să se indice codul produsului oferit P1500-BF, Zarys, Polonia DA	
---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

_Ofertantul: SC „Neotec” SRL

_Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău