

The background features a light purple and white grid pattern. A large, curved, metallic needle is positioned horizontally across the middle. A blue braided suture thread is shown in a large loop on the right side, crossing over the needle. The text is arranged in a clean, professional layout.

**Assut sutures**

of Switzerland

**STERILE  
SURGICAL  
SUTURES  
CATALOGUE**

CATALOGUE SUTURES CHIRURGICALES STÉRILES  
STERILES CHIRURGISCHES NAHTMATERIAL KATALOG

**At the service of surgery**

Au service de la chirurgie  
*Im Dienste der Chirurgie*

**[www.assutsutures.com](http://www.assutsutures.com)**

# About us

## What we do

Assut Medical develops, manufactures and markets sterile surgical sutures and micro-surgical knives. Among the few suture companies in the world to do so, Assut Medical has for decades produced its own atraumatic surgical needles and sutures with its own machines and equipments designed and built internally to its own specific standards.

The Assut Medical group of companies employs over 150 people and is constantly on alert to satisfy daily challenging needs in the surgical and medical field around the world with their dedicated and enthusiastic staff and employees.

The way our products are shown and described hereafter will make it easy for you to choose and order your sutures. Our company is certified EN ISO 13485 and all our sutures and knives are CE-marked.

## We have a history

### Over 55 years of experience

Our sterile surgical sutures have been produced in Switzerland since 1962 when Mr. Willy Baerfuss and his associates Dr. Jean-Michel Junod, Surgeon FMH and Louis Chassot, Pharmacist founded the company Sutramed Sàrl in the watch/precision industry region of Switzerland.

In 1996, after a re-organization, the company became Assut Medical with headquarters in Pully-Lausanne.

Heading toward the third generation, increased activities in marketing, R&D and product innovation with a renewed technical team give the assurance of a constant and modern upgrading of service to the surgical field worldwide.

Assut Medical Sàrl  
AT THE SERVICE OF SURGERY



**Assut sutures**  
of Switzerland

## Qui sommes-nous?

### Notre activité

Assut Medical développe, fabrique et commercialise des sutures chirurgicales stériles et des bistouris de micro-chirurgie. Parmi les quelques fabricants de sutures au monde spécialisés dans ce secteur, Assut Medical produit depuis des décennies ses propres aiguilles chirurgicales atraumatiques et ses sutures. Son parc de machines et ses équipements sont conçus et fabriqués en interne pour répondre à des normes spécifiques de précision.

Le groupe Assut Medical emploie plus de 150 personnes. Une équipe enthousiaste et dévouée dont le principal objectif est d'aider les médecins et chirurgiens à relever jour après jour les défis auxquels ils sont confrontés lors de leurs interventions chirurgicales.

La présentation et la description de nos produits dans ce catalogue facilitera votre choix et commande de sutures. Notre entreprise est certifiée EN ISO 13485 et toutes nos sutures ainsi que nos bistouris ont le marquage CE.

## Notre histoire

### Plus de 55 ans d'expérience

Nos sutures chirurgicales stériles sont produites en Suisse depuis 1962. Cette année-là, M. Willy Baerfuss fonde avec ses associés, le Dr Jean-Michel Junod, chirurgien FMH, et Louis Chassot, pharmacien, la société Sutramed Sàrl dans la région de l'industrie horlogère/de précision.

En 1996, après une réorganisation, la société devient Assut Medical et installe son siège social à Pully-Lausanne.

Dirigée actuellement par la troisième génération et grâce à des activités renforcées en marketing, R&D et innovation et à une équipe technique renouvelée, Assut Medical offre des solutions de pointe parfaitement adaptées aux besoins des chirurgiens du monde entier.

Assut Medical Sàrl  
AU SERVICE DE LA CHIRURGIE

## Wer sind wir?

### Was wir tun

Assut Medical entwickelt, produziert und vermarktet steriles chirurgisches Nahtmaterial und mikrochirurgische Messer. In diesem Bereich, in dem nur wenige Unternehmen tätig sind, produziert Assut Medical seit Jahrzehnten eigene atraumatische chirurgische Nadeln und Nahtmaterial mit selbst entwickelten und nach strengen unternehmenseigenen Standards gebauten Maschinen und Anlagen.

Die Unternehmensgruppe Assut Medical beschäftigt über 150 engagierte Mitarbeiter und verfolgt Tag für Tag das Ziel, Lösungen für die weltweiten Herausforderungen in Chirurgie und Medizin zu finden.

Die nachfolgende Präsentation und Beschreibung unserer Produkte soll Ihnen die Auswahl und Bestellung von Nahtmaterial erleichtern. Unser Unternehmen ist nach EN ISO 13485 zertifiziert und sowohl unser Nahtmaterial als auch unsere mikrochirurgischen Messer tragen das CE-Kennzeichen.

## Unsere Geschichte

### Mehr als 55 Jahre Erfahrung


Unser steriles chirurgisches Nahtmaterial wird seit 1962 in der Schweiz produziert. In diesem Jahr gründeten Willy Baerfuss mit seinen Partnern, Dr. Jean-Michel Junod, Chirurg FMH, und Louis Chassot, Apotheker, das Unternehmen Sutramed Sàrl in der Schweizer Region der Uhrmacher und Präzisionsindustrie.

Im Jahr 1996 wurde das Unternehmen nach einer Neuorganisation zu Assut Medical mit Hauptsitz in Pully-Lausanne.

Jetzt führt die dritte Generation das Unternehmen. Verstärkte Marketingaktivitäten, Forschung und Entwicklung sowie Produktinnovationen mit einem erneuerten Team gewährleisten eine fortlaufende Anpassung an die Bedürfnisse der modernen Chirurgie.

Assut Medical Sàrl  
IM DIENSTE DER CHIRURGIE

## Worldwide presence Présence internationale - *Weltweit präsent*



**Assut sutures**  
of Switzerland

**We are an international company**  
Nous sommes une entreprise internationale  
*Wir sind ein internationales Unternehmen*

# Contents

## Contenu - Inhalt


Page / Seite

<b>Introduction</b> Introduction Einführung	1-3
<b>Contents</b> Contenu Inhalt	4
<b>Box of 1 &amp; 3 dozen</b> Boîte de 1 & 3 douzaines Schachtel zu 1 & 3 Dutzend	5
<b>Suture Package</b> Emballage de sutures Nahtmaterial-Verpackung	6
<b>Suture Material and Colour Codes</b> Matériaux de suture et codes couleurs Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen	7-9
<b>Information on labelling</b> Informations sur l'étiquetage Informationen zur Beschriftung	10-11
<b>Information on product REF</b> Indications relatives aux numéros de produits Informationen zur Produktnummer	12
<b>Needle shapes and cross-section</b> Formes des aiguille et coupe transversale Nadelformen und Querschnitt	13-15
<b>Needle-chart</b> Tableau des aiguilles Tabelle der Nadeln	16-17
<b>Assortment (Non-exhaustive list)</b> - Absorbable sutures - Non-absorbable sutures	
Assortiment (Liste non exhaustive) - Sutures résorbables - Sutures non-résorbables	18-65 66-120
Sortiment (Unvollständige Liste) - Resorbierbares Nahtmaterial - Nicht resorbierbares Nahtmaterial	
<b>Specialties</b> Spécialités Spezialprodukte	122-129

## Box of 1 dozen

### Boîte de 1 douzaine

### Schachtel zu 1 Dutzend



## Box of 3 dozen

### Boîte de 3 douzaines

### Schachtel zu 3 Dutzend




# Suture package

Emballage de sutures  
Nahtmaterial-Verpackung


# Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs  
Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



Absorbable | Résorbable | Resorbierbar



**EN. AssuCryl®**  
Polyglycolic acid (PGA)  
Braided, coated, synthetic, absorbable.  
Predictable absorption time.  
High initial tensile strength.  
Easy and secure knotting.  
Excellent knot sliding and smooth to handle.  
Violet or undyed.  
Absorption essentially complete between 60 to 90 days.

**FR. AssuCryl®**  
Acide polyglycolique (PGA)  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Réalisation facile et fiable d'un nœud.  
Manipulation aisée.  
Violet ou incolore.  
Résorption généralement complète au bout de 60 à 90 jours.


**DE. AssuCryl®**  
Polyglykolsäure (PGA)  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Einfaches und sicheres Verknoten.  
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.  
Violett oder ungefärbt.  
In der Regel vollständige Resorption nach 60 bis 90 Tagen.



**EN. AssuCryl® Lactin**  
Polyglactin (PGLA)  
Braided, coated, synthetic, absorbable.  
Predictable absorption time.  
High initial tensile strength.  
Easy and secure knotting.  
Excellent knot sliding and smooth to handle.  
Violet or undyed.  
Absorption essentially complete between 56 to 70 days.

**FR. AssuCryl® Lactin**  
Polyglactine (PGLA)  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Réalisation facile et fiable d'un nœud.  
Manipulation aisée.  
Violet ou incolore.  
Résorption généralement complète au bout de 56 à 70 jours.


**DE. AssuCryl® Lactin**  
Polyglactin (PGLA)  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Einfaches und sicheres Verknoten.  
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.  
Violett oder ungefärbt.  
In der Regel vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen.



**EN. AssuCryl® Rapid**  
Polyglycolic acid (PGA)  
Braided, coated, synthetic, absorbable.  
Predictable shorter absorption time.  
High initial tensile strength.  
Easy and secure knotting.  
Excellent knot sliding and smooth to handle.  
Undyed only.  
Absorption essentially complete between 40 to 45 days.

**FR. AssuCryl® Rapid**  
Acide polyglycolique (PGA)  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption plus courte.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Réalisation facile et fiable d'un nœud.  
Manipulation aisée.  
Incolore uniquement.  
Résorption généralement complète au bout de 40 à 45 jours.

**DE. AssuCryl® Rapid**  
Polyglykolsäure (PGA)  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Einfaches und sicheres Verknoten.  
Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung.  
Nur ungefärbt erhältlich.  
In der Regel vollständige Resorption nach 40 bis 45 Tagen.



**EN. AssuCryl® MonoSlow**  
Polydioxanone (PDO)  
Monofilament, synthetic, absorbable.  
High initial tensile strength.  
Easy to handle and smooth passage through tissue.  
Violet only.  
Absorption essentially complete between 180 to 210 days.

**FR. AssuCryl® MonoSlow**  
Polydioxanone (PDO)  
Monofilament, synthétique, résorbable.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.  
Violet uniquement.  
Résorption généralement complète au bout de 180 à 210 jours.

**DE. AssuCryl® MonoSlow**  
Polydioxanon (PDO)  
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.  
Nur violett erhältlich.  
In der Regel vollständige Resorption nach 180 bis 210 Tagen.



**EN. AssuCryl® MonoRapid**  
Poliglecaprone (PGCL)  
Monofilament, synthetic, absorbable.  
Predictable shorter absorption time.  
Easy to handle and smooth passage through tissue.  
Violet or undyed.  
Absorption essentially complete between 90 to 120 days.

**FR. AssuCryl® MonoRapid**  
Poliglécaprone (PGCL)  
Monofilament, synthétique, résorbable.  
Durée prévisible de résorption plus courte.  
Résistance initiale à la traction élevée.  
Manipulation aisée et passage en douceur dans les tissus.  
Violet ou incolore.  
Résorption généralement complète au bout de 90 à 120 jours.

**DE. AssuCryl® MonoRapid**  
Poliglecapron (PGCL)  
Monofilament, synthetisch, resorbierbar.  
Vorhersagbare kürzere Resorptionszeit.  
Hohe Ausgangszugfestigkeit.  
Leichte Handhabung und leichter Gewebedurchgang.  
Violett oder ungefärbt.  
In der Regel vollständige Resorption nach 90 bis 120 Tagen.

# Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs  
Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



## EN. Astralen® / Polyester

Polyester, braided and coated. Improved tensile strength and knot security. A modern braiding technique gives the strand a smooth and uniform surface that minimizes the trauma. Green or white.

## FR. Astralen® / Polyester

Polyester, tressé et enduit. Résistance accrue à la traction et fiabilité des nœuds. Une technique de tressage moderne confère au filament une surface lisse et régulière qui minimise le traumatisme. Vert ou blanc.

## DE. Astralen® / Polyester

Polyester, geflochten und beschichtet. Verbesserte Zugfestigkeit und Knotensicherheit. Ein modernes Flechtverfahren verleiht dem Faden eine glatte und gleichmässige Oberfläche für eine minimale Traumatisierung. Grün oder weiss.



## EN. Silk

Braided on twisted core for greater tensile strength. The coating and a new braiding technique render the silk uniform and smooth to facilitate its handling. Black or blue virgin for ophthalmology.

## FR. Soie

Tressé sur un noyau torsadé pour une résistance accrue à la traction. L'enduit et une nouvelle technique de tressage confèrent à la soie une surface lisse et régulière qui facilite sa manipulation. Noire ou bleue vierge pour l'ophtalmologie.

## DE. Seide

Geflochten auf einem gezwirnten Kern für eine erhöhte Zugfestigkeit. Die Beschichtung und ein neues Flechtverfahren verleihen der Seide eine gleichmässige Oberfläche und erleichtern die Handhabung. Schwarz oder blaue Naturseide für Ophthalmologie.



## EN. Polypropylene

Monofilament. Flexible and excellent knot security. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or clear.

## FR. Polypropylène

Monofilament. Flexible et sécurité de nœud optimale. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou transparent.

## DE. Polypropylen

Monofilament. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder transparent.



## EN. Nylon

Polyamide, monofilament. High tensile strength. Extremely well tolerated. Its smooth and uniform surface allows easy passage through tissue with minimum trauma. Blue or black.

## FR. Nylon

Polyamide, monofilament. Résistance à la traction élevée. Extrêmement bien toléré. Sa surface lisse et régulière permet le passage aisé dans les tissus avec un minimum de traumatisme. Bleu ou noir.

## DE. Nylon

Polyamid, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Äusserst gut verträglich. Seine glatte und gleichmässige Oberfläche erlaubt einen problemlosen Gewebedurchgang mit minimaler Traumatisierung. Blau oder schwarz.



## EN. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament with supersoft core. Monofilament in USP 6-0 and 5-0. Superior flexibility and knot security. Extremely well tolerated. Black only.

## FR. Supramid

Polyamide, pseudo-monofilament avec un noyau très souple. Monofilament en USP 6-0 et 5-0. Flexibilité et qualité de nœud supérieure. Extrêmement bien toléré. Noir uniquement.

## DE. Supramid

Polyamid, Pseudo-Monofilament mit superweichem Kern. Monofilament in USP 6-0 und 5-0. Hervorragende Elastizität und Knotensicherheit. Äusserst gut verträglich. Nur schwarz erhältlich.

# Suture Materials and Colour Codes

Matériel de suture et codes couleurs  
Nahtmaterialien und Farbkennzeichnungen

Non-absorbable | Non-résorbable | Nicht resorbierbar



## EN. AssuTopFiber®

Ultra high molecular weight polyethylene (UHMWPE) undyed, co-braided with dyed or undyed polyester. Uncoated. Outstanding tensile strength. Excellent knot security. Easy and smooth to handle. White or green and bi-color white/blue or white/green for an easier identification.

## FR. AssuTopFiber®

Polyéthylène de masse moléculaire ultra élevée (UHMWPE) incolore, co-tressé avec du polyester teinté ou incolore. Non enduit. Extrême résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Manipulation aisée. Blanc ou vert et bicolor blanc/bleu ou blanc/vert pour une meilleure identification.

## DE. AssuTopFiber®

Ultrahochmolekulares Polyethylen (UHMWPE) ungefärbt, zusammen mit gefärbtem oder ungefärbtem Polyester geflochten. Unbeschichtet. Extreme Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Weiss oder grün und zweifarbig weiss/blau oder weiss/grün zur besseren Identifizierung.



## EN. Surgical Steel

Stainless steel, monofilament. Very high tensile strength. Excellent knot security. This strand causes minimum tissue reaction. Natural steel color.

## FR. Acier chirurgical

Acier inoxydable, monofilament. Très grande résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Ce filament réduit au maximum la réaction des tissus. Couleur naturelle d'acier.

## DE. Chirurgischer Stahl

Edelstahl, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Der Draht verursacht nur eine sehr geringe Gewebereaktion. Natürliche Stahlfarbe.

## Specialties | Spécialités | Spezialprodukte



## EN. Temporary Cardiac Pacing Wire


Monopolar temporary cardiac pacing wire made of multifilament surgical stainless steel, with blue, black or white/grey coloured polyethylene insulation. Very flexible. Easy to handle.

## FR. Electrode de Stimulation Cardiaque Temporaire

Electrode de stimulation cardiaque temporaire en fil d'acier chirurgical, multifilament avec isolation en polyéthylène de couleur bleu, noir ou blanc/gris. Très flexible. Manipulation aisée.

## DE. Temporär Herzschrittmacher

Monopolare temporäre Herzelektrode aus chirurgischem Multifilamentstahldraht mit blau, schwarz oder weiß / grau gefärbter Polyethylen Isolierung. Sehr flexibel. Leichte Handhabung.



## EN. Astralen® / Polyester Tape

Polyester Tape. Flexible and excellent knot security. Easy to handle. Green or white.

## FR. Astralen® / Polyester Ruban

Ruban de polyester. Flexible et sécurité du nœud optimale. Manipulation aisée. Vert ou blanc.

## DE. Astralen® / Polyester Band

Polyesterband. Flexibel und hervorragende Knotensicherheit. Leichte Handhabung. Grün oder weiss.



## EN. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylene (PTFE) polymers fibers. Pre-punched. Various sizes and shapes including oval, round and rectangular. Undyed.

## FR. PTFE Pledgets

Fibres de polymères de polytétrafluoréthylène (PTFE). Pré-perforés. Différentes tailles et formes, notamment ovales, rondes et rectangulaires. Incolore.

## DE. PTFE Pledgets

Polytetrafluorethylen-Polymerfasern (PTFE). Vorgestanzt. Verschiedene Größe und Forme, darunter oval, rund und rechteckig. Ungefärbt.

# Information on labelling

Informations sur l'étiquetage  
Informationen zur Beschriftung

**Symbols**  
Symboles - Symbole

**Meaning**  
Signification - Bedeutung



**Do not re-use. Disposable product**  
Ne pas réutiliser. Produit à usage unique  
Nicht Wiederverwenden. Einwegprodukt



**Do not use if package is damaged**  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé  
Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt ist



**Do not re-sterilize**  
Ne pas restériliser  
Nicht reesterilisieren



**Consult instructions for use**  
Consulter le mode d'emploi  
Gebrauchsanweisung beachten



**Consult instructions for use**  
Consulter le mode d'emploi  
Gebrauchsanweisung beachten



**Date of manufacture**  
Date de fabrication  
Herstellungsdatum



**Manufacturer**  
Fabricant  
Hersteller



**Use by date**  
A utiliser avant  
Verwendbar bis



**Upper limit of temperature (storage)**  
Température maximale (stockage)  
Oberer Temperaturgrenzwert (Lagerung)



**CE Mark of the Notified Body**  
Marquage CE de l'Organisme Notifié  
CE-Zeichen der Benannten Stelle



**Needle not to scale**  
Aiguille pas à l'échelle  
Nadel nicht maßstabsgerecht

# Information on labelling

Informations sur l'étiquetage  
Informationen zur Beschriftung

**Symbols**  
Symboles - Symbole

**Meaning**  
Signification - Bedeutung



**Sterilized using ethylene oxide**  
Stérilisé à l'oxyde d'éthylène  
Sterilisiert mit Ethylenoxid



**Sterilized using irradiation**  
Stérilisé par irradiation  
Sterilisiert durch Bestrahlung



**Open here**  
Ouvrir ici  
Hier öffnen



**Batch code**  
Numéro de lot  
Chargenbezeichnung



**Catalogue number**  
Référence catalogue  
Katalognummer



**Medical Device**  
Dispositif Médical  
Medizinprodukt



**Unique Device Identification**  
Identification unique du dispositif  
Eindeutige Produktkennzeichnung



**DataMatrix barcode**  
Code-barre DataMatrix  
DataMatrix Barcode



**United States Pharmacopeia**  
Pharmacopée des Etats-Unis  
United States Pharmacopeia



**European Pharmacopeia**  
Pharmacopée européenne  
Europäisches Arzneibuch



**European Authorized Representative**  
Représentant autorisé en Europe  
Bevollmächtigter in der Europäischen Union

# Information on product REF

Indications relatives aux numéros de produits  
Informationen zur Produktnummer

## EN.

Each Assut product has a REF (Prod. No.) with either 1, 2, 3, 4 or more digits. The prefix letter(s) followed by number(s) or suffix letter(s) refer to the information below.

## FR.

Chaque produit Assut a une REF (Prod.No.) avec 1, 2, 3, 4 ou plus de chiffres. La/les lettre(s) en préfixe suivie(s) de nombre(s) ou la/les lettre(s) en suffixe se réfèrent aux informations ci-dessous.

## DE.

Jedes Assut Produkt hat eine Produktnummer (Prod. Nr.), die entweder aus 1, 2, 3, 4 oder mehr Zahlen besteht. Präfix-Buchstabe(n) gefolgt von Zahlen oder Suffix-Buchstabe(n), falls vorhanden, beziehen sich auf die unten angeführten Informationen.

## Prefix

Préfixe - Präfix

<b>ACL</b>	AssuCryl® (PGA)	<b>NY</b>	Nylon
<b>ACLL // L</b>	AssuCryl® Lactin (PGLA)	<b>SUP</b>	Supramid
<b>ACLMS // MS</b>	AssuCryl® MonoSlow (PDO)	<b>ATF // PE</b>	AssuTopFiber® (UHMWPE)
<b>ACLMR // MR</b>	AssuCryl® MonoRapid (PGCL)	<b>SST</b>	Surgical Steel
<b>ACLR // R</b>	AssuCryl® Rapid (PGA)	<b>PW</b>	Temporary Cardiac Pacing Wire
<b>AST</b>	Astralen®/Polyester	<b>AT</b>	Astralen Tape
<b>SI</b>	Silk - Soie - Seide	<b>PLED</b>	PTFE Pledgets
<b>PPN</b>	Polypropylene - Polypropylène Polypropylen	<b>B</b>	Reel - Bobine - Spule

## Suffix

Suffixe - Suffix


Thread length Longueur du fil - Fadenlänge	Thread color Couleur du fil - Farbe des Fadens	Needle type Type d'aiguille - Nadelsorte
<b>FTE</b> 15 cm	<b>White (or undyed)</b> <b>W</b> Blanc (ou non teinté) Weiss (oder ungefärbt)	<b>Conventional cutting</b> <b>-CC</b> Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend
<b>TWE</b> 20 cm	<b>Black</b> <b>B</b> Noir Schwarz	<b>Slim</b> <b>-SL</b> Fine Fein
<b>TH</b> 30 cm	<b>Green (special combination)</b> <b>G</b> Vert (combinaison spéciale) Grün (spezielle Kombination)	<b>Anti-reflective/black</b> <b>-AR</b> Anti-reflet/noire Nicht reflektierend/schwarz
<b>THF</b> 35 cm	<b>Thread characteristics</b> Caractéristiques du fil Besonderheiten des Fadens	
<b>TE</b> 38 cm	<b>No loop</b> <b>-NL</b> Pas de boucle Keine Schlinge	
<b>F</b> 45 cm	<b>Loop</b> <b>-Loop</b> Boucle Schlinge	
<b>FT</b> 50 cm	<b>Special coating PTFE</b> <b>-PTFE</b> Enduit spécial PTFE Spezielle Beschichtung PTFE	
<b>S</b> 60 cm		
<b>ST</b> 70 cm		
75 cm		
<b>E</b> 80 cm		
<b>N</b> 90 cm		
<b>H</b> 100 cm		
<b>HT</b> 120 cm		
<b>HTF</b> 135 cm		
<b>HF</b> 150 cm		
<b>HS</b> 160 cm		
<b>HE</b> 180 cm		
<b>T</b> 200 cm		
<b>TTW</b> 220 cm		
<b>TF</b> 240 cm		

# Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale  
Nadelform und Querschnitt

## HRG 40

H=1/2 circle, R=Round-bodied, G=heavy, 40mm  
H=1/2 cercle, R=Corps rond, G=renforcée, 40mm  
H=1/2 Kreis, R=Rundkörper, G=stark, 40mm



40mm

## TS 60

T=3/8 circle, S=Reverse cutting, 60mm  
T=3/8 cercle, S=Tranchante, 60mm  
T=3/8 Kreis, S=Schneidend, 60mm



60mm

## EN. Needle codes

The shape, cross-section and length of needles are given by the needle codes, for example TS 60. The first letter refers to the shape of the needle, the second to the cross-section. The number stands for the needle length along the body (mm).

## FR. Code aiguilles

La forme, la coupe transversale et la longueur des aiguilles sont indiquées par les codes aiguilles, par exemple TS 60. La première lettre se réfère à la forme de l'aiguille, la deuxième à la coupe transversale. Le nombre se réfère à la longueur de l'aiguille (mm).

## DE. Nadel-Code

Die Form, der Querschnitt und die Länge der Nadeln sind durch den Nadel-Code, zum Beispiel TS 60, angegeben. Der erste Buchstabe bezieht sich auf die Form der Nadel, der zweite auf den Querschnitt. Die Zahl bezieht sich auf die Länge der Nadel (mm).

## Round-bodied (taper)

Corps rond  
Rundkörper



## Reverse cutting

Tranchante  
Schneidend



## Conventional cutting

Tranchante conventionnelle  
Konventionell schneidend



## Cutting taper

Corps rond, tranchante  
Rundkörper, schneidend



## Spatula

Spatulée  
Spatula



## Blunt point

Corps rond, pointe émoussée  
Rundkörper, stumpfe Spitze



# Needle shape and cross-section

Forme d'aiguille et coupe transversale  
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
HR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
HRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HRM	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	M <b>micropoint</b> micropointe Mikrospitze	
HS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend		
HSG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HSP	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SP <b>Spatula</b> Spatulée Spatula		
HSR	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HSRG	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HCS	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	CS <b>Conventional cutting</b> Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
HTT	H $\frac{1}{2}$ circle $\frac{1}{2}$ cercle $\frac{1}{2}$ Kreis	TT <b>Round-bodied, blunt point</b> Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
KSP	K $\frac{1}{4}$ circle $\frac{1}{4}$ cercle $\frac{1}{4}$ Kreis	SP <b>Spatula</b> Spatulée Spatula		
FR	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
FRG	F $\frac{5}{8}$ circle $\frac{5}{8}$ cercle $\frac{5}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	G <b>heavy</b> renforcée stark	
RR	R <b>Straight</b> Droite Gerade	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
RS	R <b>Straight</b> Droite Gerade	S <b>Cutting</b> Tranchante Schneidend		
RSK	R <b>Straight</b> Droite Gerade	SK <b>Cutting with breakable feature</b> Tranchante, aiguille cassable Schneidend, brechbare Nadel		

# Needle shape and cross-section


Forme d'aiguille et coupe transversale  
Nadelform und Querschnitt

Needle Code Code aiguille Nadel-Code	Needle Shape Forme de l'aiguille Nadelform	Cross-section Coupe transversale Querschnitt	Symbols Symboles Symbole	
TR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
TRM	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	M <b>micropoint</b> micropointe Mikrospitze	
TS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend		
TSP	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SP <b>Spatula</b> Spatulée Spatula		
TS-P	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend	P <b>premium</b>	
TSR	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
TCS	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	CS <b>Conventional cutting</b> Tranchante conventionnelle Konventionell schneidend		
TTT	T $\frac{3}{8}$ circle $\frac{3}{8}$ cercle $\frac{3}{8}$ Kreis	TT <b>Round-bodied, blunt point</b> Corps rond, pointe émoussée Rundkörper, stumpfe Spitze		
HMR	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper		
HMRG	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	R <b>Round-bodied (taper)</b> Corps rond Rundkörper	G <b>heavy</b> renforcée stark	
HMS	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	S <b>Reverse cutting</b> Tranchante Schneidend		
HMSR	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend		
HMSRG	HM <b>Fish hook</b> Hameçon J-Form	SR <b>Cutting taper</b> Corps rond, tranchante Rundkörper, schneidend	G <b>heavy</b> renforcée stark	
SKT	S <b>Ski</b>	KT <b>Cutting</b> Tranchante Schneidend		

# Needle-chart

## Tableau des aiguilles

### Tabelle der Nadeln



# AssuCryl® Lactin (PGLA)

Polyglactin / Polyglactine / Polyglactin

# AssuCryl® Lactin

**Braided, coated, synthetic, absorbable**  
Tressé, enduit, synthétique, résorbable  
Geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar



**Assut sutures**  
of Switzerland



**EN.** Braided, coated, synthetic, absorbable PGLA. Predictable absorption time. High initial tensile strength. Easy and secure knotting. Excellent knot sliding and smooth to handle. Violet or undyed. Absorption essentially complete between 56 to 70 days.

**FR.** Tressé, enduit, synthétique, résorbable PGLA. Durée prévisible de résorption. Résistance initiale à la traction élevée. Réalisation facile et fiable d'un nœud. Manipulation aisée. Violet ou incolore. Résorption généralement complète au bout de 56 à 70 jours.

**DE.** Geflochtenes, beschichtetes, synthetisches, resorbierbares PGLA-Nahtmaterial. Vorhersagbare Resorptionszeit. Hohe Ausgangszugfestigkeit. Einfaches und sicheres Verknoten. Hervorragende Verschiebbarkeit des Knotens und leichte Handhabung. Violett oder ungefärbt. In der Regel vollständige Resorption nach 56 bis 70 Tagen.

**EN.** Among the few companies in the world, Assut Medical Sàrl produces atraumatic surgical needles with its own-built machines and with decades of experience. Completely and new self-built automatic needle production machines of the latest generation are operating since 2020 in our factory located in the Swiss watch-industrial region.

**FR.** Parmi les quelques fabricants au monde, Assut Medical Sàrl se distingue par des décennies d'expérience et un parc propre de machines pour la production d'aiguilles chirurgicales atraumatiques. Entièrement mises au point en interne, nos nouvelles machines dernière génération assurent la production automatisée d'aiguilles depuis 2020 sur notre site implanté dans le berceau de l'industrie horlogère helvétique.

**DE.** Als eines von wenigen weltweiten Unternehmen stellt Assut Medical Sàrl atraumatische chirurgische Nadeln auf seinen selbstgebaute Maschinen her und verfügt dabei über jahrzehntelange Erfahrung. Neue, komplett selbstgebaute Nadelfertigungsmaschinen der neuesten Generation sind seit 2020 in unserer Fabrik, die im Schweizer Uhrenindustriegebiet liegt, in Betrieb.



**EN.** All our AssuCryl® Lactin sterile sutures are packed in 2 peel-open high quality pouches. The primary packaging is made of PET/PE Tyvek® and the secondary packaging is an aluminium pouch, which is the best barrier against light, air and humidity. Our suture is thus highly protected to guarantee its best performance.

**FR.** Toutes nos sutures stériles en AssuCryl® Lactin sont conditionnées dans 2 sachets pelables de qualité élevée. Le premier emballage est en PET/PE Tyvek® et le second est un sachet en aluminium, le meilleur matériau pour arrêter la lumière, l'air et l'humidité. Grâce à cette protection optimale, chaque suture est hautement performante.

**DE.** Unser steriles Nahtmaterial aus AssuCryl® Lactin ist in hochwertigen Aufreißbeuteln zweifach verpackt. Die Primärverpackung besteht aus PET/PE Tyvek®, und bei der Sekundärverpackung handelt es sich um einen Aluminiumbeutel, der den bestmöglichen Schutz gegen Licht, Luft und Feuchtigkeit bietet. Durch diesen umfassenden Schutz ist eine optimale Leistung unseres Nahtmaterials jederzeit gewährleistet.



**EN.** Our sutures are available in boxes of 1 dozen (12 units) or 3 dozen (36 units), with the best raw materials available to ensure a strong and safe protection for the transportation of our products worldwide.

**FR.** Nos boîtes de 1 douzaine (12 unités) ou de 3 douzaines (36 unités) sont obtenues à partir des meilleurs matériaux disponibles et garantissent une protection efficace et durable pendant le transport de nos produits à travers le monde.

**DE.** Unser Nahtmaterial ist in Schachteln zu 1 Dutzend (12 Einheiten) oder 3 Dutzend (36 Einheiten) erhältlich. Als Verpackung dienen Rohmaterialien von höchster Qualität, die einen stabilen und sicheren Schutz unserer Produkte beim weltweiten Versand gewährleisten.



# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
	1/2 circle, round-bodied			1/2 cercle, corps rond	1/2 Kreis, Rundkörper	
 HR 13 13 mm	6-0	0.7		45	L4201WF	
	6-0	0.7		75	L4201W	
	5-0	1		45	L4202F	
	5-0	1		45	L4202WF	
	5-0	1		75	L4202W	
	4-0	1.5		75	L4203W	
 HR 17 17 mm	5-0	1		75	L4232	
	4-0	1.5		75	L4233	
	3-0	2		75	L4234	
	3-0	2		75	L4234W	
	2-0	3		75	L4235	
	 HR 20 20 mm	4-0	1.5		75	L42353
4-0		1.5		75	L42353-SL	slim needle, aiguille fine, feine Nadel
3-0		2		75	L42354	
 HR 22 22 mm	4-0	1.5		75	L4243	
	3-0	2		75	L4244	
	2-0	3		75	L4245	
 HR 22 22 mm	3-0	2		75	L4244-AR	<b>black needle</b> aiguille noire schwarze Nadel
 HR 25 25 mm	4-0	1.5		75	L42453	
	3-0	2		75	L42454	
	3-0	2		75	L42454-SL	slim needle, aiguille fine, feine Nadel
	2-0	3		75	L42455	
	2-0	3		75	L42455-SL	slim needle, aiguille fine, feine Nadel
	2-0	3		90	L42455N	
 HR 25 25 mm	3-0	2		75	L42454-AR	<b>black needle</b> aiguille noire schwarze Nadel
 HR 25 25 mm	3-0	2		38	L42454TE-Loop	<b>loop</b> boucle Schlinge
	2-0	3		38	L42455TE-Loop	
 HR 27 27 mm	4-0	1.5		75	L4253	
	3-0	2		75	L4254	
	2-0	3		75	L4255	
	2-0	3		90	L4255N	
	0	3.5		75	L4256	
 HR 30 30 mm	3-0	2		75	L42554	
	3-0	2		75	L42554-SL	slim needle, aiguille fine, feine Nadel
	2-0	3		75	L42555	
	2-0	3		75	L42555-SL	slim needle, aiguille fine, feine Nadel
	2-0	3		90	L42555N	
	0	3.5		75	L42556	
	1	4		75	L42557	

# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
	1/2 circle, round-bodied			1/2 cercle, corps rond	1/2 Kreis, Rundkörper	
 HR 35 35 mm	3-0	2		75	L42654	
	2-0	3		75	L42655	
	0	3.5		75	L42656	
	1	4		75	L42657	
	 HR 38 38 mm	3-0	2		75	L4274
2-0		3		75	L4275	
0		3.5		75	L4276	
0		3.5		90	L4276N	
1		4		75	L4277	
2		5		90	L4278N	
 HR 40 40 mm	2-0	3		75	L4285	
	2-0	3		90	L4285N	
	0	3.5		75	L4286	
	0	3.5		90	L4286N	
	1	4		75	L4287	
	1	4		90	L4287N	
	2	5		75	L4288	
2	5		90	L4288N		
 HR 45 45 mm	0	3.5		75	L42856	
	0	3.5		90	L42856N	
	1	4		75	L42857	
	1	4		90	L42857N	
	2	5		75	L42858	
	2	5		90	L42858N	
 HR 50 50 mm	2-0	3		75	L4295	
	0	3.5		75	L4296	
	0	3.5		90	L4296N	
	1	4		75	L4297	
	1	4		90	L4297N	
	2	5		75	L4298	
	2	5		90	L4298N	
 HR 65 65 mm	2-0	3		75	L42985	
	0	3.5		75	L42986	
	1	4		75	L42987	
 HR 75 75 mm	3&4	6		135	L40759HTF	




# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">●</span> <b>1/2 circle, round-bodied, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 27 27 mm	3-0	2		75	L4334	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	2-0	3		75	L4335	
	0	3.5		75	L4336	
	1	4		75	L4337	
 HRG 30 30 mm	2-0	3		75	L43325	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L43326	
	1	4		75	L43327	
 HRG 35 35 mm	2-0	3		75	L43365	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L43366	
	0	3.5		90	L43366N	
	1	4		90	L43367N	
 HRG 38 38 mm	2-0	3		75	L4345	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	2-0	3		90	L4345N	
	0	3.5		75	L4346	
	0	3.5		90	L4346N	
	1	4		75	L4347	
	1	4		90	L4347N	
	2	5		75	L4348	
2	5	90	L4348N			
 HRG 40 40 mm	0	3.5		75	L43416	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		90	L43416N	
	1	4		75	L43417	
	1	4		90	L43417N	
	1	4		100	L43417H	
	2	5		75	L43418	
2	5	90	L43418N			
 HRG 45 45 mm	0	3.5		75	L43426	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	L43427	
	2	5		75	L43428	
 HRG 45 45 mm	0	3.5		75	L43426-Loop	<b>heavy needle, loop</b> aiguille renforcée, boucle starke Nadel, Schlinge
 HRG 50 50 mm	0	3.5		75	L43436	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		90	L43436N	
	1	4		75	L43437	
	1	4		90	L43437N	
	1	4		100	L43437H	
	2	5		75	L43438	
	2	5		90	L43438N	
2	5	100	L43438H			

# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">●</span> <b>1/2 circle, round-bodied, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 65 65 mm	2-0	3		75	L43445	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L43445	
 HRG 80 80 mm	1	4		90	L43487N	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		100	L43487H	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">●</span> <b>Fish hook, round-bodied, heavy</b> Hameçon, corps rond, renforcée J-Form, Rundkörper, stark						
 HMRG 35 35 mm	0	3.5		75	L426636	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">●</span> <b>1/2 circle, round-bodied, heavy &amp; 1/2 circle, reverse cutting, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, renforcée & 1/2 cercle, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark & 1/2 Kreis, schneidend, stark						
 HRG 38 38 mm	2-0	3		135	L48575HTF	<b>heavy needles</b> aiguilles renforcées starke Nadeln
	0	3.5		135	L48575HTF	
<span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">○</span> <b>1/2 circle, round-bodied, blunt point</b> 1/2 cercle, corps rond, pointe émoussée 1/2 Kreis, Rundkörper, stumpfe Spitze						
 HTT 35 35 mm	2-0	3		75	L48645	
	0	3.5		75	L48646	
 HTT 50 50 mm	1	4		90	L46267N	

# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 <b>1/2 circle, reverse cutting</b> 1/2 cercle, tranchante    1/2 Kreis, schneidend						
 HS 17 17 mm	5-0	1		45	L4672F	
	4-0	1.5		45	L4673F	
	4-0	1.5		45	L4673WF	
	4-0	1.5		75	L4673	
	3-0	2		45	L4674F	
	2-0	3		45	L4675F	
 HS 21 21 mm	4-0	1.5		45	L46843F	
	3-0	2		45	L46844F	
 HS 24 24 mm	3-0	2		75	L4694	
	2-0	3		75	L4695	
 HS 27 27 mm	3-0	2		75	L4704	
	2-0	3		75	L4705	
	0	3.5		75	L4706	
 HS 30 30 mm	2-0	3		75	L4715	
	0	3.5		75	L4716	
	1	4		75	L4717	
 HS 35 35 mm	2-0	3		75	L47015	
	0	3.5		75	L47016	
	1	4		75	L47017	
 HS 40 40 mm	0	3.5		75	L4736	
	1	4		75	L4737	
	2	5		75	L4738	
 HS 45 45 mm	0	3.5		75	L47326	
	1	4		75	L47327	
	2	5		75	L47328	
 HS 48 48 mm	1	4		90	L47347N	
	2	5		90	L47348N	
 HS 52 52 mm	0	3.5		75	L4746	
	0	3.5		90	L4746N	
	1	4		75	L4747	
	1	4		90	L4747N	
	2	5		75	L4748	
	2	5		90	L4748N	

# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 <b>1/2 circle, reverse cutting, heavy</b> 1/2 cercle, tranchante, renforcée    1/2 Kreis, schneidend, stark						
 HSG 40 40 mm	1	4		75	L47207	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	2	5		90	L47258N	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
 <b>1/2 circle, cutting taper</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante    1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend						
 HSR 18 18 mm	5-0	1		75	L4362	
	4-0	1.5		75	L4363	
	3-0	2		75	L4364	
	2-0	3		75	L4365	
 HSR 22 22 mm	3-0	2		75	L43624	
	2-0	3		75	L43625	
	0	3.5		75	L43626	
 HSR 25 25 mm	4-0	1.5		75	L43663	
	3-0	2		75	L43664	
	2-0	3		75	L43665	
 HSR 27 27 mm	3-0	2		75	L4374	
	2-0	3		75	L4375	
	0	3.5		75	L4376	
	1	4		75	L4377	
 HSR 30 30 mm	3-0	2		75	L43784	
	2-0	3		75	L43785	
	0	3.5		75	L43786	
 HSR 35 35 mm	0	3.5		75	L43796	
	1	4		75	L43797	
	2	5		75	L43798	
 HSR 38 38 mm	2-0	3		75	L4385	
	2-0	3		90	L4385N	
	0	3.5		75	L4386	
	0	3.5		90	L4386N	
 HSR 40 40 mm	1	4		90	L43887N	
 HSR 45 45 mm	2	5		75	L43898	



# AssuCryl® Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 <b>1/2 circle, cutting taper, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 HSRG 27 27 mm	2-0	3		75	L43755	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L43756	
	1	4		75	L43757	
 HSRG 35 35 mm	1	4		75	L43807	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		90	L43807N	
	2	5		75	L43808	
 HSRG 38 38 mm	0	3.5		75	L43856	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		90	L43856N	
	1	4		75	L43857	
	1	4		90	L43857N	
	2	5		75	L43858	
	2	5		90	L43858N	
 HSRG 40 40 mm	1	4		75	L43867	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	L43867W	
	2	5		75	L43868	
	2	5		75	L43868W	
 HSRG 45 45 mm	2-0	3		75	L43955	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L43956	
	1	4		75	L43957	
	2	5		75	L43958	
 HSRG 50 50 mm	1	4		100	L43977H	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	2	5		100	L43978H	
 <b>3/8 circle, round-bodied</b> 3/8 cercle, corps rond 3/8 Kreis, Rundkörper						
 TR 13 13 mm	5-0	1		45	L4422F	
	4-0	1.5		45	L4423F	
	4-0	1.5		75	L4423	
 TR 17 17 mm	5-0	1		75	L4432	
	4-0	1.5		75	L4433	
	3-0	2		75	L4434	
 TR 30 30 mm	2-0	3		75	L44555	
	0	3.5		75	L44556	
	1	4		75	L44557	
 TR 50 50 mm	1	4		75	L44757	
	2	5		90	L44758N	
 TR 65 65 mm	1	4		75	L44787	


# AssuCryl® Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 <b>3/8 circle, round-bodied, blunt point</b> 3/8 cercle, corps rond, pointe émoussée 3/8 Kreis, Rundkörper, stumpfe Spitze						
 TTT 65 65 mm	1	4		75	L46427	
	1	4		100	L46427H	
 TTT 85 85 mm	1	4		75	L46467	
	1	4		100	L46467H	
	2	5		75	L46468	
 <b>3/8 circle, reverse cutting</b> 3/8 cercle, tranchante 3/8 Kreis, schneidend						
 TS 12 12 mm	6-0	0.7		45	L4521WF	
	5-0	1		45	L4522WF	
 TS 15 15 mm	6-0	0.7		45	L4531WF	<b>slim needle, aiguille fine, feine Nadel</b>
	6-0	0.7		75	L4531	
	5-0	1		45	L4532WF	
	5-0	1		75	L4532	
	5-0	1		75	L4532-SL	
	4-0	1.5		45	L4533WF	
	4-0	1.5		75	L4533	
	4-0	1.5		75	L4533-SL	
 TS 17 17 mm	5-0	1		45	L4542WF	
	5-0	1		75	L4542W	
	4-0	1.5		45	L4543WF	
	4-0	1.5		75	L4543W	
	3-0	2		45	L4544WF	
	3-0	2		75	L4544W	
 TS 19 19 mm	4-0	1.5		45	L4553WF	
	4-0	1.5		75	L4553	
	3-0	2		45	L4554WF	
 TS 24 24 mm	4-0	1.5		75	L4563	
	4-0	1.5		75	L4563W	
	3-0	2		75	L4564	
	3-0	2		75	L4564W	
	2-0	3		75	L4565	
	2-0	3		75	L4565W	
 TS 27 27 mm	4-0	1.5		75	L4573W	
	3-0	2		75	L4574	
	3-0	2		75	L4574W	
	2-0	3		75	L4575	
	2-0	3		75	L4575W	


# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>3/8 circle, reverse cutting</b> 3/8 cercle, tranchante 3/8 Kreis, schneidend						
 TS 30 30 mm	3-0	2		75	L4584	
	3-0	2		75	L4584W	
	2-0	3		75	L4585	
	2-0	3		75	L4585W	
 TS 38 38 mm	3-0	2		75	L4594	
	2-0	3		75	L4595	
	0	3.5		75	L4596	
	1	4		75	L4597	
	2	5		75	L4598	
 TS 40 40 mm	2-0	3		75	L45935	
	0	3.5		75	L45936	
	1	4		75	L45937	
 TS 45 45 mm	2-0	3		75	L4605	
	0	3.5		75	L4606	
	1	4		75	L4607	
	2	5		75	L4608	
 TS 50 50 mm	1	4		75	L4617	
	1	4		100	L4617H	
	2	5		100	L4618H	
<b>3/8 circle, reverse cutting, premium</b> 3/8 cercle, tranchante, premium 3/8 Kreis, schneidend, premium						
 TS 12P 12 mm	6-0	0.7		45	L45201F	
	6-0	0.7		45	L45201WF	
	5-0	1		45	L45202F	
	5-0	1		45	L45202WF	
 TS 15P 15 mm	5-0	1		45	L45302WF	
	4-0	1.5		45	L45303WF	
	4-0	1.5		75	L45303W	
	3-0	2		45	L45304WF	
 TS 19P 19 mm	5-0	1		45	L45502WF	
	4-0	1.5		45	L45503WF	
	3-0	2		45	L45504WF	
 TS 24P 24 mm	4-0	1.5		45	L45603WF	
	3-0	2		45	L45604WF	
	2-0	3		45	L45605WF	
 TS 27P 27 mm	4-0	1.5		45	L45703WF	
	3-0	2		45	L45704WF	
	2-0	3		45	L45705WF	

# AssuCryl<sup>®</sup> Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>3/8 circle, conventional cutting</b> 3/8 cercle, tranchante conventionnelle 3/8 Kreis, konventionell schneidend						
 TCS 17 17 mm	3-0	2		75	L4544-CC	
	3-0	2		90	L45544F-CC L45544N-CC	
 TCS 22 22 mm	3-0	2		45	L45544F-CC	
	3-0	2		90	L45544N-CC	
 TCS 27 27 mm	3-0	2		75	L4574-CC	
<b>5/8 circle, round-bodied</b> 5/8 cercle, corps rond 5/8 Kreis, Rundkörper						
 FR 27 27 mm	2-0	3		75	L4905	
	0	3.5		75	L4906	
 FR 38 38 mm	2-0	3		75	L4925	
	0	3.5		75	L4926	
 FR 40 40 mm	0	3.5		75	L4936	
	1	4		75	L4937	
<b>5/8 circle, round-bodied, heavy</b> 5/8 cercle, corps rond, renforcée 5/8 Kreis, Rundkörper, stark						
 FRG 27 27 mm	2-0	3		75	L40275	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	L40276	
	1	4		75	L40277	
 FRG 40 40 mm	0	3.5		75	L493556	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	L493557	
<b>Straight, cutting</b> Droite, tranchante Gerade, schneidend						
 RS 45 45 mm	4-0	1.5		45	L4823WF	
 RS 50 50 mm	3-0	2		75	L4834	
	2-0	3		75	L4835	
	0	3.5		75	L4836	
	1	4		90	L4837N	
 RS 58 58 mm	3-0	2		75	L4844	
	3-0	2		75	L4844W	
	2-0	3		75	L4845	
	2-0	3		75	L4845W	

# AssuCryl® Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>Pre-cut sutures without needle</b> Sutures pré-coupées sans aiguille    Fäden ohne Nadel						
	5-0	1		1x140	L40052	
	4-0	1.5		1x140	L40053	
	3-0	2		1x140	L40054	
	2-0	3		1x140	L40055	
	0	3.5		1x140	L40056	
	1	4		1x140	L40057	
	2	5		1x140	L40058	
	5-0	1		1x150	L40032	
	4-0	1.5		1x150	L40033	
	3-0	2		1x150	L40034	
	2-0	3		1x150	L40035	
	0	3.5		1x150	L40036	
	1	4		1x150	L40037	
	2	5		1x150	L40038	
	5-0	1		3x45	L40352	
	4-0	1.5		3x45	L40353	
	3-0	2		3x45	L40354	
	2-0	3		3x45	L40355	
	0	3.5		3x45	L40356	
	1	4		3x45	L40357	
	2	5		3x45	L40358	
	4-0	1.5		6x45	L40093	
	3-0	2		6x45	L40094	
	2-0	3		6x45	L40095	
	0	3.5		6x45	L40096	
	1	4		6x45	L40097	
	4-0	1.5		12x45	L40523	
	3-0	2		12x45	L40524	
	2-0	3		12x45	L40525	
	0	3.5		12x45	L40526	
	1	4		12x45	L40527	
<b>Pre-cut sutures without needle on reel</b> Sutures pré-coupées sans aiguille sur bobine Fäden ohne Nadel auf Spule						
	5-0	1		1x150	BL40032	
	4-0	1.5		1x150	BL40033	
	3-0	2		1x150	BL40034	
	2-0	3		1x150	BL40035	
	0	3.5		1x150	BL40036	
	1	4		1x150	BL40037	
	2	5		1x150	BL40038	
	5-0	1		1x250	BL4092	
	4-0	1.5		1x250	BL4093	
	3-0	2		1x250	BL4094	
	2-0	3		1x250	BL4095	
	0	3.5		1x250	BL4096	
	1	4		1x250	BL4097	
	2	5		1x250	BL4098	

# AssuCryl® Lactin (PGLA)

braided, coated, synthetic, absorbable  
tressé, enduit, synthétique, résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>Ophthalmic sutures</b> Sutures ophtalmiques Ophthalmologie						
 <b>1/2 circle, spatula, double-armed</b> 1/2 cercle, spatulée, double-armée    1/2 Kreis, Spatula, doppelt-armiert						
	8 mm	6-0	0.7		45	L422986    300 Mi.
 <b>1/4 circle, spatula, double-armed</b> 1/4 cercle, spatulée, double-armée    1/4 Kreis, Spatula, doppelt-armiert						
	8 mm	7-0	0.5		45	L432687    200 Mi.
		7-0	0.5		45	L432787    230 Mi.
		6-0	0.7		45	L432986    300 Mi.
		6-0	0.7		45	L432086    350 Mi.
		5-0	1		45	L432085    350 Mi.
 <b>3/8 circle, spatula, double-armed</b> 3/8 cercle, spatulée, double-armée    3/8 Kreis, Spatula, doppelt-armiert						
	6,2 mm	8-0	0.4		30	L484568    150 Mi.
		8-0	0.4		45	L484588    150 Mi.
	6,4 mm	8-0	0.4		30	L486668    200 Mi.
		8-0	0.4		45	L486688    200 Mi.
		7-0	0.5		30	L486667    200 Mi.
		7-0	0.5		45	L486687    200 Mi.
	8 mm	8-0	0.4		45	L488688    200 Mi.
		7-0	0.5		45	L488687    200 Mi.
		6-0	0.7		30	L488066    350 Mi.
		6-0	0.7		45	L488086    350 Mi.
		5-0	1		45	L488085    350 Mi.

# Astralen<sup>®</sup> Polyester

# Astralen<sup>®</sup> Polyester

**Braided, coated, synthetic, non-absorbable**  
Tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
Geflochten, beschichtet, synthetisches, nicht resorbierbar



**Assut sutures**  
of Switzerland



**EN.** Polyester, braided and coated. Improved tensile strength and knot security. A modern braiding technique gives the strand a smooth and uniform surface that minimizes the trauma. Green or white.

**FR.** Polyester, tressé et enduit. Résistance accrue à la traction et fiabilité des nœuds. Une technique de tressage moderne confère au filament une surface lisse et régulière qui minimise le traumatisme. Vert ou blanc.

**DE.** Polyester, geflochten und beschichtet. Verbesserte Zugfestigkeit und Knotensicherheit. Ein modernes Flechtverfahren verleiht dem Faden eine glatte und gleichmässige Oberfläche für eine minimale Traumatisierung. Grün oder weiss.



**EN.** Among the few companies in the world, Assut Medical Sàrl produces atraumatic surgical needles with its own-built machines and with decades of experience. Completely and new self-built automatic needle production machines of the latest generation are operating since 2020 in our factory located in the Swiss watch-industrial region.

**FR.** Parmi les quelques fabricants au monde, Assut Medical Sàrl se distingue par des décennies d'expérience et un parc propre de machines pour la production d'aiguilles chirurgicales atraumatiques. Entièrement mises au point en interne, nos nouvelles machines dernière génération assurent la production automatisée d'aiguilles depuis 2020 sur notre site implanté dans le berceau de l'industrie horlogère helvétique.

**DE.** Als eines von wenigen weltweiten Unternehmen stellt Assut Medical Sàrl atraumatische chirurgische Nadeln auf seinen selbstgebaute Maschinen her und verfügt dabei über jahrzehntelange Erfahrung. Neue, komplett selbstgebaute Nadelfertigungsmaschinen der neuesten Generation sind seit 2020 in unserer Fabrik, die im Schweizer Uhrenindustrialgebiet liegt, in Betrieb.



**EN.** All our Astralen/Polyester<sup>®</sup> sterile sutures are packed in 2 peel-open high quality pouches. The primary and the secondary packaging are made of PET/PE Tyvek<sup>®</sup>. These 2 pouches ensure a double security in terms of quality and sterility. Our suture is thus highly protected to guarantee its best performance.

**FR.** Toutes nos sutures stériles en Astralen/Polyester<sup>®</sup> sont conditionnées dans 2 sachets pelables de qualité élevée. Les deux emballages sont en PET/PE Tyvek<sup>®</sup>. Ces 2 sachets garantissent une double sécurité en termes de qualité et stérilité. Grâce à cette protection optimale, chaque suture est hautement performante.

**DE.** Unser steriles Nahtmaterial aus Astralen/Polyester<sup>®</sup> ist in hochwertigen Aufreißbeuteln zweifach verpackt. Die Primär- und Sekundärverpackung besteht aus PET/PE Tyvek<sup>®</sup>. Durch diese zwei Beutel ist in Bezug auf Qualität und Sterilität eine doppelte Sicherheit gewährleistet und eine optimale Leistung unseres Nahtmaterials jederzeit garantiert.



**EN.** Our sutures are available in boxes of ½ dozen (6 units), 1 dozen (12 units) or 3 dozen (36 units), with the best raw materials available to ensure a strong and safe protection for the transportation of our products worldwide.

**FR.** Nos boîtes de 1/2 douzaine (6 unités), 1 douzaine (12 unités) ou de 3 douzaines (36 unités) sont obtenues à partir des meilleurs matériaux disponibles et garantissent une protection efficace et durable pendant le transport de nos produits à travers le monde.

**DE.** Unser Nahtmaterial ist in Schachteln zu ½ Dutzend (6 Einheiten), 1 Dutzend (12 Einheiten) oder 3 Dutzend (36 Einheiten) erhältlich. Als Verpackung dienen Rohmaterialien von höchster Qualität, die einen stabilen und sicheren Schutz unserer Produkte beim weltweiten Versand gewährleisten.

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>⊙ ½ circle, round-bodied</span> <span>½ cercle, corps rond</span> <span>½ Kreis, Rundkörper</span> </div>						
 HR 13 13 mm	5-0	1		75	3202	
	4-0	1.5		75	3203	
	3-0	2		75	3204	
 HR 17 17 mm	5-0	1		75	3232	
	4-0	1.5		75	101	
	3-0	2		75	102	
	2-0	3		75	3235	
 HR 20 20 mm	4-0	1.5		75	32353	
	3-0	2		75	32354	
	2-0	3		75	32355	
	0	3.5		75	32356	
 HR 22 22 mm	4-0	1.5		75	3243	
	3-0	2		75	3244	
	2-0	3		75	3245	
 HR 25 25 mm	4-0	1.5		75	32453	
	3-0	2		75	32454	
	2-0	3		75	32455	
	0	3.5		75	32456	
	1	4		75	32457	
 HR 27 27 mm	4-0	1.5		75	103	
	3-0	2		75	104	
	2-0	3		75	105	
	0	3.5		75	3256	
 HR 30 30 mm	0	3.5		75	32556	
	1	4		75	32557	
 HR 32 32 mm	3-0	2		75	3264	
	2-0	3		75	3265	
	0	3.5		75	3266	
	1	4		75	3267	
 HR 35 35 mm	2-0	3		75	32655	
	0	3.5		75	32656	
	1	4		75	32657	
 HR 38 38 mm	3-0	2		75	3274	
	2-0	3		75	106	
	0	3.5		75	107	
	1	4		75	3277	
	2	5		75	108	


# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>⊙ ½ circle, round-bodied</span> <span>½ cercle, corps rond</span> <span>½ Kreis, Rundkörper</span> </div>						
 HR 40 40 mm	2-0	3		75	3285	
	0	3.5		75	3286	
	1	4		75	3287	
 HR 45 45 mm	0	3.5		75	32856	
	1	4		75	32857	
	2	5		75	32858	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>⊙ ½ circle, round-bodied, double-armed</span> <span>½ cercle, corps rond, double-armée</span> <span>½ Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert</span> </div>						
 2xHR 17 17 mm	4-0	1.5		75	901	
	4-0	1.5		90	901N	
	3-0	2		75	902	
	3-0	2		90	902N	
	2-0	3		75	3875	
 2xHR 25 25 mm	2-0	3		90	3875N	
	3-0	2		75	38854	
	3-0	2		90	38854N	
	2-0	3		75	38855	
	2-0	3		90	38855N	
 2xHR 27 27 mm	3-0	2		75	903	
	3-0	2		90	903N	
	2-0	3		75	904	
	2-0	3		90	904N	
	0	3.5		75	905	
 2xHR 35 35 mm	2-0	3		90	38975N	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>⊙ ½ circle, round-bodied, heavy</span> <span>½ cercle, corps rond, renforcée</span> <span>½ Kreis, Rundkörper, stark</span> </div>						
 HRG 27 27 mm	2-0	3		75	3335	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	3336	
	1	4		75	3337	
	2	5		75	3338	
 HRG 35 35 mm	0	3.5		75	33366	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	33367	
 HRG 38 38 mm	2-0	3		75	3345	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	0	3.5		75	3346	

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>1/2 circle, round-bodied, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, stark						
 HRG 40 40 mm	1	4		75	33417	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	2	5		75	33418	
	2	5		90	33418N	
 HRG 50 50 mm	2	5		90	33438N	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
<b>1/2 circle, reverse cutting</b> 1/2 cercle, tranchante 1/2 Kreis, schneidend						
 HS 17 17 mm	6-0	0.7		75	3671	
	5-0	1		75	3672	
	4-0	1.5		75	3673	
	3-0	2		75	3674	
 HS 19 19 mm	4-0	1.5		75	3683	
	3-0	2		75	3684	
	2-0	3		75	3685	
 HS 24 24 mm	4-0	1.5		75	3693	
	3-0	2		75	3694	
	2-0	3		75	3695	
	0	3.5		75	3696	
 HS 27 27 mm	2-0	3		75	160	
 HS 30 30 mm	2-0	3		75	3715	
	0	3.5		75	3716	
	1	4		75	3717	
 HS 38 38 mm	2-0	3		75	3725	
	0	3.5		75	3726	
	1	4		75	3727	
	2	5		75	3728	
<b>1/2 circle, reverse cutting, heavy</b> 1/2 cercle, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, schneidend, stark						
 HSG 40 40 mm	0	3.5		75	37206	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel
	1	4		75	37207	
 HSG 55 55 mm	5	7		75	374505	<b>heavy needle</b> aiguille renforcée starke Nadel


# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>1/2 circle, conventional cutting</b> 1/2 cercle, tranchante conventionnelle 1/2 Kreis, konventionell schneidend						
 HCS 50 50 mm	6	8		75	374306-CC	
<b>1/2 circle, cutting taper</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend						
 HSR 18 18 mm	5-0	1		75	3362	
	4-0	1.5		75	3363	
	3-0	2		75	3364	
	2-0	3		75	3365	
 HSR 27 27 mm	3-0	2		75	3374	
	2-0	3		75	3375	
 HSR 38 38 mm	0	3.5		75	3386	
	1	3		75	3387	
 HSR 45 45 mm	2	5		75	33898	
 HSR 50 50 mm	2	5		75	33818	
<b>1/2 circle, cutting taper, double-armed</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante, double-armée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert						
 2xHSR 18 18 mm	5-0	1		90	3942N	
	4-0	1.5		90	3943N	
	3-0	2		90	3944N	
	2-0	3		90	3945N	
	2-0	3		90	3945GNx4	
 2xHSR 25 25 mm	2-0	3		75	39485	
	2-0	3		90	39485N	
	2-0	3		90	39485GNx4	
 2xHSR 27 27 mm	3-0	2		90	3954N	
	2-0	3		90	3955N	
	0	3.5		90	3956N	

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 <b>1/2 circle, cutting taper, heavy</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante, renforcée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 HSRG 45 45 mm	2	5		75	33958Gx4	<b>Multipack</b> <b>4 green sutures per envelope heavy needle</b> 4 sutures vertes par sachet aiguille renforcée 4 grüne Fäden per Beutel starke Nadel
 HSRG 55 55 mm	5	7		75	339805	<b>Multipack</b> <b>4 green sutures per envelope heavy needle</b> 4 sutures vertes par sachet aiguille renforcée 4 grüne Fäden per Beutel starke Nadel
	5	7		75	339805Gx4	
 <b>1/2 circle, cutting taper, heavy, double-armed</b> 1/2 cercle, corps rond, tranchante, renforcée, double-armée 1/2 Kreis, Rundkörper, schneidend, stark, doppelt-armiert						
 2xHSRG 55 55 mm	5	7		75	395805Gx4	<b>Multipack</b> <b>4 green sutures per envelope heavy needles</b> 4 sutures vertes par sachet aiguilles renforcées 4 grüne Fäden per Beutel starke Nadeln



# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
 <b>3/8 circle, round-bodied</b> 3/8 cercle, corps rond 3/8 Kreis, Rundkörper						
 TR 17 17 mm	5-0 4-0 3-0 2-0	1 1.5 2 3		75 75 75 75	123 124 125 3435	
 TR 22 22 mm	5-0 4-0 3-0 2-0 0	1 1.5 2 3 3.5		75 75 75 75 75	3442 3443 3444 3445 3446	
 TR 27 27 mm	2-0 0 1 2	3 3.5 4 5		75 75 75 75	3455 3456 3457 3458	
 TR 32 32 mm	2-0 0 1 2 3&4	3 3.5 4 5 6		75 75 75 75 75	3465 3466 3467 3468 3469	
 TR 38 38 mm	2-0 0 1 2 3&4	3 3.5 4 5 6		75 75 75 75 75	3475 3476 3477 3478 3479	
 <b>3/8 circle, round-bodied, double-armed</b> 3/8 cercle, corps rond, double-armée 3/8 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 13 13 mm	6-0 5-0 4-0	0.7 1 1.5		75 75 75	906 907 3993	
 2xTR 22 22 mm	5-0 4-0	1 1.5		75 75	31252 31253	
 <b>3/8 circle, reverse cutting</b> 3/8 cercle, tranchante 3/8 Kreis, schneidend						
 TS 12 12 mm	6-0 5-0 4-0 4-0	0.7 1 1.5 1.5		45 45 45 75	132F 133F 134F 134	
 TS 17 17 mm	5-0 5-0 4-0	1 1 1.5		45 75 75	135F 135 136	


# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>3/8 circle, reverse cutting</b> 3/8 cercle, tranchante    3/8 Kreis, schneidend						
 TS 19 19 mm	6-0	0.7		75	3551	
	5-0	1		75	137	
	4-0	1.5		75	138	
	4-0	1.5		75	138-SL	slim needle, aiguille fine, feine Nadel
	3-0	2		75	139	
	3-0	2		75	139-SL	slim needle, aiguille fine, feine Nadel
	2-0	3		75	3555	
	0	3.5		75	3556	
 TS 24 24 mm	4-0	1.5		75	140	
	3-0	2		75	141	
	2-0	3		75	142	
	0	3.5		75	3566	
 TS 27 27 mm	4-0	1.5		75	143	
	3-0	2		75	144	
	2-0	3		75	145	
	0	3.5		75	3576	
 TS 30 30 mm	3-0	2		75	146	
	2-0	3		75	147	
	0	3.5		75	3586	
	1	4		75	3587	
 TS 38 38 mm	3-0	2		75	148	
	2-0	3		75	149	
	0	3.5		75	3596	
	1	4		75	3597	
	2 3&4	5 6		75	3598 3599	
 TS 45 45 mm	0	3.5		75	3606	
	1	4		75	3607	
	2	5		75	3608	
	3&4	6		75	3609	
 TS 90 90 mm	1	4		100	36257H	

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>3/8 circle, reverse cutting, double-armed</b> 3/8 cercle, tranchante, double-armée 3/8 Kreis, schneidend, doppelt-armiert						
 2xTS 75 75 mm	5	7		75	327505	
<b>3/8 circle, reverse cutting, heavy</b> 3/8 cercle, tranchante, renforcée    3/8 Kreis, schneidend, stark						
 TSG 27 27 mm	2	5		75	AST2	
<b>Straight, cutting</b> Droite, tranchante    Gerade, schneidend						
 RS 50 50 mm	3-0	2		75	3834	
	2-0	3		75	3835	
	0	3.5		75	3836	
	1	4		75	3837	
	2	5		75	3838	
 RS 58 58 mm	3-0	2		75	3844	
	2-0	3		75	3845	
<b>Pre-cut sutures without needle</b> Sutures pré-coupées sans aiguille    Fäden ohne Nadel						
	0	3.5		1x180	30046	
	1	4		1x180	30047	
	2	5		1x180	30048	
	3-0	2		2x70	31154	
	2-0	3		2x70	31155	
	0	3.5		2x70	31156	
	1	4		2x70	31157	
	2	5		2x70	31158	
	3&4	6		2x70	31159	
	4-0	1.5		3x45	30353	
	3-0	2		3x45	30354	
	2-0	3		3x45	30355	
	0	3.5		3x45	30356	
	1	4		3x45	30357	
	2	5		3x45	30358	
	3-0	2		5x70	30994	
	2-0	3		5x70	30995	
	0	3.5		5x70	30996	
	5-0	1		6x45	30092	
	0	3.5		6x45	30096	

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation	
<b>Pre-cut sutures without needle on reel</b> Sutures pré-coupées sans aiguille sur bobine Fäden ohne Nadel auf Spule							
	5-0	1		1x150	B30032		
	4-0	1.5		1x150	B30033		
	3-0	2		1x150	B30034		
	2-0	3		1x150	B30035		
	0	3.5		1x150	B30036		
	1	4		1x150	B30037		
	2	5		1x150	B30038		
	5-0	1		1x250	B3092		
	4-0	1.5		1x250	B3093		
	3-0	2		1x250	B3094		
	2-0	3		1x250	B3095		
	0	3.5		1x250	B3096		
	1	4		1x250	B3097		
	2	5		1x250	B3098		
	<b>Ophthalmic sutures</b> Sutures ophtalmiques Ophthalmologie						
 <b>1/2 circle, spatula, double-armed</b>  <b>1/2 cercle, spatulée, double-armée</b>  <b>1/2 Kreis, Spatula, doppelt-armiert</b>							
	8 mm	5-0	1		45	322085	350 Mi.
		5-0	1		45	322085W	350 Mi.
 <b>1/4 circle, spatula, double-armed</b>  <b>1/4 cercle, spatulée, double-armée</b>  <b>1/4 Kreis, Spatula, doppelt-armiert</b>							
	8 mm	6-0	0.7		45	332986	300 Mi.
		5-0	1		45	332085	350 Mi.
		5-0	1		45	332085W	350 Mi.
		4-0	1.5		45	3324584W	400 Mi.

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation	
<b>Astralen®/ Polyester for valve replacement</b> Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz							
 <b>1/2 circle, round-bodied, double-armed</b>  <b>1/2 cercle, corps rond, double-armée</b>  <b>1/2 Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert</b>							
	17 mm	2-0	3		75	CV3875-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
		2-0	3		75	CV3875-351x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x5x1.1mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x5x1.1mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x5x1.1mm
		2-0	3		75	CV3875-35x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x5x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x5x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x5x1.5mm
		2-0	3		75	CV3875-33	<b>with 3x3x1.5mm round firm pledgets</b> avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
		2-0	3		75	CV3875W-33	
		2-0	3		90	CV3875N-33	
		2-0	3		90	CV3875WN-33	
		2-0	3		75	CV3875-33x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
		2-0	3		75	CV3875x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
			20 mm	2-0	3		75
2-0	3				75	CV38755-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	25 mm	2-0	3		75	CV38855-37	<b>with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
		2-0	3		75	CV38855W-37	
		2-0	3		75	CV38855-371x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.1mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.1mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.1mm
		2-0	3		75	CV38855-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
		2-0	3		75	CV38855x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
		2-0	3		90	CV38855Nx10	
	25 mm	2-0	3		75	CV38855-AR-36x8	<b>4 green &amp; 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles</b> 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>Astralen®/ Polyester for valve replacement</b> Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz						
<b>½ circle, cutting taper, double-armed</b> ½ cercle, corps rond, tranchante, double-armée ½ Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert						
 2xHSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV3945-371x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.1mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.1mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.1mm
	2-0	3		75	CV3945-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3945-33x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV3945x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xHSR 25 25 mm	2-0	3		75	CV39485-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39485x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xHSR 26 26 mm	2-0	3		75	CV39495-AR-36x8	<b>4 green &amp; 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles</b> 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln
<b>¾ circle, round-bodied, double-armed</b> ¾ cercle, corps rond, double-armée ¾ Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 17 17 mm	2-0	3		90	CV3125N-37	<b>with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-35x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x5x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x5x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x5x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125-33x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV3125x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden

# Astralen® Polyester

braided, coated, synthetic, non-absorbable  
tressé, enduit, synthétique, non-résorbable  
geflochten, beschichtet, synthetisch, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>Astralen®/ Polyester for valve replacement</b> Astralen®/ Polyester pour remplacement de valve Astralen®/ Polyester für Herzklappenersatz						
<b>¾ circle, round-bodied, double-armed</b> ¾ cercle, corps rond, double-armée ¾ Kreis, Rundkörper, doppelt-armiert						
 2xTR 20 20 mm	2-0	3		75	CV31225-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV31265-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
 2xTR 25 25 mm	2-0	3		75	CV31265x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
	2-0	3		90	CV31265Nx10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
	<b>¾ circle, cutting taper, double-armed</b> ¾ cercle, corps rond, tranchante, double-armée ¾ Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert					
 2xTSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV39915-37	<b>with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915-33x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x3x1.5mm round firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ronds 3x3x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit runden festen Pledgets 3x3x1.5mm
	2-0	3		75	CV39915x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
 2xTSR 18 18 mm	2-0	3		75	CV39915-AR-36x8	<b>4 green &amp; 4 white sutures with 3x6x1.5mm oval firm pledgets black needles</b> 4 sutures vertes & 4 blanches avec pledgets durs ovales 3x6x1.5mm aiguilles noires 4 grüne & 4 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x6x1.5mm schwarze Nadeln
	<b>¾ circle, cutting taper, double-armed</b> ¾ cercle, corps rond, tranchante, double-armée ¾ Kreis, Rundkörper, schneidend, doppelt-armiert					
 2xTSR 25 25 mm	2-0	3		75	CV39975-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures with 3x7x1.5mm oval firm pledgets</b> 5 sutures vertes & 5 blanches avec pledgets durs ovales 3x7x1.5mm 5 grüne & 5 weisse Fäden mit ovalen festen Pledgets 3x7x1.5mm
	2-0	3		90	CV39975N-37x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden
	2-0	3		75	CV39975x10	<b>5 green &amp; 5 white sutures</b> 5 sutures vertes & 5 blanches 5 grüne & 5 weisse Fäden

# Surgical Steel

## Acier Chirurgical-Chirurgischer Stahl

# Surgical Steel

## Acier chirurgical Chirurgischer Stahl

**Monofilament, stainless steel, non-absorbable**  
 Monofilament, acier inoxydable, non-résorbable  
 Monofilament, Edelstahl, nicht resorbierbar



**EN.** Stainless steel, monofilament. Very high tensile strength. Excellent knot security. This strand causes minimum tissue reaction. Natural steel color.

**FR.** Acier inoxydable, monofilament. Très grande résistance à la traction. Sécurité de nœud optimale. Ce filament réduit au maximum la réaction des tissus. Couleur naturelle acier.

**DE.** Edelstahl, Monofilament. Hohe Zugfestigkeit. Hervorragende Knotensicherheit. Der Draht verursacht nur eine sehr geringe Gewebereaktion. Natürliche Stahlfarbe.



**EN.** Among the few companies in the world, Assut Medical Sàrl produces atraumatic surgical needles with its own-built machines and with decades of experience. Completely and new self-built automatic needle production machines of the latest generation are operating since 2020 in our factory located in the Swiss watch-industrial region.

**FR.** Parmi les quelques fabricants au monde, Assut Medical Sàrl se distingue par des décennies d'expérience et un parc propre de machines pour la production d'aiguilles chirurgicales atraumatiques. Entièrement mises au point en interne, nos nouvelles machines dernière génération assurent la production automatisée d'aiguilles depuis 2020 sur notre site implanté dans le berceau de l'industrie horlogère helvétique.

**DE.** Als eines von wenigen weltweiten Unternehmen stellt Assut Medical Sàrl atraumatische chirurgische Nadeln auf seinen selbstgebauten Maschinen her und verfügt dabei über jahrzehntelange Erfahrung. Neue, komplett selbstgebaute Nadelfertigungsmaschinen der neuesten Generation sind seit 2020 in unserer Fabrik, die im Schweizer Uhrenindustriegebiet liegt, in Betrieb.



**EN.** All our surgical steel sterile sutures are packed in 1 long peel-open high quality pouch, which is made of PET/PE Tyvek®. Our suture is thus highly protected to guarantee its best performance.

**FR.** Toutes nos sutures stériles en acier sont conditionnées dans 1 long sachet pelables de qualité élevée en PET/PE Tyvek®. Cet emballage garantit une sécurité en termes de qualité et stérilité. Grâce à cette protection optimale, chaque suture est hautement performante.

**DE.** Unser steriles Nahtmaterial aus Stahl ist in einem langen, hochwertigen Aufreißbeutel aus PET/PE Tyvek® verpackt. Durch diesen Beutel ist in Bezug auf Qualität und Sterilität eine große Sicherheit gewährleistet und eine optimale Leistung unseres Nahtmaterials jederzeit garantiert.



**EN.** Our sutures are available in longpack boxes of 1 dozen (12 units), with the best raw materials available to ensure a strong and safe protection for the transportation of our products worldwide.

**FR.** Nos boîtes 'longpack' de 1 douzaine (12 unités) sont obtenues à partir des meilleurs matériaux disponibles et garantissent une protection efficace et durable pendant le transport de nos produits à travers le monde.




**DE.** Unser Nahtmaterial ist in Schachteln zu 1 Dutzend (12 Einheiten) erhältlich. Als Verpackung dienen Rohmaterialien von höchster Qualität, die einen stabilen und sicheren Schutz unserer Produkte beim weltweiten Versand gewährleisten.



**Assut sutures**  
of Switzerland

**Surgical Steel**  
Acier Chirurgical  
Chirurgischer Stahl

monofilament, stainless steel, non-absorbable  
monofilament, acier inoxydable, non-résorbable  
Monofilament, Edelstahl, nicht resorbierbar

Needle Code and Length Code Aiguille et Longueur Nadel-Code und Länge	USP	Metric	Color Couleur Farbe	Length Longueur Länge (cm)	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>Sternotomy</b> Sternotomie Sternotomie						
○ ½ circle, conventional cutting ½ cercle, tranchante conventionnelle ½ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>HCS 50 50 mm</p>	5	7		75	CV7802x2	<b>Multipack</b> 2 sutures per envelope 2 sutures par sachet 2 Fäden per Beutel
	6	8		45	SST1	
	5	7		45	CV7601x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	5	7		75	CV7621x4	
	6	8		45	CV7624x4	
	6	8		75	CV7623x4	
	7	9		45	CV7605x4	
	7	9		75	CV7910x4	
	5	7		45	CV7601x4-360°	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope 360° rotating needle 4 sutures par sachet aiguille rotative à 360° 4 Fäden per Beutel 360° rotierende Nadel
	6	8		45	CV7624x4-360°	
	7	9		45	CV7605x4-360°	
	5	7		45	CV7620x6	<b>Multipack</b> 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
6	8		45	CV7622x6		
○ ¾ circle, conventional cutting ¾ cercle, tranchante conventionnelle ¾ Kreis, konventionell schneidend						
 <p>TCS 50 50 mm</p>	5	7		45	CV7501x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope 4 sutures par sachet 4 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7503x4	
	5	7		45	CV7502x6	<b>Multipack</b> 6 sutures per envelope 6 sutures par sachet 6 Fäden per Beutel
	6	8		45	CV7504x6	
▽ ½ circle, reverse cutting, heavy ½ cercle, tranchante, renforcée ½ Kreis, schneidend, stark						
 <p>HSG 50 50 mm</p>	7	9		45	CV772607x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
	 <p>HSG 55 55 mm</p>	5	7		75	CV774505-360°
5		7		75	CV774505x2-360°	<b>Multipack</b> 2 sutures per envelope heavy & 360° rotating needle 2 sutures par sachet aiguille renforcée & rotative à 360° 2 Fäden per Beutel starke & 360° rotierende Nadel
◊ ½ circle, cutting taper, heavy ½ cercle, corps rond, tranchante, renforcée ½ Kreis, Rundkörper, schneidend, stark						
 <p>HSRG 50 50 mm</p>	3&4	6		45	CV73979x4	<b>Multipack</b> 4 sutures per envelope heavy needle 4 sutures par sachet aiguille renforcée 4 Fäden per Beutel starke Nadel
	5	7		45	CV739705x4	
	6	8		45	CV739706x4	
	7	9		45	CV739707x4	

**Surgical**  
**Assut sutures**  
of Switzerland

**At the service of surgery**  
Au service de la chirurgie  
Im Dienste der Chirurgie

[www.assutsutures.com](http://www.assutsutures.com)

# Specialties

## Spécialités-Spezialitäten



**Assut sutures**  
of Switzerland

# PTFE Pledgets

**Polytetrafluorethylene pledgets, non-absorbable**  
Pledgets en polytétrafluoroéthylène, non-résorbables  
Polytetrafluorethylen-Pledgets nicht resorbierbar

Description Description Beschreibung	Units per envelope Unités par sachet Einheiten per Beutel	Shape Forme Form	Catalogue N°/Ref Réf. catalogue/Ref Katalog-Nr/Ref	Additional information Information complémentaire Zusatzinformation
<b>3x3x1.5mm round firm pledgets</b> pledgets durs ronds 3x3x1.5mm runde feste Pledgets 3x3x1.5mm	6	☺	PRF3315x6	<b>2 holes pre-punched</b> 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☺	PRF3315x5	
<b>6x3x1.5mm oval firm pledgets</b> pledgets durs ovales 6x3x1.5mm ovale feste Pledgets 6x3x1.5mm	6	☺	POF6315x6	<b>2 holes pre-punched</b> 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☺	POF6315x5	
<b>7x3x1.5mm oval firm pledgets</b> pledgets durs ovales 7x3x1.5mm ovale feste Pledgets 7x3x1.5mm	6	☺	POF7315x6	<b>2 holes pre-punched</b> 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☺	POF7315x5	
<b>6x3x1.5mm rectangular firm pledgets</b> pledgets durs rectangulaires 6x3x1.5mm rechteckige feste Pledgets 6x3x1.5mm	6	☺	PRF6315x6	<b>2 holes pre-punched</b> 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☺	PRF6315x5	
<b>7x3x1.5mm rectangular firm pledgets</b> pledgets durs rectangulaires 7x3x1.5mm rechteckige feste Pledgets 7x3x1.5mm	6	☺	PRF7315x6	<b>2 holes pre-punched</b> 2 trous pré-perforés 2 vorgestanzte Löcher
	5	☺	PRF7315x5	

Illustrative pictures - Images d'illustration - Bildliche Darstellungen

