

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1652351951907 / 21056367 din 12.05.22					
Denumirea licitației:	KITURI DE DIAGNOSTIC VIRUSOLOGIE				Lot: 7,8,9	Pagina: 1 din 1
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 7 Set de diagnostic	11.PPA.K.3/5	Spania	Ingenaza	Set să utilizeze principiul ELISA pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane de a fi utilizat pe probe de ser de la suine microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser control pozitiv lichidcontrol negativ lichid soluția de spălare concentrată 1:25 soluție de diluție soluție substrat soluție stop Modul de testare de a fi posibil în 18-24 ore (overnight). Compatibil speciei de animal menționat Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, în limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garanție a produselor	Set de 480 teste. Set să utilizeze principiul ELISA (Blocking Elisa) pentru detecția anticorpilor specifici virusului pestei porcine africane in de ser de la suine. Setul contine: - microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, - conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser - control pozitiv lichid - control negativ lichid -soluția de spălare concentrată 1:25 - soluție de diluție - soluție substrat - soluție stop Modul de testare de a fi posibil în 18-24 ore (overnight). Specia tinta - suine. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) este standartizat la kitul etalon OIE. Setul dispune de Fisa in format Excell pentru înregistrarea și interpretarea rezultatelor	Conform cerintelor
LOT 8 Set de diagnostic	Anti-Rabies Nucleocapsid Conjugate; lyophilized, adsorbed 3572112	Franta	Bio-Rad	Set de diagnostic la rabie prin metoda imunofluorescență directă. Setul conține conjugat din nucleocapsid anti-rabic adsorbit. Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat Setul de diagnostic să fie însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, în limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor. Marcat de producător pentru uz	Conjugat adsorbit, liofilizat anti-nucleocapsida virus rabic. Destinat pentru diagnosticul histologic al rabiei din frotiuri de creier, prin imunofluorescenta Setul conține 4 fl x 3 ml de conjugat liofilizat Compozitie: Imunoglobelinele IgG sunt: 1. Obținute prin imunizarea iepurilor cu nucleocapsida purificata din tulpina Pateur fixata; 2. Purificate prin cromatografie de schimb ionic; 3. Cuplate cu izotiocianat de fluoresceina (FITC); 4. Adsorbite (dupa titrare) cu suspensie 10% (concentratia finala) de creier normal de soarece; 5. Purificate prin centrifugare si liofilizare.	Conform cerintelor

LOT 9 Set de diagnostic	10.WNV.K.3.2	Spania	Ingenaza	Set de diagnostic să utilizeze principiul Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului West Nile Fever de a fi utilizat pe probe de ser la păsări, cabaline, etc. microplăci din poliester de 96 de godeuri căpușite cu antigen, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, conjugat concentrat până la 10x cu diluant, control pozitiv lichid sau leofilizat control negativ lichid sau leofilizat soluție de diluare pentru probe examinate și reactive soluție substrat soluția de spălare concentrată soluție stop În caz de diluare a probelor, aceasta etapa se va face direct în placa căpușită. Setul sa fie în conformitate cu cerințele Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals at World Organization for Animal Health (OIE), ediția în vigoare. Marcat de producător pentru uz veterinar. Setul de diagnostic să conțină un certificat sau alt document care confirmă calitatea produsului (setului) de la producător sau de la laborator internațional de referință OIE, în care să fie specificate sensibilitatea, specificitatea, reproductibilitatea. Certificat ISO 9001	Kit-ul a fost conceput pentru a detecta anticorpi specifici pentru virusul West Nile. Kit-ul este capabil să detecteze un titru foarte scăzut de anticorpi în serurile diferitelor specii de animale infectate (păsări, cai, oameni etc.). Kit-ul INGEZIM West Nile COMPAC se bazează pe metoda imunoenzimă de blocare descrisa mai jos: Plăcile sunt acoperite cu antigen viral inactivat. După adăugarea probei în godeu, dacă aceasta conține anticorpi specifici împotriva WNV, aceștia se vor lega de antigenul absorbit pe placă, în timp ce, dacă proba nu conține anticorpi specifici, nu se vor lega de antigen. Dacă adăugăm un anticorp monoclonal specific (conjugat cu peroxidază) împotriva ectodomeniului glicoproteinei E a WNV, acesta va concura cu anticorpii serului. Dacă probele de ser conțin anticorpi specifici, aceștia nu vor permite legarea Mab-ului marcat la antigen, în timp ce dacă nu conține anticorpi specifici, Mab se va lega de antigenul de pe placă. După spălarea plăcii pentru a elimina tot materialul nefixat, putem detecta prezența sau absența Mab marcat prin adăugarea de substrat (TMB) care în prezența peroxidazei va dezvolta o reacție colorimetrică. Setul contine: - microplăci din poliester de 96 de godeuri căpușite cu antigen, cu stripuri (barete) detașabile (12/placa) cite 8 godeuri, de polisteren, - conjugat gata pentru utilizare, - control pozitiv lichid - control negativ lichid - soluție de diluare pentru probe examinate și reactive - soluție substrat (TMB) gata pentru utilizare - soluția de spălare concentrată X 25 - soluție stop DO - 450 nm Setul dispune de Fisa in format Excell pentru înregistrarea si interpretarea rezultatelor.	Conform cerintelor
-------------------------	--------------	--------	----------	---	--	--------------------

Semnat:_____

Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova