

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1759322117553 din 09/10/2025						
Obiectul achiziției: Consumabile medicale (detergenți pentru mașinile Sterilmed WD-10, lubrifiant, perii pentru instrumente) a.2025, COP						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot.1 Detergent și neutralizant pentru mașinile Sterilmed WD-10						
1.1 Detergent alcalin compatibil sau analog cu mașina de spălat Sterilmed WD-10	DETRO MATIC A	Turcia	DETRO HEALTH CARE	1.1 Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed Care Base, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentrația recomandată de utilizare să nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinație și setarea tuturor parametrilor necesari pentru funcționare corectă să fie efectuată de către operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	1.1 Da, Detergent alcalin pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed Care Base, WD-10 - Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea detergentului cu mașinile Sterilmed WD10, aflate în dotare. Concentrația recomandată de utilizare să nu fie mai mare de 0.2%. Curățarea și dezinfectarea instrumentelor la termorezistent la 93 de grade. Compatibil cu toate gradele de duritate a apei. Compoziția din: hidroxid de potasiu, agenți tensioactivi, polifosfați, silicați, agenți complexanți, inhibitori de coroziune. Transportarea, descarcarea la locul de destinație și setarea tuturor parametrilor necesari pentru funcționare corectă să fie efectuată de către operatorul economic. - Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. - Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	CE, ISO Inreg AMDM DM0008 22352
1.2 Neutralizant compatibil sau analog cu mașina de spălat Sterilmed WD-10	DETRO MATIC NS	Turcia	DETRO HEALTHCARE	1.2 Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile	1.2 Da, Neutralizant pentru spălarea și curățarea instrumentelor chirurgicale în mașinile de spălat analogic sau compatibil cu Sterilmed WD-10. Certificări: Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, până la deschiderea ofertelor. Se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea neutralizantului cu mașinile Sterilmed WD10,	CE, ISO Inreg AMDM DM0008 22356

				Sterilmed WD10, aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandarilor producatorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesare pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	aflate în dotare. Activarea neutralizantului la temperatura nu mai mare de 30 de grade conform recomandarilor producatorului. Transportarea, descarcarea la locul de destinatie si setarea tuturor parametrilor necesare pentru functionare corecta sa fie efectuata de catre operatorul economic. Termenul de valabilitate 18 luni de la data livrării. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri.	
2.Lubrifiant compatibil cu autoclave Goldberg 422D Eryigit.						
2.Lubrifiant compatibil cu autoclave Goldberg 422D Eryigit.	Silicone lubricant	Turcia	STERILMED	Lubrifiant alimentar pe baza de polidimetilsiloxan (PDMS) sau amestecuri de siliconi fără hidrocarburi petroliere care nu atacă garniturile de uşă din silicon/EPDM, cauciuc sintetic, plastic, metal, temperatură de la -40 grade la $\geq +200$ grade, analogic cu WURTH Silicon Fluid 400 ml, compatibil cu autoclave Goldberg 422D Eryigit.	Da, Lubrifiant alimentar pe baza de polidimetilsiloxan (PDMS) sau amestecuri de siliconi fără hidrocarburi petroliere care nu atacă garniturile de uşă din silicon/EPDM, cauciuc sintetic, plastic, metal, temperatură de la -40 grade la $\geq +200$ grade, analogic cu WURTH Silicon Fluid 400 ml, compatibil cu autoclave Goldberg 422D Eryigit.	CE, ISO
TOTAL						

Semnăt:

Numele, Prenumele: Lungu Ion

În calitate de : Administrator

Ofertantul: Health Medical Solutions SRL

Adresa: str. Grenoble 128, of. 011