


**Către IMSP Spitalul Clinic Republican
„Timofe Moșneaga”**

Prin prezenta, SC “Denolga Medical” SRL, ca răspuns la solicitarea/
mail-ul Dvs din 16.09.2021, Vă comunică următoarele:

❖ **Lot 1 Endoscop rigid: 30 grade, 5mm – Model 26046BA**

1. Diametrul canalului optic și al lentilelor din canal? - 5 mm. Anexa 1
2. Diametrul/suprafața lentilei/ sticlei din apertura endoscopului? - 6 mm, pentru telescop de 5 mm, și canal de lentile 4 mm, fiind o informație strict tehnic-construcitivă și confidențială a producătorului și nu are nici o importanță pentru utilizator.
3. Unghiul de vedere oferit pentru fiecare tip de endoscop? - 30° (Forward-Oblique, enlarged view). *Anexa 1*
4. Coeficientul de transparență a întregului sistem optic? – *Transparență maximală 99.8-100%*
5. Diametrele suprafețelor de vedere (Field of View, FOV) la distanța minimă de lucru și maximă de lucru? - *0.3-0.5mm*
6. Sa se specifice materialul sticlelor distale (ocular, apertură)? – *Sapfir. Anexa 6*
7. Distanța minimă de lucru? - *distanța minimă de lucru nu depinde de telescop, ci de camera/capul de cameră video folosită, la ce distanță focalizează minim fața de țesut*
8. Durata maximă de autoclavare și temperatura de autoclavare? - *132°-134°, 18-20 min. Anexa 7*




❖ **Lot 2 Endoscop rigid: 0 grade, 5mm - Model 26046AA**

1. Diametrul canalului optic și al lentilelor din canal? - 5 mm. *Anexa 1*
2. Diametrul/suprafața lentilei/ sticlei din apertura endoscopului? - 6 mm, pentru telescop de 5 mm, și canal de lentile 4 mm, fiind o informație strict tehnic-construcitivă și confidențială a producătorului și nu are nici o importanță pentru utilizator.
3. Unghiul de vedere oferit pentru fiecare tip de endoscop? - 0° (Straight Forward, enlarged view). *Anexa 1*
4. Coeficientul de transparență a întregului sistem optic? - Transparență maximală 99.8-100%
5. Diametrele suprafețelor de vedere (Field of View, FOV) la distanța minimă de lucru și maximă de lucru? - 0.3-0.5mm
6. Sa se specifice materialul sticlelor distale (ocular, apertură)? - Săpîr. *Anexa 6*
7. Distanța minimă de lucru? - *distanța minimă de lucru nu depinde de telescop, ci de camera/capul de cameră video folosită, la ce distanță focalizează minim fața de țesut*
8. Durata maximă de autoclavare și temperatura de autoclavare? - 132°-134°, 18-20 min. *Anexa 7*

❖ **Lot 23 Endoscop rigid: 0 grade, 4mm - Model 7230AA**


1. Diametrul canalului optic și al lentilelor din canal? - 4 mm. *Anexa 1*
2. Diametrul/suprafața lentilei/ sticlei din apertura endoscopului? - 5 mm, pentru telescop de 4 mm, și canal de lentile 3 mm, fiind o informație strict tehnic-construcitivă și confidențială a producătorului și nu are nici o importanță pentru utilizator.



3. Unghiul de vedere oferit pentru fiecare tip de endoscop? - 0° (Straight Forward, enlarged view). *Anexa 2*
4. Coeficientul de transparență a întregului sistem optic? - *Transparență maximală 99.8-100%*
5. Diametrele suprafețelor de vedere (Field of View, FOV) la distanța minimă de lucru și maximă de lucru? - *0.5 mm*
6. Sa se specifice materialul sticlelor distale (ocular, apertură)? - *Sapfir. Anexa 6*
7. Distanța minimă de lucru? - *distanța minimă de lucru nu depinde de telescop, ci de camera/capul de cameră video folosită, la ce distanță focalizează minim fața de țesut*
8. Durata maximă de autoclavare și temperatura de autoclavare? - *132° - 134° , 18-20 min. Anexa 7*

❖ **Lot 24 Endoscop rigid: 45 grade, 4mm – Model 7230FA**


1. Diametrul canalului optic și al lentilelor din canal? - *4 mm. Anexa 1*
2. Diametrul/suprafața lentilei/ sticlei din apertura endoscopului? - *5 mm, pentru telescop de 4 mm, și canal de lentile 3 mm, fiind o informație strict tehnic-construcțivă și confidențială a producătorului și nu are nici o importanță pentru utilizator.*
3. Unghiul de vedere oferit pentru fiecare tip de endoscop? - 45° (Forward-Oblique, enlarged view). *Anexa 3*
4. Coeficientul de transparență a întregului sistem optic? - *Transparență maximală 99.8-100%*
5. Diametrele suprafețelor de vedere (Field of View, FOV) la distanța minimă de lucru și maximă de lucru? - *0.5 mm*
6. Sa se specifice materialul sticlelor distale (ocular, apertură)? - *Sapfir. Anexa 6*



7. Distanța minimă de lucru? - *distanța minimă de lucru nu depinde de telescop, ci de camera/capul de cameră video folosită, la ce distanță focalizează minim fața de țesut*
8. Durata maximă de autoclavare și temperatura de autoclavare? - *132⁰- 134⁰, 18-20 min. Anexa 7*


❖ **Lot 25 Endoscop rigid: 70 grade, 4mm – Model 7230CA**

1. Diametrul canalului optic și al lentilelor din canal? - *4 mm. Anexa 1*
2. Diametrul/suprafața lentilei/ sticlei din apertura endoscopului? - *5 mm, pentru telescop de 4 mm, și canal de lentile 3 mm, fiind o informație strict tehnic-construcțivă și confidențială a producătorului și nu are nici o importanță pentru utilizator.*
3. Unghiul de vedere oferit pentru fiecare tip de endoscop? - *70⁰ (Lateral Telescope, enlarged view). Anexa 4*
4. Coeficientul de transparență a întregului sistem optic? – *Transparență maximală 99.8-100%*
5. Diametrele suprafețelor de vedere (Field of View, FOV) la distanța minimă de lucru și maximă de lucru? - *0.5 mm*
6. Sa se specifice materialul sticlelor distale (ocular, apertură)? – *Sapfir. Anexa 6*
7. Distanța minimă de lucru? - *distanța minimă de lucru nu depinde de telescop, ci de camera/capul de cameră video folosită, la ce distanță focalizează minim fața de țesut*
8. Durata maximă de autoclavare și temperatura de autoclavare? - *132⁰- 134⁰, 18-20 min. Anexa 7*



❖ **Lot 28 Endoscop rigid 15 grade; cu ocular angular 45 grade (echivalentul ref.code 8575AV, Karl-Storz) - Model 8575AV**

1. Diametrul canalului optic și al lentilelor din canal? - 4 mm. *Anexa 1*
2. Diametrul/suprafața lentilei/ sticlei din apertura endoscopului? - 5 mm, pentru telescop de 4 mm, și canal de lentile 3 mm, fiind o informație strict tehnic-construcțivă și confidențială a producătorului și nu are nici o importanță pentru utilizator.
3. Unghiul de vedere oferit pentru fiecare tip de endoscop? - 15° (Straight Forward, enlarged view). *Anexa 5*
4. Coeficientul de transparență a întregului sistem optic? - Transparență maximală 99.8-100%
5. Diametrele suprafețelor de vedere (Field of View, FOV) la distanța minimă de lucru și maximă de lucru? - 0.5mm
6. Sa se specifice materialul sticlelor distale (ocular, apertură)? - Săpîr. *Anexa 6*
7. Distanța minimă de lucru? - *distanța minimă de lucru nu depinde de telescop, ci de camera/capul de cameră video folosită, la ce distanță focalizează minim fața de țesut*
8. Durata maximă de autoclavare și temperatura de autoclavare? - 132°- 134°, 18-20 min. *Anexa 7*



Unele întrebări înaintate pentru clarificare reprezintă date de construcție și secrete de fabricație/ patent confidentiale, fără relevanță pentru utilizator, care nu afectează actul medical și nu pot fi prezentate autorității contractante.

Vă mulțumim.

Cu stimă și profund respect,

Irina I. Gherman

Director, MBA

SC "DENOLGA MEDICAL" Ltd