

ADASPOR[®] PLUS

CONCENTRATO

Sol. A

Conține 180 ml acid peracetic 5%. Acesta trebuie turnat exclusiv în recipientele echipamentelor de sterilizare și dezinfectare automate sau în tăvi în momentul utilizării. Împreună cu soluția B conținută în flaconul de 820 ml atașat. Soluția activată este acum gata de utilizare.

AVERTISMENTE: Pericol Produsul trebuie să fie manipulat de personal calificat în conformitate cu normele actuale de siguranță. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate.

(H) Fraze de pericol: (H242): Pericol de incendiu în caz de încălzire. (H302): Nociv în caz de înghițire. (H314): Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor. (H335): Poate provoca iritarea căilor respiratorii. (H412): Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

(P) Fraze de precauție: (P210): A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis. (P280): Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței.

(P303+P361+P533): ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat toată îmbrăcăminte contaminată. Clătiți pielea/fațați duș.

(P305+P351+P338): ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți bine cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

(P310): Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ. (P403+P235): A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

Compoziție: ACID PERACETIC
PEROXID DE HIDROGEN

 **Urgență:** +39.069145399

 **CANTEL MEDICAL**

 **CANTEL MEDICAL (Italy) S.r.l.**
Via Laurentina,169
00071 POMEZIA (RM) - Italia
Tel.: 39.06.9145399
Fax: +39.06.9146099
www.cantelmedical.it




0 5 4 6



LOT



Cod. 000000 Rev. 1 - 09/2019

Christianity