

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE  
24.03.2014



CODICE ARTICOLO: **1075/MOC**  
ITEM CODE:

### DESCRIZIONE / DESCRIPTION



#### PROVETTE CONICA DA 4,5 ML

PROVETTE CONICHE DA 4,5 ML NON GRADUATE, SENZA BORDO, Ø12 x 75 MM. PRODOTTE IN POLIPROPILENE (PP), TRASLUCIDO E INFRANGIBILE. IDONEA PER APPARECCHIATURE AUTOMATICHE. DISPOSITIVO LATEX FREE E ESENTE DA METALLI PESANTI.

R.C.F. MAX 5.000 X G.

#### 4.5 ML CONICAL TEST TUBES

4.5 ML. CONICAL TEST TUBES NOT GRADUATED, WITHOUT RIM, Ø12 x 75 MM. MANUFACTURED IN POLYPROPYLENE (PP), TRANSLUCENT AND UNBREAKABLE. SUITABLE FOR AUTOMATIC MACHINES. LATEX FREE AND HEAVY METAL FREE DEVICE

R.C.F. MAX 5,500 X G.

Prodotto con marchio **CE** - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

**CE Marked product** - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	<b>NON STERILE / NOT STERILE</b>	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLIPROPILENE / POLYPROPYLENE	<i>Raw material</i>
Temperature tollerate provetta	MIN -10°C MAX +121°C	<i>Temperature range - test tube</i>
Dimensioni esterne (mm)	Ø 12 x 75	<i>External Dimensions (mm)</i>
Volume (ml)	4,5	<i>Volume (ml)</i>
Spessore (mm)	1,0	<i>Thickness (mm)</i>
Peso (gr.)	2,2	<i>Weight (gr.)</i>
Dimensioni interne (mm)	Ø 10 x 73,7	<i>Inner Dimensions (mm)</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

## DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue e fluidi biologici per effettuare le analisi di laboratorio.

**Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.**

**Classificazione Nazionale Dispositivi Medici (CND) > W050301020102 (Provette senza additivi in materiale plastico per analisi)**

*Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood and biological liquids to perform laboratory tests.*

**For professional use only.**

**National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W050301020102 (Samples analyses, plastic tubes without additives).**

## AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

*Keep out of flame or heat sources which might damage the product*

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

*Do not use after expiry date or if packing is opened*

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

*Do not re-use: Disposable device*

Non variare la destinazione d'uso

*Do not vary the intended purpose of the product*

Prodotto non adatto ai bambini

*Keep out of reach of children*

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

*Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C*

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

*Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations*

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

*Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue*

L'uso in centrifuga non deve superare la velocità massima di 5.000 r.p.m. per un massimo di 20 min.

*For a maximum centrifuge speed of 5,000 r.p.m to be kept for 20" max*

## IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): 3.000  
Quantity (pcs): 3.000

Confezione interna (pz): 1.000  
Internal packing (pcs): 1.000

QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE  
MINIMUM SALEABLE QUANTITY

Misura esterna scatola (cm): 33,5 x 27,5 x 52  
External box dimensions (cm): 33,5 x 27,5 x 52

Peso (Kg): 7,0  
Weight (Kg): 7,0

Volume (m<sup>3</sup>): 0,048  
Volume (m<sup>3</sup>): 0,048

## SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione  
Manufacturing date



Data di scadenza  
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori  
Please consult accompanying documents



Numero di lotto  
Lot number



Monouso  
Disposable