

LOT 1 - Videogastroskop, Videocolonoscop, VideoDuodenoscop - compatibile cu Procesorul EP 6000 Fujifilm, Japonia				
Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă			Specificarea tehnică propusa de ofertant	
Videogastroskop	Să se indice modelul oferit		model	Model oferit EG-720R , producator Fujifilm, Japonia
	Tip HDTV / HD		≥ 1920x960 pixeli	HD 1920x1080 pixeli
	Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei		da	Da , tehnologii superioare BLI, BLI-bright, LCI, FICE, CMOS
	Tubul de inserție	Lungime totală	≥ 1400 mm	1400 mm (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
		Lungime de lucru	≥ 1100 mm	1100 mm (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
		Diametrul exterior	≤ 9.2 mm	9.2 mm (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
		Marcaj de lungime	da	da (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
	Canal de lucru	Numărul de canale	≥ 1	1 (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
		Diametrul	≥ 2.8 mm	2.8 mm (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
	Optica	Unghiul câmpului vizual	≥ 140 grade	140 grade (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
		Înclinația câmpului vizual	0 grade	0 grade (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)

		Adâncimea câmpului vizual	2-100 mm	2-100 mm(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
	Tipul și unghiurile de deflecție	Sus/jos	210/90 grade	210/90 grade(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
		Stînga/dreapta	100/100 grade	100/100 grade(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 28”)
	Funcționalitatea mânerului de dirijare	butoane	≥ 4	5(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 25”)
		înghețarea imaginii	da	Da
		eliberarea imaginii	da	Da
		capturare imaginii	da	Da
		reglarea intensității luminii	da	Da
		reglarea tonului de culoare (filtre optice)	da	da
		modificarea contrastului	da	da
		zoom electronic	da	da(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 14”)
	Spălarea obiectivului		da	da
	Metode de sterilizare		Chimic	da
			Etilen oxid opțional	da
			Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Glutaraldehide, peroxide acetic

Videocolonoscop	Să se indice modelul oferit		modelul	Model oferit EC-760R – V/L, producator Fujifilm, Japonia
	Tip HDTV / HD		$\geq 1920 \times 960$ pixeli	HD 1920x1080 pixeli
	Compatibilitatea cu Tehnologia de banda ingusta de culoare, care are rolul de a evidentia capilarele si structurile de pe suprafata mucoasei, pentru o mai buna delimitarea a leziunilor de la nivelul mucoasei		da	Da, tehnologii superioare BLI, BLI-bright, LCI, FICE, CMOS
	Tubul de inserție	Lungimea totală	≥ 1900 mm	2010 mm(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
		Lungimea de lucru	≥ 1600 mm	1690 mm(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
		Diametrul exterior	≤ 12.8 mm	12.0 mm(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
		Marcaj de lungime	da	da(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
	Canalul de lucru	Numărul de canale	≥ 1	1(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
		Diametrul	≥ 3.8 mm	3.8 mm(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
	Optica	Unghiul câmpului de vedere	≥ 170 grade	170 grade(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
		Înclinatia câmpului vizual	0 grade	0 grade(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
		Adâncimea câmpului vizual	2-100	2-100 mm(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
	Tipul si unghiurile de deflecție	sus/jos	180/180 grade	180/180 grade(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)
		stînga/dreapta	160/160 grade	160/160 grade(Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 34”)

	Funcționalitatea mânerului de dirijare	butoane	≥4	5 (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 25”)
		înghețarea imaginii	da	Da
		eliberarea imaginii	da	Da
		capturare imaginii	da	Da
		reglarea intensității luminii	da	Da
		modificarea contrastului	da	Da
		zoom electronic	da	Da (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 14”)
	Spălarea obiectivului		da	Da
	Metode de sterilizare		Chimic	Da
			Etilen oxid opțional	Da
			Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Glutaraldehyde, Peroxide acetic
Videoduodenoscop	Să se indice modelul oferit		modelul	Model oferit ED-580XT, producator Fujifilm, Japonia
	Tip HDTV / HD		≥ 1920x960 pixeli	HD 1920x1080 pixeli
	Categoria endoscopului	Terapeutic (ERCP)	da	Da (BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Direcția de vizualizare	5 grade vizionare retro	da	Da, 5 grade retro viewing (BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)

	Câmp de vedere		100 grade	100 grade(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Interval de observare		4-60 mm	4-60 mm(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Diametrul capătului distal		13.1 mm	13.1 mm(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Diametrul porțiunii flexibile		11.3 mm	11.3 mm(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Diametru canal instrument		4.2 mm	4.2 mm(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Lungime de lucru		1250 mm	1250 mm(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Capacitatea de îndoire	sus/jos	120/90 grade	120/90 grade(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
		stânga/dreapta	90/110 grade	90/110 grade(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Capacul distal de unica folosință		de unică folosință sau multifolosință	de multifolosință (BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
	Funcționalitatea mânerului de dirijare	butoane	≥ 4	4(BrosuraFujifilm_EndoSolutions_duodeno pag. 23)
		înghețarea imaginii	da	Da
		eliberarea imaginii	da	Da
		capturare imaginii	da	Da

		reglarea intensității luminii	da	Da
		modificarea contrastului	da	Da
		zoom electronic	da	Da Da (Brosura „Fujifilm_EndoSolutions GI_EN pag 14”)
	Spălarea obiectivului		da	Da
	Metode de sterilizare		Chimic	Da
			Etilen oxid opțional	Da
			Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare	Glutaraldehyde, Peroxide acetic