

Tabel 4.7: Capacitățile modului de procesare *c* System

Soluții vrac: - Soluție de referință ICT - Spălare alcalină - Spălare acidă	2 L 500 mL 500 mL
Centru de alimentare cu reactivi <i>c</i>4000: - Carusel exterior - Carusel interior	40 - 60 de poziții 25 - 30 de poziții
Centre de alimentare cu reactivi <i>c</i>8000: - R1 - R2	56 - 65 de poziții 36 - 56 de poziții
Centre de alimentare cu reactivi <i>c</i>16000: - R1 - R2	56 - 65 de poziții 56 - 65 de poziții
Carusel de reacție <i>c</i>4000 <i>c</i>8000 <i>c</i>16000	99 cuve 165 cuve 165 perechi de cuve
Cuve de reacție: - Volumul minim - Volumul maxim pentru reacția fotometrică	160 µL 360 µL
Caruselul de probe <i>c</i>8000/<i>c</i>16000 : - Poziții utilizate pentru pacienți, calibratori și probe de control - Poziții utilizate pentru soluțiile de spălare	Poziții carusel 1 - 30 Poziții carusel 31 - 32
Recipient pentru deșeuri de concentrație mare: - Volum - Greutate	10 L 22 lbs. (10 kg)

Capacitățile modului de procesare *i* System

Capacitățile unui modul de procesare *i* System sunt prezentate în tabelul următor.

Tabel 4.8: Capacitățile modului de procesare *i* System

Soluții vrac: - Soluție Pre-Trigger - Soluție Trigger - Volum rezervor soluție tampon de spălare (<i>i</i>2000/<i>i</i>2000_{SR}) - Greutate rezervor soluție tampon de spălare (<i>i</i>2000/<i>i</i>2000_{SR}) - Volum rezervor soluție tampon de spălare (<i>i</i>1000_{SR}) - Greutate rezervor soluție tampon de spălare (<i>i</i>1000_{SR})	975 mL 975 mL 25 L 55 lbs. (25 kg) 12 L 30 lbs. (14 kg)
Carusel de reactivi	25* de poziții de reactivi disponibile pentru încărcarea a 100 sau 500** kituri de test