

Lot 6,

Configuratie oferita:

Quantity	Reference	Description
1	CI1807	Ventilated hood 180, made of stainless steel (AISI 304), work surface with n.1 water sink and n.1 formalin basin with work surface (on the right) 230 V
1	SDCOP9015	Magnetic tool bar
1	SDCFF9180	Formalin filtering batteries
1	SDCMT9003	Local exhaust fan model 252
1	SDCOP9001	LED spotlights
2	SDCOP9010	Couple of external socket for Zefiro stainless steel
1	SDSDG9000	Camera system (PC and Led Light NOT included)
1	SDSDG9004	DIGIPATH 2.0 led light ring including PSU
1	SDSDG9010	DIGIPATH 2.0 Zefiro hood attachment/mounting
1	SDPCA0007	Fumigate wooden box for trasport of hood 180 (upper part)
1	SDPCA0008	Fumigate wooden box for trasport of hood 180 (lower part)


Parametri ceruti	Parametri oferiti
"Descrierea: Masă de pus în lucru a probelor histologice este un echipament esențial în laboratoarele de histopatologie, utilizată pentru manipularea, orientarea și secționarea probelor înainte de procesare. Parametru Specificație Masă de pus în lucru a probelor histologice: Material oțel inoxidabil (AISI 304), grosime material $\geq 1,5$ mm"" Dimensiuni masă: L / W / H: min. 2000 x min. 1000 x min. 1800 mm, ± 150 mm"" Evacuarea aerului da Volumul de extracție a aerului ≥ 1300 m³ / h, ajustabil Conexiune pentru aer proaspăt da Viteza aerului peste zona de lucru $\geq 0,3$ m / sec Iluminare prin lămpa LED da Zona de lucru max 950 x 850 mm, cu plăci perforate, găuri max Ø 10 mm Sistem de drenaj, apă rece circulă sub zonă de lucru comandata de un robinet da Chiuveta max 450 x 450 x 220 mm Sudura fără muchii ascuțite și bine lustruite, cu preaplin da Amestecarea apei reci și calde se face prin intermediul unui robinet, cu cap dus extensibil da Lungimea furtunului de duș $\geq 1,5$ m	Descrierea: Masă de pus în lucru a probelor histologice este un echipament esențial în laboratoarele de histopatologie, utilizată pentru manipularea, orientarea și secționarea probelor înainte de procesare. Parametru Specificație Masă de pus în lucru a probelor histologice: Material oțel inoxidabil (AISI 304), grosime material $\geq 1,5$ mm"" Dimensiuni masă: L / W / H: min. 2000 x min. 1000 x min. 1800 mm, ± 150 mm"" Evacuarea aerului da Volumul de extracție a aerului ≥ 1300 m³ / h, ajustabil Conexiune pentru aer proaspăt da Viteza aerului peste zona de lucru 0,5 m / sec Iluminare prin lămpa LED da Zona de lucru max 950 x 850 mm, cu plăci perforate, găuri max Ø 10 mm Sistem de drenaj, apă rece circulă sub zonă de lucru comandata de un robinet da Chiuveta max 450 x 450 x 220 mm Sudura fără muchii ascuțite și bine lustruite, cu preaplin da Amestecarea apei reci și calde se face prin intermediul unui robinet, cu cap dus extensibil da Lungimea furtunului de duș 1,0 m

Bară de instrumente magnetică da Chiuveță de evacuare a deșeurilor de formalină acoperită cu o sită fină da Dozator formol proaspăt da Rezervor de formol proaspăt ≥ 10 l Rezervor pentru deșeuri formalină ≥ 10 l Ușă de serviciu pentru rezervoare de formol da ""Cutie de control electric cu o siguranță separată pentru toate echipamentele electrice"" da Alimentare 230 V / 50/60 Hz Prize min. 4 Unitatea de extracție și filtrare a aerului trebuie să fie separată da Conexiunea dintre masă și unitatea de extracție și filtrare a aerului trebuie să se facă printr-un racord flexibil da Flux de aer ≥ 1000 m³/h Vacuum maxim ≥ 2600 Pa Filtre min 3 filtre: 2 de carbune activ și 1 de prefiltrare a prafului Procesor Minim 4 nuclee, min. 3.0GHz Calculator: Memorie Minim 16GB DDR4 Memorie SSD Minim 256GB Memorie HDD Minim 500GB HDD 7200 RPM Video Integrată, min. FHD Porturi ""Minimum 8xUSB, din care minimum 4xUSB 2.0 și 4xUSB3.2"" Porturi video minim 1xVGA, 1xDVI, 1x HDMI Port Tastatură da, 1 buc Mouse da, 1 buc Diagonala min. 21"" LED Monitor: Timp de răspuns min. 8ms Luminozitate min. 250 cd Rezoluție min. 1920x1080 Unghi de vizualizare min. 178°/178° Suport ajustabil cu brat pentru monitor și tastatură cu mouse da Digitală color, încapsulată ermetic da Camera foto,video: Rezistentă la agenți chimici de curățare da Brat ajustabil pe axe X,Y,Z sau integrată în tavan da Rezoluție min HD Zoom optic min 10x ""Sursa de lumină LED cu formă inelară"" da, min 50000 ore Autofocus da ""Posibilitate de transmitere a imaginii pe calculator sau alte dispozitive în format live"" da	Bară de instrumente magnetică da Chiuveță de evacuare a deșeurilor de formalină acoperită cu o sită fină da Dozator formol proaspăt da Rezervor de formol proaspăt ≥ 10 l Rezervor pentru deșeuri formalină ≥ 10 l Ușă de serviciu pentru rezervoare de formol da ""Cutie de control electric cu o siguranță separată pentru toate echipamentele electrice"" da Alimentare 230 V / 50/60 Hz Prize min. 4 Unitatea de extracție și filtrare a aerului trebuie să fie separată da Conexiunea dintre masă și unitatea de extracție și filtrare a aerului trebuie să se facă printr-un racord flexibil da Flux de aer ≥ 1000 m³/h Vacuum maxim ≥ 2600 Pa Filtre 3 filtre: 2 de carbune activ și 1 de prefiltrare a prafului Procesor Minim 4 nuclee, min. 3.0GHz Calculator: Memorie Minim 16GB DDR4 Memorie SSD Minim 256GB Memorie HDD Minim 500GB HDD 7200 RPM Video Integrată, min. FHD Porturi ""Minimum 8xUSB, din care minimum 4xUSB 2.0 și 4xUSB3.2"" Porturi video minim 1xVGA, 1xDVI, 1x HDMI Port Tastatură da, 1 buc Mouse da, 1 buc Diagonala min. 21"" LED Monitor: Timp de răspuns min. 8ms Luminozitate min. 250 cd Rezoluție min. 1920x1080 Unghi de vizualizare min. 178°/178° Suport ajustabil cu brat pentru monitor și tastatură cu mouse da Digitală color, încapsulată ermetic da Camera foto,video: Rezistentă la agenți chimici de curățare da Brat ajustabil pe axe X,Y,Z sau integrată în tavan da Rezoluție min HD Zoom optic min 10x ""Sursa de lumină LED cu formă inelară"" da, min 50000 ore Autofocus da ""Posibilitate de transmitere a imaginii pe calculator sau alte dispozitive în format live"" da
--	--

Aplicatie specializata pentru captura imaginii da Efectuare adnotari pe imagini da Altele: Garanție ≥ 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului CertIFICATE CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. "	Aplicatie specializata pentru captura imaginii da Efectuare adnotari pe imagini da Altele: Garanție 36 luni Posibilitatea de asigurarea din partea producătorului cu piese, consumabile, altor accesorii și a reparațiilor timp de min. 10 ani de exploatare a echipamentului CertIFICATE CE, ISO Instalarea și testarea la locul necesar da Transportarea și livrarea la locul necesar da Deservire în perioada de garanție și postgaranție da Prezentarea graficului de mentenanță prevăzut de producător pentru perioada de garanție 3 ani. Indicarea tuturor lucrărilor care se vor îndeplini. da Ghid rapid Min. 1 buc, ghid rapid al utilizatorului în limba de stat (Română), sau în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleză), laminată și atașată de dispozitiv. Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. Manuale de utilizare Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (română). În cazul în care nu este disponibil în limba de stat, trebuie prezentată o traducere oficială a manualului, certificată prin ștampila unui birou de traduceri autorizat. Manual de service Disponibil atât în format fizic (pe hârtie), cât și în format PDF. În limba de stat (Română) sau în una din limbile de circulație internațională (rusă sau engleză) conform Legii nr. 102 din 09.06.2017, cap. 4, art. 14, al. (3) și art. 15, al. (6). Training pentru utilizatori Da, pregătire de lucru, mod de utilizare a dispozitivului, întreținerea zilnică Training pentru personal tehnic: Ajustarea, calibrarea, remedierea defecțiunilor minore, precum și gestionarea parolelor de acces pentru utilizator și meniul de service, indiferent de nivelurile de acces, dacă acestea sunt prevăzute. "
---	---

Zefiro Line

Ventilated workstation for anatomic pathology



The quality is in the air

DIAPATH

■ 6 Why Zefiro Line	<i>Benefits</i>
■ 12 Autopsy table	<i>Autopsy</i>
■ 14 DIGIpath ULTRA Macro images acquiring system	
■ 18 Ventilated accessioning workbenches	<i>Accessioning</i>
■ 20 Ventilated storage cabinets	
■ 24 Ventilated hoods	<i>Grossing</i>
■ 26 Ventilated dissecting workbenches	
■ 28 Grossing consumables	<i>Design</i>
■ 32 Lab projects	

Why choose Zefiro Line

Zefiro ventilated workstations are designed to protect the operator from inhalation and harmful vapors, during operations.

The constant attention to the manufacturing materials, ensures reliability and durability, offering at the same time an innovative, functional and attractive design.

Certification

- Zefiro ventilated workstations are marked   and specifically designed for anatomic pathology
- Diapath quality system is certified in compliance with UNI CEI EN ISO 13485 and UNI EN ISO 9001 standards, current edition
- Zefiro ventilated workstations are built in compliance with the provisions of legislation EN 14175



Quality

- Designed, manufactured and assembled in Italy  
- AISI 316-AISI 304 stainless steel
- Ergonomic and functional design
- Studied for anatomic pathology

Operator safety



- Automated suction system, emergency stop button
- Open door alarm (for ventilated storage cabinets)
- Suction performances certified on site
- Glass height transducer
- Tempered and stratified safety glasses
- Filtering battery

Design study



- Best construction material: AISI 316 or AISI 304 stainless steel
- Several working planes available
- Wide range of accessories
- Different solutions for suction and filters
- Dedicated support to perform the best technical solution

RFID technology: patented electronic control system


Always oriented to offer high quality products and services, Diapath equips Zefiro Line with **RFID patented electronic control system** in order to detect and memorize filtering batteries expiry date.

Each filtering battery is composed of: synthetic fibre pre-filter, activated charcoal filter and, where possible, HEPA filter.



Patented electronic control system





Innovation, Reliability, Safety, Quality
Key concepts of Diapath that constantly invests in R&D to manufacture high tech products.

Our constant innovation is the reason why **Diapath** is chosen as partner worldwide

Autopsy

DIAPATH

Autopsy table Zefiro

For post mortem examination



Illustrative but not exhaustive image of the product

VENTILATION

External panel for filtering battery
Filtering battery for external panel equipped with formalin filter and HEPA filter

DIMENSIONS

2600x850x750-950 (WxDxH)

PRODUCT

Pedestal
Pedestal with automatic elevating mechanism of table top


- Ergonomic
- Table top made of AISI 316 stainless steel with perforated and removable grid plates
- Waste drain basin under the table top with automatic washing system
- Efficient perimeter ventilation system
- AISI 316 stainless steel sink hot/cold faucet with clinic lever mixer
- Extractable multijet shower head to wash the table top area
- Color LCD display 4.3" with user-friendly software



100% Made in Italy

The **RFID technology** is a patented electronic control system to detect and save filtering battery expiry date in order to ensure safety working conditions.

Diapath professional design staff, highly qualified and specialized in anatomic pathology, provides the best solution to optimize lab workflows.



Please consult Diapath handbook for anatomic pathology for products code.

DIGIpath ULTRA

High Definition macro images acquiring system



- High resolution images acquiring system
- Customizing acquired image with editing tools to insert text, measures, notes and comments
- Imaging unit equipped with all-in-one touchscreen 15.6" P, designed for lab use, easily to connect to other wall/workstation optional supports
- LED lighting system integrated in the camera system
- Sharing of saved images, due to the integration with existing lab information system
- Practical instrument for didactics
- Two models available: with unlimited or yearly software license (*)

Easy-to-use, equipped with a high resolution camera, an imaging unit with 15.6" LCD monitor and an all-in-one touch screen control terminal, **DIGIpath ULTRA** offers advanced functions for an excellent photos support.

LICENCES

Client Digipath ULTRA software with unlimited licence
Digipath ULTRA renew pack - Pack with yearly licence (12 months) (*)

ACCESSORIES

Barcode reader
Waterproof sealed keyboard
Touch screen PC table support
Touch screen PC wall support



Illustrative but not exhaustive image of the product



(*) Not available in all countries


Complete software for a customized images acquiring

Two comfortable toolbars have all the facilities requested by the medical staff, as:

CAMERA TOOL CONTROL: images acquired, magnification setting

PENCIL: useful to mark lines on the images, highlighting the points of interest

ZOOM LENS: to set the zoom both during the acquiring of images and once the image is stored



ANNOTATION MARKINGS: to insert comments on the images

Please consult Diapath handbook for anatomic pathology for products code.

Accessioning



DIAPATH

Ventilated accessioning workbenches Zefiro

Workbench for deposit, accessioning and handling of specimens



Illustrative but not exhaustive image of the product

DIMENSIONS

900-1200-1500-1800x750x900 mm (WxDxH)

FILTERING BATTERIES

Formalin filtering battery

Generic filtering battery


- Equipped with a smooth surface for deposit of specimens and cases waiting for accessioning
- Ventilation system from the working plane
- Intuitive and easy to use LCD display
- Two models available:
 - AISI 316-304 stainless steel with down and backdraft ventilation
 - Melamine work surface to work on both sides of the workbench



The **RFID technology** is a patented electronic control system to detect and save filtering battery expiry date in order to ensure safely working conditions.

Diapath professional design staff, highly qualified and specialized in anatomic pathology, provides the best solution to optimize lab workflows.

Please consult Diapath handbook for anatomic pathology for products code.



Ventilated storage cabinets Zefiro

To store specimen containers or other potentially dangerous-harmful chemical products



Illustrative but not exhaustive image of the product

- Open door alarm with micro switch
- Air circulation guaranteed by the suction grids, equipped with pre-filter
- Swing doors with locking system, with glass door or solid door
- Equipped adjustable shelves made of AISI 316-304 stainless steel, with containment basin and edge
- Internal lighting system
- Management of the automatic switching off of ventilated storage cabinet

DIMENSIONS


700-900-1200-1500x500x1950 mm (WxDxH)

DOORS AND ACCESSORIES

Solid door / Glass door
Two-faced glass door / Two-faced solid door


FILTERING BATTERIES

Formalin filtering battery
Generic filtering battery



The **RFID technology** is a patented electronic control system to detect and save filtering battery expiry date in order to ensure safely working conditions.

Diapath professional design staff, highly qualified and specialized in anatomic pathology, provides the best solution to optimize lab workflows.



Please consult Diapath handbook for anatomic pathology for products code.

Grossing

DIA PATH

Ventilated hoods Zefiro

Designed to protect the operator from inhalation of harmful vapors



The **RFID technology** is a patented electronic control system to detect and save filtering battery expiry date in order to ensure safely working conditions.

Illustrative but not exhaustive image of the product

Diapath professional design staff, highly qualified and specialized in anatomic pathology, provides the best solution to optimize lab workflows.


- Up-to-date modular ventilated hoods
- Glass height transducer with flowmeter and ventilation adjustment
- Possibility to automatically manage: ventilation speed, functions delay, basins rinsing
- Equipped foot-pedal control for water control valve
- Arrangement for DIGIpath ULTRA
- Lighting system with cold light
- Emergency stop button to promptly start the maximum ventilation in case of accidental spills
- The vapours containing harmful substances are suctioned by the nozzles located both on the upper and lower part of the ventilated hood compartment

DIMENSIONS

900-1200-1500-1800x800x2412-2592 mm [WxDxH]

FILTERING BATTERIES

Formalin filtering battery
Generic filtering battery
HEPA filtering battery



Please consult Diapath handbook for anatomic pathology for products code.

Ventilated dissecting workbenches Zefiro

Workbench for handling and sectioning of specimens



Illustrative but not exhaustive image of the product

DIMENSIONS

900-1200-1500-1800x750x1100 mm (WxDxH)

FILTERING BATTERIES

Formalin filtering battery

Generic filtering battery


- Down and backdraft ventilation system
- Reliable and long-lasting due to the attention of the manufacturing materials
- Efficient ventilation system to protect the operator from harmful vapors and odors
- Intuitive and easy to use LCD display
- AISI 316-304 stainless steel



100% Made in Italy

The **RFID technology** is a patented electronic control system to detect and save filtering battery expiry date in order to ensure safely working conditions.

Diapath professional design staff, highly qualified and specialized in anatomic pathology, provides the best solution to optimize lab workflows.



Please consult Diapath handbook for anatomic pathology for products code.

Grossing consumables



Disposable containers with leak-proof system



Disposable tubs serigraphed with I.M.L. technology



Disposable white tubs



Transparent caps for disposable tubs



Sicura



Tissue bags



Bags for transport of biological specimens



SafeCapsule



Disposable cutting boards for anatomical specimens



Formalin pad



Dissection board



Trimming knife



Stainless steel cleaning spray




Tissue Marking Dyes

Please consult Diapath handbook for anatomic pathology for products code.

Design

made to measure




Experience and know-how for your lab solution

Diapath know-how completely dedicated to the customer, to study tailored solutions

- Professional design staff with consolidated knowledge in lab's workflow
- Zefiro Line modularity and a wide range of accessories allow real customization
- Workflows optimization
- In compliance with quality standards and safety regulations



Your project made to measure



Diapath staff available for the study of the project

Our staff is available for a preliminary meeting to define lab furnishing and design needs, in order to perform the complete lab project.

Send the request to info@diapath.com to receive our design proposal for your lab.

PICTOGRAMS LEGEND	
	Patented product
	RFID technology (Radio Frequency IDentification)
	For operator's safety and health
	Designed, manufactured and assembled in Italy

An abstract graphic consisting of several overlapping, wavy, horizontal bands in shades of grey and white, creating a sense of motion and depth. It occupies the lower half of the page.

DIAPATH

DIAPATH S.p.A.

Via Savoldini, 71
24057 Martinengo (BG) Italy
Phone (+39) 0363.986411
Fax (+39) 0363.948000
info@diapath.com

www.diapath.com

Il produttore: Diapath S.p.A.
Manufacturer: Via Savoldini, n.71
24057 Martinengo (BG)
Italy
SRN: IT-MF-000027016

dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
declares under its own responsibility that the product:

Descrizione / Description	Codice/Code	UDI-DI di base / Basic UDI-DI	SN
Cappa aspirante Zefiro 180 acciaio Inox mod. 07 Ventilated hood Zefiro 180 stainless steel mod.07	CI1807	8033895W020703028G	

è conforme ai requisiti del Regolamento UE 2017/746 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai Dispositivi medico-diagnostici in vitro. Ex Articolo 48, punto 10 e Allegato VIII, 2.5 Regola 5 "Dispositivi di classe A".

Complies with requirements of Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in Vitro Diagnostic Medical Devices. Ex Article 48, point 10 and Annex VIII, 2.5 Rule 5 "devices classified as class A"

Norme applicate/Applied standards (*):

UNI EN ISO 18113-3^(*) Dispositivi medico-diagnostici in vitro. Informazioni fornite dal fabbricante (etichettatura). Parte 3: Strumenti diagnostici in vitro per uso professionale.

EN ISO 18113-3^(): In vitro diagnostic medical devices. Information supplied by the manufacturer (labelling). Part 3: In vitro diagnostic instruments for professional use.*

UNI CEI EN ISO 15223-1^(*) Simboli da utilizzare con le etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite. Parte 1: Requisiti generali.

EN ISO 15223-1^() Symbols to be used with medical device labels, labelling and information to be supplied. Part 1: General requirements.*

UNI CEI EN ISO 14971^(*) Dispositivi Medici - Applicazione della gestione dei rischi ai Dispositivi Medici

UNI CEI EN ISO 14971^() Medical Device – application of risk management to Medical Devices*

EN 61326-1^(*) Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica. Parte 1: prescrizioni generali

EN 61326-1^() Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements. Part 1: General requirements*

EN 61326-2-6^(*) Apparecchi elettrici di misura, controllo e laboratorio - Prescrizioni di compatibilità elettromagnetica. Parte 2-6: prescrizioni particolari – Apparecchiature medicali per diagnostica in vitro (IVD)

EN 61326-2-6^() Electrical equipment for measurement, control and laboratory use – EMC requirements. Part 2-6: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment*

EN 61000-3-2^(*) Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-2: Limiti - Limiti per le emissioni di corrente armonica. (Apparecchiature con corrente di ingresso ≤ 16 A per fase)

EN 61000-3-2^() Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current ≤ 16 A per phase)*

EN 61000-3-3^(*) + A1 + A2 Compatibilità elettromagnetica (EMC) Parte 3-3: Limiti - Limitazione delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione per apparecchiature con corrente nominale ≤ 16 A e non soggette ad allacciamento.

EN 61000-3-3^() + A1 + A2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 3-3: Limits - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection.*

EN 61010-1^(*) Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio. Parte 1: Prescrizioni generali

EN 61010-1^() Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use. Part 1: General requirements*

MCQ098-10 DDC_CE IVD_Cappe Zefiro CI1807_IT_EN_201022

EN 61010-2-101^(*) Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio.

Parte 2-101^(*): Prescrizioni particolari per apparecchiature mediche per la diagnosi in-vitro.

EN 61010-2-101 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use

Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) medical equipment

EN 62471^(*) Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada. Luce led classificata secondo norma e appartenente alla categoria Risk Group 1.

EN 62471^(*) Photobiological safety of lamps and lamp systems. The LED light according to standard EN62471 and classified in 1 Risk Group Category.

(*) Per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata; per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione del documento a cui si fa riferimento, compresi gli aggiornamenti
For dated references, only the edition cited applies; for undated references, the latest edition of the referenced document, including any amendments, applies.

Luogo e data / Place and date: Martinengo (BG), 20/10/2022

Firma /Signature

Diapath S.p.A.
Il Presidente/ The President
Bergamini Vladimiro



MCQ098-10 DDC_CE IVD_Capre Zefiro CI1807_IT_EN_201022