




TYI11 >>>

Code 编号	Description 描述	Packing 包装
TYI11	50 Place Slide Box 50片装载玻片盒	1pc/bag, 100pcs/ctn




TYI12 >>>

Code 编号	Description 描述	Packing 包装
TYI12	100 Place Slide Box 100片装载玻片盒	1pc/bag, 50pcs/ctn



TYI13 >>>

Code 编号	Description 描述	Packing 包装
TYI13	30 Place Staining Racks, Stainless Steel 30片装染色架, 不锈钢	1pc/box, 50pcs/ctn



TYI14 >>>

Code 编号	Description 描述	Packing 包装
TYI14	60 Place Staining Racks, Stainless Steel 60片装染色架, 不锈钢	1pc/box, 50pcs/ctn

TYI15~TYI17 >>>

Code 编号	Description 描述	Packing 包装
TYI15	5 Place Slide Staining Jar, Glass 5片装染色缸, 玻璃材质	1pc/box, 20pcs/ctn
TYI16	9 Place Slide Staining Jar, Glass 9片装染色缸, 玻璃材质	1pc/box, 20pcs/ctn
TYI17	10 Place Slide Staining Jar, Glass 10片装染色缸, 玻璃材质	1pc/box, 20pcs/ctn



TYJ01 >>>

Alcohol Pad
酒精片

Content: 70% isopropyl alcohol or 75% Ethanol
成分: 70% 乙醇或者75%乙醇
Size: 3*3cm, 3*6cm, 3*6.5cm, 6*6cm
尺寸: 3x3厘米, 3x6厘米, 3x6.5厘米, 6x6厘米
Packing: 100pcs/box, 100box/ctn or 200pcs/box, 50box/ctn



TYJ02 >>>

Disposable Face Mask
一次性口罩

Material: non-woven fabric
材料: 无纺布
Layer: 2 layer, 3 layer
层数: 2层, 3层
Color: green, white, blue, pink
颜色: 绿色, 白色, 蓝色, 粉色
Packing: 50pcs/box, 2000pcs/ctn



TYJ03 >>>

Twist Blood Lancet
注式采血针

Material: stainless steel
材料: 不锈钢
Sterilization: gamma radiation
消毒: 伽玛消毒
Gauge: 20-31g
尺寸: 20-31g
Packing: 100pcs/box, 200box/ctn or 200pcs/box, 100box/ctn



TYJ04 >>>

Flat Blood Lancet
罗式采血针

Material: stainless steel
材料: 不锈钢
Sterilization: gamma radiation
消毒: 伽玛消毒
Gauge: 21-31g
尺寸: 20-31g
Packing: 100pcs/box, 200box/ctn or 200pcs/box, 100box/ctn



TYJ05 >>>

Stainless Steel Lancet
片式采血针

Material: stainless steel
材料: 不锈钢
Sterilization: gamma radiation
消毒: 伽玛消毒
Packing: 200pcs/box, 100box/ctn



Edta Tube
血常规管

Usage: applying to clinical haematology test, such as blood routine examination, all kinds of blood cells analysis (such as blood cell morphology examination, blood cell count, hematocrit, hemoglobin, sickling test, etc.)

用途：用于临床血液学检验，如血常规等。适用各种血细胞分析（如血细胞形态镜检、血细胞计数、红细胞比积、血红蛋白、镰变实验等）。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK11	PET	EDTA K2/K3	13*75	1-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK11-1	Glass						18.2
TYK12	PET	EDTA K2/K3	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK12-1	Glass						22
TYK13	PET	EDTA K2/K3	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK13-1	Glass						17.5



Heparin Tube
肝素管

Usage: applying to clinical biochemistry, blood specimen collection for emergency biochemical tests and anticoagulation(blood rheology measurement, biochemical test, genetic diagnosis, enzymology, enzyme immunoassay, etc.)

用途：用于临床生化、急诊生化检验中血液样本的采集和抗凝（血变学测定、生化、基因诊断、酶学、酶免法等检验）。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK14	PET	Heparin lithium	13*75	3-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK14-1	Glass						18.2
TYK15	PET	Heparin lithium	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK15-1	Glass						22
TYK16	PET	Heparin lithium	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK16-1	Glass						17.5




Glucose Tube
血糖管

Usage: Applying to clinical determination of blood glucose. The original characters of blood specimen can be maintained for a long time.

用途：用于临床血糖值的测定，能较长时间保持血液样本的原始性状。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK17	PET	Sodium fluoride /potassium oxalate	13*75	2-5ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK17-1	Glass						18.2
TYK18	PET	Sodium fluoride /potassium oxalate	13*100	5-7ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*38	15.8
TYK18-1	Glass						22
TYK19	PET	Sodium fluoride /potassium oxalate	16*100	8-10ml	100pcs/rack 1200pcs/ctn	51*41*25	14
TYK19-1	Glass						17.5



ESR Vacuum Tube
血沉管

Usage: 1.28ml tube with a total capacity of 1.6ml, is equipped with 0.129mol/L sodium citrate 0.32ml. Collect blood 1.28ml to the central scale and after blood collection, we immediately invert the tube gently for 4-5 times so as to mix blood completely with anticoagulant, then put the tube into a D2010 automatic ESR analyzer and after 30 minutes read the data. This product can save time and effort and at the same time prevent cross infection.

用途：1.28ml管装有0.129mol/L柠檬酸钠0.32ml，采血1.28ml，至中央刻度处，总容量为1.6ml。采血后，立即轻轻反复颠倒4-5次，使抗凝剂充分与血液混匀。然后放入D2010型自动血沉分析仪内，30分钟后即可读数。该产品省时、省力，从源头杜绝了交叉感染。

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK20	PET	Sodium citrate1:4	13*75	1.6-2.4ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	52*38*31	13.5
TYK20-1	Glass						18.2

Code 编号	Material 材质	Additive 添加剂	Size(mm) 规格	Vol 采血量	Packing 包装	Ctn size(cm) 箱子尺寸	Gw (kg) 毛重
TYK21	Glass	Sodium citrate1:4	9*120	1.28ml	100pcs/rack 1800pcs/ctn	48*37*45	18.2