

MELAG

competence in hygiene

MEtherm®61

Agent de clătire pentru mașina de termo-dezinfecție.

Aplicație: agent de clătire (concentrat) pentru prelucrarea automată a instrumentelor dentare / medicale pentru uscare fără pete în ciclul final de clătire al mașinei de termo-dezinfecție.

Dozajul este setat de către producătorul mașinei de termo-dezinfecție.
Nu utilizați MEtherm 61 în combinație cu alte produse.

Ingrediente: 5-30% surfactanți neionici.

Sfaturi de siguranță: AVERTISMENT: H319 Provoacă iritații oculare grave. P280 Purtați protecție pentru ochi / protecție pentru față. P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Continuați să clătiți. P337 + P313 dacă iritația ochilor persistă: Solicitați sfatul / atenția medicului.

Numai pentru uz profesional.

Depozitare: Păstrați recipientul bine închis. Protejați-l de îngheț, căldură și lumina soarelui. A se păstra în recipientul original.

Aviz sanitar nr.P-15311/2022 valabil până la 30.09.2023.

