

Иглы для одноразового использования


BD Микро-Файн Плюс

СОВМЕСТИМЫЕ СО ВСЕМИ ШПРИЦ-РУЧКАМИ¹

4

Игла BD Микро-Файн Плюс 4 мм

0,23 x 4 мм (32G)



#320520

- ✓ Универсальная игла для всех пациентов, вне зависимости от ИМТ*, возраста и пола
- ✓ Инъекция выполняется под прямым углом без формирования кожной складки^{2**}
- ✓ Минимальный риск внутримышечных инъекций²
- ✓ Больше возможностей для чередования участков инъекций (ротации)
- ✓ Тонкостенная технология

0,25 x 5 мм (31G)

5



#320590

0,25 x 6 мм (31G)

6



#320736

0,30 x 8 мм (30G)

8



#320519

1. Согласно Государственному реестру медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий <http://www.rosdravnadzor.ru/registration/mi/search/>.

2. Майоров А.Ю., Мельникова О.Г., Котешкова О.М., Мисникова И.В., Черникова Н.А.

Методическое руководство "Техника инъекций и инфузий при лечении сахарного диабета", 2018.

* Индекс массы тела

** Очень маленьким детям и очень худым взрослым может потребоваться формирование кожной складки
Регистрационные удостоверения № ФСЗ 2008/02601 от 28.07.2015, № ФСЗ 2011/11175 от 10.01.2020,

BD Микро-Файн Плюс ОДНОРАЗОВЫЕ ИНСУЛИНОВЫЕ ШПРИЦЫ



Преимущества нового шприца BD Микро-Файн Плюс с длиной иглы 6 мм

- ✓ ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ эквивалентен шприцам с более длинными иглами^{1-4*}
- ✓ ПРЕДПОЧИТАЕТСЯ более чем 80% пациентов^{5**}
- ✓ СНИЖАЕТ вероятность внутримышечной инъекции⁴
- ✓ МЕНЬШЕ страха перед инъекцией⁵

**Менее
половины
от прежнего
размера!*****



0,5 мл, шаг 1 ЕД
0,25 мм (31 G) x 6 мм
#324904



1 мл, шаг 2 ЕД
0,25 мм (31 G) x 6 мм
#324905

Упрощенная методика инъекции

- ✓ Толщина кожи является относительно постоянной и составляет в среднем 2–2,5 мм⁴
- ✓ Инъекции под углом 90° к коже
- ✓ Снижает необходимость формирования кожной складки у большинства пациентов⁴

U-100

1 мл, шаг 2 ЕД

- 0,30 мм (30 G) x 8 мм
#320929
- 0,33 мм (29 G) x 12,7 мм
#320909

0,5 мл, шаг 1 ЕД

- 0,30 мм (30 G) x 8 мм
#320930
- 0,33 мм (29 G) x 12,7 мм
#320921

0,3 мл, шаг 0,5 ЕД

- 0,30 мм (30 G) x 8 мм
#320829

DEMI



U-40

1 мл, шаг 1 ЕД

- 0,30 мм (30 G) x 8 мм
#320911

- 0,33 мм (29 G) x 12,7 мм
#320910



* По сравнению с иглами 12,7 мм и 8 мм. ** У детей и взрослых пациентов (включая пациентов с ожирением). *** В сравнении с иглой 12,7 мм x 29 G.
References: 1. Schwartz S, Hassman D, Shelmet J, et al. A multicenter, open-label, randomized, two-period crossover trial comparing glycemic control, satisfaction, and preference achieved with a 31 gauge x 6 mm needle versus a 29 gauge x 12.7 mm needle in obese patients with diabetes mellitus. Clin Ther. 2004;26(10): 1663-1678. 2. Kreugel G, Keers JC, Kerstens MN, Woffenbuttel BHR. Randomized trial on the influence of the length of two insulin pen needles on glycemic control and patient preference in obese patients with diabetes [published online ahead of print April 10, 2011]. Diabetes Technol Ther. 2011; 13(7): 737-741. doi:10.1089/dia.2011.0010.
3. Hirsch LJ, Gilbreay MA, Albanese J, et al. Comparative glycemic control, safety and patient ratings for a new 4 mm x 32 G insulin pen needle in adults with diabetes. Curr Med Res Opin. 2010;26(6):1531-1541. 4. Gilbreay MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. Curr Med Res Opin. 2010;26(6): 1519-1530. 5. Data on file.
Регистрационные удостоверения № ФСЗ 2011/09169 от 25.02.2011, № ФСЗ 2008/02602 от 29.01.2020, № ФСЗ 2012/12480 от 17.07.2012.

BD Medical Diabetes Care

Представительство компании BD в России: 127051, Россия, Москва
Садовая-Самотечная ул., д. 24/27, 2 этаж, тел.: +7 495 775 85 82; факс: +7 495 775 85 83.

BD, BD logo и BD Микро-Файн Плюс являются торговыми знаками Becton, Dickinson and Company. ©2020 BD.
Все заявления и указания в тексте верны на момент публикации, февраль 2020.

