



Тест-полоски «Биоскан»

ТУ 9398-007-33020495-2006
 РУ № ФСР 2012/13011 от 01.02.2012 г. (Биоскан - глюкоза)
 ТУ 9398-013-33020495-2008
 РУ № ФСР 2008/03574 от 05.11.2008 г. (Биоскан - кетоны)
 ТУ 9398-010-33020495-2006
 РУ № ФСР 2012/13014 от 01.02.2012 г. (Биоскан - глюкоза, кетоны)
 ТУ 9398-012-33020495-2008
 РУ № ФСР 2008/03575 от 05.11.2008 г. (Биоскан - белок)
 ТУ 9398-009-33020495-2006
 РУ № ФСР 2012/13013 от 01.02.2012 г. (Биоскан - белок, рН)
 ТУ 9398-004-33020495-2005
 РУ № ФСР 2010/07835 от 24.05.2010 г. (Биоскан - глюкоза, белок, рН)
 ТУ 9398-006-33020495-2006
 РУ № ФСР 2012/13016 от 01.02.2012 г. (Биоскан - пента)

Предназначены для ориентировочного визуального (по цветовой шкале) экспресс-анализа мочи человека. Представляют из себя полоски из белого пластика с индикаторным элементом. Используются как медицинским персоналом, так и самими пациентами в порядке самоконтроля. Упаковка 100 шт.

Артикул	Наименование	Цвет индикатора	Шаг измерения	Время реакции
12006401	Биоскан - глюкоза	желтый	0...50...100...300...1000 мг/100 мл	2 мин.
12006403	Биоскан — кетоны	белый	0...5...10...40...100 мг/100 мл	2 мин.
12006407	Биоскан — глюкоза, кетоны	желтый (глюкоза)	глюкоза:	2 мин.
		белый (кетоны)	0...50...100...300...1000 мг/100 мл кетоны: 0...5...10...40...100 мг/100 мл	2 мин.
12006400	Биоскан — белок	светло-желтый	0...10...30...100...500 мг/100 мл	1 мин.
12006413	Биоскан — белок, рН	светло-желтый (белок)	белок:	1 мин.
		оранжевый (рН)	0...10...30...100...500 мг/100 мл рН: 5...6...7...8...9	10 сек.
12006402	Биоскан — глюкоза, белок, рН	желтый (глюкоза)	глюкоза:	2 мин.
		светло-желтый (белок)	0...50...100...300...1000 мг/100 мл белок:	1 мин.
		оранжевый (рН)	0...10...30...100...500 мг/100 мл рН: 5...6...7...8...9	10 с.
12006405	Биоскан — пента	слабо-желтый (скрытая кровь)	эритроциты:	1 мин.
		белый (кетоны)	5-10...50...250 Егү/мкл гемоглобин:	1 мин.
		желтый (глюкоза)	0...5...50...250 Егү/мкл кетоны:	2 мин.
		светло-желтый (белок)	0...5...10...40...100 мг/100 мл глюкоза:	2 мин.
		оранжевый (рН)	0...50...100...300...1000 мг/100 мл белок:	1 мин.
			0...10...30...100...500 мг/100 мл рН: 5...6...7...8...9	10 сек.

Производитель: ООО «БИОСКАН», Россия



Стеклограф (маркер)

Предназначен для нанесения временной водостойкой маркировки на стекло, пластик или керамику. Толщина линии, мм: нормальные - 2—3; тонкие - 1.

Упаковка 10 шт.

Артикул:

рис. 1 — нормальный:
 12003801 — зеленый цвет;
 12003802 — красный цвет;
 12003803 — синий цвет;
 12003804 — черный цвет;
 рис. 2 — тонкий:
 12003808 — зеленый цвет;
 12003807 — красный цвет;
 12003805 — синий цвет;
 12003806 — черный цвет