


5 Stk/pcs



STERILE R

Suprasorb® G

10 x 10 cm | 4 x 4 in

5 Stk/pcs

REF 33 631

Suprasorb® G 10 x 10 cm | 4 x 4 in

REF 33 631



4045962



Suprasorb® G 10 x 10 cm | 4 x 4 in

5 Stk/pcs

REF 33 631

Codierfeld für



Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Deutschland
Irlicher Straße 55 · 56567 Neuwied, Germany
www.Lohmann-Rauscher.com

www.Lohmann-Rauscher.com

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westenwaldstraße 4 · 56579 Rengsdorf, Germany
www.lohmann-rauscher.com

UK Medical UK Ltd., 1 Wellington Court, Lancaster Park,
Needwood, Burton upon Trent, Staffordshire DE13 9PS.
United Kingdom: www.lohmann-rauscher.co.uk,
Country of Origin: United Kingdom
Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG



STERILE R

(A) PZN 434 614 9
(D) PZN 1126 784 1
(B) CNK 335 601 1



pl Opatunek zelowy
 sl kompresa z gelom
 hr Gel kompresa
 el Επιθεμα τριφυλατος γελιν
 tr Jel yara örtüsü
 ar جبالة هيدروجيل

da
sv
no
fi
cs
sk
hu

- de Gel-Kompresse
- fr Pansement gel
- en Gel Wound Dressing
- es Apósito de gel
- pt Compressa de gel
- it Compressa di gel
- nl Gel-kompres

Suprasorb® G 10 x 10 cm | 4 x 4 in REF 33 631

350 Effective (geltend) - IrinaLoebl / 21.09.2022 14:34:58

Zeichnungs-Nr. / Drawing No. Ausgabe / Issue			
DR4045962. 00			
Druckstandskizze / Printing sketch			
Artikel-Nr. / Article No:		REF 33 631	
Artikel / Product:		Suprasorb G	
Beutel / Volleinschlag / Banderole / Pouch / Bag / Cutting / Wrapping / Primary package			
Beutelgröße / Size of bag:			
Länge / Lenght:		mm	Breite / Widht: mm
Seitenfalte / Fold (side):		mm	Bodenfalte / Fold (bottom): mm
Aufreißband vom rechten Packungsrand/ Tear-off strip from right end of package:			mm
☐	Weißfläche / White background	☒	mm
Farbe des Behandlungsindikators nach dem Sterilisationsprozess / Color of the sterilization indicator after sterilizationprocess:			
☐	Dunkelbraun / Dark brown	☐	
Siegelbeschichtung: Beutelvorderseite (innen) Seal coating: front of bag (inside)			
☐	Blau / Blue Pantone 290 U	☐	
X Faltschachtel / Secondary package (cardboard box)			
Etikett/Label			
Länge / Lenght:	175 mm	Breite / Widht:	175 mm
Höhe / Height:	19 mm		mm
Faserlaufrichtung/fibre direction:			
☐	quer zur Klebekante / cross grain	☐	
☐	parallel zur Klebekante/ parallel grain	☐	frei/free
Wellenlaufrichtung/direction of the flute:			
☐	quer zur Klebekante / cross grain	☐	
☐	parallel zur Klebekante/ parallel grain	☐	frei/free
Druck / Print:			
☒	Rot / Red Pantone 1795 C	☐	CMYK (Proof beachten!)
☒	Grün / Green Pantone 355 C	☐	Braun / Brown Pantone 7530 C
☒	Grau / Grey Pantone 432 C	☒	Lack / Lacquer
☐		☐	Matt-Lack
☐		☐	Glanz-Lack im Bereich der Prägung
☐		☐	Schwarz / Black
Codierung / Coding: innerhalb des Codierfeldes / inside the coding space			
Codierfarbe / Code colour Schwarz / Black			
Schriftgröße / Type size 2 - 5 mm			
Geforderte Codiervariante / Type of coding:			
☒	LOT	☐	UDI
☒	YYYY-MM-DD	☐	EAN 13
☒	YYYY-MM-DD	☐	GS1 128
☐		☐	GS1 Datamatrix
☐	REF	☐	
Die Druckstandsskizzen sind nicht farbverbindlich. Für die Farbführung und Farbmischungen ist der Pantone Farbfächer verbindlich. Abweichende Ergebnisse bedürfen vor Auflagedruck der Abstimmung und Freigabe durch den Auftraggeber. This Printing-Sketch is not color binding. The Pantone color fan is binding for color guidance and color mixtures. Deviating results require the orderer's approval and release prior to printing.			
Änderungsgrund / Reason for change:			Datum / Date:
Ergänzung Sprache Arabisch, Entsorgungssymbol			22.03.2022
Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Verpackungsentwicklung · Postfach 23 43 · 56513 Neuwied · Deutschland Telefon: 0 26 34/99-0 · Telefax: 0 26 34/99-68 95 www.Lohmann-Rauscher.com			

350 Effective (geltend) - IrinaLoebi / 21.09.2022 14:34:58

F45767/0119G

Unterschriftenblatt

	Zeitangabe	Name/Funktion
Erstellt	28.03.2022 08:38:18	Schmitz, Rebecca /PAD-AM
Geprüft	28.03.2022 09:58:46	Back, Esther /MI
Freigegeben	07.04.2022 07:06:54	Adoms, Kristina /VE - VT
Freigegeben	08.04.2022 07:17:31	Schmitz, Rebecca /VE - DV

Diese Informationen sind vom Mittwoch, 21. September 2022 14:34 Uhr.

Datenblatt

Suprasorb G

Materialnummer:	4045962
Versionsnummer:	3.0
Lifecycle-Status:	350 Effective (geltend)
Gültig ab:	
Gültig bis:	
Autor:	Schmitz, Rebecca (Rebecca1)

Anlagen

keine Dokumente vorhanden

Audit Trail

Zeitangabe	Benutzer	Aktion	Grund
28.03.2022 08:35:56	Schmitz, Rebecca	Lifecycle definiert	060: Hiermit bestätige ich, Schmitz, Rebecca (Rebecca1) signiert als , die Lifecycleroute für das Dokument "Suprasorb G (4045962)" erstellt zu haben.
28.03.2022 08:38:18	Schmitz, Rebecca	Bearbeitung	Hiermit bestätige ich, Schmitz, Rebecca (Rebecca1) signiert als Rebecca1, das Dokument "Suprasorb G (4045962)" fertiggestellt zu haben.
28.03.2022 09:58:46	Back, Esther /MI	Prüfung	200: Hiermit bestätige ich, Back, Esther (EstherB1) signiert als MI, das Dokument "Suprasorb G (4045962)" erfolgreich geprüft zu haben.
07.04.2022 07:06:54	Adoms, Kristina /VE - VT	Freigabe	345: Hiermit gebe ich, Adoms, Kristina (KristinaAd) signiert als VE - VT, das Dokument "Suprasorb G (4045962)" frei.
08.04.2022 07:17:31	Schmitz, Rebecca /VE - DV	Freigabe	345: Hiermit gebe ich, Schmitz, Rebecca (Rebecca1) signiert als VE - DV, das Dokument "Suprasorb G (4045962)" frei.
08.04.2022 07:19:08	d.3 life science Systembenutzer /VE - DV	Inkraftsetzung	351: Hiermit setze ich, d.3 life science Systembenutzer (ls_system) signiert als VE - DV, das Dokument "Suprasorb G (4045962)" in Kraft.

Diese Informationen sind vom Mittwoch, 21. September 2022 14:34 Uhr.