

# Nähhilfen Suture Assisting Device



Applikator für Endo-Ligatur  
Applicator for Endo Ligature

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Aussen- / Innen Ø<br>Outer / inner Ø | Nutzlänge<br>Working length | Distales Ende<br>Distal end |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LP300-020                   | 5–4 mm                               | 180 mm                      |                             |




Knotenführer  
Knot guide

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Nutzlänge<br>Working length | Distales Ende<br>Distal end |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LP315-501                   | 4 mm                    | 330 mm                      |                             |
| LP315-502                   | 4,5 mm                  | 330 mm                      |                             |



Faszien-Nähhilfe, zum einfachen Wundverschluss  
Fascia Suture Assisting Device, for easy wound closure

| Bestell-Nr.<br>Ordering no. | Durchmesser<br>Diameter | Nutzlänge<br>Working length | Distales Ende<br>Distal end |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| LP315-510                   | 2.3 mm                  | 140 mm                      |                             |



Die Faszien-Nähhilfe ist speziell für den einfachen Wundverschluss nach laparoskopischen Eingriffen mit einer Trokarhülse konzipiert und vereinfacht das Vernähen der Fascie erheblich. Das Design der Faszien-Nähhilfe ermöglicht ein einfaches Einfädeln und Repositionieren des Nahtmaterials mit Fadenfänger und Kanüle.

*The fascial suture assisting device is specially designed for easy wound closure after laparoscopic procedures with a trocar sleeve and considerably simplifies suturing the fascia. The design of the fascial suturing aid allows easy threading and repositioning of the suture material with threaded catcher and cannula.*