



Complete Laboratory Solutions

Anexa nr. 22

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1711106465064
Obiectul achiziției: Kituri și utilaj pentru metode screening din domeniul siguranță alimentară(LÎPA)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 7 Set pentru determinarea imunoenzimatică competitivă și cantitativă Aflatoxin B1	10002122- AgraQuant® Aflatoxin B1, 96 wells	Getzersdorf, 3131, Austria	ROMER LABS	Set pentru 96 teste cu 6 concentrații de standard pregătite pentru utilizare în procedura de lucru (0 ng/l; 1.0µg/l; 5µg/l; 10 µg/l; 20 µg/l; 50 µg/l) (gata pentru folosire); Sare tampon de spălare (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru folosire); Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); .	10002122- AgraQuant® Aflatoxin B1, 96 wells Set pentru 96 de teste cu 5 flacoane de aflatoxina standard pentru utilizare în procedura de lucru și un flacon de aflatoxina conjugată Interval de cuantificare: 2-50 ppb Limita de detecție: 2 ppb Limita de cuantificare: 2 ppb Temperatura de stocare: 2-8°C Kitul conține:	



Complete Laboratory Solutions

Authorized Partner
Thermal Analysis and Chromatography

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

				RIDA Alfatoxin B1 Spiking SOLUTION R1211. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: ≥90%. Limita de detectie: Cereals 1 µg/kg. Feed 1 µg/kg Matrice: cereals, feed	• microgodeuri acoperite cu anticorpi într-un suport pentru microgodeuri • microgodeuri de diluție neacoperite • 5 flacoane din fiecare standard de aflatoxină • 1 flacon de aflatoxină conjugata • 1 flacon de soluție de substrat • 1 flacon de soluție stop • 1 flacon de solutie buffer Pentru analiza micotoxinelor din: grains, nuts, cereals and other commodities, including animal feeds	
LOT 9 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Alfatoxin Total	10002100- AgraQuant® Total Aflatoxin, 96 wells	Getzersdorf, 3131, Austria	ROMER LABS	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 0.05µg/l; 0.15µg/l; 0.45µg/l 1.35 µg/l; 4.05 µg/l) (gata pentru folosire); Wash buffer (Tween); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru foloie) Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . RIDA Alfatoxin Total Spiking Solution R4701. Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 80-85%. Limita de detectie: Cereals , feed 1.75 µg/kg. Matrice: cereals, feed	10002100- AgraQuant® Total Aflatoxin, 96 wells Set pentru 96 de teste cu 5 sau 6 flacoane de aflatoxina standard pentru utilizare in procedura de lucru si un flacon de aflatoxina conjugata Interval de cuantificare: 1-20 ppb Limita de detectie: 1 ppb Temperatura de stocare: 2-8°C Kitul contine: • microgodeuri acoperite cu anticorpi într-un suport pentru microgodeuri • microgodeuri de diluție neacoperite • 5 sau 6 flacoane din fiecare standard de aflatoxină • 1 flacon de aflatoxină conjugata • 1 flacon de soluție de substrat • 1 flacon de soluție stop	



Laboratorium
Together. A Step Forward™

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner

Thermal Analysis and Chromatography

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

					Pentru analiza micotoxinelor din: grains, nuts, cereals and other commodities, including animal feeds	
LOT 10 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Zearalenon	10002111- AgraQuant® Zearalenone Plus, 96 wells	Getzersdorf, 3131, Austria	ROMER LABS	Set pentru 96 teste cu 5 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ppb; 50ppb, 100ppb, 200ppb, 400ppb) (gata pentru folosire); Conjugate (gata pentru folosire); Anti-zearalenon antibody Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution (gata pentru folosire); RIDA Zearalenon Spiking Solution R5502 Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 80-100%. Limita de detectie: Cereals, feed 17-41 µg/kg. Matrice: cereals, feed	10002111- AgraQuant® Zearalenone Plus, 96 wells Set pentru 96 de teste cu 5 flacoane de zearalenona standard pentru utilizare in procedura de lucru si un flacon de zearalenona conjugata Interval de cuantificare: 25-1000 ppb Limita de detectie: 20 ppb Limita de cuantificare: 25 ppb Temperatura de stocare: 2-8°C Kitul contine: • microgodeuri acoperite cu anticorpi într-un suport pentru microgodeuri • microgodeuri de diluție neacoperite • 5 flacoane din fiecare standard de zearalenona • 1 flacon de zearalenona conjugata • 1 flacon de soluție de substrat • 1 flacon de soluție stop Pentru analiza micotoxinelor din: grains, nuts, cereals and other commodities, including animal feeds	
LOT 11 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Aflatoxin M1	10002120-AgraQuant® Aflatoxin M1 High Sensitivity	Getzersdorf, 3131, Austria	ROMER LABS	Set pentru 96 teste cu 6 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ng/l; 5,0 ng/l, 10,0 ng/l, 20,0 ng/l, 40,0 ng/l, 80 ng/l) (gata pentru folosire); Conjugate (gata pentru folosire); Antibody (gata pentru folosire)	10002120-AgraQuant® Aflatoxin M1 High Sensitivity, 96 wells Set pentru 96 de teste cu 6 flacoane de aflatoxina M1 standard pentru utilizare in procedura de lucru si un flacon de aflatoxina conjugata Interval de cuantificare: 5-100 ppb pentru lapte	



				Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); 1xWashin buffer(salt)Tween Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 100-104%. Limita de detectie: Lapte 1 µg/kg, lapte praf 10 µg/kg Matrice: Lapte, lapte praf.	50-1000 pentru laptele praf Limita de detectie: 2.9 ppt pentru lapte neprelucrat 4.2 ppt pentru lapte proaspăt 2.3 ppt pentru lapte UHT 33.3 ppt pentru lapte praf Temperatura de stocare: 2-8°C Kitul contine: • microgodeuri acoperite cu anticorpi într-un suport pentru microgodeuri • microgodeuri de diluție neacoperite • 5 flacoane din fiecare standard de zearalenona • 1 flacon de zearalenona conjugata • 1 flacon de soluție de substrat • 1 flacon de soluție stop • 1 flacon de solutie concentrata de buffer • 1 flacon de diluant de probă pentru AgraQuant® Aflatoxin M1 Sensitive și Plus Pentru analiza micotoxinelor din: grains, nuts, cereals and other commodities, including animal feeds	
LOT 12 Set pentru determinarea imunoenzimatica competitiva si cantitativa Deoxynivalenol (DON)	10002104-AgraQuant® Aflatoxin M1 High Sensitivity, 96 wells	Getzersdorf, 3131, Austria	ROMER LABS	Set pentru 96 teste cu 5 concentratii de standard pregatite pentru utilizare in procedura de lucru (0 ppb; 3,7ppb, 11,1ppb, 33,3ppb, 100ppb) (gata pentru folosire); Conjugate (gata pentru folosire); Anti-deoxynivalenol antibody	10002104-AgraQuant® Aflatoxin M1 High Sensitivity, 96 wells Set pentru 96 de teste cu 5 flacoane de fumosin standard pentru utilizare in procedura de lucru si un flacon de fumosin conjugata Interval de cuantificare: 250-5000 ppb Limita de detectie: 200 ppb Limita de cuantificare: 250 ppb	



Laboratorium
Together. A Step Forward™

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner

Thermal Analysis and Chromatography

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

				Substrat/Chromogen (gata pentru folosire); Stop solution(gata pentru folosire); . 1xWashin buffer(salt) Tween Raport de control al calitatii (graphic: concentratie – absorbanta) Recuperare: 85-110%. Limita de detectie: Cereals , feed, malt 18,5 µg/kg. Matrice: cereals, feed, malt	Temperatura de stocare: 2-8°C Kitul contine: • microgodeuri acoperite cu anticorpi într-un suport pentru microgodeuri • microgodeuri de diluție neacoperite • 5 flacoane din fiecare standard de fumosin • 1 flacon de fumosin conjugata • 1 flacon de soluție de substrat • 1 flacon de soluție stop Pentru analiza micotoxinelor din: grains, nuts,cereals and other commodities, including animal feeds	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chişinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 06.04.2024



Laboratorium
Together.A Step Forward™

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Waters

THE SCIENCE OF WHAT'S POSSIBLE.™

Authorized Partner

Thermal Analysis and Chromatography