

## **Masă pentru manipulare cu 2 sertare: MPI-002**

### **Masă medicală pentru manipulare și depozitare**

#### **Descriere generală:**

Masă medicală multifuncțională destinată depozitării și transportării consumabilelor, medicamentelor și instrumentelor medicale în săli de operație, cabinete și vestiare medicale. Construcția ergonomică și materialele rezistente permit utilizarea intensivă în mediul spitalicesc.

#### **Indicații de utilizare:**

Se utilizează pentru organizarea, depozitarea și transportarea materialelor medicale necesare activităților medicale și chirurgicale.

#### **Contraindicații:**

Nu se utilizează pentru transportul pacienților sau pentru susținerea sarcinilor care depășesc limita maximă admisă de 30 kg. Nu se recomandă utilizarea în exterior sau în medii cu umiditate excesivă.

<b>Parametru</b>	<b>Specificație</b>
<b>Carcasa de bază</b>	<b>Oțel acoperit cu pulbere albă, grosime 1 mm Rezistență la dezinfectanți chimici</b>
<b>Sertare</b>	<b>2 sertare superioare cu mâner</b>
<b>Sistem de închidere</b>	<b>1 sertar prevăzut cu lacăt</b>
<b>Mânere transport</b>	<b>2 unități</b>
<b>Raft superior</b>	<b>cu margini ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304.</b>
<b>Raft inferior</b>	<b>cu margini ridicate oțel inoxidabil satin, AISI 304.</b>
<b>Grosime raft inox</b>	<b>0.8 mm</b>
<b>Roți</b>	<b>4 roți pivotante din cauciuc diametru 50mm</b>
<b>Dimensiuni</b>	<b>650 × 500 × 900 (H) mm</b>
<b>Sistem frânare</b>	<b>2 roți cu frână</b>
<b>Sarcina maximă admisă</b>	<b>30 kg</b>
<b>Garanție</b>	<b>4 ani (48 luni)</b>

#### **Condiții de funcționare și depozitare:**

**Utilizarea și depozitarea se fac în spații închise, uscate, cu temperaturi între +2°C și +40°C și umiditate relativă de 45–70%.**

**Se recomandă păstrarea la o distanță de minim 0,5 m față de sursele de căldură.**

**Protejați echipamentul împotriva șocurilor mecanice și substanțelor chimice agresive.**

**Curățarea se face cu soluții pe bază de alcool (fără agenți abrazivi), folosind lavete moi sau perii fine.**

#### **Condiții de păstrare a garanției:**

Pentru a beneficia de garanția integrală oferită, utilizatorul trebuie să respecte următoarele condiții:

Garanția se păstrează cu condiția utilizării produsului conform destinației, respectării instrucțiunilor de utilizare, curățare și depozitare, precum și evitării deteriorărilor mecanice sau intervențiilor neautorizate.



Producător: Caravan Express SRL  
Republica Moldova  
or. Cimișlia, MD-4101