

### Specificație Tehnică Completată

**Model: EC38-i10L; DM000459136; Producător: HOYA CORPORATION sau PENTAX Medical; Țara: Japonia.**

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificația tehnică propusă de ofertant
<p>Video colonoscop tip HD + sau FullHD</p> <p>Diametru extern al tubului - maxim 13,2 mm</p> <p>Canalul de lucru 3,8 mm</p> <p>Lungimea de lucru 1700 mm</p> <p>Unghiul câmpului de vedere minim 140°</p> <p>Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim nu mai mare de 4 mm și nu mai mic 100 mm (4-100)</p> <p>Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180°/180°</p> <p>Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160°</p> <p>Funcționalitatea mânerului de dirijare:</p> <p>a) butoane ≥4</p> <p>b) înghețarea imaginii- da</p> <p>c) capturarea imaginii – da</p> <p>d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) – da</p> <p>Compatibil cu tehnologiile prezente in video procesorul sus menționat.</p> <p>Prezenta tehnologie:</p> <p>- Flexibilitatea gradată a tubului de introducere a colonoscopului.</p> <p>- Sistem de lucru cu jet de apă sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă.</p>	<p><b>DA</b> Video colonoscop tip HD + <b>pag. 5 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p><b>DA</b> Diametru extern al tubului - 13,2 mm <b>pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p><b>DA</b> Canalul de lucru 3,8 mm <b>pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p><b>DA</b> Lungimea de lucru 1700 mm <b>pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p><b>DA</b> Unghiul câmpului de vedere - 140° <b>pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p><b>DA</b> Adâncimea câmpului vizual, în intervalul minim nu mai mare de 4 mm și nu mai mic 100 mm (4-100) <b>pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p><b>DA</b> Rata de deflecție (Angulația) sus/jos minim 180°/180° <b>wpag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p><b>DA</b> Rata de deflecție (Angulația) stânga/dreapta minim 160°/160° <b>pag. 6 din broșure i10 Series Endoscopes</b></p> <p>Funcționalitatea mânerului de dirijare:</p> <p>a) <b>DA</b> butoane - 4 <b>pag. 14 din Instrucțiuni de utilizare Videocolonoscop PENTAX</b></p> <p>b) <b>DA</b> înghețarea imaginii- se face programarea butoanelor in procesorul video, <b>pag. 53 din Instructions for USE EPK-i7010</b></p> <p>c) <b>DA</b> capturarea imaginii - se face programarea butoanelor in procesorul video, <b>pag. 54 din Instructions for USE EPK-i7010</b></p> <p>d) reglarea tonului de culoare (filtre optice) - se face programarea butoanelor in procesorul video, <b>pag. 55 din Instructions for USE EPK-i7010</b></p> <p><b>DA</b> Compatibil cu tehnologiile prezente in video procesorul sus menționat. <b>pag. 96 din Instructions for USE EPK-i7010, Endoscope Compatibility &gt; K series” consists of 70K, 80K, 90K, K10 and J10 series. “i series” consists of 90i and i10 series.)</b></p> <p>Prezenta tehnologie:</p> <p>- <b>DA</b> Flexibilitatea gradată a tubului de introducere a colonoscopului. <b>pag. 4 din broșure i10 Series Endoscopes, i-Flex Graduated Stiffness Design si TrueTorque Insertion Tube Design.</b></p> <p>- <b>DA</b> Sistem de lucru cu jet de apă sub presiune sau port dedicat pentru irigare cu apă. <b>pag. 16, 18, 22 din Instrucțiuni de utilizare Videocolonoscop</b></p>

<p>Echipamentul este nou și neutilizat. Garanția 12 luni. <b>Accesorii:</b> Pensă pentru pentru biopsie autoclavabilă- 10 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tip:Crocodil</li><li>- Lungimea - minim 2200 mm</li><li>- Compatibil cu canalul minim de 2.5 mm</li><li>-</li></ul> <p>Înlocuirea dispozitivului pe perioada în care acesta este în reparație, pe perioada de garanție.</p>	<p><b>PENTAX, Port pentru jet de apă, Tub de irigare , Duză pentru jet de apă.</b> <b>DA</b> Echipamentul este nou și neutilizat. <b>DA</b> Garanția 12 luni. <b>Accesorii:</b> <b>DA</b> Pensă pentru pentru biopsie autoclavabilă- 10 bucăți</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>DA</b> Tip:Crocodil</li><li>- <b>DA</b> Lungimea - 2200 mm</li><li>- <b>DA</b> Compatibil cu canalul de 2.5 mm</li></ul> <p><b>Putem prezenta monstra pentru aprobare.</b> <b>DA</b> Înlocuirea dispozitivului pe perioada în care acesta este în reparație, pe perioada de garanție.</p>
--	---