


SCHEDA TECNICA PRODOTTO TECHNICAL DATA SHEET

DATA EMISSIONE / DATE OF ISSUE
11.12.2020



CODICE ARTICOLO: **2015**
ITEM CODE:

DESCRIZIONE / DESCRIPTION



Piastre per gruppi sanguigni

sono utilizzate per la determinazione in serie dei gruppi ABO e Rh, mediante l'uso degli antisieri di routine e di emazia al 40-50% in siero (plasma) autologo. Sono prodotte in polistirolo trasparente recanti 10 pozzetti rettangolari numerati ad angoli smussi (1x3 cm circa). Le piastre possono anche essere sovrapposte. Queste, eventualmente, possono essere poste a due a due o a quattro a quattro in vassoi (art. 42015) ugualmente trasparenti e forniti di coperchio per rendere possibile la camera umida.

Blood grouping plates

Used to determine the ABO and Rh blood groups, thanks to usual antiserum. Made of transparent polystyrene, with 10 squared numbered wells with rounded corners (approx 1 x 3 cm.). The plates may also be overlapped. These plates can eventually be put two by two or four by four on transparent trays with lids (Art. cod. 42015) that provide humidity in chambers.

Prodotto con marchio CE - conforme alla Direttiva 98/79/CE e al D.lgs 332 del 08/09/2000

CE Marked product - manufactured in compliance with 98/79/CE Directive and D.lgs 332 dtd 08/09/2000

CARATTERISTICHE PRINCIPALI		TECHNICAL FEATURES
Stato microbiologico	NON STERILE / NOT STERILE	<i>Microbiological status</i>
Materiale impiegato	POLISTIROLO / POLYSTYRENE	<i>Raw material</i>
Temperature tollerate	MIN -10°C MAX +70°C	<i>Temperature range</i>
Dimensioni	160 x 40 x H. 4,3 MM.	<i>Dimensions</i>
Numero di pozzetti	10	<i>Number of wells</i>
Dimensione pozzetti	10 x 30 MM	<i>Dimensions - wells</i>
Peso	13,4 GR.	<i>Weight</i>
Validità del prodotto	5 ANNI / YEARS	<i>Shelf life</i>

DESTINAZIONE D'USO / INTENDED PURPOSE

La destinazione è quella di "DISPOSITIVO MEDICO DIAGNOSTICO IN VITRO" adatto a contenere sangue per effettuare analisi di laboratorio (determinazione gruppo sanguigno).

Il dispositivo in oggetto è destinato esclusivamente ad uso professionale.

Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici (CND) > W02020399 (Strumentazione per la determinazione del gruppo sanguigno non altrimenti classificata)

Repertorio Nazionale dei Dispositivi Medici (RDM) > 1898112/R

Classificazione EDMA > 23031001 - BG Hardware + accessories + consumables + software

Intended purpose is "IN VITRO MEDICAL DEVICE" to contain blood to perform laboratory tests (Blood group determination). For professional use only.

National classification of medical devices (CND - For Italian law) > W02020399 (Blood grouping instruments - others)

EDMA code > 23031001 - BG Hardware + accessories + consumables + software

AVVERTENZE PER L'USO / OPERATING INSTRUCTIONS

Non avvicinare il dispositivo alla fiamma o a fonti di calore che lo potrebbero danneggiare.

Keep out of flame or heat sources which might damage the product

Non utilizzare il prodotto scaduto o con la confezione aperta

Do not use after expiry date or if packing is opened

Non riutilizzare: Dispositivo monouso

Do not re-use: Disposable device

Non variare la destinazione d'uso

Do not vary the intended purpose of the product

Prodotto non adatto ai bambini

Keep out of reach of children

Conservare in luogo asciutto, Temperatura min -10°C max +50°C

Store in dry place, Temperature range: min -10°C max +50°C

Smaltimento: utilizzare gli appositi D.P.I e smaltire secondo le normative vigenti

Disposal: use appropriate personal protective equipment and act according to applicable regulations

Prima dell'utilizzo con sostanze particolari consultare sul catalogo le tabelle di resistenza/compatibilità dei materiali.

Before use with particular substance check the resistance / compatibility chart on our catalogue

IMBALLO / PACKING

Quantità (pz): Quantity (pcs):	500	Confezione interna (pz): Internal packing (pcs):	10	QUANTITÀ MINIMA VENDIBILE MINIMUM SALEABLE QUANTITY	
Misura esterna scatola (cm): External box dimensions (cm):	25,2 x 40 x 29	Peso (Kg): Weight (Kg):	7,65	Volume (m ³): Volume (m ³):	0,029

SIMBOLI UTILIZZATI SULL'IMBALLO / PACKING SYMBOLS



Data di fabbricazione
Manufacturing date



Data di scadenza
Expiry date



Consultare i documenti accompagnatori
Please consult accompanying documents



Numero di lotto
Lot number



Monouso
Disposable