

Anexa 22 Specificații tehnice

ătre ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contra

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1687178391256	Data: „31” iulie 2023	Alt ern
Denumirea licitației:	achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală repetat		Pag ina:

Co d	Nr. Lot	Denumi re Lot	Denu mirea	Modelu l	Țara de	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
1	2		3	4	5	6	7	8	

3310000-1	3	Microcentrifugă	Microcentrifugă	CM-50	Letonia	Elmi	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 1000 - 14500 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 50–12.400 × g. Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +. Dimensiuni generale 200x240x125 mm (± 15%). Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare și capacul protector din material inoxidabil.4 1.Certificat CE 2.Certificat de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 6.Etalonare/verificare in Republica Moldova 7.Termen de garantie nu mai mic de 2 ani 8.Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare și capacul protector din material inoxidabil.4 7. Etalonare/verificare in Republica Moldova Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular (p 4 manual de utilizare). Gama de control al vitezei 1000 - 15000 rpm (increment 100 rpm)(p 2 manual de utilizare). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 10–15294 × g(p 2 manual de util). Setarea timpului digital 0,1 - 99 min (increment 6 s - 1 min)(p 2 manual de utilizare). Semnal sonor cu temporizator +(p 2 manual de utilizare). Timp de accelerare de până la 15000 rpm de la 0,1 min(p 2 manual de utilizare) . Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. (p 2 ,6 -(5 nivele de incetinire) manual de utilizare)Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +(p 2,4-(imbalanta total posibila de 1- 1,5 g) manual de utilizare) Dimensiuni generale 200x180x145 mm (p 2 manual de utilizare). Greutate 3,1 kg,(p 2 manual de utilizare) interiorul camerei de centrifugare și capacul protector din metal(pliant ,p4 manual de utilizare).1.Certificat CE 2.Certificat de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 7. Conform HG 1042 din 13.09.2016 Prezenta pe un mijloc de masurare a marcajului de verificare initiala CE demonstrează că acesta a fost supus unor controale adecvate (aprobarea de model CE, verificarea inițială CE) și, în consecință, atunci când mijlocul de măsurare este importat sau dat în folosință în Republica Moldova, nu mai este necesar să se repete controalele care au fost deja efectuate. Verificarea inițială CE este valabilă, din momentul acordării ei, pîna la finele anului următor celui în care a fost aplicat marcajul de verificare inițială CE. p.7Mijloacele de masurare pe care sunt aplicate Marcajul CE și marcajulmetrologic suplimentar,prevazute de reglementarile tehnice mentionate in p.5 se introduc pe piata fara verificari metrologice initiale .Pct.7 completat prin Hot.Guv.nr.1095 din 19.12.2017,în vigoare 20.12.2017) Garantarea pieselor de schimb pe parcursul 12 luni	CE :IS O
-----------	---	-----------------	-----------------	-------	---------	------	--	---	----------------

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: C.Lazari În calitate de: Manager achizitii

Ofertantul: IM " Becor" SRL Adresa: mun.Chisinau, str.Calea Orheiului 111/5