



Şırınga üretimi GMP standardına uygun olarak tamamen otomasyon sistemi ile kontrol edilmektedir.

**Enjektör İhtiyacınızda,
çözüm ortağınız.**



1cc

İnsulin 29g ve Tüberkulin Enjektör

Seri No	Model	G	mm
8682250046322	1ml	27	38
8682250046339	1ml	27	50
8682250045346	1ml	22	32
8682250046353	1ml	21	38
8682250046360	1ml	23	25
8682250046407	1ml	20	38
8682250046377	1ml	26	13
8682250046414	1ml	18	38
8682250046194	1ml	29	13
8682250046391	1ml	25	25



2cc

Aşı Enjektörü (2 Parça ve 3 Parça)

Seri No	Model	G	mm
8682250046476	2ml	25	25
8682250046469	2ml	25	16
8682250045506	2ml	18	38
8682250046865	2ml	26	13
8682250046452	2ml	21	38
8682250046483	2ml	23	32
8682250046490	2ml	20	38
8682250046421	2ml	27	38
8682250046438	2ml	27	50
8682250046445	2ml	22	32



2,5cc

Dental Enjektör

Seri No	Model	G	mm
8682250046513	2,5ml	27	38
8682250046520	2,5ml	27	50
8682250046437	2,5ml	22	32
8682250046544	2,5ml	21	38
8682250046575	2,5ml	23	32
8682250046582	2,5ml	20	38
8682250046599	2,5ml	18	38
8682250046872	2,5ml	26	13
8682250046551	2,5ml	25	16
8682250046568	2,5ml	25	25



3cc

Hipodermik Enjektör (2 Parça ve 3 Parça)

Seri No	Model	G	mm
8682250046605	3ml	27	38
8682250046612	3ml	27	50
8682250046629	3ml	22	32
8682250046667	3ml	21	38
8682250046674	3ml	23	32
8682250046681	3ml	20	38
8682250046889	3ml	18	38
8682250046643	3ml	26	13
8682250046650	3ml	25	16
8682250046468	3ml	25	25



5cc

Hipodermik Enjektör (2 Parça ve 3 Parça)

Seri No	Model	G	mm
8682250046018	5ml	21	38
8682250046025	5ml	23	32
8682250046032	5ml	20	38
8682250046100	5ml	18	38
8682250046063	5ml	26	13
8682250046070	5ml	25	16



10cc

Hipodermik Enjektör (2 Parça ve 3 Parça)

Seri No	Model	G	mm
8682250046094	10ml	27	38
8682250046117	10ml	27	50
8682250046124	10ml	22	32
8682250046155	10ml	21	38
8682250046162	10ml	23	32
8682250046179	10ml	20	38
8682250046186	10ml	18	38
8682250046131	10ml	26	13
8682250046148	10ml	25	16



20cc

Hipodermik Enjektör
(2 Parça ve 3 Parça)



50cc

Beslenme ve Çam Uçlu



Kan Gazı Enjektörü

- › Polipropilen plastik malzeme
- › Maksimum hacme kadar kolay aspirasyon
- › Minimum kalıntı hacmi
- › Yüksek sızdırmazlık
- › Kolay ve konforlu piston hareketliliği
- › Güvenlik için piston durdurma noktası
- › Tıbbi malzeme üretimine uygun medikal kağıt ve şeffaf film ambalaj
- › EO Sterilizasyon



Hipodermik İğneler



ULUSLAR ARASI İĞNE ÖLÇÜLERİ VE GENEL OLARAK KULLANIM YERLERİ											
GAUGE		14G	18G	19G	20G	21G	22G	23G	25G	26G	27G
UYGULAMALAR		AÇIK YEŞİL	PEMBE	AÇIK SARI	SARI	YEŞİL	SİYAH	MAVİ	TURUNCU	KAHVE RENGİ	GRİ
INTRA-DERMIC		Veterinerlikte kullanılır ve acil vakalarda <u>büyük</u> hacimli enjektörlere ilaç çekmek için	-	-	-	-	-	-	Yetişkin Çocuk	Yetişkin Çocuk	Yetişkin Çocuk
SUBCUTANEOUS			-	-	-	-	-	Yetişkin Çocuk	Çocuk	Çocuk	Çocuk
INTRA VENOUS	ENJEKSİYON		-	-	-	Yetişkin Çocuk	Yetişkin Çocuk	Çocuk	-	-	-
	KAN ALMA		Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin Çocuk	-	-	-	-	-	-
INTRA-MUSCULAR			Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin Çocuk	Yetişkin Çocuk	-	-	-	-
INTRA-ARTICULAR	INJECTION	SUPERFICIAL	-	-	-	-	-	-	Yetişkin Çocuk	Yetişkin Çocuk	Yetişkin Çocuk
		MEDIUM DEEP	-	-	-	-	Çocuk	Çocuk	-	-	-
		DEEP	-	-	-	Yetişkin Çocuk	-	-	-	-	-
	KAN ALMA		Yetişkin	Yetişkin Çocuk	Yetişkin Çocuk	-	-	-	-	-	-
INTRA-ARTERIAL			Yetişkin	Yetişkin	Yetişkin	-	-	-	-	-	-

Yüksek kalitede paslanmaz çelikten iğne, Medikal Silikon Kaplar İğne, İğnenin ciltten acsız ve kolay penetrasyonunu sağlayan iğne ucu tasarımı, Uluslararası standartlara uygun renklere sahip iğne tanımlayıcı %6 Luer, İğnenin bütünlüğünü koruyan Koruyucu kapak. Medikal kağıt ve tıbbi malzeme üretimine uygun (medical grade) şeffaf filminden meydana gelen Blister ambalaj

SERTİFİKALARIMIZDAN BAZILARI





Şafak Enjektör firması olarak tıbbi sarf malzeme üretiminde öncelikle ülkemizde öncü bir kuruluş olmak ve bir çok üründe "ilk"lere imza atmak, ilerleyen zamanlarda da başarılarımızla uluslararası alana taşıyarak firmamızın ve ülkemizin adına bu sektörde duyurarak her zaman tercih edilen bir firma durumuna gelmektir.



Berk Köyü Fabrika Caddesi No:23 BOLU

0374 222 14 04

www.safakenjektör.com