

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22  
 la Documentatia standard nr 115  
 din „15” septembrie 2021

**Specificatii tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 1, 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 2, 6,]

**Ref. Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1772601875028\_04.03.2026**
**Obiectul achiziției: Reactive imunohistochimice pentru autostainere: Epredia 480S; LINK 48; TintoStainer PLUS**

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP
1	2	3	4	5	6	7
<b>Reactive imunohistochimice pentru autostainere: Epredia 480S; LINK 48; TintoStainer PLUS</b>						
1	Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen)	Anticorpi monoclonal CD45 antigen leucocitar comun (Leucocyte Common Antigen)	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5246 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD45 (2B11 & PD7/26), Mmab, RTU 3.0 ml  BSB 5248 CD45 (2B11 & PD7/26), Mmab, RTU 15.0 ml
2	Anticorpi monoclonal CD30	Anticorpi monoclonal CD30	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5211 Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD30 (Ber-H2), Mmab, RTU 7.0 ml

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

3	Anticorpi monoclonal CD5	Anticorpi monoclonal CD5	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5157	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD5 (RBT-CD5), Rmab, RTU 7 ml
4	Anticorpi monoclonal CD10	Anticorpi monoclonal CD10	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB-3816-3	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD10 (RBT-CD10), Rmab, RTU 3 ml
						BSB-3816-15	CD10 (RBT-CD10), Rmab, RTU 15 ml
5	Anticorpi Monoclonal BCL2	Anticorpi Monoclonal BCL2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5073	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU bcl-2 (BSB-5), Mmab, RTU 15 ml
6	Anticorpi Polyoclonal CD3	Anticorpi Polyoclonal CD3	SUA	BIO SB	Anticorpi polyoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 6422	Anticorpi polyoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD3 (RBT-CD3), Rmab, RTU 3ml
						BSB 6424	CD3 (RBT-CD3), Rmab, RTU 15ml
7	Anticorpi Monoclonal CD20	Anticorpi Monoclonal CD20	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5192	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD20 (L26), Mmab, RTU 15 ml
						BSB 5191	CD20 (L26), Mmab, RTU 7 ml

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

8	Anticorpi Monoclonal CD19	Anticorpi Monoclonal CD19	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB-3840-7	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD19 (RM332), Rmab RTU 7ml
9	Anticorpi Monoclonal CD79a	Anticorpi Monoclonal CD79a	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5302	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD79a (JCB117), Mmab RTU 3 ml
						BSB 5304	CD79a (JCB117), Mmab RTU 15 ml
10	Anticorpi Monoclonal OCT2	Anticorpi Monoclonal OCT2	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 2023	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Oct-2 (EP115), Rmab 15ml
11	Anticorpi Monoclonal CD138	Anticorpi Monoclonal CD138	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 6528	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD138 (EP201), Rmab, 7 ml
12	Anticorpi Monoclonal CD56	Anticorpi Monoclonal CD56	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5268	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD56 (123C3.D5), Mmab 7ml
13	Anticorpi Monoclonal CD7	Anticorpi Monoclonal CD7	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 2322	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD7 (EP132), Rmab 7ml

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

14	Anticorpi Monoclonal CD 23	Anticorpi Monoclonal CD 23	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 6472	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD23 (EP75), Rmab, 7ml
15	Anticorpi Monoclonal CD15	Anticorpi Monoclonal CD15	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5184	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD15 (BSB-119), Mmab 7ml
16	Imunoglobulin kappa lights chains	Imunoglobulin kappa lights chains	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5701	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Kappa Light Chains (BSB-58), Mmab 3 ml
17	Anticorpi Monoclonal CD43	Anticorpi Monoclonal CD43	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5240	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD43 (MT1), Mmab 7ml
18	Anticorpi Monoclonal MUM1	Anticorpi Monoclonal MUM1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 6954	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU MUM1 (EP190), Rmab 7 ml
19	Anticorpi Monoclonal CD68	Anticorpi Monoclonal CD68	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 2713	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD68 (KP-1), Mmab 7ml

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

20	Anticorpi Monoclonal LEF1	Anticorpi Monoclonal LEF1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB-3826-15	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU LEF-1 (RBT-LEF1), Rmab 15 ml
21	Anticorpi Monoclonal IgD	Anticorpi Monoclonal IgD	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 2959	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU IgD (EP173), Rmab 15ml
22	Anticorpi Monoclonal CD38	Anticorpi Monoclonal CD38	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 6500	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU CD38 (EP135), Rmab 7ml
23	Anticorpi Monoclonal PD1	Anticorpi Monoclonal PD1	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 3149	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU PD-1 / CD279 (EP239), Rmab 7ml
24	Anticorpi Monoclonal LM02	Anticorpi Monoclonal LM02	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 3575	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU LMO2 (RBT-LM02), Rmab RTU 7ml
25	Imunoglobulin lambda lights chains	Imunoglobulin lambda lights chains	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 5715	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU Lambda (BSB-16), Mmab RTU 3ml
26	Anticorpi Monoclonal SOX11	Anticorpi Monoclonal SOX11	SUA	BIO SB	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU	BSB 2217	Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU SOX-11 (CL0142), Mmab RTU 7ml

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

27	Detection System	Detection System	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Non-biotin /Biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE,	TL-125-QHD	<p>Non-biotin /Biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE, Kit de imunodectie (vizualizare) polimerică cu anticorp secundar conjugat cu micropolimer bivalent (soarece/iepure). Kitul include: 1. Blocant Peroxid de hidrogen - timp de incubare 10 minute; 2. Blocant proteic pentru eliminare colorare fundal nespecifică - timp de incubare 5 minute; 3. Amplificator anticorp primar (Primary Antibody Amplifier) - timp de incubare 10 minute; 4. Polimer Anti-soarece si anti-iepure (HRP Polymer - Anti-Mouse IgG (H+L), Anti-Rabbit IgG (H+L) - timp de incubare 10 minute; 5. Cromogen DAB (DAB Chromogen); 6. Substrat - DAB Substrate. Substrat + cromogen DAB</p> <p>Quanto: stabil 5 zile dupa amestecare la temperatura camerei si pana la 10 zile la frigider. Timp total de incubare sa nu depaseasca 45 de minute;</p>
28	Tris Buffer Saline	Tris Buffer Saline	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE,	TA-125-TB	<p>Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE,</p> <p>Epredia™ Lab Vision™ Tris-Buffered Saline (25X) 125ml /kit</p>

**Complete Laboratory Solutions**

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

29	HIER Buffer (pH9,0)	HIER Buffer (pH9,0)	OLANDA	Epredia Netherlands B.V.	Citrate Buffer sau EDTA pH 6,0 -9,0 in dependenta de anticorpi si protocol Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE	TA-999-DHBH	Dewax and HIER Buffer H (pH=9) - solutie pentru deparafinare si demascare antigenica simultana compatibila cu modulul de pretratare PT Module aflat in dotarea laboratorului prin tehnica HIER. Solutia include ingrediente speciale ce dizolva efectiv parafina si nu doar o topesc. Kitul contine 10 recipiente de 100 mL (concentratie 15X). Fiecare recipient poate fi folosit direct cu PT Module fara a necesita etape suplimentare de dilutie IVD-ISO CE
30	Antibody Diluent	Antibody Diluent	SUA	BIO SB	Pentru diluarea anticorpilor	BSB 0115	Ancillary ImmunoDetector Protein Blocker Antibody Diluent RUO, 1000 mL

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator  
 Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chişinău  
 Tel/Mob: +37360999911 Data: 08.04.2026